



Sängyn nousutuki GR2 80/ 90 - Käyttöohje



1. Käyttötarkoitus

Sängyn nousutuki GR280/90 tarjoaa vakaan tuen ja auttaa käyttäjää nousemaan sänkyyn ja poistumaan sängystä. Sängyssä ollessa nousutukea voidaan käyttää apuna istuma-asentoon nousemisessa tai asennon vaihtamisessa makuuasennossa.


Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi 80 tai 90 cm leveissä metallirunkoisissa sängyissä, joissa on 50 × 20 mm suorakaiteen muotoiset sivuputket.



Kuva 1

2. Pakkauksesta purkaminen

Poista pakkaus ja tarkista kaikki osat huolellisesti. Ota välittömästi yhteyttä toimittajaan, jos jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, äläkä yritä asentaa tuotetta.



Kuva 2

3. Käyttäjän enimmäispaino

Nousutuki on suunniteltu tukemaan käyttäjää turvallisesti enintään 135 kg painoon asti.

Enimmäiskuormitus sisältää kuormitukset, jotka syntyvät seuraavissa tilanteissa:

Istumaan nouseminen


Seisomaan nouseminen

Asennon vaihtaminen

ÄLÄ ylitä tätä painorajaa

4. Asennusohjeet

Yhdistä osa A, osa B ja kahvalla varustettu osa C. Osien B ja C välinen etäisyys saa olla enintään 55 ± 2 mm (ks. kuva 3). Kiristä kaikki siipimutterit huolellisesti.




Kuva 3

5. Asennus:


ÄLÄ asenna tätä tuotetta vaurioituneeseen sänkyyn.

Kiinnitä nousutuki sen sängyn sivulle, jolta henkilö tavallisesti nousee ylös. Sijoita nousutuki siten, että käyttäjä ylittää siihen makuuasennosta ilman, että hänen tarvitsee kurottua.

Nousutuen ja sängyn päädyn (päätylaudan) välisen etäisyyden tulee olla 568 ± 10 mm (ks. kuva 4).



Kuva 4



Kuva 5

6. Nousutuen käyttö

Käytä kahvaa apuna noustaksesi istuma-asentoon sängyssä.

Nosta kahvaa, käännä sitä 90 astetta ja paina alaspäin (kuva 5).

Sängystä noustessasi käytä nousutukea lisätukena ja vakauden parantamiseksi seistessäsi.

Seiso selkä sänkyyn päin ja pidä jalkasi sängyn reunaa vasten. Tue itseäsi nousutuesta, kun istuudut sängyn reunalle.

Nosta kahvaa, käännä sitä 90 astetta ja paina alas lukitaksesi sen kuvan 4 osoittamaan asentoon.

Käytä nousutukea lisätukena, nosta jalat sängylle ja asetu mukavaan asentoon.

7. Huolto

Viikoittain: Tarkista, että nousutuki on oikein paikallaan ja että pultit ovat kunnolla kiristetty.

Säännöllisesti: Tarkasta tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.

Kaikista epäilyistä vioista tai vaurioista on ilmoitettava välittömästi toimittajalle, ja tuote on poistettava käytöstä.

8. Puhdistus

Puhdista nousutuki säännöllisesti yleiskäyttöisellä, neutraalilla pesuaineella ja lämpimällä vedellä.

Varmista ennen käyttöä puhdistusaineiden soveltuvuus. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai liinoja, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Anna tuotteen kuivua kokonaan ennen käyttöä tai varastointia.

www.nipim.org



NIPI-M
Znanie 10 str.
6007 Stara Zagora
Bulgaria