

Kangoo Vario -monitoimirattaat ovat monipuolinen toimintaväline, jolla liikkuminen onnistuu epätasaisessakin maastossa. Rattaita voi käyttää myös polkupyörän peräkärrynä.

Erilaisten tukityynyjen avulla rattaisiin saadaan tukeva istuma-asento myös vaikeavammaiselle henkilölle.

Kangoo Vario -monitoimirattaita on saatavilla 2 kokoa. Koko 2:n kantavuus on noin 40 kg ja koko 3:n n. 60 kg.

Polkupyörän peräkärrynä Kangoo-monitoimirattaiden maksimikantavuus on 35 kg.

**Rattaisiin kuuluu:**

- **Kokoontaittuva runko**
- **Istuin**
- **Pikalukoilla irroitettavat 20" renkaat**
- **Kääntyvä, 10" etupyörä**
- **Polkupyörän vetoaisa**
- **Sadesuoja**
- **Tukityynyjä**



Aloita rattaiden kasaaminen kääntämällä työntökahvasta runko suoraksi. Lukitse iskunvaimennin (3-koossa 2 kpl) kiinnityskappaleeseen. Varmista, että iskunvaimennin tulee rungon ulkopuolelle.



Aseta istuinosa paikalleen rungon sisään. Lukitse istuin sokkien avulla. Huomioi, että tummat, alhaalle kiinnitettävät sokat ovat pidemmät, kuin ylös kiinnitettävät, vaaleat sokat. Varmista, että sokka lukittuu kunnolla, Sockia irroitettaessa lukitus vapautuu, kun kierrät niitä ensin 90 astetta ja nostat vasta sitten.



Takarenkaat lukittuvat pikalukilla. Paina sormella akselin päästä samalla työntäen akselin paikalleen. Rengas irtaantuu, kun painat akselin päästä ja vedät renkaan ulos. Takarenkaita kiinnitettäessä / irroitettaessa varmista, että jarrut eivät ole päällä.



Eturengas kiinnitetään pika-akselilla. Aseta rengas paikalleen uraan ja kiristä kääntämällä akselin vipu rungon suuntaiseksi.



Halutessasi voit korvata ison etupyörän kääntyvällä etupyörällä. Kääntyvä etupyörä asetetaan paikalleen työntämällä sovitekapale runkoputkien väliin ja lukitsemalla pika-akselilla.



Molemmille takarenkaille on omat jarrunsa. Seison-tajarru lukittuu painamalla yhtäaikaaisesti jarrukahvaa ja lukitusvipua. Jarru vapautuu painamalla kahvasta ja nostamalla punaisesta nupista,



Jalkalaudassa on pituuden ja kulman säätö. Pituuden säätöön voi tarvittaessa käyttää erillisiä jatkopaloja. Näitä säätöjä varten tarvitset kuusiokoloavaimia.



Polkupyörän sovitekappale koostuu kiinnitysosasta, soviteprikasta ja varmistusvaijerista. Valitse sopiva priikka polkupyörän takareenkaan akselin vahvuuden mukaan.

Sovitekappale kiinnitetään polkupyörän taka-akseliin avaamalla vasemmanpuoleinen kiinnitysruuvi, laittamalla sovitekappale akseliin sopivan priikan kanssa paikalleen ja kiristämällä ruuvi. Varmistusvaijeri kiinnitetään taka-akselin ympäri ja kiinni rungon sisäpuolelle.



Polkupyörän vetoaisa kiinnitetään rattaisiin etupyörän tilalle. Vetoaisa sovitetaan paikalleen rattaiden runkoputkien väliin pika-akselin avulla ja lukitaan mustassa sovitekappaleessa olevalla sormiruuvilla. Rattaiden istuinkulma kannattaa laskea alas ennen polkupyörän vetoaisan kiinnitystä. Muista kiinnittää vetoaisan varmistuslenkki polkupyörän rungon ympäri



Koko 3 Kangoo Vario -monitoimirattaissa on kaksi iskunvaimenninta. Iskunvaimentimen kiinnityskappaleen korkeutta muuttamalla voidaan säätää rattaiden istuinkulmaa.

Pyöräillessä muistahan pyöräilykypärän sekä polkijalle että peräkärryssä istujalle!

Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere

puh. 09-350 76 310 (arkisin klo 8–16)
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

CAMP
MOBILITY