

pikaohjeet

upsee

Tuotetakuu

Valmistaja myöntää Firefly-tuotteille 12 kk takuun edellyttäen, että olet käyttänyt tuotetta vain valmistajan kuvaamassa tarkoituksessa, valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Lisää tuoteohjeita ja -videoita löydät valmistajan kotisivuilta:

www.fireflyfriends.com

Viallisen tuotteen voit palauttaa, korjauttaa tai vaihtaa uuteen vastaavaan tuotteeseen 12 kk ostopäivästä edellyttäen, että sovit asiasta etukäteen jälleenmyyjäsi kanssa.

Mikäli palautuksesta sovitaan, sinun tulee pakata tuote huolellisesti kuljetusta varten, mielellään alkuperäiseen pakkaukseen.

Tämän ohjeen löydät sähköisenä versiona myös jälleenmyyjäsi kotisivuilta.

Turvallisuus

Perehdythän huolellisesti valmistajan ja jälleenmyyjän ohjeisiin ennen tuotteen käyttöönottoa.

Varmistathan, että tuotteen kaikki osat on huolellisesti kiinnitettyjä ja ehjiä. **Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä vioittuneita osia.**

Tarkistathan tuotteen kunnan aina ennen käyttöä. Varmistathan, että esim. tarranauhat ovat puhtaat ja niiden kiinnityspinta pitävä.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.

Huolehdiathan siitä, että tuotteet on ohjeiden mukaisesti kasattu ja kiinnitetty, ennen kuin annat lapsen niitä käyttää.

Lapset saavat käyttää Firefly-tuotteita vain aikuisen valvonnassa.

Valmistajan antamia ikä- ja painorajoja on noudatettava.

Mikäli epäilet tuotteen turvallisuutta, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään!

Tuotteissa on pieniä osia, jotka valvonnan puuttuessa voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienelle lapselle. **Pakkausmuoveja ei saa jättää lasten ulottuville!**

Älä vaihda tuotteeseen toisen valmistajan osia, koska se saattaa vaarantaa tuotetta käyttävän lapsen turvallisuuden ja se myös katkaisee valmistajan myöntämän takuun.

Älä käytä tai varastoi tuotetta avotulen, sähkö- ja kaasulämmittimien tai savukkeiden läheisyydessä.

Puhdistus

Suosittellemme puhdistukseen lämmintä vettä ja saippuaa / neste-mäistä pyykinpesuainetta.

Jotta tuotteen värit pysyvät kirkkaina mahdollisimman pitkään, tuotetta ei pidä hangata puhdistuksen yhteydessä.

Orgaaniset ja valkaisevat pesuaineet tai liuottimet EIVÄT sovellu Firefly-tuotteiden puhdistukseen.

Mikäli tuotteen tekstiilipäälysteisiä osia voi pestä pyykinpesukoneessa, on siitä erillinen maininta tuotekuvausten yhteydessä.

Mikäli hankit GoTo- tai Splashy-tuotteen lisävarusteena sätteriosan, on sen puhdistuksessa huomioitava irtolika ja pöly. Liitos- ja taitoskohdissa lika voi heikentää tuotteen toimivuutta.

Esim. Splashyn käyttö rannalla altistaa sen hiekalle ja merivedelle, jotka on hyvä huuhdella pois heti käytön jälkeen.

Käyttötarkoitus

Upsee-tuki antaa 1–8-vuotiaalle liikuntarajoitteiselle lapselle mahdollisuuden kävellä ja kokea maailmaa. Lapsi kytketään erityisliivillä aikuiseen, minkä jälkeen he pystyvät kävelemään yhdessä.

Toimitukseen sisältyy lapsen liivi, aikuisen vyö ja tuplasandaalit. Näitä osia on käytettävä aina yhdessä, jotta tuki, toiminta ja tasapaino ovat optimaaliset. Terapiakäytössä, tarkkaan harkittuna, sandaalit voidaan joskus irrottaa tietyn harjoitteen ajaksi.

Aikuisen vyötä suosittelemme pidettäväksi lantiolla, sillä vyötärölle kiinnitettynä se saattaa aiheuttaa selkäkipua. Kengiksi suosittelemme tennistossuja. Korkokengät, saappaat, sandaalit ja varvikkaat eivät ole riittävän turvalliset ja tasapainoiset.

Älä liiku väkisin! Lapsellasi on oltava tasapainoinen ja turvallinen olo!

Yleisistä ohjeista poikkeava puhdistus ja hoito

Tekstiiliosat kestävät pesukoneen, kunhan kaikki vyöt, lukot ja kiinnikkeet on irrotettu. Ethän jätä pieniä osia lapsen ulottuville.

Suositlemme tasokuivausta, mutta voit halutessasi laittaa lapsen liivin ja aikuisen vyön kuivausrumpuun matalalle lämpötilalle. Lapsen liiviä voi myös varovasti silittää matalalla lämmöllä.

Sandaaleita ei saa pestä pesukoneessa.

Turvallisuutenne vuoksi Upsee tulee tarkistaa ennen jokaista käyttökertaa:

1. tarkista lukot ja nepparit (sijainti ja kunto)
2. tarkista verhoilut (kulumat, tarranauhojen pitävyys)
3. tarkista vyöt (kulumat, repeämät)

Sopiiko Upsee juuri teidän tarpeisiinne?

Ennen Upsee-tuen hankintaa pyydämme sinua vastaamaan seuraaviin kolmeen kysymykseen. Jos vastaat kaikkiin "kyllä", saattaa Upsee hyvinkin soveltua juuri teidän tarpeisiinne.

1. Osallistuuko lapsi seisomisen/kävelyn opetukseen?

Onko lapsen kehitys jo sillä tasolla, että hän voi turvallisesti käyttää Upsee-tukea?

Jos vastasit "Ei", emme suosittele Upseen käyttöä! Jos olet epävarma lapsen kyvyistä, keskustele Upseen hankinnasta toimintaterapeutin kanssa.

2. Kun lapsi seisoo edessäsi, jäävätkö hänen hartiansa napasi alapuolella?

Jos vastasit kyllä, on lapsesi sopivan kokoinen.

Jos lapsen hartiat ylettyvät yli vyötärötasosi, on lapsi jo liian pitkä käyttämään Upsee-tukea. On äärimmäisen tärkeää, että aikuisen ja lapsen pituussuhde on sellainen, ettei se vaaranna käyttäjien tasapainoa, selkää jne. Jos ette löydä pidempää aikuista tuen käyttäjäksi, emme voi suositella Upseen käyttöä.

3. Pystyttekö lapsen kanssa seisomaan suorassa, kun käytätte Upseeta?

Lapsen pää ei saa painua etukenoon esim. aikuisen vatsan takia! Fyysiset syyt saattavat aiheuttaa epätasapainoa ja silloin Upseen käyttöä ei suositella. Yhteen kytkettyinä aikuinen ja lapsi ovat herkkiä tasapainon vaihteluille ja olo on silloin epävarma.

Jos vastasit kaikkiin kohtiin "kyllä", saattaa Upsee olla juuri teille sopiva. Mutta jos vastasit "ei" yhteenkin kohtaan, kannattaa jutella oman terapeutin kanssa ennen Upseen hankintaa.



Muita syitä ja tilanteita, jolloin Upseen käyttämistä kannattaa harkita huolellisesti:

- lapsella on erittäin kireät lihakset
- lapsella on ollut alaraajojen murtumia
- lapsella on huomattava epätasapaino kehon vasemman ja oikean puolen kesken (esim. lonkkaluksaatio)
- huomattava alaraajojen lihasheikkous
- lapsi näyttää vaivaantuneelta Upseehen kiinnitettynä
- lapsen terveydentila vaatii nopeaa reagoimista ja tiettyyn asentoon laittamista eli lapsi on saatava todella nopeasti irti liivistä ja hihnoista
- jos aikuinen on raskaana tai kärsii selkävivoista
- aikuisen tasapaino-ongelmat ja muut terveyteen liittyvät asiat, joihin Upseen käyttö saattaisi vaikuttaa.

Lapsen painorajoitukset:

- XS - 15 kg
- S - 15 kg
- M - 20 kg
- L 25 kg

Tuotetta ei ole testattu yli 25 kg painavalla lapsella.

Upseen pukeminen päälle

vaihe1 Aikuisen vyö

Aseta aikuisen vyö lanteillesi, noin 5 cm vyötärölinjan alapuolelle. Tukivyyssä olevan kolmiomerkin tulisi osoittaa ylöspäin.

Sulje vyön solki ja kiristä vyö sopivaksi D-renkaiden avulla. Katso ettei vyö jää kierrokselle. Vyön on oltava niin kireällä, ettei lapsen paino vedä vyötä alaspäin lanteiltasi.

vaihe2 Lapsen liivi

Liivin saat helpoiten lapsen ylle levittämällä liivi lattialle, avaamalla kiinnityshihnojen lukot ja asettamalla lapsi liivin päälle selinmakuulle kuvan osoittamalla tavalla.

Liivin alempi vyö on saatava oikealle kohdalle lapsen lantion ympärille. Yleensä liivi osuu oikeaan kohtaan, kun asetat lapsen liivin päälle niin, että liivin alareuna on lapsen jalkojen yläpäässä. Jalkahihnat lepäävät jalkojen päällä kuten kuvassa.

Seuraavaksi napsautat liivin kiinni hartioiden neppareilla. Huolehdi, ettei lapsen lantio liiku paikoiltaan, kun kiinnität hartiakappaleita. Kiinnitä keskimmäinen tarravyö niin, että se on tiukasti lapsen ympärillä. Kiinnitä kaikki lukot ja kiristä vyöt tarvittaessa. Kierrä jalkahihnat lapsen jalkojen ympärille ja napsauta lukkoon liivin etupuolelle. Varmista vielä, että jalkavöiden sisäpuolinen pehmuste on lapsen jalka/nivusalueella. Kiristä vyö niin, ettei lapsi pääse liukumaan ulos liivistä seisoma-asennossa.

Tuplasandaalit

Aikuinen laittaa jalkansa tuplasandaaleihin ensin. Jos jalkasi ovat pienemmät kuin sandaalit, aseta varpaasi sandaalien etuosaan. Jos jalkasi ovat isommat kuin sandaalit, aseta jalka keskelle sandaalia. Kiinnitä tarranauhat.

Lapsi ja aikuinen tarvitsevat kengät jalkaansa käyttäessään Upseeta. Suosittelemme aikuisille tennistossuja ja lapselle tennistossuja, umpikärkisiä kenkiä tai ortopedisiä jalkineita. Korkokengät, isot saappaat, sandaalit tai varvikaat eivät ole riittävän turvalliset / tasapainoiset jalkineet.

Testeissä huomasimme, että jotkut haluavat kiinnittää lapsen sandaalit ensin. Teitpä kummassa järjestyksessä tahansa, pääasia on kiinnittää jalat sandaaleihin huolellisesti tarranauhoilla. Saatavana myös jatkonauhaa.

Aikuisen ja lapsen kytkeminen yhteen

Istu tuolille ja ota liiviin puettu lapsi jalkojesi väliin. Lapsen jalat on hyvä pitää maassa. Löysää oman vyösi liitoshihnat ennen kuin kiinnität lapsen liivin aikuisen vyöhön.

Yhdistä aikuisen vyöstä harmaat vyöt vastaaviin harmaisiin lukkoihin lapsen liivin alaselässä. Yhdistä mustat vyöt mustiin lukkoihin liivin olkapäillä. Tarkista vielä kerran kaikki lukot, tarranauhat ja nepparit ennen kuin nousette yhdessä seisomaan. Hihnoja on turha säätää pikkutarkasti ennen kuin olette seisovassa asennossa.

Nouse hitaasti seisomaan. Voi olla, että joudut tukemaan lastasi tai pyytämään apua, koska hihnat ovat vielä hieman löysällä ja lapsi saattaa päästä nojautumaan eteenpäin. Säädä ensin lapsen lantiovyö, koska sen avulla lapsi seisoo oikeassa kohdassa ja nämä vyöt kannattelevat suurimman osan lapsen painosta. Hienosäädä lantiovyöt (harmaat).

Peiliä hyväksi käyttäen näet asentonne ja pääset säätämään tasapainoisen kiinnityksen. Kun lähdette yhdessä kävelemään, saatat joutua vielä kerran säätämään kiinnitysvöitä. On tärkeää löytää tukeva, mutta tasapainonen kiinnitys.

Mustat vyöt estävät lapsen eteenpäin kallistumisen. Niiden on annettava riittävästi tukea vääristämättä kuitenkaan lapsen asentoa.



Käytön jälkeen

Muista löysätä vöitä ennen kuin istutte irrotusta varten. Jos vyöt ovat liian kireällä, kiertyy lapsi pahaan asentoon. Muista tukea lasta koko ajan, kun irrotat häntä vöistä.

1. Istukaa alas (vyöt löysättyinä).
2. Irrota kaikki neljä hihnaa lapsesta (2 harmaata ja 2 mustaa).
3. Ota omat jalat pois sandaaleista ja sitten irrotat lapsen jalat sandaaleista (tai soisin päin, jos se sinusta tuntuu luontevammalta).

4. Aseta lapsi mukavalle alustalle makaamaan ja avaa hihnojen lukot ja ota lapsi pois liivistä. Jos et muuten saa lasta pois, avaa myös olkapäiden kiinnitys.
5. Lapsen iholla saattaa olla punaiset jäljet niissä kohdissa joissa hihnat ja paino on ollut kovimmillaan. Näiden jälkien tulisi kuitenkin hävitä suht pian.
6. Liiville suosittelemme tasosäilytystä, jottei taitokset kuluta turhaan kangasta.

Tekniset tiedot

Lapsen liivi	XS (1–2-vuotiaat)	S (2–4-vuotiaat)	M (4–6-vuotiaat)	L (6–8-vuotiaat)
Olkapäältä lantiolle	28–32 cm	31–36 cm	35–39 cm	38–42 cm
Rinnanympärys	50–57 cm	52–60 cm	57–65 cm	63–71 cm
Lantionympärys	50–57 cm	52–60 cm	58–67 cm	64–73 cm
Lapsen paino enintään	15 kg	15 kg	20 kg	25 kg


Tuplasandaalit (toimitetaan automaattisesti valitun liivikoon mukaan)

Pikkulapsen sandaalit	19–24 (toimitetaan XS-kokoisen liivin mukana)
Lastensandaalit	22–32 (toimitetaan S–L-kokoisten liivien mukana)
Aikuisten sandaalit	36–46

Aikuisen vyö Yksi koko (kun lantion ympärysmitta on 60–107 cm)

HUOM! Yllä annetut mitat ovat suuntaa antavia, yksilölliset erot voivat poiketa näistä.





Jakelija Suomessa:

Camp Mobility

09 350 76 310

info@campmobility.fi

www.campmobility.fi
