

XXL-Rehab Eclipse Tilt XXL-manuaalipyörätuoli

FIN



MAX 270 KG



FIN

KÄYTTÖTARKOITUS:

- Bariatriseen käyttöön.
- Hoitokoteihin.
- Sairaaloihin.
- Kotiin.

XXL-Rehab Eclipse Tilt XXL-pyörätuolin käyttöohje

VAROITUS

- Tätä tuotetta ei saa käyttää ilman terveydenhuollon ammattilaisen tekemää asianmukaista perehdytystä tuotteen käyttöön. Tuotteen käyttö maksimikuormitusta painavimmilla henkilöillä, voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen.
- XXL-Rehab ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen virheellisestä asennuksesta, kokoamisesta tai käytöstä aiheutuneista vaurioista tai vahingoista. Jos komponentit ovat vaurioituneet tai puuttuvat, ota välittömästi yhteyttä XXL-Rehabiin. ÄLÄ käytä korvaavia osia.
- XXL-Rehab ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ilman XXL-Rehabin kirjallista lupaa suoritetuista korjauksista.

Varmistaaksesi XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuolin asianmukaisen käytön, ole hyvä ja lue nämä käyttöohjeet läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityisesti huomioita varoitusmerkillä ⚠ -merkittyihin kohtiin. Vahinkojen välttämiseksi, pyörätuolia saa käyttää vain koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset ja hoitohenkilökunta sekä henkilöt, jotka ovat perehdytetty tuotteen asianmukaiseen käyttöön.

KÄYTTÖ

XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuolissa on kallistusmekanismi, jolla voi kallistaa selkäosaa jopa 30 astetta taaksepäin ja saavutetaan optimaalinen mukavuus ja asento henkilöille, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Kallistusvoima on säädettävä ja se mahdollistaa jopa 270 kg:n painoisen henkilön kallistuksen pyörätuolissa.

Teräsrunko takaa XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuoliin maksimi lujuuden ja tukevuuden ja tekee siitä siten kestävä ja pitkäikäinen pyörätuolin. Runko on suunniteltu siten, että suurin osa painosta on kelauspyörien päällä. Kelauspyörät on suunniteltu erityisesti tähän pyörätuoliin; ne ovat extra kovaa ja puhkeamattomia ja keveät kelaata pienellä energialla.

Istuinlevy on kiinteä. Useat diagnoosit vaativat kiinteän istuinlevyn (murtumat, hemiplegia, siirtymiset sivusuunnassa jne). Kun bariatrisen henkilön pyörätuoli varustetaan kiinteällä istuinlevyllä mahdollistetaan hyvä asento ja aktiivisuus pyörätuolissa.

XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuolissa on säädettävät istuinsyvyys, istuinkorkeus, sääröosan kulma ja selkäosan kulma, joita on kaikkia helppo säätää.

Selkäosa on rakennettu niin, että myös käyttäjät, joilla on ulkoneva takapuoli saavat hyvän tuen lannerangalle.

Tukipyörät on sijoitettu istuinlevyn eteen, jolla estetään pyörätuolin kippaaminen eteenpäin, mikä on erittäin tärkeä huomio, sillä useilla bariatrisilla henkilöillä on erittäin paljon painoa edessä. Anterioriset kaatumisesteet mahdollistavat käyttäjä siirtymisen pyörätuoliin tai siitä pois ilman kaatumisriskiä.

⚠ Pyörätuolin käyttö yli 270 kg painavilla henkilöillä, voi johtaa pyörätuolin kippaamiseen ja vahingoittumiseen.

ERITYISHUOMIOT

⚠ VAROITUS/HUOMAUTUS — Tässä käsikirjassa käytetyt varoitus-merkinnät koskevat vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Pyörätuolissa istuvan henkilön kuljettaminen moottoriajoneuvolla

XL-Rehab ei suosittele kuljettamaan henkilöitä Eclipse Tilt pyörätuoliin kiinnitettyinä moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, koska pyörätuolia ei ole törmäystestattu.

Maksimikuormitus	270 kg
Kokonaisleveys	istuinleveys + 25 cm
Kokonaispituus ilman jalkatukia	87 cm
Istuinleveys	50 / 55 / 61 / 66 / 72 / 76 / 82 cm
Istuinsyvyys	41-56 cm
Istuinkorkeus	41-51 cm
Selkäosan korkeus	65-75 cm
Selkäosan kulma, säädettävä	Kyllä
Käsituksen korkeus, säädettävä	29-34 cm
Irrotettavat käsituot	Kyllä
Korkeussäädettävät jalkatuet	Kyllä
Irrotettavat ja sivulle käännettävät swing-away jalkatuet	Kyllä
Paino	n. 32 kg
Käyttö	Manuaali
Palosuojaajat päälliset	Kyllä
Päällisen väri	Musta
Runkoväri	Sininen
Työntökahvat	Kyllä
Korkeussäädettävät työntökahvat	Ei
QR-pikalukitus kelauspyörissä	Kyllä
Painopisteen säätö	Kyllä
Kokoontaitettava	Ei
Kiinteä istuin	Kyllä
Korkeussäädettävä selkäosa	Ei
Runko materiaali	Pulverimaalattu/-lakattu teräs
Kelauspyörät	24" puhkeamattomat PU renkaat
Tukipyörät	125 mm nylon & PU
Istuin / selkäosa	Polyesteri / nylon
Käsitukien pehmusteet	Polyuretaani
ISO - classification	ISO 12 22 03 - 08

Pyörätuolin osat

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Irrotettava käsituki | 8. Kelauspyörä |
| 2. Jarru | 9. Työntökahva |
| 3. Kaasu-jousijärjestelmä (keltaiset jouset) | 10. Selkäosa |
| 4. Swing Away -sivullekääntyvät jalkatuet | 11. Taka-akselin pultti |
| 5. Jalkalauta | 12. Alarunko |
| 6. Tukipyörä | 13. (Ylempi) istuinrunko |
| 7. Kallistusmekanismi (kallistusvipu) | 14. Istuintyyny |



Turvallisuusohjeet

VAROITUKSET

Tee pyörätuolin ensimmäisellä käyttökerralla harjoituksia yhdessä terapeutin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, jotta voit kouluttaa itseäsi turvallisesti liikkumaan eteenpäin, taivuttelemaan itseäsi eteen ja sivulle ja siirtymään pyörätuoliin ja siitä pois sekä oppia tuntemaan sen turvallisuusrajat.

- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** kumartua liikaa eteenpäin pyörätuolissa ulottuaksesi esineisiin.
- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** poimia esineitä lattialta, jos sinun täytyy kumartua eteenpäin.
- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** poimia esineitä pyörätuolin takaa, jos sinun tulee nojata voimakkaasti taaksepäin.
- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** siirtää painoasi / istuma-asentoasi eteenpäin / kurotus-suuntaan, sillä tämä SAATTAA aiheuttaa pyörätuolin kippaamisen.
- ⚠ **ÄLÄ** kallista pyörätuolia ilman avustajaa.
- ⚠ **ÄLÄ KOSKAAN** käytä liukuportaita pyörätuolin kuljettamiseen kerroksesta toiseen.
- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** pysäyttää liikkuvaa pyörätuolia seisonajarruilla.
- ⚠ **MUISTA AINA LUKITA JARRUT** molemmilta puolilta, kun siirryt pyörätuoliin tai siitä pois.
- ⚠ **ÄLÄ** käytä pyörätuolia tiellä, kadulla tai valtatiellä.
- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** ylittää yli 9° rampeja, mäkiä tai kaltevia tasoja.
- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** ylittää jäisiä, öljyisiä tai märkiä rampeja, mäkiä tai kaltevia tasoja.
- ⚠ **ÄLÄ YRITÄ** ajaa yli esteiden, erittäin epätasaisten pintojen jne. Tämä voi aiheuttaa pyörätuolin kaatumisen, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- ⚠ **ÄLÄ KOSKAAN KÄYTTÄ** käytä luvattomia varaosia, lisävarusteita jne., Koska tämä mitätöi kaikki takuut.
- ⚠ **ÄLÄ KOSKAAN NOSTA** pyörätuolia mistään irrotettavasta osasta (käsituet, pyörät, selkäosa, jalkatuet jne.).
- ⚠ **ÄLÄ KOSKAAN POISTA** kaatumisesteitä.
- ⚠ **ÄLÄ KÄYTÄ** jalkatukia astinlautana siirtyessäsi pyörätuoliin tai siitä pois.
- ⚠ **ÄLÄ** kallista pyörätuolia ilman avustajaa.
- ⚠ **ÄLÄ KOSKAAN SEISO** pyörätuolissa tai sen rungon päällä.

Rengaspaine

Eclipse Tilt -pyörätuoli toimitetaan vakiona puhkeamattomilla renkailla. Jos pyörätuoli on valittu ilmakumirenkaat, **ÄLÄ KÄYTÄ** pyörätuoliäsi ellei renkaissa ole oikea ilmanpaine (p.s.i.). **ÄLÄ PUMPPAA** liian kovaa ilmanpainetta renkaisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa renkaan räjähtämiseen ja aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Valtuutetun jälleenmyyjän tulee suorittaa ilmakumirenkaan vaihto.

Painonhallinta / laihdutustreenausta

XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuolia ei ole suunniteltu eikä testattu käytettäväksi painonhallintaharjoituksissa ja treenaamisessa. Jos XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuolia käytetään painonhallintatreeneihin, XXL-Rehab ei ole vastuussa mistään mahdollisesti aiheutuvasta materiaali- tai henkilövahingosta. Myös kaikki takuut mitätöidään välittömästi.

XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuolin turvallinen käyttö

XXL-Rehab Eclipse Tilt -pyörätuolin turvallinen käyttö edellyttää sekä käyttäjän että avustajan tutustumista tämän käyttöohjeen ohjeisiin. Analysoi ja kokeile terapeuttisi kanssa eri tekniikoita, joita tarvitaan pyörätuoliin ja siitä pois siirtymiseen, esineisiin ylettymiseen jne. Tämä tutustuttaa sinut pyörätuolin käyttämiseen, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. On tärkeää, että harjoittelet kaikkia siirtotekniikoita, kunnes tunnet olosi täysin turvallisiksi, ja jolloin voit selvittää kaikkia tavallisimmista arkkitehtonisista esteistä.

Stabiliteetti ja balanssi

Jotta pyörätuoli pysyy mahdollisimman vakaana, pidä se aina mahdollisimman tasapainossa. Pyörätuoli on suunniteltu pysymään pystyssä normaaleissa arkiaskareissa, jos et siirry yli pyörätuolin painopisteen.

Lähes kaikki pyörätuolin toiminnot aiheuttavat painopisteen siirtymisen. Monet toiminnot edellyttävät, että voit kurottaa, nojata tai siirtyä pyörätuoliin ja siitä pois. Nämä liikkeet muuttavat pyörätuolin normaalia tasapainoa, painopistettä ja painojakaumaa. Jotta voisit määrittää pyörätuolisi turvallisen käytön rajat, harjoittele kaikkia nojaus-, kurotus- ja siirtotoimia pätevä avustajan / terapeutin avustuksella.

- ⚠ **ÄLÄ NOJAA** enempää eteenpäin mihin pyörätuolin käsituet ulottuvat. Varmista, että tukipyörät ovat suuntautuneet eteenpäin, kun taivutat vartaloasi eteenpäin. Tukipyörät voidaan suoristaa siirtämällä tuolia hieman eteenpäin ja sitten hieman taaksepäin.

Jokapäiväisten esteiden ylitys

Arjen esteistä selviytymisestä johtuvaa ärsyyntymistä voidaan lieventää hieman opettelemalla pyörätuolin hallintaa. Pidä aina mielessä oma ja tuolin painopisteesi vakauden ja tasapainon säilyttämiseksi.

HUOMIO AVUSTAJAT!

Kun avustat pyörätuolin käyttäjää, muista aina käyttää ergonomisia selän- ja vartalonasentoja. Pidä selkäsi suorana ja taivuta polvet aina, kun kallistat pyörätuolia tai liikutte jalkakäytävillä tai yli muiden vastaavien esteiden.

Varo irtoavia (irrotettavia) osia. Niistä ei saa koskaan nostaa tai kallistaa pyörätuolia, koska ne voivat tahattomasti irrota, mikä voi aiheuttaa käyttäjälle ja / tai avustajalle mahdollisia vammoja.

Opetellessasi uutta avustustekniikkaa, pyydä apua kokeneelta avustajalta ennen kuin yrität sitä yksin.

Kallistus

⚠ **VAROITUS: ÄLÄ** kallista pyörätuolia ilman avustajaa.

Kallistaessa pyörätuolia taaksepäin, avustajan tulee pitää kiinni pyörätuolin kiinteästä (ei irrotettavasta) osasta. Kerro pyörätuolin käyttäjälle, kun aiot kallistaa pyörätuolia ja käske häntä nojaamaan taaksepäin. Varmista, että käyttäjän jalat ja kädet eivät ole renkaiden väleissä.

Kallistus – Kynnykset

Kun hallitset pyörätuolin kallistamisen, käytä näitä tekniikoita matalien kynnysten, rappusten jne. ylittämiseen.

LIUKUPORTAAT

⚠ **ÄLÄ KÄYTÄ** liukuportaita pyörätuolin kuljettamiseen kerroksesta toiseen. Tämä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

KUVA. 1**KUVA. 1****SIIRTYMINEN PYÖRÄTUOLIIN JA SIITÄ POIS**

VAROITUS – ENNEN pyörätuoliin tai siitä pois siirtymistä pitäisi kaikki varoitimet ottaa huomioon siirtymisvälin minimoimiseksi. Käänä molemmat tukipyörät kohti kohdetta johon olet siirtymässä. Varmista myös, että seisontajarrut on lukittu ennen kuin siiryt.

⚠ **VAROITUS** – Siirryttäessä, asemoi itsesi niin taakse istuimessa kuin voit. Tämä vähentää verhoilun vahingoittamista ja estää pyörätuolia kippaamasta eteenpäin.

⚠ **HUOM!** – Tämän toiminnon voi suorittaa itsenäisesti edellyttäen, että sinulla on riittävästi liikkuvuutta ja voimaa ylävartalossa.

1. Asemoi pyörätuoli mahdollisimman lähelle istuimen viereen, johon olet siirtymässä, niin että tukipyörät osoittavat kohti istuinta.
Lukitse seisontajarrut.
Nojaa painosi istuimelle ja siirry samalla tuoliin.
2. Yksin siirryttäessä, vähän tai ei lainkaan istuintasoa tulisi olla edessäsi.
Käytä siirtölevyä jos mahdollista.

KUVA. 2**KUVA. 2****PAINOPISTEEN MUUTTAMINEN**

⚠ **VAROITUS – ÄLÄ** yritä tarttua esineisiin, jos sinun tulee siirtyä tuolissa eteenpäin tai kurottaa jalkojen väliin poimiaksesi esineen lattialta.

Monet toiminnot edellyttävät, että pyörätuolin käyttäjän pitää kurottaa ja siirtyä pyörätuoliin ja siitä pois. Nämä liikkeet johtavat normaalin tasapainon, painopisteen ja pyörätuolin painojakauman muutokseen. Opettele ja määrittele omat turvalliset rajasi taivutteleamalla, kurkottelemalla ja siirtymällä pyörätuolissa useissa eri tilanteissa pätevän terveydenhuollon ammattilaisen läsnä ollessa ENNEN ennen pyörätuolin aktiivista käyttöä.

KUVA. 3**KUVA. 3****KUROTAMINEN PYÖRÄTUOLISTA ESINEISIIN**

Oikea asento on tärkeä turvallisuutesi takia. Kurottaessasi, nojatessasi tai taivuttaessasi eteenpäin, on tärkeää että käytät etupyöriä työkaluna vakauden ja tasapainon säilyttämiseen.

Purkaminen ja asennus

PURKAMINEN PAKKAUKSESTA

1. Tarkista kuljetuslaatikon sisältö kuljetusvaurioiden varalta. Jos vaurioita löytyy, ota yhteys kuljetusliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit kuljetuslaatikosta.
3. Nosta varovasti kaikki komponentit pois kuljetuslaatikosta.

⚠ HUOM! — Jos XXL-Rehab Eclipse Tilt ei ole tarkoitus ottaa käyttöön välittömästi varastoja säilyttä pyörätuolikuljetuspakkauksessaankunnesse pitää koota käyttöön ottoavarten.

ASENNUS

Purkaessasi XXL-Rehab Eclipse Tilt pyörätuolin pakkauksesta, sinun tulee, viimeistelläksesi kokoaminen, asentaa käsituet, selkäosa, jalkatukien ripustukset (jos kuuluu toimitukseen), yhdistää kaapeli kaasujousijärjestelmästä kallistusmekanismiin (kallistusvipuun) ja kiinnittää kaatumisesteet.

Selkäosa

Istuinrungossa on kaksi pulttia, jotka on kiinnitetty rungon takaosaan vasemmalle ja oikealle sivulle. Irrota nämä pultit kummaltakin puolelta ja aseta selkäosa paikalleen istuinvungon taka-osaan, laita pultit takaisin paikalleen ja kiristä huolellisesti. Kiinnittääksesi kaasujousijärjestelmän kaapeli selkäosan kallistusmekanismiin (kallistusvipuun) seuraa ohjeita sivu 8.

Jalkatuet

Jalkatukien asentaminen riippuu tuolin mukana tulevasta versiosta. "Plug-in" jalkatuet: Paina ylemmän putken sivulla olevaa nappia ja liu'uta putki runkoon kunnes painonappi on linjassa rungossa olevan reiän kanssa ja napsahtaa paikalleen. "Swing-away" -jalkatuet: Asenna jalkatuet runkoon jo asennettuihin swing-away kiinnitysadaptereihin ja lukitse jalkatuet paikalleen. Ks. kohta Swing-away jalkatukien asennus.

Käsituet

Asenna käsituet yksinkertaisesti liu'uttamalla käsitukien putket rungossa oleviin käsitukien koloihin.

Kaatumisesteiden putket

Jos kaatumisesteiden putkia ei ole jo kiinnitetty tuoliin, työnnä ne rungon takana oleviin kiinnitysaukuihin niin, että rullat osoittavat alaspäin. Nämä estävät tuolia kaatumasta, jos painopiste liikkuu liian kauas taakse ja ovat pakolliset turvallisuuden takia ja takuun voimassa olemiseksi.

⚠ TÄRKEÄÄ — Ennen pyörätuolin luovuttamista asiakkaalle tarkista, että pyörätuoli on kaikissa asennoissa ja kallistettuna vakaa ja turvallinen käyttäjän istuessa pyörätuolissa.

KÄYTTÄJÄKOHTAINEN SÄÄTÄMINEN

Seuraavissa ohjeissa kerrotaan, kuinka XXL-Rehab Eclipse Tilt -pyörätuolia säädetään. Säättöjen jälkeen on erittäin tärkeää tarkistaa, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni.

Työkalut

Philips Ruuvimeisseli
Kuusiokoloavaimet: 1/8", 5/32", 3/16"
Jakoavain tai avopäinen kiintoavain: 7/16", 1-1/4", 1-5/16"
Hylysavain ja -pää: 9/16", 3/4", 1-1/4"

JALKATUET

Tämä työvaihe sisältää seuraavat osiot:

- Jalkatukien asennus.
- Jalkatukien korkeudensäätö.

⚠ VAROITUS — Aina kaikkien säätötoimenpiteiden jälkeen, varmista, että kaikki osat on kiristetty ENNEN pyörätuolin käyttöä.

Swing-Away sivulle kääntyvien jalkatukien asennus

1. Asentaaksesi sivulle kääntyvät jalkatuet, runkoon tulee olla jo asennettu swing-away -malliset jalkatukien adapterit. Liu'uta jalkatuet jo runkoon kiinnitettyihin swing-away kiinnitysadaptereihin. Adaptereista kuuluu 'click' -ääni jalkatuen lukituessa paikalleen.
2. Vapauttaaksesi ja kääntääksesi jalkatuet sivuille, paina ripustuksessa olevaa nappia ja käännä jalkatuet pyörätuolin molemmille puolille.

Jalkatukien korkeudensäätö

Korkeudensäätö tulee tehdä käyttäjän istuessa pyörätuolissa jalat jalkatuilla. Jalkatukien oltava vähintään 2" (5 cm) korkeudella maasta tai lattiasta.

1. Irrota mutteri, pultti ja holkki ja aseta jalkatuki halutulle korkeudelle.
2. Käännä jalkatuen putken asennusreikä ja kiinnitystappi samaan linjaan, asenna pultti takaisin paikalleen ja kiristä turvallisesti käsin. Muista laittaa myös mutterit ja holkit paikalleen.
3. Toista sama toiselle jalkatuelle.

⚠ HUOM — Varmista, ettei eturipustuksen säädöt tai istuimen etuosa aiheuta painetta tai hankausta jaloille. Hankaus ja painaumaiset voi aiheuttaa käyttäjälle fyysistä vahinkoa.

⚠ VAROITUS

ÄLÄ YRITÄ SEISTÄ JALKATUILLA. Jalkatuilla seisominen voi aiheuttaa pyörätuolin kallistumisen eteenpäin ja voi johtaa henkilön kaatumiseen ja loukkaantumiseen.

⚠ HUOM älä yritä nostaa pyörätuolia jalkatuista. Jalkatuet on suunniteltu irtoamaan pyörätuolista.

⚠ JALKATUKIEN PITÄÄ OLLA SIVUILLE KÄÄNNETTYINÄ aina pyörätuoliin ja siitä pois siirryttäessä.

KÄSITUET

Tämä työvaihe sisältää seuraavat osiot:

- Käsitukien korkeudensäätö.
- Käsitukien irrotus.
- Käsitukien pehmusteet.

Käsitukien korkeudensäätö (2-asentoiset käsituet)

Vapauta käsituet painamalla mustaa vapautusvipua käsituen etuosassa (istunlevyn yläpuolella) ja siirrä samalla käsitukea ylös- tai alaspäin. Säädiä käsituki halutulle korkeudelle. Käsituki 'lukittuu' kun painonappi popsahtaa ulos korkeudensäätöreikästä.

Käsitukien irrottaminen (2-asentoiset käsituet)

Vapauta käsituet painamalla mustaa vapautusvipua käsituen etuosassa (istunlevyn yläpuolella) ja vedä samaan aikaan käsitukea ylöspäin.

Käsitukien korkeudensäätö (Yksiasentoinen käsituki)

Vapauta käsituet painamalla mustaa vapautusvipua käsituen etuosassa (istunlevyn yläpuolella) ja siirrä samalla käsitukea ylös- tai alaspäin. Säädiä käsituki halutulle korkeudelle. Käsituki 'lukittuu' kun painonappi popsahtaa ulos käsituen sivulla olevasta korkeudensäätöreikästä.


Asennus ja säätäminen

Käsikukien säätäminen (Yksiasentoinen käsituki)

Vapauta käsitet painamalla mustaa vapautusvipua käsituen etuosassa (istunlevyn yläpuolella) ja vedä samaan aikaan käsitukea ylöspäin.

Käsituen pehmuste

Tarkista repeytymiset ja reiät. Jos niitä löytyy, vaihda pehmuste välittömästi ulkonäön ja mukavuuden säilyttämiseksi. Käsinjojan tulee istua tukevasti runkoa vasten. Jos pehmuste on haljennut tai kiinnitysruuvit irronneet, vaihda pehmuste välittömästi.




ISTUIN JA SELKÄOSA

Tämä työvaihe sisältää seuraavat osiot:

- Selkäosan kulmansäätö.
- Istuinsivyn säätö.

VAROITUS – Varmista aina kaikkien säätötoimenpiteiden jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiristetty ENNEN pyörätuolin käyttöä.



Selkäosan kulmansäätö

Selkäosa voidaan säätää 90°–122° asteen kulmaan. Kulmaa säädetään irrottamalla vain 2 pulttia.

1. Säätääksesi istuinkulma 90°–122°, löysää ja irrota kuvassa osoitettu säätöpultti. Pultteja on kaksi, yksi molemmin puolin tuolia.
2. Säädä kiinnike haluttuun kulmaan ja asenna pultit uudelleen.
3. Kiristä mutterit uudelleen.

HUOM: – Lukitusmuttereita tulisi käyttää uudelleen enintään viisi (5) kertaa, jotta varmistetaan, että lukitusmateriaali pitää. Jos lukitusmutterit ovat kuluneet, vaihda ne.

KELAUSPYÖRÄT

Tämä työvaihe sisältää seuraavat osiot:

- Kelauspyörien irrotus/asennus
- Akselin sijainnin / Renkaan asennon säätäminen

Kelauspyörien/akselien irrottaminen/asennus

1. Jos tuoliasi ei ole tilattu QR (Quick Release)-pikalukitusakseleilla, kelauspyörät voidaan irrottaa 3/4" (19 mm) kuusiokoloavaimella ja 3/4" jako-/lenkkiavaimella. Jos tuolissa on akselipultit (ei pikalukitusakselit), akselipulttien päät on sijoitettava rungon sisäpuolelle, ja mutterit ulospäin akselin navoista. Jos akselipultit asennetaan väärinpäin, istuimen runko voi osua akselipulttien päähän, kun tuolia yrittää kallistaa. Asennuksen aikana kiristä akselipultteja niin, että kelauspyörät ovat tiukat, mutta eivät niin tiukat, että pyörää ei pysty pyöryttämään vapaasti. Jos tuolisi on toimitettu QR-pikalukitusakseleilla, työnnä pikalukitusakselin kärki sisään ja vedä pyörä irti akselistä.
2. Asentaaksesi kelauspyörän taikaisiin akseliin, toimi vastakkaisessa järjestyksessä.

VAROITUS. Varmista, että QR-akselin kiinnitys- ja lukitustapit

on täysin vapautettu ENNEN pyörätuolin käyttöä. Lukitustappien pitää olla KOKONAAN ULKONA akselin rei'istä pitävän lukituksen aikaansaamiseksi. Muista pitää lukitustapit puhtaana.

Kelausakselin sijainnin säätäminen


Kelauspyörää voidaan siirtää eteen- tai taaksepäin.

1. Kummassakin akselilevyssä on kuusi pulttia, jotka pitävät akselilevyt kiinni alareunassa. Voit vaihtaa kelauspyörän asentoa löysäämällä hieman näitä pultteja ja liu'uttamalla kelausakseleita eteen- tai taaksepäin haluamaasi kohtaan. Varmista ennen kiristämistä, että molemmat taka-akselit ovat samassa kohdassa alarungon takaa mitattuna. Rungon alaosa on mittaindikaattoreita.
2. Asenna kaatumisesteiden putket takaosan runkokiinnikkeisiin rullat alasuuntaan ulospäin niin, että ne estävät tuolin kaatumisen, jos painopiste liikkuu liian kauas taaksepäin.

TÄRKEÄÄ – Tarkista, käyttäjän istuessa pyörätuolissa, että pyörätuoli on vakaa kaikissa kallistetuissa / ei kallistetuissa asennoissa ennen pyörätuolin luovuttamista asiakkaalle.

16"/22"/24"Kelauspyörien kaatumisesteiden asennus Akselipisteet on merkitty akselilevyntakareunaan runkoon liimatulla viivaintarralla.

Kuvassa kaatumisesteen rei'än asento ja kelauspyörän akselin asento:



Kaatumisesteen ylimääräisiä asentoja (1–3) voidaan käyttää tuolin vakauden lisäämiseen, mutta se pienentää taaksepäin kallistettaessa tukipyörien väliin jäävää maavaraa.

Asennus ja säätäminen

TUKIPYÖRÄT

Tämä työvaihe sisältää seuraavan osion:

- Tukipyörien asennus/vaihtaminen

VAROITUS – Varmista aina kaikkien säätötoimenpiteiden jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiristetty ENNEN pyörätuolin käyttöä.

1. Irrota qrhfmvEöck haarukak mriqqf.
2. Ifr!rq^ qrhfmvEöc mlf e^orh^pq^.
3. Hffkkfqqc j fkbk7 Q lfpq^ s^febbq 1-2 s^pq^hh^fpbpb^ gcogbpqvhpbpbp.
4. Tesq^ mvEöcqr liffhrrsr rp) hrk libq hffkkfqqcqvq r rabk qrhfmvEöck.

ISTUINKORKEUS

Tämä työvaihe sisältää seuraavan osion:

- Istuinkorkeuden säätäminen

VAROITUS – Varmista aina kaikkien säätötoimenpiteiden jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiristetty ENNEN pyörätuolin käyttöä.



XXL-Rehab Eclipse Tilt k fppgrfk l ohbrqq^ s l fa^k pccqcc 16" * 18"
%1- * 12" j & scifiic

1. Irrota istuimen rungon alustaan kiinnittävät nivelpultit, nämä kaksi kuusiopääruuvia sijaitsevat istuinlevyn ulkopuolella (yksi ruuvi kummallakin puolella).
2. Siirrä istuinrunko haluttuun korkeuteen. Korkeussäätömahdollisuuksia on kolme.
3. Irrota runkoalustassa oleva kuusiopääruuvi, joka yhdistää kaasujousimekanismin runkoalustaan.
4. Siirrä kaasujousijärjestelmän alaosa (Strut-A, B tai C) vastaavaan haluttuun istuinkorkeuteen (SH-A, B tai C) ks. kuva yllä.
5. Testaa pyörätuolia varmistaaksesi että istuinlevy on asetoitettu tasolle, jossa kaasujousi yltää suunnitellun ääriasentoonsa. Tarkista vielä varmistaaksesi, että kaikki ruuvit ja mutterit on asennettu ja kiinnitetty turvallisesti.

SÄÄDETTÄVÄ ISTUINKALLISTUS


Tämä työvaihe sisältää seuraavan osion:

- Istuinkallistuksen säätäminen

VAROITUS – Varmista aina kaikkien säätötoimenpiteiden jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiristetty ENNEN pyörätuolin käyttöä.

1. Säätääksesi istuinkulmaa, aktivoi kallistusvipu, joka sijaitsee työntökahvassa tai käsituessa riippuen tuolin kokoonpanosta. Laske selkäosa haluttuun kulmaan ja päästä irti kallistusvivusta. Istuimen tulisi lukittua nyt haluttuun istuinkulmaan.
2. Huomaa, että kallistusvivun voi asentaa vasemmalle tai oikealle työntökahvaan tai käsitukeen.

VAROITUS – Kallistaessa tuolia, avustajan tulee pitää tiukasti kiinni kallistusvivusta ettei selkäosa kallistu liian nopeasti.



KAASUJOUSEN SÄÄTÄMINEN JA KAAPELIN ASENNUS

Kaapelin kireyden säätö

Saatat huomata, kun tuoli on koottu, että selkäosa saattaa kallistua käyttäjän istuessa siinä, vaikka kallistusvivusta ei ole painettu tai tuoli ei kallistu, vaikka vivusta painettaisiin. Tämä ongelma voi ilmetä myös ajan kuluessa, kun kaapelin johto "venyy".

Kaapelia voi kiristää helpolla toimenpiteellä:

TÄRKEÄÄ – Ennen säätämistä - varmista, että teräspallo (kaapelijohton alapäässä) on asetettu käyttövivun aukkoon ja että kaapeli on kunnolla kytketty kallistusvipuun.


1. Jos tuoli ei kallistu kallistusvivusta painamalla - kaapelin johto on liian löysä ja sitä on kiristettävä. Voit tehdä tämän poistamalla kumihoikin kaasujousimekanismin kotelon yläpuolelta ja kääntämällä kiristysruuvia niin, että yläpuolella näkyy vähemmän kaapelijohtoa.
2. Jos tuoli kallistuu ilman kallistusvivusta aktivointia - kaapelin kireys on liian tiukka ja tarvitsee löysäämistä. Tee yllä kuvatut työvaiheet toisinpäin lisäämällä kiristysruuvien yläpuolella näkyvää kaapelijohtoa.

Asennus ja säätäminen

Kaasujousen käyttökaapelin irrottaminen ja vaihtaminen

Seuraavassa on esitetty kaasujousen käyttökaapelin vaihto.

1. Tartu kaapelin metallipäästä kallistusvivun etupuolelta. Yhdellä pehmeällä liikkeellä, vedä suoraan alas kunnes kaapeli vapautuu kallistusvivun päästä. Vedä metallikaapelin pää ulos vivun sivusta.
2. Irrota kaapelin toinen pää kaasujousimekanismista. Käytä 7/16" ja 3/8" jakoavainta tai lenkkiavainta.
3. Asentaaksesi uuden kaapelin, toista kohta 2. toisin päin. Varmista että kaapelipallo on kiinnitetty kunnolla käyttövipuun.
4. Kiinnitä metallikaapelin pää uudelleen asettamalla se kallistusvivun sisään.
5. Syötä kaapeli kallistusvivun etuosaan.
6. Pidä muoviosia paikoillaan ja paina vivusta, kaapelin pitäisi napsahtaa paikalleen, jos ei, paina sitä kunnes se napsahtaa kiinni.



KALLISTUKSEN RAJOITIN


Tämä työvaihe sisältää seuraavan osion:

- Kallistuksen rajoittimen säätäminen.

VAROITUS— Varmista aina kaikkien säätötoimenpiteiden jälkeen, että kaikki osat ovat kunnolla kiristetty ENNEN pyörätuolin käyttöä.

Kallistuksen rajoitin on keltainen teleskooppiputki, joka on asetettu kaasujousen viereen. Siinä on 6 stopparireikää kallistuksen pysäyttämiseksi.

1. Aseta hopeinen 10-32 kuusiokoloruuvi haluttuun asentoon. Ks. kallistusasetukset alla:



HUOLTO- JA PESUOHJEET

Puhdistus

Kaikkien pintojen säännöllinen puhdistus säilyttää pyörätuolin ulkonäön ja pidentää sen käyttöikää. Kaikki pinnat voidaan puhdistaa miedolla saippualliuoksella. Tarvittaessa, voit suihkuttaa tuolin VIRKONilla ja pyyhkiä kangasosat käyttöohjeen mukaisesti.

ÄLÄ KOSKAAN käytä valkaisuaineita. Voit pyyhkiä pyörätuolin alkoholipitoisella puhdistusaineella.

HUOM: Verhoilun peseminen ja liottaminen vähentää palonestokäsittelytoimivuutta.

Huolto-ohjeet:

1. Tarkista, että kaikki mutterit ja pultit ovat kiristetty tiukasti ennen pyörätuolin käyttöä. Tarkista kaikkien osien mahdollinen kuluminen ja vahingoittuminen ja vaihda osat tarpeen mukaan. Tarkista, että pyörätuoli on säädetty oikein käyttäjän mukaan.
2. Pidä akselit puhtaana liasta ja varmista, että kokoonlaittomekanismi lukkiutuu oikein ja että pyörät voivat kääntyä vapaasti.
3. Muista öljytä akselit ainakin kerran kuukaudessa (käytä 3-in-1 voiteluöljyä tai vastaavaa tuotetta).
- VAROITUS** — ÄLÄ KÄYTÄ pyörätuoliasi ellei ilmakumirenkaissa ole oikea ilmanpaine (p.s.i.). ÄLÄ PUMPPAA liian kovaa ilmanpainetta renkaisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa renkaan räjähtämiseen ja aiheuttaa ruumiillisia vammoja.
4. Ilmakumirenkaiden oikea ilmanpaine on kerrottu renkaan sivussa.
5. Tarkasta säännöllisesti pyörät ja renkaat kulumiselta ja halkeamilta ja vaihda osat tarvittaessa.
6. Tarkasta säännöllisesti, että kelausvanteet on turvallisesti kiinnitetty kelauspyöriin ja kiristä tarvittaessa.

YLEISTÄ HUOMIOITAVAA

Epävarmoissa tilanteissa, ota aina yhteyttä pyörätuolin toimittajaan. Tietyissä tilanteissa jälleenmyyjän tulee aina tarkastaa Eclipse Tilt pyörätuoli. Tällaisia tilanteita ovat esim:

- halkeamat tai vahingoittunut runko.
- halkeamat tai vahingoittuneet hitsausliitokset.

Ota aina ensin yhteyttä jälleenmyyjään, ennen kuin palautat Eclipse-pyörätuolin tai jonkin sen osan. Palauttaessasi pyörätuolia, on tärkeää, että se on pakattu pahvipakkaukseen, joka on turvallisesti kiinnitetty kuormalavaan. XXL-Rehab tai jälleenmyyjä ei ota vastuuta palautettujen tuotteiden kuljetusvaurioista.

Turvallisuus-/ huoltotarkastuslista

⚠ HUOM – Tarkistuta pyörätuoli valtuutetulla jälleenmyyjällä tai terveydenhuoltoalan ammattilaisella kahdesti vuodessa.

Säännöllinen puhdistus parantaa pyörätuolin moitteetonta toimintaa ja sen yhteydessä havaitaan löysät tai kuluneet osat. Jotta pyörätuoli toimisi turvallisesti ja oikein, sitä pitää huoltaa aivan kuten mitä tahansa muuta ajoneuvoa. Rutiinihuolto pidentää pyörätuolin käyttöikää ja tehokkuutta. Käyttöön otettaessa tehdään ensimmäiset säädöt pyörätuolin sovittamiseksi kehosi rakenteen ja henkilökohtaisten mieltymysten mukaiseksi. Seuraavilla kerroilla käy läpi seuraavat huoltotoimenpiteet:

Kohde	Aluksi	Tarkasta/ adjust weekly	Tarkasta/ adjust monthly	Tarkasta adjust/every 6 months
YLEISTARKASTUS Varmista, että pyörätuoli kulkee suoraan Varmista, että kaikki osat ovat kireällä	X X	X		X
JARRUT ⚠ Jarrut ei häiritse renkaiden pyörimistä. Kääntö pisteet ovat vailla kulumista ja sopivan löysät. Jarrut ovat tukevat, mutta helppo lukita.	X X X		X X X	
VAATESUOJAT Tarkista taivutetut tai ulkonevat metalliosat. Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tukevasti kiinni.	X X			X X
ISTUIN/ SELKÄOSAN VERHOILU Tarkista onko kulumia tai rispaantumisia. Varmista että osat on tiukasti kiinnitetty.	X X		X	X
KELAUSPYÖRÄT QR-akselit lukkiutuvat oikein Kun pyörä pyörii vapaasti ilmassa, taipumista tai sivuliikettä ei havaittavissa.	X X	X		X X
TUKIPYÖRÄT Tarkista vastus pyörittämällä pyörää; pyörän tulee pysähtyä vähitellen. Pyörän vanteiden tulee olla puhtaita ja öljystä vapaata ⚠ HUOM: Pyörät ja renkaat on tarkistettava säännöllisesti halkeamien ja kulumisen varalta, ja ne on vaihdettava tarpeen mukaan.	X X X	X	X X	
RENKAAT Tarkista onko kuluneita, tasaisia tai sileitä kohtia. Jos tuolissa on ilmakumirenkaat, tarkasta että ne on oikein asennettu. Tarkista onko halkeamia tai kulumia. ⚠ VAROITUS: Pyörät ja renkaat on tarkistettava säännöllisesti halkeamien ja kulumisen varalta, ja ne on vaihdettava tarpeen mukaan.	X X X	X	X	X
PUHDISTUS Puhdista ja vahaa kaikki osat Puhdista verhoilu ja käsituot Tarkasta että akselit ovat puhtaat liasta, pölystä jne. Tarkasta, että kallistuskulmissa ja laakereissa ei ole likaa, nukkaa jne.			X X	X X

Vianmäärittäminen

Ongelma	Ratkaisu
Tuoli viettää oikealle Tuoli viettää vasemmalle Hidas kääntyminen tai suoritussyky Kelauspyörät tärisee ja lepattaa 3 4:stä pyörästä osuu maahan	Jos ilmakumirenkaat, tarkista renkaiden oikea / yhtäläinen ilmanpaine
Hidas kääntyminen tai suoritussyky Kelauspyörät tärisee ja lepattaa Natina ja helinä Tuoli on löysä ja epävakaa	rkista löysät mutterit ja pultit
Tuoli viettää oikealle Tuoli viettää vasemmalle Hidas kääntyminen tai suoritussyky Kelauspyörät tärisee ja lepattaa	Tarkista tukipyörien etuhaarukoiden kulmat
Tuoli viettää oikealle Tuoli viettää vasemmalle Kelauspyörät tärisee ja lepattaa	Tarkista, että molemmat tukipyörät koskettavat maata samaan aikaan

TAKUU

XXL-Rehab Eclipse Tilt materiaaleilla ja työllä on yhden (1) vuoden takuu tuotteen laskutuspäivämäärästä lukien. Pyörätuolin runkoalustalla (rungan alempi osa) on viiden (5) vuoden takuu laskutuspäivästä lukien.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty muuhun kuin sille määritellyyn käyttötarkoitukseen, jos tuotetta on laiminlyöty, väärinkäytetty, varastoitu tai käsitelty väärin, käytetty sopimattomasti, tehty luvattomia muutoksia tai siinä on vaurioita, jotka kuuluvat normaaliin kulumiseen.

Takuu ei päde myöskään, jos maksimipainokapasiteetti on ylitetty.

Tuotteen / osan luvattomat korjaukset ja mahdollisten komponenttien vääräntäminen mitätöivät takuun.

FIN

VALMISTAJA

PDG Product Design Group
Unit 103 - 318 East Kent Ave. South
Vancouver, BC, Canada V5X 4N6

EUROOPAN EDUSTUS

XXL-Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Denmark
Tel.: +45 70 25 25 22
Fax: +45 70 25 25 44
www.xxl-rehab.com

JÄLLEENMYynti Suomessa

Camp Mobility
Patamäenkatu 5
39900 Tampere
Suomi
Tel.: +358(0)9 350 76310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi



KÄYTTÖOHJE

