



MULTIFUNCTIONAL BACK

FIN

Käyttöohje



VAKIOMALLI



Multifunctional Back

STANDARD KOOT

CM	INCH
36x45	14½x18
41x45	16½x18
46x45	18½x18
37x54	14¾x21½
40x54	16x21½
45x54	18x21½
50x54	20x21½

* leveys x korkeus
Special ja mittatilauskoot tilauksesta.



Kuva. A



Kuva. B

ESITTELY

Vicair® Academy Multifunctional -selkänojatyyppi on suunniteltu käytettäväksi tämän käyttöohjeen mukaisesti. Lue käyttöohje huolella läpi ennen selkänojan käyttöönottoa.

Selkänoja koostuu seuraavista osista:

Tyyny

Tyyny koostuu vetoketjullisista osastoista. Jokainen osasto on täytetty tietyllä määrällä kolmikulmaisia ilmatäytteisiä SmartCells™-ilmakartioita. Tyynyn päällisen takaosassa on tarranauhoja, joilla se kiinnitetään pyörätuolin selkänojan runkoon.

Päällinen

Päällinen on valmistettu hengittävästä Comfair-kankaasta, joka on molempiin suuntiin joustava materiaali. Päällinen kiinnitetään tyynyyn vetoketjulla.

ESIVALMISTELUT

Vicair suosittelee Academy-selkänojan kiinnittämistä, sovittamista ja säätämistä terapeutin tai apuvälineen luovuttajan läsnä ollessa.

Koon tarkistus

Varmista terapeutilta tai apuvälineen luovuttajalta, että selkänojan koko on sopiva ja että se on mahdollista kiinnittää pyörätuoliin. Selkänojan leveyden tulisi olla sama kuin pyörätuolin istuimen leveys. Selkänojan on myös sovittava pyörätuolin selkänojan runkoon.

Tyynyn asettaminen selkänojan runkoon

- Poista tyynyn muovisuoja.
- Varmista, että selkänojan rungon sisäpuoli on puhdas.
- Poista tarranauhojen suojateipit (kuva A).
- Aseta tyyny selkänojan muovikuoreen ja paina se kunnolla paikoilleen. Varmista, että tyynynpäällisen takana oleva musta lappu on alaspäin (kuva B).
- Tyyny irrotetaan selkänojan muovikuoreesta vetämällä.

KÄYTTÖÖNOTTO

- Istu pyörätuolissa muutaman minuutin ajan, jotta selkänöjä mukautuu itsellesi sopivaksi.
- Tarkista selkänöjan eri osastojen täyttöaste terapeutin tai apuvälineen luovuttajan avustuksella.

Riittävän tuen tarkistaminen

Selän ja selkärangan ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa eikä selkänöjan rungon reunoja. Tarkistus pitäisi tehdä ensimmäisellä käyttökerralla ja aina jokaisen säätökerran jälkeen, jolloin tyynyn täyttöastetta on muutettu.

- Istu selkä tyynyä vasten n. 5 min. ajan.
- Nojaa hieman eteenpäin pyörätuolissa.
- Anna terapeutin tai apuvälineen luovuttajan työntää kätensä tyynyn ja selän väliin.
- Varmista, että selkää vasten tulee ainakin yksi täysi kerros SmartCells™ ilmakartioita.
- Älä käytä selkänöjatyynyä, mikäli tunnet selkänöjan muovikuoren. Useissa tapauksissa ongelma poistuu muuttamalla osastojen täyttöastetta.

Täyttöasteen muuttaminen

Tyyny on täytetty jo tehtäällä runsaalla määrällä SmartCells™-ilmakartioita. Tyynyn tukevuutta voidaan tarvittaessa säätää poistamalla tai lisäämällä ilmakartioita eri osastoista.

Vakaus

Academy-selkänöjan käyttö saattaa vaikuttaa pyörätuolin tasapainoon ja liikkuvuuteen. Varmista ja kokeile pyörätuolin tasapaino ja vakaus terapeutin tai apuvälineen luovuttajan kanssa.

KÄYTTÖ

Ihon punoituksen tarkistus

Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana. Mikäli punoitusta ilmenee ja se ei häviä 15 min. jälkeen, älä jatka selkänöjatyynyn käyttöä. Ota yhteyttä joko terapeuttiin tai apuvälineen luovuttajaan.

Käyttö korkeassa ilmanalassa

Koska tyynyn sisällä olevat ilmakartiot ovat ilmatäytteisiä, tyyny saattaa käyttäytyä erilailla korkeassa ilmanalassa tai lentokoneessa. Näissä tilanteissa voidaan tyynyn tukevuutta säätää poistamalla muutama ilmakartio kustakin osastosta. Vicair ei suosittele tyynyn käyttöä yli 2400 m:n korkeudessa merenpinnan yläpuolella.

Käyttö moottoriajoneuvoissa

Vicair -selkänojatyydyn turvallisuudesta käytöstä moottoriajoneuvoissa ei tällä hetkellä ole olemassa tutkimustuloksia. Sen vuoksi emme suosittele tyydyn käyttöä moottoriajoneuvoissa.

Selkänojatyydyn luovuttaminen toiselle henkilölle

Ennen kuin annat toisen henkilön käyttää tyyntä, puhdista tyyntä ja pese päällinen. Desinfioi vielä molemmat. Tarkista lisäksi, että selkänojatyyntä on säädetty oikein uudelle henkilölle.

Päällisen uusiminen

Vicair suosittelee päällisen uusimista vuosittain normaalikäytössä. Päällisen saa ostettua erikseen.

Syttyvyys

Älä käytä tai jätä selkänojatyyntä lähelle avotulta äläkä muutenkaan altista sitä korkeille lämpötiloille.

HUOLTAMINEN JA PUHDISTAMINEN



Varoitus: Älä pese tyyntä höyrystämillä äläkä laita sitä autoklaaviin. Tyyntä ei kestä korkeata lämpöä eikä painetta.

Kuluneiden ja rikkoutuneiden ilmakartioiden tarkistus

Tarkista ilmakartioiden kunto joka kolmas kuukausi. Mikäli tyyntä on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on rikkoutunut, älä enää käytä tyyntä. Ota yhteys apuvälineen luovuttajaan.

Tyydyn puhdistus

- Pyyhi tyyntä kostealla kankaalla käyttäen mietoa puhdistusainetta. Likaiset kohdat ja tahrat puhdistetaan ensin liottamalla kohta ja tämän jälkeen harjaamalla lika pois pehmeällä harjalla.
- Jos on tarvetta poistaa ilmakartiot puhdistuksen ajaksi, laske ilmakartioiden määrä kussakin osastossa.
- Älä käytä voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyydyn puhdistamiseen.
- Älä upota tyyntä veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä pese täytettyä tyyntä tai ilmakartioita pesukoneessa.

Päällisen puhdistus

Päällinen voidaan pestä pesukoneessa nurinpäin käännettynä. Katso päällisen sisäpuolelle kiinnitettyä tuoteselostetta pesuohjeineen.

Tyynyn desinfiointi

Jos tyyny on likaantunut eritteistä, se on desinfioitava. Tyyny on myös desinfioitava, jos se annetaan toisen henkilön käyttöön.

- Puhdista tyyny sekä päällinen yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Päällistä pestäessä käytetään mieluiten antiseptistä puhdistusainetta.
- Suihkuta desinfioivaa ainetta päälliselle ja tyynyyn. Paina tyynyn osastoja sivulle, jotta ainetta pääsee myös niiden rakoihin.

TAKUU

Vicair myöntää tuotteelleen rajoitetun takuun, joka kattaa valmistusvirheestä tai viallisesta valmistusmateriaalista johtuvat viat kahden (2) vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä laskettuna. Tämä koskee vain normaalissa käytössä ilmenneitä vikoja. Takuu ei kata tuotteen väärinkäytöstä, vääränlaisista puhdistusmenetelmistä tai huollon laiminlyönnistä johtuvia vikoja. Jos valmistusvirheestä tai viallisesta valmistusmateriaalista johtuva vika ilmenee kahden (2) vuoden sisällä alkuperäisestä ostopäivästä laskettuna, Vicair valintansa mukaan korjaa tuotteen tai korvaa sen uudella vastaavalla tuotteella. Päällinen on takuun ulkopuolella. Takuukorvaukset ovat täten rajoitetut tyynyn korjaamiseen tai uusimiseen.

Lisää tuotetietoutta saat Vicairin kotisivuilta www.vicair.com.