

USER MANUAL

VICAIR[®]

LIBERTY PROFILE



relief by air

EN	USER MANUAL	3
NL	GEBRUIKERSHANDLEIDING	7
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	12
FR	MANUEL DE L'UTILISATEUR	17
DA	BRUGERVEJLEDNING	22
SV	BRUKSANVISNING	26
NO	BRUKERMANUAL	30
FI	KÄYTTÖOHJE	34
ES	MANUAL DEL USUARIO	38
PT	MANUAL DE UTILIZAÇÃO	43
IT	MANUALE UTENTE	48
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	53
HR	KORISNIČKI PRIRUČNIK	58
SL	UPORABNIŠKI PRIROČNIK	62
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	66
ZH	用户手册	71
JP	ユーザーマニュアル	74

Dear customer,


Thank you for choosing a Vicair® product. We are sure you will appreciate the simplicity, reliability and fantastic effect. For quick installation you can use the quick installation guide provided with your cushion. In addition, please read and understand this user manual before use. Save both the quick installation guide and this manual for future reference.

For more information or to (re)order manuals, contact your country's distributor.
Go to vicair.com for distributor information.

INTRODUCTION

The Vicair Liberty Profile is a wheelchair seat cushion for users who require a low to medium level of support and pressure ulcer prevention. The integrated foam base with semi-circle cut out offers pelvic stability and a high level of comfort in the IT-Coccyx zone.

MAIN COMPONENTS



- A** Cushion cover
- B** Cushion with integrated foam base on bottom side
- C** User manual
- D** Quick Installation Guide

GENERAL PRODUCT SPECIFICATIONS

Product name: Vicair Liberty Profile

Manufactured by: Vicair B.V., The Netherlands

Warranty: 24 months

Available sizes: See the grid in the back of the manual

Used materials: All latex free

Cushion: Polyvinylchloride

Integrated foam base: Closed-cell Polyurethane

Filling: Air-filled SmartCells™ and silicon oil

Cushion covers:

Air Exchange Cover: Knitted elastic polyester 3D fabric, with a bottom of polyester fabric with polyurethane anti-slip coating

Incontinence Cover: Elastic fabric, coated with fluid resistant breathable polyurethane, with a bottom of polyester fabric with polyurethane anti-slip coating.

All covers: Machine washable. Covers comply with EN1021-1, 1021-2 and CAL117.

PRECAUTIONS AND SAFETY INSTRUCTIONS

A Vicair wheelchair seat cushion may only be used as a wheelchair seat cushion. The use of this product in any other way, is considered to be misuse. Vicair B.V. cannot be held responsible for damage caused by misuse, improper use or negligence. Make sure that you read and understand this manual completely.

Warning! Vicair B.V. recommends to install the Vicair Liberty Profile under direct supervision of a therapist or technical advisor.

Warning! Your tailbone and pelvic bones should not touch the bottom of the cushion. Checking for “bottoming out” should be done during first use installation and after that on a regular basis (at least once a month).

Warning! Do not use as a shower or bath cushion.

Warning! Check your skin regularly for redness, especially during the first few days. If redness occurs and does not disappear after 15 minutes, consult your therapist or technical advisor.

Warning! No testing data is currently available about the safe use of Vicair wheelchair seat cushions in motor vehicles. Therefore we do not encourage using the wheelchair seat cushion in motor vehicles.

Warning! In case of soiling with body fluids, and when transferring the product to another user, the product must be disinfected to avoid cross contamination.

Warning! Every three months, check the product for wear and deflated cells. In case of serious damage, or a large number of deflated cells, do not continue to use the product. Consult your dealer.

Warning! Do not immerse this cushion in water or any other liquid and do not wash in a washing machine.

Caution! Do not use or leave the product close to a naked flame or a high temperature heat source.

Caution! Do not steam clean or autoclave the product. The product cannot withstand excessive heat or pressure. When the given cleaning instructions are not followed, it is very likely that the product and/or the product's cover will age more rapid.

Caution! Do not use aggressive or abrasive cleaners, or sharp objects to clean the cushion.

Caution! Make sure the cushion cannot interfere with the wheel spokes.

INSTALLATION

Warning! Vicair B.V. recommends to install the Vicair Liberty Profile under direct supervision of a therapist or technical advisor.

Caution! Make sure the cushion cannot interfere with the wheel spokes.

Notice! Always use cushion with cover.

Notice! Make sure that the wheelchair seat is clean and degreased.

Tip: When you prefer not to use the Velcro, you can remove the Velcro strips. Note that the strips confected to the bottom of the cushion cover cannot be removed.

Perform the following steps when installing the Vicair Liberty Profile.

These steps correspond to the installation images on the quick installation guide:

- Check cushion size. Width (X) of the cushion and seat should match. Depth (Y) of the cushion and seat should match.
- Check if the size of the cover matches the size of the cushion.
- Insert cushion in cover. The two valves should be facing up. The foam base is visible at the cushion's bottom side. The semi-circle cut out should be at the rear. The print at the bottom side of the cushion indicates the front.

- Close zipper. Make sure to not damage the cushion.
- Remove protective backing tape from self-adhesive Velcro strips attached to the cushion cover.
- Place cushion by pressing firmly.
- Sit on the cushion for a few minutes, to allow the air content in the cushion to adapt to your body shape and weight.
- If necessary, adjust footrest(s).

Checking for “bottoming out”:

Warning! Your tailbone and pelvic bones should not touch the bottom of the cushion. Checking for “bottoming out” should be done during first use installation and after that on a regular basis (at least once a month).

- Check for bottoming out, after sitting on the cushion for approximately 5 minutes.
- While leaning forward, let your therapist or technical advisor slide a hand between your buttocks and the Vicair cushion.
- Ask your therapist or technical advisor to check if your lowest bony prominences are supported by at least 2,5 cm / 1” of SmartCells™. This prevents them from touching the wheelchair seat.
- Do not use the cushion if bottoming out occurs. In most cases, using a different cushion model or cushion size will solve the problem.

USE

Warning! Do not use as a shower or bath cushion.

Checking for redness of the skin

Warning! Check your skin regularly for redness, especially during the first few days. If redness occurs and does not disappear after 15 minutes, consult your therapist or technical advisor.

Conditions for use and storage

- **User weight:**
Minimum: 15 kg, maximum: 150 kg
- **Temperature:**
Minimum: -10 °C, maximum: 50 °C
- **Use at high altitude:**
Notice! Vicair B.V. recommends not to use the cushion above 2400 m (8000 ft) above sea level or below 50 m (164 ft) below sea level. Because each SmartCell is filled with air, the cushion may behave differently when used at high altitude or in an airplane.
- **Air humidity:**
Minimum: 0%, maximum 100%

Use of Vicair wheelchair seat cushions in motor vehicles

Warning! No testing data is currently available about the safe use of Vicair wheelchair seat cushions in motor vehicles. Therefore we do not encourage using the wheelchair seat cushion in motor vehicles.

As an alternative for your Vicair wheelchair seat cushion, the Vicair AllRounder (which can be fastened to the user’s body) can be used if you require additional protection during transportation.

Re-use - Transferring the product to another user

The product is suitable for repeated use. The number of times it can be used depends on how often and in which way the product is used. The product has to be thoroughly cleaned and disinfected, before another person is allowed to use the it. See chapter ‘Maintenance and cleaning’ for instructions.

Replacing the cushion cover

Under normal use, Vicair B.V. recommends to replace the cushion cover every year. Replacement covers can be purchased separately.

Disposal

The disposal and recycling of used devices and packaging must comply with the applicable legal regulation. Ensure the product is cleaned prior to disposal to avoid any risk of contamination.

MAINTENANCE AND CLEANING

Warning! Every three months, check the product for wear and deflated cells. In case of serious damage, or a large number of deflated cells, do not continue to use the product. Consult your dealer.

Warning! Do not immerse this cushion in water or any other liquid and do not wash in a washing machine.

Caution! Do not steam clean or autoclave the product. It cannot withstand excessive heat or pressure. When the given cleaning instructions are not followed, it is very likely that the product will age more rapid.

Caution! Do not use aggressive or abrasive cleaners, or sharp objects to clean the cushion.

Cleaning the Vicair Liberty Profile

- **Cleaning the Vicair Liberty Profile cushion cover**

The cushion cover can be machine washed inside-out. Follow the washing instructions on the label attached to the inside of the cover and do not immerse in water or any other liquid.



- **Cleaning the Vicair Liberty Profile cushion**

Wipe the cushion with a damp cloth using a mild detergent. Do not machine wash the cushion.



Disinfecting the Vicair Liberty Profile

Warning! In case of soiling with body fluids, and when transferring the product to another user, the product must be disinfected to avoid cross contamination. Clean the cushion and cover as instructed above. Preferably use an anti-bacterial detergent. After cleaning spray the cushion and cover with a disinfectant.

WARRANTY

Vicair B.V. offers a limited warranty against defects in workmanship and materials, provided the product has been used normally. Any damage arising from abnormal use, or caused by improper handling, cleaning, or negligence, is excluded from this warranty.

Warranty period

From original date of purchase: 24 months.

Should a defect in materials or workmanship occur within the above mentioned warranty period, Vicair B.V. will - at its own choice - repair or replace the product free of charge. The cushion cover is excluded from this warranty. Remedies for breach of express warranties herein are limited to repair or replacement of the product.

In no event shall damages for breach of any warranty include any consequential damages or exceed the cost of non-conforming goods sold.

Any questions?

Contact Vicair B.V. at info@vicair.com or contact your country's Vicair distributor.

Beste klant,


Bedankt voor uw keuze van dit Vicair® product. Wij zijn er van overtuigd dat u de eenvoud, betrouwbaarheid en de hoogwaardige werking snel zult waarderen. Voor een snelle ingebruikname volgt u de aanwijzingen op de bijgeleverde Quick Installation Guide. Daarnaast dient u deze handleiding volledig te lezen en te begrijpen alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze handleiding en de Quick Installation Guide goed.

Voor meer informatie of het bestellen van handleidingen, neem contact op met de Vicair distributeur in uw land. Kijk op vicair.com voor informatie over uw distributeur.

INTRODUCTIE

De Vicair Liberty Profile is een rolstoel zitkussen voor gebruikers met een geringe tot gemiddelde mate behoefte aan lichaamsondersteuning en decubituspreventie. De geïntegreerde schuimbasis met halfcirkelvormige uitsnede biedt bekkenstabiliteit en een hoge mate van comfort in het gebied rondom de zitbotten.

BELANGRIJKSTE ONDERDELEN



- A** Kussenhoes
- B** Kussen met geïntegreerde schuimbasis onderin
- C** Handleiding
- D** Quick Installation Guide

ALGEMENE PRODUCTSPECIFICATIES

Productnaam: Vicair Liberty Profile

Fabrikant: Vicair B.V., Nederland

Garantie: 24 maanden

Verkrijgbare maten: Zie maatoverzicht achterin de handleiding

Gebruikte materialen: Latex vrij

Kussen: Polyvinylchloride

Geïntegreerde schuimbasis: Gesloten Polyurethaan

Vulling: Luchtgevulde SmartCells™ en siliconenolie

Kussenhoezen:

Air Exchange Cover: Elastische gebreide polyester 3D stof met een onderzijde van polyester stof met polyurethaan antislip coating.
Incontinence Cover: Elastische stof, gecoat met waterdicht ademend polyurethaan met een onderzijde van polyester stof met polyurethaan antislip coating.

Alle hoezen: Machinaal wasbaar. Voldoen aan EN1021-1, EN1021-2 en CAL117.

VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Een Vicair rolstoel zitkussen mag alleen gebruikt worden als een rolstoel zitkussen. Ieder ander gebruik wordt gezien als oneigenlijk gebruik. Vicair B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. Zorg ervoor dat u deze handleiding volledig leest en begrijpt.

Waarschuwing! Vicair B.V. beveelt aan om dit product te installeren onder begeleiding van een therapeut of technisch adviseur.

Waarschuwing! Uw staartbeen en bekken mogen de bodem van het kussen niet raken. Het controleren op doorzitten moet worden gedaan tijdens het eerste gebruik en daarna op regelmatige basis (minstens 1 keer per maand).

Waarschuwing! Niet gebruiken als douche- of badkussen.

Waarschuwing! Controleer uw huid regelmatig op roodheid, vooral tijdens de eerste paar dagen dat u het kussen gebruikt. Als roodheid optreedt en niet verdwijnt na 15 minuten, raadpleeg dan uw therapeut of adviseur.

Waarschuwing! Op dit moment zijn geen testgegevens beschikbaar over het veilig gebruik van Vicair rolstoel zitkussens in motorvoertuigen. Daarom raden wij af het kussen in motorvoertuigen te gebruiken.

Waarschuwing! In het geval van verontreiniging met lichaamsvloeistoffen of voordat dit product door een ander persoon gebruikt wordt, moet het product gedesinfecteerd worden om kruisbesmetting te voorkomen.

Waarschuwing! Controleer het product om de drie maanden op slijtage en kapotte cellen. Bij ernstige beschadigingen, of een groot aantal kapotte cellen, raadpleeg uw verkoper.

Waarschuwing! Dompel het kussen niet onder in water of andere vloeistoffen en was het niet de wasmachine.

Voorzichtig! Gebruik of bewaar dit product niet dichtbij open vuur of een sterke hittebron.

Voorzichtig! Dit product niet reinigen in een stomerij of autoclaaf. Het product is niet bestand tegen extreme hitte of druk. Indien de opgegeven was-instructies niet in acht worden genomen, kan een versnelde veroudering van dit product en/of de hoes van dit product plaatsvinden.

Voorzichtig! Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het kussen te reinigen.

Voorzichtig! Zorg ervoor dat het kussen niet in contact kan komen met de wielspaken van uw rolstoel.

INSTALLATIE

Waarschuwing! Vicair B.V. beveelt aan om dit product te installeren onder begeleiding van een therapeut of technisch adviseur.

Voorzichtig! Zorg ervoor dat het kussen niet in contact kan komen met de wielspaken van uw rolstoel.

Let op! Gebruik het kussen altijd met kussenhoes.

Let op! Zorg voor het installeren dat de zitting van de rolstoel schoon en vetvrij is.

Tip: U kunt er ook voor kiezen om het kussen niet met klittenband op uw rolstoel te bevestigen. Verwijder in dit geval het deel van het klittenband dat voorzien is van de zelfklevende strook. Het andere deel van het klittenband is vastgestikt aan de kussenhoes en kan niet verwijderd worden.

Volg de volgende stappen voor het installeren van de Vicair Liberty Profile.

De volgende stappen komen overeen met de afbeeldingen op de Quick Installation Guide:

- Controleer de maat van het kussen. Breedte (X) van het kussen en de zitting moeten overeen komen. Diepte (Y) van het kussen en de zitting moeten overeen komen.

- Controleer of de maat van de kussenhoes overeenkomt met de maat van het kussen.
- Plaats het kussen in de kussenhoes. De twee ventielen bevinden zich aan de bovenzijde. De schuimbasis dient zich aan de onderzijde te bevinden, met de halfcirkelvormige uitsnede aan de achterkant van het kussen. De print aan de onderzijde van het kussen geeft de voorzijde aan.
- Sluit de rits. Zorg ervoor dat u tijdens het sluiten het kussen niet beschadigt.
- Verwijder het beschermpapier van de zelfklevende stroken klittenband aan de onderzijde van de hoes.
- Plaats het kussen en druk het stevig aan.
- Ga enkele minuten op het kussen zitten, zodat de hoeveelheid lucht in het kussen zich aan de vorm van uw lichaam kan aanpassen.
- Pas zo nodig de voetsteun(en) van uw rolstoel aan.

Controleren op doorzitten

- Waarschuwing!** Uw staartbeen en bekken mogen de bodem van het kussen niet raken. Het controleren op doorzitten moet worden gedaan tijdens het eerste gebruik en daarna op regelmatige basis (minstens 1 keer per maand).
- Controleer op doorzitten, nadat u ongeveer 5 minuten op het kussen heeft gezeten.
 - Vraag uw therapeut of adviseur een hand tussen uw billen en het Vicair kussen te schuiven, terwijl u voorover leunt.
 - Vraag de therapeut of adviseur om te controleren of uw billen ondersteund worden door een laag SmartCells van tenminste 2,5 cm / 1". Dit om te voorkomen dat uw zitbeenderen de rolstoelzitting kunnen raken.
 - Gebruik het kussen niet als doorzitten optreedt. In de meeste gevallen zal het probleem kunnen worden opgelost door een ander model of andere maat kussen te kiezen.

GEBRUIK

Waarschuwing! Niet gebruiken als douche- of badkussen.

Controleren op roodheid van de huid

Waarschuwing! Controleer uw huid regelmatig op roodheid, vooral tijdens de eerste paar dagen op roodheid, vooral tijdens de eerste paar dagen dat u het kussen gebruikt. Als roodheid optreedt en niet verdwijnt na 15 minuten, raadpleeg dan uw therapeut of adviseur.

Omgevingscondities voor gebruik en opslag

- **Gebruikersgewicht:**
Minimum 15 kg, maximum 150 kg
- **Temperatuur:**
Minimum -10°C, maximum 50°C
- **Gebruik op grote hoogte:**
Let op! Vicair B.V. beveelt aan dit product niet op een hoogte lager dan 50 meter onder zeeniveau of hoger dan 2400 meter boven zeeniveau te gebruiken. Omdat de SmartCells gevuld zijn met lucht, kan het kussen anders aanvoelen als het op grote hoogte of in een vliegtuig gebruikt wordt.
- **Luchtvochtigheid:**
Minimum 0%, maximum 100%

Gebruik in motorvoertuigen

Waarschuwing! Op dit moment zijn geen testgegevens beschikbaar over het veilig gebruik van Vicair rolstoel zitkussens in motorvoertuigen. Daarom raden wij af het kussen in motorvoertuigen te gebruiken. Als alternatief kan de Academy Allrounder worden gebruikt (welke aan het lichaam kan worden bevestigd), als u aanvullende bescherming nodig heeft tijdens vervoer.

Het kussen door een ander persoon laten gebruiken

Dit product is geschikt voor hergebruik. Hoe vaak dit product kan worden hergebruikt hangt af van

hoe en hoe intensief het product gebruikt wordt. Voordat u iemand anders het kussen laat gebruiken, moeten het kussen en de hoes gereinigd en gedesinfecteerd worden. Zie de instructies in hoofdstuk 'Onderhoud en Reiniging'.

Vervangen van de kussenhoes

Vicair B.V. beveelt aan om bij normaal gebruik de kussenhoes ieder jaar te vervangen. Hoezen kunnen los besteld worden.

Het product weggooien

Het weggooien en recyclen van product en verpakking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de hiervoor geldende regelgeving. Zorg ervoor dat het product voor het weggooien is gereinigd, ter voorkoming van kruisbesmetting.

ONDERHOUD EN REINIGING

Waarschuwing! Controleer het product om de drie maanden op slijtage en kapotte cellen. Bij ernstige beschadigingen, of een groot aantal kapotte cellen, raadpleeg uw verkoper.

Waarschuwing! Dompel het kussen niet onder in water of andere vloeistoffen en was het niet in de wasmachine.

Voorzichtig! Dit product niet reinigen in de stomerij of autoclaaf. Het product is niet bestand tegen extreme hitte of druk. Indien de opgegeven wasinstructies niet in acht worden genomen, kan een versnelde veroudering van het product plaatsvinden.

Voorzichtig! Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het kussen te reinigen.

Het reinigen van de Vicair Liberty Profile

- **Het reinigen van de kussenhoes van de Vicair Liberty Profile**

De kussenhoes is binnenstebuiten machinaal wasbaar. Volg hiervoor de wasinstructies op het label aan de binnenkant van de hoes.



- **Het reinigen van het Vicair Liberty Profile kussen**

Veeg het kussen schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Was het kussen niet in de wasmachine en dompel het niet onder in water of andere vloeistoffen.



Het desinfecteren van de Vicair Liberty Profile

Waarschuwing! In het geval van verontreiniging met lichaamsvloeistoffen of voordat dit product door een ander persoon gebruikt wordt, moet het product gedesinfecteerd worden om kruisbesmetting te voorkomen.

Reinig het kussen en de kussenhoes zoals hierboven beschreven. Gebruik bij voorkeur een antibacterieel middel. S্পuit na het reinigen een desinfecterend middel op het kussen en de kussenhoes.

GARANTIE

Vicair B.V. biedt een beperkte garantie op productie- en materiaalfouten, onder voorwaarde dat het product op normale wijze is gebruikt. Elke schade die ontstaat door abnormaal gebruik, onjuist hanteren, reinigen of nalatigheid, valt niet onder deze garantie.

Garantieperiode

Vanaf originele aanschafdatum: 24 maanden

Indien er binnen bovengenoemde garantieperiode productie- of materiaalfouten optreden, zal Vicair B.V. – naar eigen inzicht en goeddunken – het product kosteloos repareren dan wel vervangen.

De kussenhoes valt buiten de garantie.

De garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen van het product.

In geen geval zullen de garantiekosten eventuele gevolgschade dekken of kosten van de verkochte non-conforme producten overstijgen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Vicair B.V. via info@vicair.com of neem contact op met de Vicair distributeur in uw land.

Lieber Kunde,


Vielen Dank, dass Sie sich für ein Vicair® Produkt entschieden haben. Wir sind uns sicher, dass Sie von der einfachen Anwendung, der Zuverlässigkeit und den hervorragenden Eigenschaften überzeugt sein werden. Wenn Sie Ihr Produkt gleich nutzen möchten, können Sie die dem Kissen beiliegende Kurzanleitung lesen. Sie sollten sich jedoch vor der Verwendung zusätzlich mit dieser Gebrauchsanweisung vertraut machen. Bewahren Sie die Kurzanleitung und diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf.

Für weitere Informationen oder um eine Gebrauchsanweisung zu bestellen bzw. nachzubestellen, kontaktieren Sie bitte die Handelsvertretung in Ihrem Land. Informationen zu Händlern und Niederlassungen finden Sie auf vicair.com.

EINLEITUNG

Das Vicair Liberty Profile ist ein Rollstuhlkissen für Benutzer, die Komfort mit geringer bis mittlerer Stützwirkung und Dekubitusprophylaxe wünschen. Die integrierte Schaumstoffauflage mit halbkreisförmigem Ausschnitt bietet Stabilität für das Becken und einen hohen Grad an Komfort in der IT-Coccyx Zone.

HAUPTBESTANDTEILE



- A** Kissenbezug
- B** Kissen mit integrierter Schaumstoffauflage auf der Unterseite
- C** Gebrauchsanweisung
- D** Kurzanleitung (Quick Installation Guide)

ALLGEMEINE PRODUKTDATEN

Name des Produkts: Vicair Liberty Profile

Hergestellt von: Vicair B.V., Niederlande

Garantie: 24 Monate

Verfügbare Größen: Beachten Sie die Tabelle am Ende der Gebrauchsanweisung

Verwendete Materialien: Komplett latexfrei

Kissen: Polyvinylchlorid

Integrierte Schaumstoffauflage: Geschlossene Polyurethan-Zellen

Füllung: Luftgefüllte SmartCells™ und Silikonöl

Kissenbezüge:

Air Exchange Cover Kissenbezug: Dehnbarer Polyester-3D-Gewebe-Strick, an der Unterseite aus Polyesterstoff mit rutschhemmender PU-Beschichtung.

Incontinence Cover Kissenbezug: Elastischer Stoff, beschichtet mit feuchtigkeitsundurchlässigem, atmungsaktivem Polyurethan. Die Unterseite besteht aus Polyesterstoff mit rutschhemmender PU-Beschichtung.

Alle Bezüge: Maschinenwaschbar. Die Bezüge entsprechen EN1021-1, 1021-2 und CAL117.

VORSICHTSMASSNAHMEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Ein Vicair Rollstuhlsitzkissen darf nur als Rollstuhlsitzkissen verwendet werden. Jede Zweckentfremdung dieses Produktes gilt als missbräuchliche Verwendung. Vicair B.V. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch missbräuchliche oder unsachgemäße Nutzung oder Fahrlässigkeit verursacht wurden. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Angaben verstanden haben.

Achtung! Vicair B.V. empfiehlt, das Vicair Liberty Profile Kissen unter direkter Aufsicht eines Therapeuten oder Fachhändlers anzupassen.

Achtung! Ihr Steißbein und Ihre Sitzbeinknochen dürfen den Boden des Kissens nicht berühren. Während der Erstanpassung und anschließend in regelmäßigen Abständen sollten „Durchsitzkontrollen“ erfolgen (mindestens einmal monatlich).

Achtung! Verwenden Sie das Kissen nicht als Dusch- oder Badekissen.

Achtung! Überprüfen Sie Ihre Haut regelmäßig auf Rötungen, vor allem in den ersten Tagen. Falls Hautrötungen auftreten, die nach 15 Minuten nicht wieder abklingen, wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten oder Fachhändler.

Achtung! Aktuell sind keine Testdaten zur sicheren Nutzung von Vicair Rollstuhlsitzkissen in motorisierten Fahrzeugen verfügbar. Deshalb können wir die Nutzung des Rollstuhlsitzkissens in motorisierten Fahrzeugen nicht empfehlen.

Achtung! Falls das Kissen durch Körperausscheidungen verschmutzt oder an einen anderen Benutzer weitergegeben wird, muss es desinfiziert werden, um Kreuzkontamination zu verhindern.

Achtung! Überprüfen Sie das Produkt alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen. Im

Fall einer schweren Beschädigung oder einer größeren Anzahl defekter Zellen benutzen Sie das Kissen nicht weiter. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Achtung! Tauchen Sie das Kissen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein, und waschen Sie es nicht in der Waschmaschine.

Vorsicht! Verwenden bzw. lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe offener Flammen oder einer Wärmequelle mit hohen Temperaturen.

Vorsicht! Reinigen Sie das Kissen nicht mit heißem Dampf oder Hochdruck. Das Produkt hält übermäßiger Hitze oder hohem Druck nicht stand. Wird die Reinigungsanleitung nicht befolgt, kann es sein, dass das Produkt und/oder der Bezug deutlich schneller altern.

Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände zur Reinigung des Kissens.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass das Kissen nicht in die Radspeichen gelangt.

ANPASSUNG

Achtung! Vicair B.V. Empfiehlt, das Vicair Liberty Profile Kissen unter direkter Aufsicht eines Therapeuten oder Fachhändlers anzupassen.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass das Kissen nicht in die Radspeichen gelangt.

Hinweis! Verwenden Sie das Kissen nur mit Bezug.

Hinweis! Achten Sie darauf, dass der Sitz des Rollstuhls sauber und fettfrei ist.

Tipp: Wenn Sie das Klettband nicht verwenden möchten, können Sie die Klettstreifen abziehen. Beachten Sie bitte, dass sich die an der Unterseite des Kissenbezugs befestigten Klettstreifen nicht entfernen lassen.

Befolgen Sie zur Erstanpassung des Vicair Liberty Profile die folgenden Schritte.

Diese Schritte stimmen mit den bildlichen Darstellungen in der Kurzanleitung überein:

- Kontrollieren Sie die Größe des Kissens. Die Breite (X) des Kissens sollte mit der Breite der Rollstuhlsitzfläche übereinstimmen. Die Tiefe (Y) des Kissens sollte mit der Länge der Rollstuhlsitzfläche übereinstimmen.
- Überprüfen Sie, ob die Größe des Bezugs mit der Größe des Kissens übereinstimmt.
- Beziehen Sie das Kissen mit dem gewünschten Bezug. Die beiden Ventile müssen nach oben weisen. Die Schaumstoffauflage ist auf der Unterseite des Kissens zu sehen. Der halbkreisförmige Ausschnitt sollte auf der Rückseite sein. Der Druck an der Unterseite des Kissens zeigt die Vorderseite an.
- Schließen Sie den Reißverschluss. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Kissen nicht beschädigen.
- Entfernen Sie den Schutzstreifen von den selbsthaftenden Klettbandern am Kissenbezug.
- Fixieren Sie das Kissen mit kräftigem Druck am Rollstuhl.
- Setzen Sie sich einige Minuten auf das Kissen, damit sich die darin enthaltene Luft Ihrer Körperform und Ihrem Gewicht anpassen kann.
- Verstellen Sie gegebenenfalls die Fußstütze(n).

Durchsitzkontrolle:

Achtung! Ihr Steißbein und Ihre Sitzbeinknochen dürfen den Boden des Kissens nicht berühren. Während der Erstanpassung und anschließend in regelmäßigen Abständen sollten „Durchsitzkontrollen“ erfolgen (mindestens einmal monatlich).

- Nachdem Sie ca. 5 Minuten auf dem Kissen gesessen sind, kontrollieren Sie, ob sie durchsitzen.

- Beugen Sie sich nach vorne und lassen Sie Ihren Therapeuten oder Fachhändler eine Hand zwischen Ihr Gesäß und das Vicair Kissen schieben.
- Bitten Sie Ihren Therapeuten oder Fachhändler zu überprüfen, ob die bei Ihnen am tiefsten liegenden, vorstehenden Knochen von mindestens 2,5 cm / 1" hohen SmartCells™ gestützt werden. Das verhindert, dass diese den Sitz des Rollstuhls berühren.
- Verwenden Sie das Kissen nicht, falls Sie durchsitzen. In den meisten Fällen kann man dieses Problem mit einem anderen Kissenmodell bzw. einer anderen Kissengröße beheben.

VERWENDUNG

Achtung! Verwenden Sie das Kissen nicht als Dusch- oder Badekissen.

Kontrolle auf Hautrötungen

Achtung! Überprüfen Sie Ihre Haut regelmäßig auf Rötungen, vor allem in den ersten Tagen. Falls Hautrötungen auftreten, die nach 15 Minuten nicht wieder abklingen, wenden Sie sich bitte an Ihren Therapeuten oder Fachhändler.

Bedingungen für die Verwendung und Lagerung des Kissens

- **Benutzergewicht:**
Minimum: 15 kg, Maximum: 150 kg
- **Temperatur:**
Minimum: -10 °C, Maximum: 50 °C
- **Benutzung in großen Höhen:**
Hinweis! Vicair B.V. empfiehlt, das Kissen nicht in Höhen über 2400 m (8000 ft) über dem Meeresspiegel bzw. 50 m (164 ft) unter dem Meeresspiegel zu benutzen. Da jede SmartCell mit Luft gefüllt ist, kann sich das Kissen anders verhalten, wenn es in großen

Höhen oder im Flugzeug verwendet wird.

- **Luftfeuchtigkeit:**

Minimum: 0 %, Maximum 100 %

Verwendung von Vicair Rollstuhlsitzkissen in motorisierten Fahrzeugen

Achtung! Aktuell sind keine Testdaten zur sicheren Nutzung von Vicair Rollstuhlsitzkissen in motorisierten Fahrzeugen verfügbar. Deshalb können wir die Nutzung des Rollstuhlsitzkissens in motorisierten Fahrzeugen nicht empfehlen.

Als Alternative zu Ihrem Vicair Rollstuhlsitzkissen können Sie den Vicair AllRounder benutzen (der am Körper des Benutzers befestigt wird), falls Sie während der Fahrt zusätzlichen Schutz benötigen.

Wiederverwendung - Weitergabe des Kissens an andere Benutzer

Das Produkt ist für eine mehrfache Verwendung geeignet. Wie oft es verwendet werden kann, hängt davon ab, wie häufig und auf welche Weise das Produkt verwendet wird. Das Produkt muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden, bevor es von einer anderen Person benutzt wird. Eine entsprechende Anleitung finden Sie im Kapitel „Pflege und Reinigung“.

Wechseln des Außenbezugs

Bei normaler Benutzung empfiehlt Vicair B.V., den Kissenbezug einmal jährlich zu wechseln. Ersatzbezüge sind separat erhältlich.

Entsorgung

Die Entsorgung und das Recycling von verwendeten Produkte sowie der Verpackung muss den geltenden örtlichen Vorschriften genügen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung gereinigt wird, um jegliches Kontaminierungsrisiko zu vermeiden.

PFLEGE UND REINIGUNG

Achtung! Überprüfen Sie das Produkt alle drei Monate auf Verschleiß und defekte Zellen. Im Fall einer schweren Beschädigung oder einer größeren Anzahl defekter Zellen benutzen Sie das Kissen nicht weiter. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Achtung! Tauchen Sie das Kissen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein, und waschen Sie es nicht in der Waschmaschine.

Vorsicht! Reinigen Sie das Kissen nicht mit heißem Dampf oder Hochdruck. Es hält übermäßiger Hitze oder hohem Druck nicht stand. Wird die Reinigungsanleitung nicht befolgt, kann es sein, dass das Produkt deutlich schneller altert.

Vorsicht! Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände zur Reinigung des Kissens.

Reinigung des Vicair Liberty Profile

- **Reinigung des Vicair Liberty Profile Kissenbezugs**

Der Kissenbezug ist maschinenwaschbar, wenn er zuvor auf links gedreht wird. Befolgen Sie die Waschanleitung auf dem Label an der Innenseite des Bezugs.



- **Reinigung des Vicair Liberty Profile Kissens**
Wischen Sie das Kissen mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel ab. Waschen Sie das Kissen nicht in der Waschmaschine, und tauchen Sie es nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten ein.



Desinfektion des Vicair Liberty Profile

Achtung! Falls das Kissen durch Körperausscheidungen verschmutzt oder an einen anderen Benutzer weitergegeben wird, muss es desinfiziert werden, um Kreuzkontamination zu verhindern. Reinigen Sie das Kissen und den Bezug wie oben beschrieben. Verwenden Sie vorzugsweise ein antibakterielles Waschmittel. Sprühen Sie Kissen und Bezug nach dem Reinigen mit einem Desinfektionsmittel ein.

GARANTIE

Vicair B.V. bietet eine eingeschränkte Garantie auf Herstellungs- und Materialfehler, vorausgesetzt das Produkt wurde normal genutzt. Beschädigungen durch unsachgemäße Nutzung, Handhabung, Reinigung oder Fahrlässigkeit sind von der Garantie ausgenommen.

Garantiezeitraum

Ab dem Kaufdatum: 24 Monate.

Sollte innerhalb des Garantiezeitraums ein Herstellungs- oder Materialfehler auftreten, wird Vicair B.V. – nach eigenem Ermessen – das Produkt kostenfrei reparieren oder ersetzen. Der Kissenbezug ist von dieser Garantie ausgenommen.

Im Garantiefall besteht lediglich Anspruch auf eine Reparatur oder einen Austausch des Produkts.

Der Garantieanspruch schließt in keinem Fall Entschädigungen für Folgeschäden oder Kosten ein, die den Wert der verkauften nicht-konformen Ware übersteigen.

Haben Sie noch Fragen?

Kontaktieren Sie Vicair B.V. unter info@vicair.com oder wenden Sie sich an den Vicair Händler in Ihrem Land.

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit Vicair®. Nous sommes certains que vous apprécierez la simplicité, la fiabilité et l'effet fantastique de ce produit. Pour une installation rapide, vous pouvez utiliser le guide d'installation rapide fourni avec votre coussin. Veuillez lire et comprendre ce manuel de l'utilisateur avant utilisation. Conservez le guide d'installation rapide et le présent manuel pour référence ultérieure.


Pour plus d'informations ou pour (re) commander des manuels, contactez le distributeur de votre pays.

Rendez-vous sur vicair.com pour des informations sur le distributeur.

INTRODUCTION

Le Vicair Liberty Profile est un coussin d'assise destiné aux utilisateurs de fauteuils roulants qui requièrent un niveau de soutien et de prévention d'escarres faible ou moyen. La base en mousse intégrée, avec sa découpe en demi-cercle, offre une grande stabilité pelvienne et un excellent confort au niveau de la zone des ischions et du coccyx.

COMPOSANTS PRINCIPAUX



- A** Housse de coussin
- B** Coussin avec base en mousse intégrée
- C** Manuel de l'utilisateur
- D** Guide d'installation rapide
(Quick Installation Guide)

SPÉCIFICATIONS PRODUIT GÉNÉRALES

Nom du produit : Vicair Liberty Profile

Fabriqué par : Vicair B.V., Pays-Bas

Garantie : 24 mois

Tailles disponibles : Voir la liste à l'arrière du manuel

Matériaux utilisés : Sans latex

Coussin : Polyvinylchloride

Base en mousse intégrée : Polyurethane cellulaire à alvéoles fermées

Remplissage : SmartCells™ rempli d'air.
Huile de silicone.

Housses de coussin :

Air Exchange Cover : Tissu 3D polyester élastique tricotté avec un fond en tissu polyester avec revêtement polyuréthane antidérapant.

Incontinence Cover : Tissu élastique, revêtu de polyuréthane perméable à l'air, résistant aux liquides, avec un fond en tissu polyester avec revêtement en polyuréthane antidérapant.

Toutes les housses sont lavables en machine et conformes aux normes EN1021-1, 1021-2 et CAL117.

MISES EN GARDE ET CONSIGNES DE SECURITE

Un coussin d'assise pour fauteuil roulant Vicair ne peut être utilisé que comme coussin d'assise de fauteuil roulant. L'utilisation de ce produit de toute autre manière est considérée comme abusive. Vicair B.V. ne peut être tenu responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte ou une négligence. Assurez-vous de lire et comprendre intégralement ce manuel.

Avertissement ! Vicair B.V. recommande d'installer le Vicair Liberty Profile sous la supervision directe d'un thérapeute ou d'un conseiller technique.

Avertissement ! Votre coccyx et vos os pelviens ne doivent pas toucher le fond du coussin. Une vérification pour éviter tout talonnement doit être effectuée lors de la première utilisation, puis régulièrement par la suite (au moins une fois par mois).

Avertissement! Ne pas utiliser ce produit si coussin de bain ou coussin d'assise pour chaise de douche.

Avertissement ! Examinez votre peau régulièrement pour voir s'il y a des rougeurs, surtout durant les premiers jours. Si des rougeurs apparaissent et ne disparaissent pas sous 15 minutes, consultez votre thérapeute ou conseiller technique.

Avertissement ! Aucune donnée de test n'est actuellement disponible sur l'utilisation sûre des coussins pour fauteuils roulants Vicair dans des véhicules automobiles. Par conséquent, nous vous invitons à ne pas utiliser le coussin pour fauteuil roulant dans des véhicules automobiles.

Avertissement ! En cas de salissure avec des liquides corporels, et avant de le transférer à un autre utilisateur, le produit doit être désinfecté pour éviter toute contamination croisée.

Avertissement ! Sous trois mois, vérifier l'usure

et s'il y a d'éventuelles cellules dégonflées. En cas de dommage grave ou de nombre important de cellules dégonflées, interrompre l'utilisation du produit. Consultez votre revendeur.

Avertissement! Ne pas immerger le coussin dans l'eau ou tout autre liquide et ne pas laver ce coussin en machine.

Attention ! Ne pas utiliser le produit ou le laisser à proximité d'une flamme ou d'une source de chaleur à haute température.

Attention ! Ne pas nettoyer le produit à la vapeur ou à l'autoclave. Le produit ne peut pas résister à une chaleur ou une pression excessive. Lorsque les instructions de nettoyage données ne sont pas suivies, il est très probable que le produit et/ou la housse du produit vieillisse plus rapidement.

Attention ! Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs ou abrasifs ou des objets pointus pour nettoyer le coussin.

Attention ! Assurez-vous que le coussin ne puisse pas interférer avec les rayons de la roue.

INSTALLATION

Avertissement ! Vicair B.V. recommande d'installer le Vicair Liberty Profile sous la supervision directe d'un thérapeute ou d'un conseiller technique.

Attention ! Assurez-vous que le coussin ne puisse pas interférer avec les rayons de la roue.

Remarque ! Toujours utiliser le coussin avec une housse.

Remarque ! Assurez-vous que le siège du fauteuil roulant soit propre et dégraissé.

Conseil : Si vous préférez ne pas utiliser le Velcro, vous pouvez enlever les bandes Velcro. Notez que les bandes situées sous la housse du coussin ne peuvent pas être enlevées.

Effectuez les étapes suivantes lors de l'installation du Vicair Liberty Profile
Ces étapes correspondent aux images

d'installation sur le guide d'installation rapide :

- Vérifiez la taille du coussin. La largeur (X) du coussin et celle du siège doivent correspondre. Si le coussin repose sur des accoudoirs ou des protections latérales, la largeur peut aller jusqu'à 2,5 cm (1») de plus. La profondeur (Y) du coussin et celle du siège doivent correspondre.
- Vérifiez si la taille de la housse correspond à la taille du coussin.
- Insérez le coussin dans la housse. Les vanes doivent être positionnée au dessus. La base en mousse est visible sur la face inférieure du coussin. La découpe en demi cercle doit être positionnée à l'arrière. L'imprimé situé sur la partie inférieure du coussin indique l'avant.
- Fermez la fermeture à glissière. Assurez-vous de ne pas endommager le coussin.
- Enlevez le ruban de protection des bandes auto-adhésives Velcro fixées à la housse du coussin.
- Posez le coussin en appuyant fermement.
- Asseyez-vous sur le coussin pendant quelques minutes pour permettre à l'air contenu dans le coussin de s'adapter à votre morphologie et votre poids.
- Si nécessaire, ajustez le(s) repose-pieds.

Vérification du talonnement :

Avertissement ! Votre coccyx et vos os pelviens ne doivent pas toucher le fond du coussin. Une vérification pour éviter tout talonnement doit être effectuée lors de la première utilisation, puis régulièrement par la suite (au moins une fois par mois).

- Vérifiez le risque talonnement après être resté assis sur le coussin pendant environ 5 minutes.
- Penchez vous en avant et laissez votre thérapeute ou conseiller technique glisser une main entre votre postérieur et le coussin Vicair.

- Demandez à votre thérapeute ou conseiller technique de vérifier si votre postérieur appuie sur une épaisseur d'au moins 2,5 cm / 1» de SmartCells™. Cela empêche votre fessier de toucher le siège du fauteuil roulant.
- Ne pas utiliser le coussin si vous constatez un talonnement. Dans la plupart des cas, l'utilisation d'un coussin de modèle ou de taille différents résout le problème.

UTILISATION

Avertissement! Ne pas utiliser ce produit si coussin de bain ou coussin d'assise pour chaise de douche.

Vérifier si des rougeurs apparaissent sur la peau

Avertissement ! Examinez votre peau régulièrement pour voir s'il y a des rougeurs, surtout durant les premiers jours. Si des rougeurs apparaissent et ne disparaissent pas sous 15 minutes, consultez votre thérapeute ou conseiller technique.

Conditions d'utilisation et de stockage

- **Poids de l'utilisateur :**
Minimum : 15 kg, maximum 150 kg
- **Température :**
Minimum : -10 °C, maximum : 50 °C
- **Usage à haute altitude :**
Remarque ! Vicair B.V. recommande de ne pas utiliser le coussin à une altitude supérieure à 2400 m (8000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ou inférieure à 50 m (164 pieds) en dessous du niveau de la mer. Étant donné que chaque SmartCell est remplie d'air, le coussin peut se comporter différemment lorsqu'il est utilisé à haute altitude ou dans un avion.
- **Humidité atmosphérique :**
Minimum : 0 %, maximum 100 %

Utilisation des coussins de siège Vicair dans des véhicules automobiles

Avertissement ! Aucune donnée de test n'est actuellement disponible sur l'utilisation sûre des coussins pour fauteuils roulants Vicair dans des véhicules automobiles. Par conséquent, nous vous invitons à ne pas utiliser le coussin pour fauteuil roulant dans des véhicules automobiles. Comme alternative pour votre coussin d'assise Vicair, le Vicair AllRounder (qui peut être attaché au corps de l'utilisateur) peut être utilisé si vous avez besoin d'une protection supplémentaire pendant le transport.

Réutilisation -Transfert du produit à un autre utilisateur

Le produit convient pour une utilisation répétée. Le nombre de fois qu'il peut-être utilisé dépend de la fréquence et de la façon dont le produit est utilisé. Le produit doit être soigneusement nettoyé et désinfecté avant qu'une autre personne soit autorisée à l'utiliser. Voir les instructions du chapitre « Maintenance et nettoyage ».

Remplacement de la housse du coussin

En utilisation normale, Vicair B.V. recommande de remplacer la housse du coussin chaque année. Des housses de rechange peuvent être achetées séparément.

Traitement des déchets

Le traitement et le recyclage des produits usagés et leur emballage doivent être conformes à la législation en vigueur. Assurez-vous que le produit a été préalablement nettoyé avant de le jeter afin d'éviter tout risque de contamination.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Avertissement ! Sous trois mois, vérifier l'usure et les éventuelles cellules dégonflées du produit. En cas de dommage grave ou de nombre important de cellules dégonflées, interrompre

l'utilisation du produit. Consultez votre revendeur.

Avertissement! Ne pas immerger le coussin dans l'eau ou tout autre liquide et ne pas laver ce coussin en machine.

Attention ! Ne pas nettoyer le produit à la vapeur ou à l'autoclave. Il ne peut pas résister à une chaleur ou une pression excessive. Lorsque les instructions de nettoyage données ne sont pas suivies, il est très probable que le produit vieillisse plus rapidement.

Attention ! Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs ou abrasifs ou des objets pointus pour nettoyer le coussin.

Nettoyage du Vicair Liberty Profile

• Nettoyage de la housse du Vicair Liberty Profile

La housse du coussin est lavable en machine, à l'envers. Suivez les instructions de lavage sur l'étiquette apposée à l'intérieur de la housse.



• Nettoyage du coussin Vicair Liberty Profile

Nettoyez le coussin avec un chiffon humide en utilisant un détergeant doux. Ne pas laver en machine et ne pas immerger le coussin dans l'eau ou tout autre liquide.



Désinfection du Vicair Liberty Profile

Avertissement ! En cas de salissure avec des liquides corporels, et avant de le transférer à un autre utilisateur, le produit doit être désinfecté pour éviter toute contamination croisée.

Nettoyez le coussin et la housse comme indiqué ci-dessus. Utilisez de préférence un détergent antibactérien. Après le nettoyage, pulvérisez un désinfectant sur votre coussin et la housse.

GARANTIE

Vicair B.V. offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux à condition que le produit ait fait l'objet d'une utilisation normale. Tout dommage résultant d'une utilisation anormale ou causé par une mauvaise manipulation, un problème de nettoyage ou une négligence, est exclu de cette garantie.

Période de garantie

À partir de la date d'achat d'origine : 24 mois.

Si un défaut de matériaux ou de fabrication se produit dans la période de garantie susmentionnée, Vicair B.V. réparera ou remplacera le produit gratuitement à sa discrétion. La housse du coussin est exclue de cette garantie.

Les recours en cas de violation des garanties expresses aux présentes sont limités à la réparation ou au remplacement du produit. En aucun cas des dommages-intérêts pour violation de toute garantie n'incluent des dommages indirects ou ne dépassent le coût des marchandises non conformes vendues.

Vous avez des questions ?

Contactez Vicair B.V. via info@vicair.com ou contactez le distributeur Vicair de votre pays.

Kære kunde,

Tak for dit valg af et Vicair®-produkt. Vi er sikre på, at du vil sætte pris på enkelheden, pålideligheden og den fantastiske effekt. Til hurtig installation kan du bruge den vejledning, der fulgte med din pude. Derudover bedes du læse og forstå denne brugervejledning inden brug. Gem både hurtig-installationsvejledningen og denne vejledning til fremtidig brug.


Kontakt forhandleren i dit land for yderligere oplysninger eller for at (gen)bestille vejledninger.

Gå ind på vicair.com for oplysninger om forhandlere.

INTRODUKTION

Vicair Liberty Profile er en kørestolspude til brugere, der har behov for et lavt til mellemhøjt støtteniveau og forhindring af tryksår. Den integrerede skumbase med en udskåret halvcirkel giver bækkenstabilitet og et højt komfortniveau i IT-Coccyx-området.

HOVEDBESTANDDELE



- A** Pudebetræk
- B** Pude med integreret skumbase på den nederste side
- C** Brugervejledning
- D** Vejledning til hurtig installation (Quick Installation Guide)

GENERELLE PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: Vicair Liberty Profile

Fremstillet af: Vicair B.V., Holland

Garanti: 24 måneder

Tilgængelige størrelser: Se gitteret bagest i vejledningen

Anvendte materialer: Alle fri for latex

Pude: Polyvinylklorid

Integreret skumbase: Polyurethan med lukkede celler

Fyld: Luftfyldte SmartCells™ og silikoneolie

Pudebetræk:

Air Exchange Cover pudebetræk: Strikket elastisk 3D-polyesterstof med en bund af polyesterstof med et skridsikkert polyurethanlag
Incontinence Cover pudebetræk: Elastisk stof dækket med væskeafvisende og luftgennemtrængeligt polyurethan med en bund af polyesterstof med et skridsikkert polyurethanlag.

Alle betræk: Kan maskinvaskes. Betræk er i overensstemmelse med EN1021-1, 1021-2 og CAL117.

FORANSTALTNINGER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

En Vicair kørestolspude må kun bruges som en kørestolspude. Enhver anden brug af dette produkt vil blive anset for at være misbrug. Vicair B.V. kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af misbrug, forkert brug eller forsømmelighed. Sørg for at læse og forstå denne vejledning fuldstændigt.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at Vicair Liberty Profile installeres under direkte overvågning af en terapeut eller teknisk rådgiver.

Advarsel! Dit haleben og dine hofteben bør ikke røre pudens bund. Under første brugsinstallation bør det kontrolleres, om bunden af puden nås, og derefter bør det gøres regelmæssigt (mindst én gang om måneden).

Advarsel! Må ikke bruges som bruser- eller badepude.

Advarsel! Se regelmæssigt din hud efter for rødme, især i løbet af de første få dage. Hvis der opstår rødme, som ikke forsvinder efter 15 minutter, bør du rådføre dig med din terapeut eller tekniske rådgiver.

Advarsel! Der er p.t. ingen tilgængelige testdata om sikker brug af kørestolspuder i motorkøretøjer. Derfor opfordrer vi dig til ikke at bruge kørestolspuden i motorkøretøjer.

Advarsel! Hvis produktet skulle blive snavset af kropsvæsker, og når det gives videre til en anden bruger, skal det desinficeres for at undgå smitte.

Advarsel! Hver tredje måned skal produktet ses efter for slid og flade celler. I tilfælde af alvorlig skade eller et stort antal flade celler må produktet ikke længere bruges. Rådfør dig med din forhandler.

Advarsel! Denne pude må ikke nedsænkes i vand eller anden væske, og den må ikke vaskes i en vaskemaskine.

Forsigtig! Undlad at bruge eller lade produktet ligge tæt på åben ild eller en varmekilde med høj temperatur.

Forsigtig! Undlad at damprense eller autoklavere produktet. Produktet kan ikke modstå ekstrem varme eller stærkt tryk. Når de angivne rengøringsanvisninger ikke følges, er det meget sandsynligt, at produktet og/eller produktets betræk ældes hurtigere.

Forsigtig! Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre puden.

Forsigtig! Sørg for, at puden ikke kan komme ind i hjulegerne.

INSTALLATION

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler, at Vicair Liberty Profile installeres under direkte overvågning af en terapeut eller teknisk rådgiver.

Forsigtig! Sørg for, at puden ikke kan komme ind i hjulegerne.

Bemærk! Brug altid puden med betrækket på.

Bemærk! Sørg for, at kørestolsædet er rent og affedt.

Tip: Når du foretrækker ikke at bruge Velcro, kan du fjerne Velcro-strimlerne. Strimlerne, som er fabrikeret ind i pudebetrækkets bund, kan ikke fjernes.

Udfør følgende trin under installation af Vicair Liberty Profile.

Disse trin svarer til installationsbillederne i vejledningen til hurtig installation:

- Se pudestørrelsen efter. Bredden (X) af puden og sædet bør stemme overens. Dybden (Y) af puden og sædet bør stemme overens.
- Se efter, om betrækkets størrelse stemmer overens med pudens størrelse.
- Indsæt puden i betrækket. De to ventiler bør vende opad. Skumbasen er synlig på pudens nederste side. Den udskårne halvcirkel bør

være bagpå. Det trykte mærke på den nederste side af puden indikerer forsiden.

- Luk lynlåsen. Sørg for ikke at beskadige puden.
- Fjern den beskyttende bagbeklædningsstape fra de selvklæbende Velcro-strimler, der sidder fast på pudebetrækket.
- Anbring puden ved at trykke den fast.
- Sid på puden i nogle få minutter, så luftindholdet i puden kan tilpasse sig din kropsform og vægt.
- Juster om nødvendigt fodstøtte(r).

Kontrol, om bunden af puden nås:

Advarsel! Dit haleben og dine hofteben bør ikke røre pudens bund. Under første

brugsinstallation bør det kontrolleres, om bunden af puden nås, og derefter bør det gøres regelmæssigt (mindst én gang om måneden).

- Se efter, om bunden nås, når du har siddet på puden i ca. 5 minutter.
- Mens du læner dig fremad, bør du lade din terapeut eller tekniske rådgiver føre en hånd ind mellem din bagdel og Vicair-puden.
- Bed din terapeut eller tekniske rådgiver om at se efter, om dine nederste knoglefremspring understøttes af mindst 2,5 cm / 1" SmartCells™. Dette forhindrer dem i at berøre kørestolsædet.
- Brug ikke puden, hvis bunden af puden nås. I de fleste tilfælde løser det problemet, hvis der anvendes en anden pudemodel eller pudestørrelse.

BRUG

Advarsel! Må ikke bruges som bruser- eller badepude.

Se efter rødmen af huden

Advarsel! Se regelmæssigt din hud efter for rødme, især i løbet af de første få dage. Hvis der opstår rødme, som ikke forsvinder efter 15

minutter, bør du rådføre dig med din terapeut eller tekniske rådgiver.

Betingelser for brug og opbevaring

- **Brugervægt:**
Minimum: 15 kg, maksimum: 150 kg
- **Temperatur:**
Minimum: -10 °C, maksimum: 50 °C
- **Brug ved store højdegrader:**
Bemærk! Vicair B.V. anbefaler, at puden ikke bruges mere end 2400 m (8000 fod) over havet eller 50 m (164 fod) under havniveau. Da hver SmartCell er fyldt med luft, vil puden muligvis være påvirket, når den bruges ved store højder eller i et fly.
- **Luftfugtighed:**
Minimum: 0 %, maksimum 100 %

Brug af Vicair-kørestolspuder i motorkøretøjer

Advarsel! Der er p.t. ingen tilgængelige testdata om sikker brug af Vicair-kørestolspuder i motorkøretøjer. Derfor opfordrer vi dig til ikke at bruge kørestolspuden i motorkøretøjer. Som et alternativ til din Vicair-kørestolspude kan Vicair AllRounder (som kan fastgøres til brugerens krop) anvendes, hvis du har brug for ekstra beskyttelse under transport.

Genanvendelse - Overdragelse af produktet til en anden bruger

Produktet er velegnet til gentagen brug. Det antal gange, det kan bruges, afhænger af hvor tit og på hvilken måde produktet anvendes. Produktet skal rengøres og desinficeres grundigt, inden en anden person må bruge det. Se kapitlet 'Vedligeholdelse og rengøring' for anvisninger.

Udskiftning af pudebetrækket

Under normal brug anbefaler Vicair B.V., at pudebetrækket udskiftes hvert år. Betræk til udskiftning kan købes separat.

Bortskaffelse

Bortskaffelsen og genbrugen af brugte enheder og emballage skal overholde de gældende bestemmelser. Sørg for, at produktet bliver rengjort inden bortskaffelse, for at undgå risiko for kontaminering.

VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING

Advarsel! Hver tredje måned skal produktet ses efter for slid og flade celler. I tilfælde af alvorlig skade eller et stort antal flade celler må produktet ikke længere bruges. Rådfør dig med din forhandler.

Advarsel! Denne pude må ikke nedsænkes i vand eller anden væske, og den må ikke vaskes i en vaskemaskine.

Forsigtig! Undlad at damprense eller autoklavere produktet. Det kan ikke modstå ekstrem varme eller stærkt tryk. Når de angivne rengøringsanvisninger ikke følges, er det højst sandsynligt, at produktet ældes hurtigere.

Forsigtig! Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler eller skarpe genstande til at rengøre puden.

Rengøring af Vicair Liberty Profile

- **Rengøring af pudebetrækket til Vicair Liberty Profile**

Pudebetrækket kan vaskes i maskine med vrangen udad. Følg vaskeanvisningerne på mærkatet, der er fastgjort på betrækkets inderside.



- **Rengøring af Vicair Liberty Profile-puden**

Tør puden af med en fugtig klud med et mildt vaskemiddel. Puden må ikke vaskes i vaskemaskine, og den må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.



Desinfektion af Vicair Liberty Profile

Advarsel! Hvis produktet skulle blive smittet af kropsvæsker, og når det gives videre til en anden bruger, skal det desinficeres for at undgå smitte. Rengør puden og betrækket som anvist ovenfor. Der bør helst bruges et antibakterielt vaskemiddel. Når den er blevet rengjort, bør du sprøjte desinficerende middel på puden og betrækket.

GARANTI

Vicair B.V. tilbyder en begrænset garanti mod fejl i udførelse og materialer, såfremt produktet er blevet anvendt normalt. Enhver skade, der måtte opstå under unormal brug, eller som forårsages af forkert håndtering og rengøring eller forsømmelse, er ikke dækket af denne garanti.

Garantiperiode

Fra den originale købsdato: 24 måneder.

Hvis der skulle opstå en fejl i materialer eller udførelse inden for den ovennævnte garantiperiode, vil Vicair B.V. – efter eget valg – reparere eller udskifte produktet gratis. Pudebetrækket er ikke omfattet af denne garanti.

Afhjælpning af brud på udtrykkelige garantier heri er begrænset til reparation eller udskiftning af produktet.

Under ingen omstændigheder skal erstatning for brud på nogen som helst garanti omfatte nogen form for følgeskader eller overstige omkostningerne for mangelfulde solgte varer.

Har du spørgsmål?

Kontakt Vicair B.V. på info@vicair.com eller kontakt Vicair-forhandleren i dit land.

Bästa kund,

tack för att du har valt en produkt från Vicair®. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta produktens enkelhet, pålitlighet och enastående egenskaper. För snabb installation av dynan kan du använda dig av den medföljande snabbinstallationsguiden. Se även till att läsa och förstå denna bruksanvisning innan produkten tas i bruk. Spara både snabbinstallationsguiden och denna bruksanvisning för framtida referens.


Kontakta återförsäljaren i ditt land för mer information eller beställning av bruksanvisningar.

Besök vicair.com för information om återförsäljare.

INTRODUKTION

Vicair Liberty Profile är en sittdyna för rullstolar för användare som kräver en låg till medelhög nivå av stöd och förebyggande av trycksår. Den integrerade skumbasen med halvcirkelformat urtag erbjuder stabilitet för bäckenet och en hög komfortnivå i sittbens-/svansbenszonen.

HUVUDKOMPONENTER



- A Dynöverdrag
- B Sittdyna med integrerad skumbas på undersidan
- C Bruksanvisning
- D Snabbinstallationsguide (Quick Installation Guide)

ALLMÄNNA PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn: Vicair Liberty Profile

Tillverkad av: Vicair B.V., Nederländerna

Garanti: 24 månader

Tillgängliga storlekar: se tabellen på bruksanvisningens baksida

Material: endast latexfria

Dyna: polyvinylklorid

Integrerad skumbas: polyuretan med slutna celler

Stopning: luftfyllda SmartCells™ (luftkuddar) och silikonolja

Dynöverdrag:

Dynöverdrag Air Exchange Cover: Stickat elastiskt 3D-polyestertyg, med undersida i polyestertyg med antiglidbehandlad polyuretanyta.

Dynöverdrag Incontinence Cover: Elastiskt tyg med vätskeresistent polyuretanyta som andas och undersida i polyestertyg med

antiglidbehandlad polyuretanyta.
Alla överdrag tål maskintvätt. Överdragen uppfyller kraven i EN1021-1, 1021-2 och CAL117.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHETSANVISNINGAR

En Vicair-sittdyna för rullstol får endast användas som sittdyna för rullstol. All annan användning av denna produkt anses vara felaktig. Vicair B.V. kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår till följd av felaktig användning, icke avsedd användning eller vårdslöshet. Se till att hela denna bruksanvisning har lästs och förstås.

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att Vicair Liberty Profile installeras under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Varning! Svanskotan och bäckenbenet får inte vidröra dynans botten ("bottoming out").

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans botten ("bottoming out") ska ske första gången dynan installeras och därefter ske regelbundet (minst en gång i månaden).

Varning! Använd inte dynan som dusch- eller baddyna.

Varning! Kontrollera regelbundet huden avseende rodnad, särskilt under de första dagarna. Rådfråga ansvarig terapeut eller hjälpmedelskonsulent om rodnad som inte försvinner inom 15 minuter uppstår.

Varning! För närvarande föreligger inga testdata avseende säker användning av Vicair-sittdynor för rullstol i motorfordon. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av sittdynor för rullstol i motorfordon.

Varning! Om produkten förorenas med kroppsvätskor eller överförs till annan brukare måste den desinficeras för att undvika korskontaminering.

Varning! Kontrollera produkten avseende slitage och tömda luftkuddar var tredje månad. Fortsätt inte att använda produkten om den är allvarligt skadad eller ett stort antal luftkuddar är tömda. Rådgor med din återförsäljare.

Varning! Sänk inte ner denna dyna i vatten eller annan vätska och tvätta den inte tvättmaskin.

Försiktighet! Använd eller förvara inte produkten nära öppen eld eller värmekälla som avger hög temperatur.

Försiktighet! Ångrengör eller autoklavera inte produkten. Produkten tål inte stark värme eller högt tryck. Om angivna rengöringsanvisningar inte följs kommer livslängden för produkten och/eller produktens överdrag med stor sannolikhet att förkortas.

Försiktighet! Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller vassa föremål för att rengöra dynan.

Försiktighet! Säkerställ att dynan inte kan komma i kontakt med hjulens ekrar.

INSTALLATION

Varning! Vicair B.V. rekommenderar att Vicair Liberty Profile installeras under direkt överinseende av en terapeut eller en hjälpmedelskonsulent.

Försiktighet! Säkerställ att dynan inte kan komma i kontakt med hjulens ekrar.

Observera! Använd alltid dynan med överdrag. **Observera!** Säkerställ att rullstolens sits är ren och avfettad.

Tips: Om användning utan kardborrband föredras kan dessa avlägsnas. Observera att banden som sitter på undersidan av dynöverdraget inte kan avlägsnas.

Utför följande steg när du installerar Vicair Liberty Profile.

Dessa steg motsvarar installationsbilderna på snabbinstallationsguiden:

- Kontrollera dynans storlek. Dynans bredd (X) ska motsvara sitsens bredd. Dynans djup (Y) ska motsvara sitsens bredd.
- Kontrollera om överdragets storlek motsvarar dynans storlek.
- För in dynan i överdraget. De två ventilerna ska vara vända uppåt. Skumbasen är synlig på dynans undersida. Det halvcirkelformade urtaget ska vara baktill. På dynan undersida är framsidan indikerad.
- Stäng blixtläset. Se till att dynan inte skadas.
- Avlägsna skyddstejpen från karborrbanden på dynans överdrag.
- Placera dynan i sitsen och tryck ner den ordentligt.
- Sitt på dynan under några minuter så att luften i den kan formas efter din kropp och vikt.
- Justera fotstöd vid behov.

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans botten ("bottoming out"):

Varning! Svanskotan och bäckenbenet får inte vidröra dynans botten ("bottoming out").

Kontroll avseende kroppskontakt med dynans botten ("bottoming out") ska ske första gången dynan installeras och därefter ske regelbundet (minst en gång i månaden).

- Kontrollera att ingen kroppskontakt med dynans botten föreligger efter att ha suttit på dynan i cirka 5 minuter.
- Samtidigt som du lutar dig framåt, ska du låt din terapeut eller hjälpmedelskonsulent skjuta in en hand mellan din bakdel och Vicair-dynan.
- Låt terapeuten eller hjälpmedelskonsulents kontrollera om dina nedersta benuskott stöds av minst 2,5 cm (1") SmartCells™. På detta sätt säkerställs att dessa inte kommer i kontakt med rullstolens sits.
- Använd inte dynan om kroppskontakt med dynans botten uppstår. I de flesta fallen löser man problemet genom att använda en annan dynmodell eller -storlek.

ANVÄNDNING

Varning! Använd inte dynan som dusch- eller baddyna.

Kontroll av hudrodnad

Varning! Kontrollera regelbundet huden avseende rodnad, särskilt under de första dagarna. Rådfråga ansvarig terapeut eller hjälpmedelskonsulent om rodnad som inte försvinner inom 15 minuter uppstår.

Förutsättningar för användning och förvaring

- **Användarvikt:** Lägsta: 15 kg, max: 150 kg
- **Temperatur:** Lägsta: -10 °C, högsta: 50 °C
- **Användning på hög höjd:**
Observera! Vicair B.V. avråder från användning av dynan på platser 2 400 m (8 000 ft) över havsytan eller 50 m (164 ft) under havsytan. Då varje enskild SmartCell är fylld med luft kan dynans egenskaper förändras om den används på hög höjd, exempelvis under en flygresa.
- **Luftfuktighet:** Lägsta: 0 %, högsta 100 %

Användning av Vicair-sittdynor för rullstol i motorfordon

Varning! För närvarande föreligger inga testdaga avseende säker användning av Vicair-sittdynor för rullstol i motorfordon. Av denna anledning rekommenderar vi inte användning av sittdynor för rullstol i motorfordon. Som ett alternativ till Vicair-sittdynan för rullstol kan Vicair AllRounder (som kan fästas på användarens kropp) användas om ytterligare skydd behövs vid transport.

Återanvändning – överföring av produkten till en annan användare

Produkten är lämplig för återanvändning. Antalet gånger som den kan användas beror på hur ofta och på vilket sätt den används. Produkten måste rengöras och desinficeras grundligt innan en annan person tillåts att

använda den. Se kapitlet "Underhåll och rengöring" för anvisningar.

Byte av dynöverdrag

Vid normal användning rekommenderar Vicair B.V. att dynöverdraget byts ut årligen. Extra överdrag kan köpas separat.

Kassering

Kassering och återvinning av använda enheter och förpackningar måste ske i enligt med tillämplig lagstiftning. Säkerställ att produkten är rengjord innan den kasseras för att undvika eventuell risk för kontamination.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Varning! Kontrollera produkten avseende slitage och tömda luftkuddar var tredje månad. Fortsätt inte att använda produkten om den är allvarligt skadad eller ett stort antal luftkuddar är tömda. Rådgör med din återförsäljare.

Varning! Sänk inte ner denna dyna i vatten eller annan vätska och tvätta den inte tvättmaskin.

Försiktighet! Ångrengör eller autoklavera inte produkten. Den tål inte stark värme eller högt tryck. Om angivna rengöringsanvisningar inte följs kommer livslängden för produkten med stor sannolikhet att förkortas.

Försiktighet! Använd inte aggressiva eller slipande rengöringsmedel eller vassa föremål för att rengöra dynan.

Rengöring av Vicair Liberty Profile

- **Rengöring av dynöverdraget Vicair Liberty Profile**

Vänt ut och in i tål dynöverdraget maskintvätt. Följ tvättråden på etiketten som sitter på insidan av överdraget.



- **Rengöring av dynan Vicair Liberty Profile**

Tvätta dynan med en fuktig trasa och ett mildt

rengöringsmedel. Maskintvätta inte dynan och sänk inte ner den i vatten eller annan vätska.



Desinfektering av Vicair Liberty Profile

Varning! Om produkten förorenas med kroppsvätskor eller överförs till annan brukare måste den desinficeras för att undvika korskontaminering. Rengör dynan och överdraget enligt anvisningarna ovan. Använd företrädesvis ett antibakteriellt rengöringsmedel. Efter rengöring ska du spreja dynan och överdraget med desinfektionsmedel.

GARANTI

Vicair B.V. erbjuder en begränsad garanti mot defekter i utförande och material under förutsättning att produkten har använts på avsett sätt. Eventuella skador som uppkommer till följd av icke avsedd användning, felaktig hantering, felaktig rengöring eller vårdslöshet omfattas inte av denna garanti.

Garantiperiod

Från inköpsdatum: 24 månader.

Skulle ett fel i material eller utförande upptäckas inom ovan angiven garantitid kommer Vicair B.V. på eget initiativ att utan kostnad reparera eller byta ut produkten. Dynöverdraget omfattas inte av denna garanti. Kompensation till följd av att en utställd garanti inte efterlevs är begränsad till reparation eller utbyte av produkten. Skada till följd av att en garanti inte efterlevs ska under inga omständigheter omfatta följdskador eller överstiga priset på den icke avtalsenliga varan.

Frågor?

Kontakta Vicair B.V. via info@vicair.com eller kontakta Vicair-återförsäljaren i ditt land.

Kjære kunde,


Takk for at du har valgt et Vicair®-produkt. Puten er enkel og sikker i bruk, og gir svært god effekt. For rask installering kan du bruke hurtigveiledningen som følger med puten. Les i tillegg brukermanualen og sørg for at du forstår alt som står der før du bruker produktet. Ta vare på både hurtigveiledningen og denne manualen for fremtidig bruk.

For mer informasjon eller bestilling av (flere) manualer, kontakt norway@invacare.no. Gå til vicair.com for informasjon om forhandlere.

INTRODUKSJON

Vicair Liberty Profile er et rullestolsetetrekk for brukere som ønsker komfort i kombinasjon med et lavt til medium nivå av støtte og forebygging av trykksår. Den integrerte skumbunnen med halvsirkelformet utsnitt gir stabilitet til bekkenet og høy komfort rundt halebeinsområdet.

HOVEDDELER



- A Putetrekk
- B Pute med integrert skumbunn på bunn siden
- C Brukermanual
- D Hurtigveiledning (Quick Installation Guide)

GENERELLE PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Produktnavn: Vicair Liberty Profile

Produsert av: Vicair B.V., Nederland

Garanti: 24 måneder

Tilgjengelige størrelser: Se tabellen bakerst i manualen

Materialer: Ingen materialer med lateks

Pute: Polyvinylklorid

Integrert skumbunn: Lukkede celler av polyuretan

Fyll: SmartCells™ fylt med luft og silikonolje

Putetrekk:

Air Exchange Cover-putetrekk: Strikket elastisk 3D-polyester. Bunn av polyester med polyuretan antisklibelegg.

Incontinence Cover-putetrekk: Elastisk stoff belagt med væskeavstøtende, pustende polyuretan med en bunn av polyester med polyuretan antisklibelegg.

Alle trekk: Kan maskinvaskes. Trekkene er i samsvar med EN1021-1, 1021-2 og CAL117.

FORHOLDSREGLER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER

En Vicair-pute for rullestol skal bare brukes som en rullestol-pute. Enhver annen bruk av dette produktet anses for å være feilbruk. Vicair B.V. kan ikke holdes ansvarlig for skader som oppstår som følge av feilbruk, ukorrekt bruk eller uaktsomhet. Pass på at du leser og forstår hele denne brukermanualen.

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at Vicair Liberty Profile installeres under tilsyn av en terapeut eller en teknisk rådgiver.

Advarsel! Halebeinet eller bekkenbeina må ikke berøre bunnen av puten. Det må sjekkes om kroppen berører bunnen av puten ved første gangs tilpassing, og siden med regelmessige intervaller (minst en gang hver måned).

Advarsel! Ikke bruk som dusj eller badepute.

Advarsel! Kontroller huden regelmessig for rødhet, spesielt de første dagene. Hvis det oppstår rødhet som ikke forsvinner i løpet av 15 minutter, ta kontakt med terapeuten din eller en teknisk rådgiver.

Advarsel! Det er per dags dato ikke tilgjengelige testdata for sikker bruk av Vicair rullestol-puter i motorkjøretøyer. Vi anbefaler derfor ikke å bruke rullestol-puten i motorkjøretøy.

Advarsel! Ved tilsmussing med kroppsvæsker eller når produktet overføres til en annen bruker, må produktet desinifiseres for å hindre smitte.

Advarsel! Hver tredje måned må produktet sjekkes for slitasje og celler med for lite luft. Ved alvorlig skade eller et høyt antall celler med for lite luft må produktet ikke brukes. Kontakt da Invacare.

Advarsel! Ikke legg puten i vann eller andre væsker, og ikke vask den i vaskemaskinen.

NB! Hold produktet unna åpen ild eller andre kilder til høy varme.

NB! Produktet tåler ikke damprens eller autoklav. Produktet tåler ikke høy varme eller høyt trykk. Dersom produktet ikke vaskes som angitt, forkortes dets levetid.

NB! Ikke bruk sterke eller slpende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander til å rengjøre puten.

NB! Pass på at puten ikke kommer i kontakt med hjulenes eiker.

INSTALLASJON

Advarsel! Vicair B.V. anbefaler at Vicair Liberty Profile installeres under tilsyn av en terapeut eller en teknisk rådgiver.

NB! Pass på at puten ikke kommer i kontakt med hjulenes eiker.

Merk! Bruk alltid puten med trekk.

Merk! Pass på at rullestolsetet er rent og fettfritt.

Tips: Hvis du foretrekker å ikke bruke borrelåsene, kan du fjerne disse. Vær oppmerksom på at borrelåsene festet i bunnen av putetrekket ikke kan fjernes.

Utfør følgende trinn for å installere Vicair Liberty Profile.

Disse trinnene følger bildene i hurtigveiledningen:

- Kontroller putestørrelsen. Bredden (X) til puten og setet må stemme overens. Dybden (Y) til puten og setet må stemme overens.
- Kontroller at størrelsen på trekket passer til størrelsen på puten.
- Sett puten inn i trekket. De to ventilene skal vende oppover. Skumbunnen er synlig på putens bunnside. Det halvsirkelformede utsnittet skal være på baksiden. Avtrykket på bunnen av puten skal peke fremover.
- Lukk glidelåsen. Pass på å ikke skade puten.
- Fjern beskyttelsen fra de selvklebende borrelåsene festet til putetrekket.
- Plasser puten ved å trykke den godt på plass.

- Sitt på puten noen minutter for å la luftinnholdet i puten tilpasse seg kroppsformen og vekten din.
- Juster fotstøtten(e) om nødvendig.

Kontroller om kroppen berører bunnen av puten:

Advarsel! Halebeinet eller bekkenbeina må ikke berøre bunnen av puten. Det må sjekkes om kroppen berører bunnen av puten ved første gangs tilpassing, og siden med regelmessige intervaller (minst en gang hver måned).

- Kontroller om kroppen berører bunnen av puten etter å ha sittet på puten i omtrent fem minutter.
- Be en terapeut eller en teknisk rådgiver om å føre en hånd mellom baken din og Vicair-puten mens du lener deg forover.
- La terapeuten eller den tekniske rådgiveren kontrollere om de laveste beinfremspringene dine støttes av minst 2,5 cm / 1" med SmartCells™. Dette hindrer dem fra å berøre rullestolsetet.
- Ikke bruk puten hvis kroppen din berører bunnen av puten. I de fleste tilfellene kan problemet løses ved å velge en annen putemodell eller en annen størrelse.

BRUK

Advarsel! Ikke bruk som dusj eller badepute.

Kontroller rødhet i huden

Advarsel! Kontroller huden regelmessig for rødhet, spesielt de første dagene. Hvis det oppstår rødhet som ikke forsvinner i løpet av 15 minutter, ta kontakt med terapeuten din eller en teknisk rådgiver.

Betingelser for bruk og oppbevaring

- **Bruervekt:**
Minimum: 15 kg, maksimum: 150 kg

- **Temperatur:**
Minimum: - 10 °C, maksimum: 50 °C

Bruk i høyden:

Merk! Vicair B.V. anbefaler å ikke bruke puten i høyder over 2400 m (8000 fot) over havet eller under 50 m (164 fot) under havoverflaten. Siden hver SmartCell er fylt med luft, kan puten oppføre seg ulikt høyt oppe eller i fly.

Luftfuktighet:

Minimum: 0 %, maksimum 100 %

Bruk av Vicair rullestol-puter i motorkjøretøy

Advarsel! Det er per dags dato ikke tilgjengelig testdata for sikker bruk av Vicair rullestol-puter i motorkjøretøy. Vi anbefaler derfor ikke å bruke rullestol-puten i motorkjøretøy.

Som et alternativ til Vicair rullestol-puten kan du benytte Vicair AllRounder (som kan festes til brukerens kropp) hvis du trenger ytterligere beskyttelse under transport.

Gjenbruk - Overføre produktet til en annen bruker

Produktet er egnet for gjenbruk. Hvor mange ganger den kan brukes, avhenger av hvor ofte og på hvilken måte produktet er blitt brukt. Produktet må rengjøres grundig og desinfiseres før en annen person kan bruke det. Se kapittelet «Vedlikehold og rengjøring» for instruksjoner.

Bytte av putetrekket

Ved normal bruk anbefaler Vicair B.V. å bytte putetrekket hvert år. Nye putetrekke kan kjøpes separat.

Kassering

Kassering og resirkulering av brukte enheter og emballasje må foretas i samsvar gjeldende regelverk. Forsikre deg om at produktet er blitt rengjort før det kasseres, for å unngå smitterisiko.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Advarsel! Hver tredje måned må produktet sjekkes for slitasje og celler med for lite luft. Ved alvorlig skade eller et høyt antall celler med for lite luft må produktet ikke brukes. Kontakt da Invacare.

Advarsel! Ikke legg puten i vann eller andre væsker, og ikke vask den i vaskemaskin.

NB! Produktet tåler ikke damprens eller autoklav. Produktet tåler ikke høy varme eller høyt trykk. Dersom produktet ikke vaskes som angitt, forkortes dets levetid.

NB! Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler eller skarpe gjenstander til å rengjøre puten.

Rengjøre Vicair Liberty Profile

- **Rengjøre Vicair Liberty Profile-putetrekk**
Putetrekket kan maskinvaskes på vrangen. Følg vaskeanvisningene på merkelappen festet på innsiden av trekket.



- **Rengjøre Vicair Liberty Profile-puten**
Tørk av puten med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke vask puten i vaskemaskin, og ikke legg den i vann eller andre væsker.



Desinfisere Vicair Liberty Profile

Advarsel! Ved tilsmussing med kroppsvæsker eller når produktet overføres til en annen bruker, må produktet desinfiseres for å hindre smitte. Rengjør puten og trekket som forklart ovenfor. Bruk helst et antibakterielt rengjøringsmiddel. Etter rengjøring må puten og trekket sprayes med et desinfiseringsmiddel.

GARANTI

Vicair B.V. har en begrenset garanti mot fabrikasjonsfeil og materialfeil, forutsatt at produktet har blitt brukt på normal måte. Enhver skade som har oppstått som følge av unormal bruk, feilaktig håndtering, feilaktig rengjøring eller annen uaktsomhet, dekkes ikke av denne garantien.

Garantiperiode

Fra opprinnelig kjøpsdato: 24 måneder.

Ved feil i utførelse eller materiale som forekommer innenfor tidsperioden nevnt ovenfor, vil Vicair B.V. etter eget valg enten reparere eller erstatte produktet uten omkostninger. Putetrekket er ekskludert fra denne garantien.

Garantien er begrenset til erstatning eller reparasjon av produktet.

Ikke i noe tilfelle skal erstatning for brudd på garantien inkludere eventuelle følgeskader eller overstige produktets kostnad.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Invacares kundeserviceavdeling på e-post norway@invacare.no eller på telefon 22 57 95 00.

Hyvä asiakas!


Kiitos Vicair®-tuotteen valinnasta. Olemme varmoja, että arvostat sen yksinkertaisuutta, luotettavuutta ja erinomaista vaikutusta. Asennuksen nopeuttamiseksi voit käyttää tyydyn mukana toimitettua pika-asennusopasta. Lue ja omaksu lisäksi tämä käyttöohje ennen käyttöä. Säilytä sekä pika-asennusopas että tämä ohje tulevaa tarvetta varten.

Ota yhteys oman maasi jakelijaan, kun tarvitset lisätietoa tai haluat tilata (lisää) käyttöohjeita. Lue jakelijatiedot osoitteesta vicair.com.

JOHDANTO

Vicair Liberty Profile on pyörätuulityyny ja tarkoitettu käyttäjille, jotka tarvitsevat lievää tai keskinkertaista tukea ja painehaavojen ehkäisyä. Yhdysrakenteinen, puoliympyrän muotoon leikattu vaahtomuovipohja tukee lantionseutua ja pehmentää istuinkyhmyä/häntäluun kosketusta.

PÄÄOSAT



- A** Tyynynpäällinen
- B** Tyyny ja sen yhdysrakenteinen vaahtomuovipohja alapuolella
- C** Käyttöohje
- D** Pika-asennusopas (Quick Installation Guide)

YLEISTIEDOT TUOTTEESTA

Tuotenimi: Vicair Liberty Profile

Valmistaja: Vicair B.V., Alankomaat

Takuu: 24 kuukautta

Saatavissa olevat koot: Katso ohjeen takasivulla oleva taulukko

Käytetyt materiaalit: Täysin lateksittomat

Tyyny: Polyvinyylikloridi

Yhdysrakenteinen vaahtomuovipohja:

Umpisoluinen polyuretaani

Täyte: Ilmatäytteiset SmartCells™-ilmakartiot ja silikoniöljy

Tyynynpäälliset:

Air Exchange Cover -päällinen: Joustava neulottu kolmiulotteinen polyesterikangas, jonka polyesterikankaisessa pohjassa on polyuretaanista valmistettu liukumisenestopinnoite.

Incontinence Cover -päällinen: Elastinen kuitu, joka on pinnoitettu vedenpitävällä hengittävällä polyuretaanilla, pohja polyesterikangasta, jossa polyuretaanista valmistettu

liukumisenestopinnoite.

Kaikki päälliset ovat konepestäviä. Päälliset täyttävät standardit EN 1021-1, 1021-2 ja CAL117.

VAROITIMET JA TURVAOHJEET

Vicair-pyörätuolityynyä saa käyttää ainoastaan pyörätuolin istuintyyynä. Muunlainen tuotteen käyttö katsotaan virheelliseksi käytöksi. Vicair B.V. ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä tai väärästä käytöstä tai laiminlyönnistä. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän ohjeen kokonaisuudessaan.

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että Vicair Liberty Profile -tyyny asennetaan hoitajan tai apuvälineen luovuttajan välittömässä valvonnassa.

Varoitus! Häntäluusi ja lantion luittesi ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen tarkistaminen on tehtävä ensimmäisellä käyttökerralla ja säännöllisesti sen jälkeen (ainakin kerran kuussa).

Varoitus! Älä käytä suihku- tai kylpytyynyä.

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana.

Mikäli punoitusta ilmenee eikä se häviä 15 minuutin kuluessa, ota yhteyttä hoitajaasi tai apuvälineen luovuttajaan.

Varoitus! Vicair-pyörätuolityynyjen käytöstä moottoriajoneuvoissa ei ole tällä hetkellä olemassa tutkimustuloksia. Sen vuoksi emme suosittele pyörätuolityynyn käyttöä moottoriajoneuvoissa.

Varoitus! Jos tyyny on likaantunut kehon nesteistä ja eritteistä ja jos se luovutetaan toiselle käyttäjälle, se on desinfioitava ristikontaminaation ehkäisemiseksi.

Varoitus! Tarkista tuotteen kuluminen ja ilmakartioiden tyhjentyminen kolmen kuukauden välein. Mikäli tyyny on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on tyhjentyneet, älä jatka tuotteen käyttöä. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Varoitus! Älä upota tätä tyynyä veteen tai muuhun nesteeseen äläkä pese sitä pesukoneessa.

Huomio! Älä käytä tai jätä tuotetta avotulen lähelle tai kuuman lämmönlähteen lähelle.

Huomio! Älä pese tuotetta höyrytämällä äläkä laita sitä autoklaaviin. Tuote ei kestä korkeata lämpöä eikä painetta. Jollei annettuja puhdistusohjeita noudateta, on todennäköistä, että tuote ja/tai sen päällinen kuluu käytössä nopeammin.

Huomio! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyynyn puhdistamiseen.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu teräspinnojen väliin.

ASENNUS

Varoitus! Vicair B.V. suosittelee, että Vicair Liberty Profile -tyyny asennetaan hoitajan tai apuvälineen luovuttajan välittömässä valvonnassa.

Huomio! Varmista, ettei tyyny osu teräspinnojen väliin.

Huomautus! Käytä tyynyä aina päällisen kanssa.

Huomautus! Tarkista, että pyörätuolin istuin on puhdas ja tahraton rasvasta.

Vinkki! Jollet halua käyttää tarranauhaa, voit irrottaa tarranauhat. Huomaa, ettei tyynynpäällisen pohjaan kiinnitettyjä nauhoja voi irrottaa.

Asenna Vicair Liberty Profile seuraavissa vaiheissa.

Vaiheet vastaavat pika-asennusoppaan asennuskuvia.

- Tarkista tyynyn koko. Tyynyn ja istuimen leveyden (X) tulee olla sama. Tyynyn ja istuimen syvyyden (Y) tulee olla sama.
- Tarkista, että päällisen koko vastaa tyynyn kokoa.

- Aseta tyyny päällisen sisään. Venttiilien on oltava ylöspäin. Vaahtomuovipohja näkyy tyynyn alapuolella. Puoliympyrän aukon tulee olla taaksepäin. Tyynyn pohjassa oleva painatus osoittaa etupään.
- Sulje vetoketju. Varmista, ettei tyyny vahingoitu.
- Poista päälliseen kiinnitettyjen tarranauhojen suojateipit.
- Aseta tyyny paikalleen painamalla voimakkaasti.
- Istu tyynyn päällä pari minuuttia, jotta sen ilmasisältö mukautuu sinulle ja painollesi mukavaksi.
- Säädä tarvittaessa pyörätuolin jalkatukia.

Tarkista pohjakosketus:

Varoitus! Häntäluusi ja lantion luittesi ei pitäisi koskettaa tyynyn pohjaa. Pohjakosketuksen tarkistaminen on tehtävä ensimmäisellä käyttökerralla ja säännöllisesti sen jälkeen (ainakin kerran kuussa).

- Tarkista pohjakosketus, kun olet istunut tyynyllä noin 5 minuutin ajan.
- Nojaa eteenpäin ja anna hoitajan tai apuvälineen luovuttajan työntää kätensä pakaroidesi ja Vicair-tyynyn väliin.
- Pyydä hoitajaa tai apuvälineen luovuttajaa tarkistamaan, että alimpien istumaluidesi alla on vähintään 2,5 cm SmartCells™-ilmakartioita. Ne estävät niitä koskettamasta pyörätuolin istuimeen.
- Älä käytä tyynyä, mikäli tunnet pohjakosketuksen. Useimmiten erilaisen tyynymallin tai tyynykoon käyttö ratkaisee ongelman.

KÄYTTÖ

Varoitus! Älä käytä suihku- tai kylpytyynynä.

Ihon punoituksen tarkistus

Varoitus! Seuraa ihosi punoitusta säännöllisesti

erityisesti parin ensimmäisen päivän aikana. Mikäli punoitusta ilmenee eikä se häviä 15 minuutin kuluessa, ota yhteyttä hoitajaasi tai apuvälineen luovuttajaan.

Käyttö- ja säilytysolosuhteet

- **Käyttäjän paino:**
Alin: 15 kg, ylin: 150 kg
- **Lämpötila:**
Alin: -10 °C, ylin: 50 °C
- **Käyttö korkeassa ilmanalassa:**
Huomautus! Vicair B.V. ei suosittele tyynyn käyttöä yli 2400 m:n korkeudessa merenpinnasta eikä yli 50 m merenpinnan alapuolella. Koska SmartCell-kartioiden käyttö täynnä ilmaa, tyyny voi käyttäytyä poikkeavasti korkeassa ilmanalassa tai lentokoneessa.
- **Ilmankosteus:**
Alin: 0 %, ylin 100 %

Vicair-pyörätuolityynyjen käyttö moottoriajoneuvoissa

Varoitus! Vicair-pyörätuolityynyjen käytöstä moottoriajoneuvoissa ei ole tällä hetkellä olemassa tutkimustuloksia. Sen vuoksi emme suosittele pyörätuolityynyn käyttöä moottoriajoneuvoissa.

Vaihtoehtona Vicair-pyörätuolityynylle voit käyttää Vicair AllRounder -tyynyä (joka voidaan kiinnittää käyttäjän vartaloon), jos tarvitset kuljetuksen ajaksi lisäsuojaa.

Uudelleenkäyttö – Tuotteen luovuttaminen toiselle käyttäjälle

Tuote soveltuu toistuvaan käyttöön. Käyttökertojen määrä riippuu tuotteen käyttöiheydestä ja käyttötavasta. Tuote on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti, ennen kuin toisen henkilön annetaan käyttää sitä. Katso ohjeet luvusta Kunnossapito ja puhdistus.

Tyynynpäällisen uusiminen

Vicair B.V. suosittelee tyynynpäällisen uusimista vuosittain normaalikäytössä. Vaihtopäällisiä voi ostaa erikseen.

Jätehuolto

Käytettyjen laitteiden ja pakkausten jätehuollossa ja kierrättämisessä on noudatettava kulloinkin sovellettavaa lainsäädäntöä. Varmista kontaminaatoriskien ehkäisemiseksi, että tuote on puhdistettu ennen luovutusta jätehuoltoon.

HUOLTAMINEN JA PUHDISTAMINEN

Varoitus! Tarkista tuotteen kuluminen ja ilmakartioiden tyhjentyminen kolmen kuukauden välein. Mikäli tyyny on pahasti vahingoittunut tai suuri määrä ilmakartioita on tyhjentyneet, älä jatka tuotteen käyttöä. Ota yhteys jälleenmyyjään.

Varoitus! Älä upota tätä tyynyä veteen tai muuhun nesteeseen äläkä pese sitä pesukoneessa.

Huomio! Älä pese tuotetta höyrytämällä äläkä laita sitä autoklaaviin. Se ei kestä korkeata lämpöä eikä painetta. Jollei annettuja puhdistusohjeita noudateta, on todennäköistä, että tuote kuluu käytössä nopeammin.

Huomio! Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita tai teräviä välineitä tyynyn puhdistamiseen.

Vicair Liberty Profile -tyynyn puhdistus

- Vicair Liberty Profile -tyynynpäällisen puhdistus
Tyynynpäällinen voidaan pestä koneessa nurin päin. Noudata päällisen sisäpuolella sijaitsevassa pesulapussa annettuja ohjeita.



- **Vicair Liberty Profile -tyynyn puhdistus**

Pyyhi tyyny kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä pese tyynyä pesukoneessa äläkä upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.



Vicair Liberty Profile -tyynyn desinfiointi

Varoitus! Jos tyyny on likaantunut kehon nesteistä ja eritteistä ja jos se luovutetaan toiselle käyttäjälle, se on desinfioitava ristikontaminaation ehkäisemiseksi. Puhdista tyyny ja päällinen yllä olevien ohjeiden mukaan. Käytä mieluiten bakteereja tuhoavaa pesuainetta. Suihkuta puhdistuksen jälkeen tyyny ja päällinen desinfiointiaineella.

TAKUU

Vicair B.V. myöntää tuotteelle rajoitetun takuun, joka kattaa valmistusvirheet ja materiaalit, kunhan tuotetta käytetään normaalisti. Tuotteen väärinkäytöstä, virheellisestä käsittelystä, puhdistuksesta tai laiminlyönnistä johtuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Takuuaika

Alkuperäisestä ostopäivästä 24 kuukautta.

Jos materiaalista tai valmistusvirheestä johtuva vika ilmenee ilmoitettuna takuuaikana, Vicair B.V. korjaa tai vaihtaa – oman valintansa mukaisesti – tuotteen maksutta. Tyynynpäällinen ei kuulu takuun piiriin. Tässä ilmoitettu takuu koskee pelkästään tuotteen korjausta tai vaihtoa. Takuu ei missään tapauksessa korvaa välillisiä vahinkoja, eikä korvauksia ylityä viallisen tuotteen hintaa.

Jäikö sinulle kysymyksiä?

Ota yhteys Vicair B.V.:hen osoitteessa info@vicair.com tai oman maasi Vicair-jakeliijaan.

Estimado cliente:

Gracias por elegir un producto Vicair®. Estamos seguros de que sabrá apreciar la simplicidad, fiabilidad y su fantástico efecto. Para realizar una instalación rápida, puede utilizar la guía de instalación rápida que se incluye con su cojín. Además, lea detenidamente este manual del usuario antes de utilizarlo. Guarde la guía de instalación rápida y el manual para poder consultarlos en el futuro.


Si necesita más información o desea volver a solicitar algún manual, póngase en contacto con el distribuidor de su país.

Consulte www.vicair.com para obtener información sobre los distribuidores.

INTRODUCCIÓN

El cojín Vicair Liberty Profile es un cojín para asiento de silla de ruedas diseñado para los usuarios que necesitan un nivel entre bajo y medio de sujeción y prevención de la úlcera de decúbito. La base de espuma integrada con recorte semicircular ofrece estabilidad a la pelvis y un alto nivel de confort en la zona del coxis IT.

COMPONENTES PRINCIPALES



- A** Funda de cojín
- B** Cojín con base de espuma integrada en el lado inferior
- C** Manual del usuario
- D** Guía de instalación rápida (Quick Installation Guide)

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Vicair Liberty Profile

Fabricado por: Vicair B.V., Países Bajos

Garantía: 24 meses

Tamaños disponibles: Consulte la tabla situada al dorso del manual

Materiales utilizados: No contienen látex

Cojín: Polivinilcloruro

Base de espuma integrada: Poliuretano de celdas cerradas

Relleno: SmartCells™ rellenas de aire y aceite de silicona

Fundas de cojín:

Funda de cojín Air Exchange Cover: Tejido 3D de punto de poliéster elástico, con una base de tejido de poliéster con revestimiento antideslizante de poliuretano.

Funda de cojín Incontinence Cover: Tejido elástico, recubierto de poliuretano transpirable resistente a los fluidos, con una base de tejido

de poliéster con revestimiento antideslizante de poliuretano.

Todas las fundas: Se pueden lavar a máquina.

Las fundas cumplen con las normas EN1021-1, 1021-2 y CAL117.

PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Un cojín para asiento de silla de ruedas Vicair solo puede utilizarse para tal fin. Si se utiliza este producto de otro modo, se considerará un mal uso. Vicair B.V. no se hará responsable de los daños provocados por un mal uso, un uso inadecuado o negligencia. Asegúrese de que lee y comprende este manual en su totalidad.

Advertencia: Vicair B.V. recomienda instalar el cojín Vicair Liberty Profile bajo la supervisión directa de un terapeuta o un asesor técnico.

Advertencia: El coxis y los huesos de la pelvis no deben tocar la base del cojín. Se debe comprobar si se produce “bottoming out” la primera vez que se usa el cojín y, posteriormente, de forma periódica (al menos una vez al mes).

Advertencia: No lo utilice como cojín para la ducha o la bañera.

Advertencia: Compruebe regularmente si su piel se enrojece, especialmente durante los primeros días. Si aparecen rojeces y no desaparecen después de 15 minutos, consulte a su terapeuta o a su asesor técnico.

Advertencia: Actualmente no existen datos de prueba sobre el uso seguro de los cojines para sillas de ruedas Vicair en vehículos a motor. Por lo tanto, no le recomendamos que use el cojín para sillas de ruedas en dichos vehículos.

Advertencia: En caso de contaminación con fluidos corporales, y cuando el cojín vaya a ser utilizado por un usuario diferente, se debe desinfectar el cojín para evitar posibles contagios.

Advertencia: Compruebe cada 3 meses el estado del cojín y si existen celdas rotas. Si se ha producido un daño importante o hay un gran número de celdas rotas, no continúe usando el cojín. Consulte a su distribuidor.

Advertencia: No sumerja este cojín en agua ni ningún otro líquido y no lo lave en la lavadora.

Precaución: No use ni deje el producto cerca de una llama o expuesto a una fuente de calor a alta temperatura.

Precaución: No limpie el producto con vapor o en un autoclave. El cojín no resiste las temperaturas o la presión excesivas. Si no se siguen las instrucciones de limpieza, es muy probable que tanto la funda como el cojín se deterioren más rápido.

Precaución: No utilice limpiadores agresivos o abrasivos, ni objetos cortantes para limpiar el cojín.

Precaución: Asegúrese de que el cojín no toca los radios de las ruedas.

INSTALACIÓN

Advertencia: Vicair B.V. recomienda instalar el cojín Vicair Liberty Profile bajo la supervisión directa de un terapeuta o un asesor técnico.

Precaución: Asegúrese de que el cojín no toca los radios de las ruedas.

Aviso: Utilice siempre el cojín con una funda.

Aviso: Asegúrese de que el asiento de la silla de ruedas está limpio y sin grasa.

Consejo: Cuando prefiera no usar el velcro, sencillamente retire las tiras de velcro. Recuerde que las cintas cosidas a la base de la funda del cojín no se pueden retirar.

Realice los siguientes pasos al instalar el cojín Vicair Liberty Profile.

Estos pasos se corresponden con las imágenes de instalación de la guía de instalación rápida:

- Compruebe el tamaño del cojín.

El cojín debe tener la misma anchura (X) que el asiento. El cojín debe tener la misma profundidad (Y) que el asiento.

- Compruebe que el tamaño de la funda se corresponde con el tamaño del cojín.
- Introduzca el cojín en la funda. Las dos válvulas deberían situarse hacia arriba. La base de espuma es visible en el lado inferior del cojín. El recorte semicircular debe estar en el dorso. El diseño situado en el lado inferior del cojín indica la parte delantera.
- Cierre la cremallera. Asegúrese de no dañar el cojín.
- Retire la banda protectora de las cintas de velcro autoadhesivas situadas en la funda del cojín.
- Para colocar el cojín, presione con firmeza.
- Siéntese sobre el cojín durante unos minutos para que el contenido de aire del cojín se adapte a la forma y el peso de su cuerpo.
- Si es necesario, ajuste el/los reposapiés.

Comprobación de "bottoming out":

Advertencia: El coxis y los huesos de la pelvis no deben tocar la base del cojín. Se debe comprobar si se produce "bottoming out" la primera vez que se usa el cojín y, posteriormente, de forma periódica (al menos una vez al mes).

- Compruebe si se ha producido "bottoming out" después de permanecer sentado sobre el cojín durante aproximadamente 5 minutos.
- Mientras usted mantiene el cuerpo inclinado hacia delante, permita que el terapeuta o el asesor técnico deslice una mano entre sus nalgas y el cojín Vicair.
- Pídale a su terapeuta o a su asesor técnico que compruebe si sus protuberancias óseas inferiores se apoyan por lo menos sobre 2,5 cm / 1 pulgada de celdas SmartCells™. De este modo se evitará que toquen el asiento de la silla de ruedas.

- No utilice el cojín si se produce "bottoming out". En la mayoría de los casos, se solucionará el problema con solo utilizar un modelo o un tamaño de cojín diferente.

USO

Advertencia: No lo utilice como cojín para la ducha o la bañera.

Comprobación de rojeces en la piel

Advertencia: Compruebe regularmente si su piel se enrojece, especialmente durante los primeros días. Si aparecen rojeces y no desaparecen después de 15 minutos, consulte a su terapeuta o a su asesor técnico.

Condiciones de uso y almacenamiento

- **Peso del usuario:**
Mínimo: 15 kg, máximo: 150 kg
- **Temperatura:**
Mínima: -10 °C, máxima: 50 °C
- **Uso a gran altura:**
Aviso: Vicair B.V. recomienda no utilizar el cojín a más de 2.400 m (8.000 pies) sobre el nivel del mar o a menos de 50 m (164 pies) por debajo del nivel del mar. Dado que cada celda SmartCell™ está llena de aire, el comportamiento del cojín puede variar al ser utilizado en altitud o en un avión.
- **Humedad del aire:**
Mínima: 0%, máxima 100%

Uso de cojines para asientos de sillas de ruedas en vehículos a motor

Advertencia: Actualmente no existen datos de prueba sobre el uso seguro de los cojines para sillas de ruedas Vicair en vehículos a motor. Por lo tanto, no le recomendamos que use el cojín para sillas de ruedas en dichos vehículos. Como alternativa al cojín para sillas de ruedas Vicair, se puede usar el cojín Vicair AllRounder (que se puede abrochar al cuerpo del usuario)

cuando se requiera protección adicional durante el transporte.

Reutilización - Traspaso del producto a otro usuario

El producto es apto para un uso reiterado. El número de veces que puede utilizarse depende de la frecuencia y el modo en que se use el producto. El producto debe lavarse y desinfectarse perfectamente antes de que pueda ser utilizado por otra persona. Consulte el capítulo "Mantenimiento y limpieza" para leer las instrucciones al respecto.

Sustitución de la funda del cojín

Con un uso normal, Vicair B.V. recomienda cambiar la funda del cojín cada año. Las fundas de sustitución pueden adquirirse por separado.

Eliminación

La eliminación y el reciclaje de dispositivos usados y sus embalajes deben cumplir con la normativa aplicable. Asegúrese de limpiar el producto antes de desecharlo para evitar cualquier riesgo de contaminación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Advertencia: Compruebe cada 3 meses el estado del cojín y si existen celdas rotas. Si se ha producido un daño importante o hay un gran número de celdas rotas, no continúe usando el cojín. Consulte a su distribuidor.

Advertencia: No sumerja este cojín en agua ni ningún otro líquido y no lo lave en la lavadora.

Precaución: No limpie el producto con vapor o en un autoclave. No puede soportar las temperaturas o la presión excesivas. Si no se siguen las instrucciones de limpieza, es muy probable que el producto se deteriore más rápido.

Precaución: No utilice limpiadores agresivos o abrasivos, ni objetos cortantes para limpiar el cojín.

Limpeza del cojín Vicair Liberty Profile

• Limpieza de la funda del cojín Vicair Liberty Profile

La funda del cojín puede lavarse a máquina. Siga las instrucciones de lavado que se indican en la etiqueta situada en el interior de la funda.



• Limpieza del cojín Vicair Liberty Profile

Limpie el cojín con un paño húmedo y detergente suave. No lave el cojín en la lavadora y no lo sumerja en agua ni ningún otro líquido.



Desinfección del cojín Vicair Liberty Profile

Advertencia: En caso de contaminación con fluidos corporales, y cuando el cojín vaya a ser utilizado por un usuario diferente, se debe desinfectar el cojín para evitar posibles contagios. Limpie el cojín y la funda de acuerdo con las instrucciones detalladas anteriormente. Preferiblemente, utilice un detergente antibacterias. Después de limpiarlo, pulverice el cojín y la funda con un desinfectante.

GARANTÍA

Vicair B.V. ofrece una garantía limitada que cubre defectos de mano de obra y materiales, siempre y cuando se haya utilizado el producto de forma normal. Quedan excluidos de esta garantía los daños que se deriven de un uso anormal, así como los causados por una manipulación o limpieza inadecuadas, o por negligencia.

Periodo de garantía

Desde la fecha original de compra: 24 meses.

Si se detectase algún defecto en los materiales o en la mano de obra dentro del periodo de garantía mencionado anteriormente, Vicair B.V. decidirá si repara o sustituye el producto sin cargo alguno para el usuario. La garantía no incluye la funda.

Los recursos por incumplimiento de las garantías expresas se limitan a la reparación o sustitución del producto.

En ningún caso los daños por incumplimiento de la garantía incluirán daños subyacentes o superarán el coste de los productos no conformes vendidos.

¿Desea formular alguna pregunta?

Póngase en contacto con Vicair B.V. en info@vicair.com o a través del distribuidor de Vicair en su país.

Caro cliente,

Obrigado por ter escolhido um produto Vicair®. Temos a certeza de que apreciará a sua simplicidade, fiabilidade e efeito surpreendente. Para uma instalação rápida, pode utilizar o guia de instalação rápida fornecido com a sua almofada. Além disso, leia atentamente e compreenda este manual de utilização antes de utilizá-la. Guarde o guia de instalação rápida e este manual para referência futura.


Para obter mais informações ou voltar a encomendar os manuais, contacte o seu fornecedor local.

Visite vicair.com para mais informações sobre os distribuidores.

INTRODUÇÃO

A Vicair Liberty Profile é uma almofada de cadeira de rodas para utilizadores que necessitam de um nível de suporte e prevenção de úlceras de pressão baixo a médio. A base de espuma integrada com recorte em semicírculo garante estabilidade pélvica e um elevado nível de conforto na zona do cóccix.

PRINCIPAIS COMPONENTES



- A** Capa de almofada
- B** Almofada com base de espuma integrada no fundo
- C** Manual de utilização
- D** de instalação rápida (Quick Installation Guide)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

Nome do produto: Vicair Liberty Profile

Fabricado por: Vicair B.V., Países Baixos

Garantia: 24 meses

Tamanhos disponíveis: Consulte a grelha na parte posterior do manual

Materiais utilizados: Todos isentos de látex

Almofada: Cloreto de polivinilo

Base de espuma integrada: Poliuretano de célula fechada

Enchimento: SmartCells™ cheias de ar e óleo de silicone

Capas de almofada:

Capa de almofada Air Exchange Cover: Tecido 3D em malha elástica de alta qualidade, com fundo de tecido de poliéster com revestimento de poliuretano antiderrapante.

Capa de almofada Incontinence Cover: Tecido elástico, revestido com poliuretano respirável resistente a líquidos, com fundo em tecido de

poliéster com revestimento de poliuretano antiderrapante.

Todas as capas: Laváveis na máquina. As capas estão em conformidade com as normas EN1021-1, 1021-2 e CAL117.

PRECAUÇÕES E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Uma almofada de assento de cadeira de rodas Vicair só pode ser utilizada como almofada de assento para cadeiras de rodas. A utilização deste produto de qualquer outra forma é considerada como sendo de uso indevido. A Vicair B.V. não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido, inadequado ou por negligência. Certifique-se de que lê e compreende este manual na íntegra.

Aviso! A Vicair B.V. recomenda a instalação da Vicair Liberty Profile sob supervisão direta de um médico ou consultor técnico.

Aviso! O cóccix e o osso íliaco não devem tocar na parte inferior da almofada. O controlo do «fundo» deve ser efetuado aquando da primeira utilização depois da instalação; depois, deve ser feito regularmente (pelo menos uma vez por mês).

Aviso! Não utilize como almofada para o banho ou o duche.

Aviso! Verifique regularmente se a sua pele apresenta vermelhidão, em particular nos primeiros dias. Se ocorrer vermelhidão que não desaparece ao fim de 15 minutos, consulte o seu médico ou consultor técnico.

Aviso! Não estão atualmente disponíveis dados de testes sobre a utilização segura das almofadas Vicair para cadeiras de rodas em veículos motorizados. Por conseguinte, não recomendamos o uso da almofada de assento de cadeiras de rodas em veículos motorizados.

Aviso! Caso a almofada fique suja com fluidos corporais, ou quando o produto é transferido

para outro utilizador, este deve ser desinfetado para evitar a contaminação cruzada.

Aviso! A cada três meses, verifique se o produto está desgastado ou apresenta células vazias. Em caso de danos graves ou se várias células estiverem vazias, deixe de usar o produto. Consulte o seu revendedor.

Aviso! Não mergulhe esta almofada em água ou em qualquer outro líquido e não a lave na máquina de lavar.

Cuidado! Não utilize nem deixe o produto próximo de uma chama desprotegida ou fonte de calor a alta temperatura.

Cuidado! Não limpe o produto com vapor nem trate com autoclave. O produto não foi concebido para suportar calor ou pressão excessivos. Se as instruções de limpeza fornecidas não forem cumpridas, é provável que o produto e/ou capa do produto se desgaste(m) mais rapidamente.

Cuidado! Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos nem objetos afiados para limpar a almofada.

Cuidado! Certifique-se de que a almofada não interfere com os raios da roda.

INSTALAÇÃO

Aviso! A Vicair B.V. recomenda a instalação da Vicair Liberty Profile sob supervisão direta de um médico ou consultor técnico.

Cuidado! Certifique-se de que a almofada não interfere com os raios da roda.

Aviso! Utilize sempre a almofada com capa.

Aviso! Certifique-se de que o assento da cadeira de rodas está limpo e desengordurado.

Sugestão: Se preferir não usar velcro, pode remover as tiras de velcro. Tenha em atenção que as tiras cosidas à parte inferior da capa de almofada não podem ser removidas.

Siga os passos seguintes aquando da instalação da Vicair Liberty Profile.

Estes pontos correspondem às imagens da instalação no guia rápido de instalação:

- Verifique o tamanho da almofada.
As larguras (X) da almofada e do assento devem corresponder. As profundidades (Y) da almofada e do assento devem corresponder.
- Verifique se o tamanho da capa corresponde ao tamanho da almofada.
- Coloque a almofada na capa. As duas válvulas devem estar viradas para cima. A base de espuma é visível do lado inferior da almofada. O recorte em semicírculo deve encontrar-se na parte de trás. O padrão no lado de baixo da almofada indica a frente.
- Feche o fecho de correr. Tenha atenção para não danificar a almofada.
- Retire a fita de suporte de proteção das tiras de velcro autoadesivas fixadas na capa da almofada.
- Coloque a almofada pressionando firmemente.
- Sente-se sobre a almofada durante alguns minutos, para permitir que a almofada se adapte à forma e peso do corpo.
- Se necessário, ajuste o(s) apoio(s) para os pés.

Verificação do contacto correto com a parte inferior:

Aviso! O cóccix e o osso íliaco não devem tocar na parte inferior da almofada. O controlo do «fundo» deve ser efetuado aquando da primeira utilização depois da instalação; depois, deve ser feito regularmente (pelo menos uma vez por mês).

- Controlar se está no fundo, depois de estar sentado na almofada cerca de 5 minutos.
- Incline-se para a frente, enquanto o terapeuta ou consultor técnico desliza a mão, até estar entre as nádegas e a almofada Vicair.
- Peça ao seu médico ou consultor técnico

para verificar se as suas proeminências ósseas inferiores estão apoiadas em pelo menos 2,5 cm das SmartCells™. Evitará assim que estas toquem no assento da cadeira de rodas.

- Não utilize a almofada se o contacto com a parte inferior for excedido. Na maioria dos casos, mudar para um modelo ou tamanho diferentes resolve o problema.

UTILIZAÇÃO

Aviso! Não utilize como almofada para o banho ou o duche.

Verificação de vermelhidão na pele

Aviso! Verifique regularmente se a sua pele apresenta vermelhidão, em particular nos primeiros dias. Se ocorrer vermelhidão que não desaparece ao fim de 15 minutos, consulte o seu médico ou consultor técnico.

Condições de utilização e armazenamento

- **Peso do utilizador:**
Mínimo: 15 kg, máximo: 150 kg
- **Temperatura:**
Mínimo: -10 °C, máximo: 50 °C
- **Utilização em altitudes elevadas:**
Aviso! A Vicair B.V. recomenda não utilizar a almofada a uma altitude superior a 2400 m (8000 pés) acima do nível do mar ou inferior a 50 m (164 pés) abaixo do nível do mar. Dado que cada SmartCell se encontra preenchida com ar, a almofada pode comportar-se de forma diferente quando utilizada em altitudes elevadas ou num avião.
- **Humidade do ar:**
Mínimo: 0%, máximo: 100%

Utilização das almofadas de assento Vicair em assento de cadeira de rodas em veículos motorizados

Aviso! Não estão atualmente disponíveis dados de testes sobre a utilização segura das almofadas Vicair para assento de cadeira de rodas em veículos motorizados. Por conseguinte, não recomendamos o uso da almofada de assento de cadeira de rodas em veículos motorizados.

Como alternativa à sua almofada Vicair para assento de cadeira de rodas, pode ser utilizado o Vicair AllRounder (que pode ser fixo ao corpo do utilizador) caso seja necessária uma proteção adicional.

Reutilização - Transferência do produto para outro utilizador

Este produto pode ser reutilizado várias vezes. O número de vezes que pode ser utilizado depende da frequência e do modo de utilização do produto. O produto tem de ser cuidadosamente limpo e desinfetado antes de permitir que outra pessoa o utilize. Consulte o capítulo «Manutenção e limpeza» para obter instruções.

Substituição da capa da almofada

Em condições de utilização normal, a Vicair B.V. recomenda substituir a almofada anualmente. As capas de substituição podem ser adquiridas separadamente.

Eliminação

A eliminação e reciclagem de dispositivos e embalagens usadas devem ser efetuadas em conformidade com as regulamentações legais aplicáveis. Antes de proceder à sua eliminação, certifique-se de que o produto se encontra limpo, para se evitar quaisquer riscos de contaminação.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Aviso! A cada três meses, verifique se o produto está desgastado ou apresenta células vazias. Em caso de danos graves ou se várias células estiverem vazias, deixe de usar o produto. Consulte o seu revendedor.

Aviso! Não mergulhe esta almofada em água ou em qualquer outro líquido e não a lave na máquina de lavar.

Cuidado! Não limpe o produto com vapor nem trate com autoclave. O produto não foi concebido para suportar calor ou pressão excessiva. Quando as instruções de limpeza fornecidas não são cumpridas, é provável que o produto se desgaste mais rapidamente.

Cuidado! Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos nem objetos afiados para limpar a almofada.

Limpeza do Vicair Liberty Profile

• Limpeza da capa de almofada Vicair Liberty Profile

A capa da almofada pode ser lavada na máquina. Siga as instruções de lavagem na etiqueta afixada na parte interna da capa.



• Limpeza da almofada Vicair Liberty Profile

Passar um pano húmido com um detergente suave para limpar a almofada. Não lavar a almofada à máquina e não mergulhar em água ou qualquer outro líquido.



Desinfecção do Vicair Liberty Profile

Aviso! Caso a almofada fique suja com fluidos corporais, ou quando o produto é transferido para outro utilizador, este deve ser desinfetado

para evitar a contaminação cruzada. Limpe a almofada e a capa seguindo as instruções acima. Utilize de preferência um detergente antibacteriano. Depois de lavar, pulverize a almofada e a capa com um agente desinfetante.

GARANTIA

A Vicair B.V. oferece uma garantia limitada contra defeitos de fabrico e materiais, desde que o produto seja utilizado normalmente.

Quaisquer danos decorrentes de uma utilização indevida ou causados por um manuseio ou limpeza inadequados, ou por negligência, estão excluídos desta garantia.

Período de garantia

A contar da data de compra original: 24 meses.

Caso seja detetado um defeito de material ou mão-de-obra dentro do período de garantia acima mencionado, a Vicair B.V. - a seu próprio critério - reparará ou substituirá o produto gratuitamente. A capa de almofada está excluída desta garantia.

Em caso de violação das garantias expressas neste documento, os recursos estão limitados à reparação ou substituição do produto.

As indemnizações por infração de qualquer garantia não incluem, em caso algum, danos consequenciais nem excedem o custo dos produtos vendidos não conformes.

Tem dúvidas?

Contacte a Vicair B.V. em info@vicair.com ou contacte o distribuidor Vicair do seu país.

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto un prodotto Vicair®. Siamo sicuri che ne apprezzerete la semplicità, l'affidabilità e la fantastica efficacia. Per una rapida installazione è possibile utilizzare la guida di installazione rapida fornita con il cuscino. Inoltre si consiglia di leggere e comprendere il presente manuale prima dell'uso. Conservare sia la guida di installazione rapida che il presente manuale per farvi riferimento in futuro.


Per maggiori informazioni o per riordinare i manuali, contattare il distributore nel proprio paese.

Visitare vicair.com per informazioni sui distributori.

INTRODUZIONE

Vicair Liberty Profile è un cuscino per carrozzine per utenti che richiedono un livello medio-basso di supporto e prevenzione delle lesioni da decubito. La base in gomma piuma integrata con ritagli semicircolari garantisce la stabilità del bacino e un elevato livello di comfort nella zona del cocchio.

COMPONENTI PRINCIPALI



- A** Fodera del cuscino
- B** Cuscino con base in gomma piuma integrata sul lato inferiore
- C** Manuale utente
- D** Guida di installazione rapida (Quick Installation Guide)

SPECIFICHE GENERALI DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: Vicair Liberty Profile

Prodotto da: Vicair B.V., Paesi Bassi

Garanzia: 24 mesi

Taglie disponibili: Vedere la griglia sul retro del manuale

Materiali utilizzati: Tutti privi di lattice

Cuscino: Cloruro di polivinile

Base in gomma piuma integrata: Poliuretano a celle chiuse

Imbottitura: SmartCells™ gonfiate con aria e olio al silicone

Fodere di rivestimento:

Fodera di rivestimento Air Exchange Cover:
Tessuto in poliestere elastico 3D, con un fondo in tessuto di poliestere con rivestimento in poliuretano antiscivolo

Fodera di rivestimento Incontinence Cover:
Tessuto elastico rivestito in poliuretano traspirante fluido resistente, con un fondo in

tessuto di poliestere con rivestimento in poliuretano antiscivolo.

Tutte le fodere: Lavabili in lavatrice. Le fodere rispettano le norme EN1021-1, 1021-2 e CAL117.

PRECAUZIONI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Un cuscino per carrozzine Vicair può essere utilizzato solo per lo scopo previsto. L'utilizzo del prodotto in qualsiasi altro modo è considerato un utilizzo improprio. Vicair B.V. declina ogni responsabilità per danni causati da utilizzo improprio, da utilizzo errato o da negligenza. Assicurarsi di leggere e comprendere il manuale pienamente.

Avvertenza! Vicair B.V. consiglia di installare Vicair Liberty Profile sotto la diretta supervisione di un terapeuta o consulente tecnico.

Avvertenza! Il coccige e le ossa del bacino non devono toccare il fondo del cuscino. Il controllo dello "sprofondamento" deve essere eseguito durante l'installazione per il primo utilizzo e quindi periodicamente (almeno una volta al mese).

Avvertenza! Non utilizzare come cuscino per la doccia o per il bagno.

Avvertenza! Controllare periodicamente la cute per verificare che non vi siano arrossamenti, in particolare durante i primi giorni. Se si verificano arrossamenti che non scompaiono dopo 15 minuti, consultare il proprio terapeuta o consulente tecnico.

Avvertenza! Al momento non sono disponibili dati di collaudo relativi all'utilizzo sicuro dei cuscini per sedili per carrozzine Vicair in autoveicoli. Pertanto ne sconsigliamo l'uso in tali veicoli.

Avvertenza! Disinfettare il prodotto per evitare contaminazioni incrociate nel caso il cuscino venga sporcato con fluidi corporei o se lo si cede

a un altro utente.

Avvertenza! Controllare l'usura del prodotto ed eventuali celle sgonfie ogni tre mesi. In caso di danni gravi o di una grande quantità di celle sgonfie, non continuare a utilizzare il prodotto. Consultare il rivenditore.

Avvertenza! Non immergere il cuscino in acqua o altri liquidi e non lavare in lavatrice.

Attenzione! Non utilizzare né lasciare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore ad alta temperatura.

Attenzione! Non pulire il prodotto né a vapore, né con un'autoclave. Il prodotto non è in grado di resistere a calore o pressione eccessivi. Se le istruzioni di pulizia fornite non dovessero essere seguite, è molto probabile che il prodotto e/o la sua fodera si usurino più rapidamente.

Attenzione! Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, né oggetti acuminati, per pulire il cuscino.

Attenzione! Assicurarsi che il cuscino non possa interferire con i raggi delle ruote.

INSTALLAZIONE

Avvertenza! Vicair B.V. consiglia di installare Vicair Liberty Profile sotto la diretta supervisione di un terapeuta o consulente tecnico.

Attenzione! Assicurarsi che il cuscino non possa interferire con i raggi delle ruote.

Nota! Utilizzare sempre il cuscino con la fodera.

Nota! Assicurarsi che il sedile della carrozzina sia pulito e sgrassato.

Suggerimento: Se si preferisce non utilizzare il velcro, è possibile rimuovere gli ancoraggi in velcro. Tenere presente che gli ancoraggi presenti sul fondo della fodera del cuscino non possono essere rimossi.

Eeguire i passaggi seguenti durante l'installazione di Vicair Liberty Profile.

Questi passaggi corrispondono alle immagini

di installazione della guida di installazione rapida:

- Controllare le dimensioni del cuscino. La larghezza (X) del cuscino deve corrispondere a quella del sedile. La profondità (Y) del cuscino deve corrispondere a quella del sedile.
- Controllare che le dimensioni della fodera corrispondano alle dimensioni del cuscino.
- Infilare il cuscino nella fodera. Le due valvole devono essere rivolte verso l'alto. La base in gomma piuma è visibile nel lato inferiore del cuscino. Il ritaglio semicircolare deve essere nella parte posteriore. La stampa sulla parte inferiore del cuscino indica la parte anteriore.
- Chiudere la zip. Assicurarsi di non danneggiare il cuscino.
- Rimuovere i nastri protettivi dagli ancoraggi in velcro autoadesivi fissati sul fondo della fodera del cuscino.
- Posizionare il cuscino, premendolo saldamente.
- Sedersi sul cuscino per alcuni minuti per permettere all'aria contenuta nel cuscino di adattarsi alla forma e al peso del corpo.
- Se necessario, regolare i poggiatesta.

Controllare che non si verifichi un effetto di "sprofondamento":

Avvertenza! Il coccige e le ossa del bacino non devono toccare il fondo del cuscino. Il controllo dello "sprofondamento" deve essere eseguito durante l'installazione per il primo utilizzo e quindi periodicamente (almeno una volta al mese).

- Controllare che il cuscino non presenti sprofondamenti dopo averlo utilizzato per circa 5 minuti.
- Mentre ci si sporge in avanti, lasciare che il terapeuta o il consulente tecnico infili una mano fra le natiche e il cuscino Vicair.
- Richiedere al terapeuta o al consulente tecnico di verificare che le sporgenze ossee

inferiori siano supportate da almeno 2,5 cm / 1" di SmartCells™. Questo impedisce che tocchino il sedile della carrozzina.

- Non utilizzare il cuscino se si verifica lo sprofondamento. Nella maggior parte dei casi, il problema viene risolto utilizzando un modello o una taglia di cuscino differenti.

UTILIZZO

Avvertenza! Non utilizzare come cuscino per la doccia o per il bagno.

Controllo dell'arrossamento della pelle

Avvertenza! Controllare periodicamente la cute per verificare che non vi siano arrossamenti, in particolare durante i primi giorni. Se si verificano arrossamenti che non scompaiono dopo 15 minuti, consultare il proprio terapeuta o consulente tecnico.

Condizioni di utilizzo e conservazione

- **Peso dell'utente:**
Minimo: 15 kg, massimo: 150 kg
- **Temperatura:**
Minima: -10 °C, massima: 50 °C
- **Utilizzo ad altitudini elevate:**
Nota! Vicair B.V. consiglia di non utilizzare il cuscino ad altitudini superiori a 2400 m (8000 ft) sul livello del mare o inferiori a 50 m (164 ft) sotto al livello del mare. Poiché ciascuna SmartCell è riempita d'aria, il cuscino potrebbe comportarsi diversamente se utilizzato ad altitudini elevate o in aereo.
- **Umidità dell'aria:**
Minima: 0%, massima 100%

Utilizzo dei cuscini per carrozzine Vicair in autoveicoli

Avvertenza! Al momento non sono disponibili dati di collaudo relativi all'utilizzo sicuro dei cuscini per sedili per carrozzine Vicair in

autoveicoli. Pertanto ne sconsigliamo l'uso in tali veicoli. Alternativamente al cuscino per sedili per carrozzine Vicair, il cuscino Vicair AllRounder (che può essere fissato al corpo dell'utente) può essere utilizzato se è necessaria una protezione aggiuntiva durante il trasporto.

Riutilizzo - Cessione del prodotto a un altro utente

Il prodotto è adatto all'uso ripetuto. Il numero di volte che può essere utilizzato dipende da quanto spesso e in che modo viene utilizzato il prodotto. Il prodotto deve essere pulito e disinfettato a fondo prima di consentirne l'utilizzo da parte di un altro individuo. Fare riferimento al capitolo 'Manutenzione e pulizia' per ulteriori istruzioni.

Sostituzione della fodera del cuscino

In condizioni di normale utilizzo Vicair B.V. consiglia di sostituire la fodera del cuscino una volta all'anno. Le fodere di ricambio possono essere acquistate separatamente.

Smaltimento

Lo smaltimento e il riciclaggio dei dispositivi usati e degli imballaggi devono rispettare le normative di legge in vigore. Assicurarsi che il prodotto sia pulito prima dello smaltimento per evitare eventuali rischi di contaminazione.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Avvertenza! Controllare l'usura del prodotto ed eventuali celle sgonfie ogni tre mesi. In caso di danni gravi o di una grande quantità di celle sgonfie, non continuare a utilizzare il prodotto. Consultare il rivenditore.

Avvertenza! Non immergere il cuscino in acqua o altri liquidi e non lavare in lavatrice.

Attenzione! Non pulire il prodotto né a vapore, né con un'autoclave. Non è in grado di resistere a calore o pressione eccessivi. Se le istruzioni di pulizia fornite non dovessero essere seguite, è

molto probabile che il prodotto si usuri più rapidamente.

Attenzione! Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, né oggetti acuminati, per pulire il cuscino.

Pulizia di Vicair Liberty Profile

• Pulizia della fodera del cuscino Vicair Liberty Profile

La fodera del cuscino può essere lavata in lavatrice a rovescio. Seguire le istruzioni di lavaggio presenti sull'etichetta fissata all'interno della fodera.



• Pulizia del cuscino Vicair Liberty Profile

Strofinare il cuscino con un panno umido e un detergente delicato. Non lavare il cuscino in lavatrice e non immergere in acqua o altri liquidi.



Disinfezione di Vicair Liberty Profile

Avvertenza! Disinfettare il prodotto per evitare contaminazioni incrociate nel caso il cuscino venga sporcato con fluidi corporei o se lo si cede a un altro utente. Pulire il cuscino e la fodera come indicato sopra. È preferibile utilizzare un detergente antibatterico. Dopo la pulizia, spruzzare del disinfettante sul cuscino e sulla fodera.

GARANZIA

Vicair B.V. offre una garanzia limitata relativa a difetti di fabbricazione o nei materiali, a condizione che ne sia stato fatto un uso proprio. Eventuali danni derivanti da un uso improprio o da manipolazione e pulizia improprie o negligenza sono esclusi da questa garanzia.

Periodo di garanzia

Dalla data di acquisto originale: 24 mesi.

In caso di difetto imputabile alla produzione o ai materiali entro il suddetto periodo di garanzia, Vicair B.V. si riserva il diritto di riparare o sostituire il prodotto gratuitamente, a propria discrezione. La fodera del cuscino è esclusa dalla garanzia.

L'indennizzo per la violazione delle presenti garanzie esplicitate è limitato alla riparazione o sostituzione del prodotto.

In nessun caso i danni dovuti alla violazione di eventuali garanzie includeranno danni consequenziali né supereranno il costo degli articoli non conformi venduti.

Domande?

Contattare Vicair B.V. a info@vicair.com oppure contattare il distributore Vicair nel proprio paese.

Αγαπητέ πελάτη,


Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν Vicair®. Θα εκτιμήσετε σίγουρα την απλότητα, την αξιοπιστία και το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Για γρήγορη εγκατάσταση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό γρήγορης εγκατάστασης που παρέχεται με το μαξιλάρι σας. Επίσης, παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν την χρήση. Αποθηκεύστε τον οδηγό γρήγορης εγκατάστασης και αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ξαναπαραγγείλετε το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της χώρας σας. Πληροφορίες αντιπροσώπων στο vicair.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Vicair Liberty Profile είναι μαξιλάρι καθίσματος αναπηρικού αμαξιδίου για χρήστες που χρειάζονται από ελάχιστη έως μεσαία στήριξη και για πρόληψη του έλκους κατάκλισης. Το ενσωματωμένο αφρώδες υλικό με ημικόκλιο κόψιμο χαρίζει σταθερότητα στη λεκάνη και μέγιστη άνεση στην περιοχή του κόκκυγα.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ



- A** Κάλυμμα μαξιλαριού
- B** Μαξιλάρι με ενσωματωμένο αφρώδες υλικό στην κάτω πλευρά
- C** Εγχειρίδιο χρήσης
- D** Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Quick Installation Guide)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα προϊόντος: Vicair Liberty Profile

Κατασκευαστής: Vicair B.V., Ολλανδία

Εγγύηση: 24 μήνες

Διαθέσιμα μεγέθη: Συμβουλευτείτε τον πίνακα στο πίσω μέρος του εγχειριδίου

Χρησιμοποιούμενα υλικά: Όλα χωρίς λάτεξ

Μαξιλάρι: Χλωριούχο πολυβινύλιο

Ενσωματωμένη βάση από αφρώδες υλικό:

Πολυουρεθάνη κλειστών κυψελών

Γέμισμα: SmartCells™ γέμισμα με αέρα και λάδι σιλικόνης

Καλύμματα μαξιλαριού:

Air Exchange Cover κάλυμμα μαξιλαριού:

Πλεκτό 3D ύφασμα ελαστικού πολυεστέρα, με την κάτω πλευρά από ύφασμα πολυεστέρα με αντιολισθητικό περίβλημα πολυουρεθάνης.

Incontinence Cover κάλυμμα μαξιλαριού:

Ελαστικό ύφασμα, επένδυση από πολυουρεθάνη που αναπνέει για αντοχή στα

υγρά, με την κάτω πλευρά από ύφασμα πολυεστέρα με αντιολισθητική επένδυση πολυουρεθάνης.

Όλα τα καλύμματα: Πλένονται στο πλυντήριο. Τα καλύμματα πληρούν τον κανονισμό EN1021-1, 1021-2 και CAL117.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το μαξιλάρι καθίσματος Vicair για αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μαξιλάρι καθίσματος για αναπηρικό αμαξίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του προϊόντος, θεωρείται ακατάλληλη. Η Vicair B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και έχετε κατανοήσει πλήρως αυτό το εγχειρίδιο.

Προειδοποίηση! Η Vicair B.V. συνιστά η εγκατάσταση του Vicair Liberty Profile να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός θεραπευτή ή τεχνικού.

Προειδοποίηση! Ο κόκκυγας και η λεκάνη σας δεν πρέπει να αγγίζουν την κάτω πλευρά του μαξιλαριού. Ο έλεγχος του “bottoming out” πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη χρήση και κατόπιν σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα).

Προειδοποίηση! Ελέγχετε τακτικά την επιδερμίδα σας για κοκκινίλες, ειδικά κατά τις πρώτες μέρες. Αν εμφανίζονται κοκκινίλες και δεν χάνονται μετά από 15 λεπτά, συμβουλευτείτε τον θεραπευτή ή τον τεχνικό σας.

Προειδοποίηση! Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ασφαλή χρήση του μαξιλαριού καθίσματος Vicair για αναπηρικό αμαξίδιο σε ηλεκτρικά αμαξίδια. Επομένως δεν σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι καθίσματος για αναπηρικό αμαξίδιο σε ηλεκτρικά αμαξίδια.

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση που λερωθεί με σωματικά υγρά, και όταν μεταφέρετε το προϊόν σε κάποιον άλλον χρήστη, πρέπει να το απολυμαίνετε για να εμποδίσετε την διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Προειδοποίηση! Κάθε τρεις μήνες, ελέγχετε το προϊόν για φθορές και ξεφουσκωμένες κυψέλες. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης, ή μεγάλου αριθμού ξεφουσκωμένων κυψελών, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σας.

Προειδοποίηση! Μην βυθίζετε αυτό το μαξιλάρι σε νερό ή κάποιο άλλο υγρό και μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχων.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε το προϊόν κοντά σε γυμνή φλόγα ή πηγή θερμότητας με υψηλή θερμοκρασία.

Προσοχή! Μην καθαρίζετε στον ατμό ή σε κλίβανο αποστείρωσης. Το προϊόν δεν αντέχει σε υπερβολική θερμότητα ή πίεση. Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες καθαρισμού, ενδέχεται το προϊόν και/ή το κάλυμμα του προϊόντος να υποστεί πιο γρήγορα φθορές.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό του μαξιλαριού.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι δεν εμποδίζει τις ακτίνες της ρόδας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προειδοποίηση! Η Vicair B.V. συνιστά η εγκατάσταση του Vicair Liberty Profile να πραγματοποιηθεί υπό την επίβλεψη ενός θεραπευτή ή τεχνικού.

Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι δεν εμποδίζει τις ακτίνες της ρόδας.

Σημείωση! Να χρησιμοποιείτε πάντα μαξιλάρι με κάλυμμα.

Σημείωση! Βεβαιωθείτε ότι τα κάθισμα του αμαξιδίου είναι καθαρό και έχει απολιπανθεί.

Συμβουλή: Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε

το βέλκρο, μπορείτε να αφαιρέσετε τις ταινίες βέλκρο. Οι ταινίες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του καλύμματος μαξιλαριού δεν αφαιρούνται.

Πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα κατά την εγκατάσταση του Vicair Liberty Profile.

Αυτά τα βήματα αντιστοιχούν στις εικόνες εγκατάστασης του οδηγού γρήγορης εγκατάστασης:

- Ελέγξτε το μέγεθος μαξιλαριού. Το πλάτος (X) του μαξιλαριού πρέπει να αντιστοιχεί στο κάθισμα. Το βάθος (Y) του μαξιλαριού πρέπει να αντιστοιχεί στο κάθισμα.
- Ελέγξτε αν το μέγεθος του καλύμματος αντιστοιχεί στο μέγεθος του μαξιλαριού.
- Εισάγετε το μαξιλάρι στο κάλυμμα. Οι δύο βαλβίδες πρέπει να βρίσκονται απέναντι. Η βάση με το αφρώδες υλικό είναι ορατή στην κάτω πλευρά του μαξιλαριού. Το ημικύκλιο πρέπει να βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Το σχέδιο στη κάτω πλευρά του μαξιλαριού υποδεικνύει την μπροστινή πλευρά.
- Κλείσιμο με φερμουάρ. Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείτε βλάβη στο μαξιλάρι.
- Απομακρύνετε την προστατευτική ταινία διπλής όψης από τις αυτοκόλλητες ταινίες βέλκρο που βρίσκονται στο κάλυμμα μαξιλαριού.
- Τοποθετήστε το μαξιλάρι πιέζοντας καλά.
- Καθίστε στο μαξιλάρι για μερικά λεπτά, για να επιτρέψετε στον αέρα μέσα στο μαξιλάρι να προσαρμοστεί στο σχήμα του σώματός σας και του βάρους σας.
- Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το(α) υποπόδιο(α).

Έλεγχος για “bottoming out”:

Προειδοποίηση! Ο κόκκυγας και η λεκάνη σας δεν πρέπει να αγγίζουν την κάτω πλευρά του μαξιλαριού. Ο έλεγχος του “bottoming out” πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη

χρήση και κατόπιν σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία φορά τον μήνα).

- Ελέγξτε για bottoming out, μόλις καθίσετε στο μαξιλάρι για περίπου 5 λεπτά.
- Ενώ γέρνετε προς τα εμπρός, επιτρέψτε στον θεραπευτή σας ή τον τεχνικό να γλιστρήσει το χέρι του ανάμεσα στους γλουτούς σας και το μαξιλάρι Vicair.
- Ζητήστε από τον θεραπευτή ή το τεχνικό σας να ελέγξουν αν τα χαμηλότερα οστικά εξογκώματα στηρίζονται από τουλάχιστον 2,5 cm / 1” SmartCells™. Αυτό τα εμποδίζει να αγγίζουν το κάθισμα του αμαξιδίου.
- Μην χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι αν προκύψει bottoming out. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό μοντέλο ή μέγεθος μαξιλαριού θα λυθεί το πρόβλημα.

ΧΡΗΣΗ

Προειδοποίηση! Μην το χρησιμοποιείτε σαν μαξιλάρι μπάνιου.

Έλεγχος για κοκκινίλες στην επιδερμίδα

Προειδοποίηση! Ελέγχετε τακτικά την επιδερμίδα σας για κοκκινίλες, ειδικά κατά τις πρώτες μέρες. Αν εμφανίζονται κοκκινίλες και δεν χάνονται μετά από 15 λεπτά, συμβουλευτείτε τον θεραπευτή ή τον τεχνικό σας.

Συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης

- **Βάρος χρήση:**
Ελάχιστο: 15 kg, μέγιστο: 150 kg
- **Θερμοκρασία:**
Ελάχιστη: -10 °C, μέγιστη: 50 °C
- **Χρήση σε μεγάλο υψόμετρο:**
Σημείωση! Η Vicair B.V. συνιστά να μην χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι στα 2.400 μ (8.000 ft) πάνω από το επίπεδο της θάλασσας ή στα 50 μ (164 ft) κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Επειδή το κάθε

SmartCell περιέχει αέρα, το μαξιλάρι μπορεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά όταν χρησιμοποιείται σε μεγάλο υψόμετρο ή σ' ένα αεροπλάνο.

- **Υγρασία του αέρα:**

Ελάχιστη: 0%, μέγιστη: 100%

Χρήση του μαξιλαριού καθίσματος Vicair για αναπηρικό αμαξίδιο σε ηλεκτρικά αμαξίδια

Προειδοποίηση! Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν

διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ασφαλή χρήση του μαξιλαριού καθίσματος Vicair για αναπηρικό αμαξίδιο σε ηλεκτρικά αμαξίδια.

Επομένως δεν σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι καθίσματος για αναπηρικό αμαξίδιο σε ηλεκτρικά αμαξίδια.

Στη θέση του μαξιλαριού καθίσματος Vicair για αναπηρικό αμαξίδιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Vicair AllRounder (το οποίο μπορεί να προσδεθεί στο σώμα του χρήστη) αν απαιτείται επιπλέον ασφάλεια κατά την μεταφορά.

Επαναχρησιμοποίηση - Μεταφορά του προϊόντος σε διαφορετικό χρήστη

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαναλαμβανόμενη χρήση. Ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την συχνότητα και τον τρόπο που χρησιμοποιείται το προϊόν. Ο καθαρισμός και η απολύμανση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται σε βάθος, προτού επιτρέψετε να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο. Δείτε το κεφάλαιο "Συντήρηση και καθαρισμός" για τις οδηγίες.

Αντικατάσταση του καλύμματος μαξιλαριού

Υπό κανονικές συνθήκες, η Vicair B.V. σας προτείνει να αλλάζετε το κάλυμμα μαξιλαριού κάθε χρόνο. Μπορείτε να προμηθευτείτε χωριστά τα καλύμματα αντικατάστασης.

Απόρριψη

Η απόρριψη και η ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών και συσκευασιών πρέπει να πληροί τον ισχύοντα κανονισμό. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι καθαρό προτού το απορρίψετε για να εμποδίσετε τον κίνδυνο μόλυνσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Προειδοποίηση! Κάθε τρεις μήνες, ελέγχετε το προϊόν για φθορές και ξεφουσκωμένες κυψέλες. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης, ή μεγάλου αριθμού ξεφουσκωμένων κυψελών, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σας.

Προειδοποίηση! Μην βυθίζετε αυτό το μαξιλάρι σε νερό ή κάποιο άλλο υγρό και μην πλένετε στο πλυντήριο ρούχων.

Προσοχή! Μην το καθαρίζετε στον ατμό ή σε κλίβανο αποστείρωσης. Το προϊόν δεν αντέχει σε υπερβολική θερμότητα ή πίεση. Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες καθαρισμού, ενδέχεται το προϊόν και/ή το κάλυμμα του προϊόντος να υποστεί πιο γρήγορα φθορές.

Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό του μαξιλαριού.

Καθαρισμός του Vicair Liberty Profile

- **Καθαρισμός του Vicair Liberty Profile καλύμματος μαξιλαριού**

Το κάλυμμα μαξιλαριού πλένεται στο πλυντήριο ανάποδα. Ακολουθήστε τις οδηγίες πλύσης στην ετικέτα που βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα.



- **Καθαρισμός του Vicair Liberty Profile μαξιλαριού**

Σκουπίστε το μαξιλάρι με ένα υγρό πανί χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην πλένετε στο πλυντήριο το μαξιλάρι και μην το βυθίζετε σε νερό ή κάποιο άλλο υγρό.



Απολύμανση του Vicair Liberty Profile

Προειδοποίηση! Σε περίπτωση που λερωθεί με σωματικά υγρά, και όταν μεταφέρετε το προϊόν σε κάποιον άλλον χρήστη, πρέπει να το απολυμαίνετε για να εμποδίσετε την διασταυρούμενη επιμόλυνση. Καθαρίστε το μαξιλάρι και το κάλυμμα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Χρησιμοποιείτε καλύτερα ένα αντιβακτηριακό απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, ψεκάστε το μαξιλάρι και το κάλυμμα με ένα προϊόν απολύμανσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Vicair B.V. προσφέρει περιορισμένη εγγύηση σε ελαττώματα λόγω κατασκευής και υλικών, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν χρησιμοποιείται κανονικά. Κάθε βλάβη που προκύπτει λόγω ακατάλληλης χρήσης, ή μη σωστού χειρισμού, καθαρισμού ή αμέλειας, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την εγγύηση.

Περίοδος εγγύησης

Από την αρχική ημερομηνία αγοράς: 24 μήνες.

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ελάττωμα στα υλικά ή στην κατασκευή εντός της παραπάνω αναφερόμενης περιόδου εγγύησης, η Vicair B.V. - με δική της απόφαση - θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν χωρίς καμία χρέωση. Το κάλυμμα μαξιλαριού δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση.

Τα μέσα προσφυγής για παράβαση των ρητών εγγυήσεων στο παρόν έγγραφο περιορίζονται στην επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε καμία περίπτωση οι ζημιές από την παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης δεν θα περιλαμβάνουν τυχόν επακόλουθη ζημία ούτε θα υπερβαίνουν το κόστος των μη συμμορφούμενων αγαθών που έχουν πουληθεί.

Κάποια ερώτηση;

Επικοινωνήστε με την Vicair B.V. στο info@vicair.com ή με τον αντιπρόσωπο της Vicair στη χώρα σας.

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo Vam na kupnji proizvoda Vicair®. Sigurni smo da ćete cijeniti jednostavnost, pouzdanost i fantastičan učinak. Za brzu ugradnju možete koristiti vodič za brzu ugradnju koji dolazi uz vaš jastuk. Također vas molimo da pročitate i proučite ovaj korisnički priručnik prije uporabe. Priručnik za brzu ugradnju i ovaj priručnik sačuvajte za buduću uporabu.


Za više informacija ili za (ponovnu) narudžbu priručnika, kontaktirajte distributera u svojoj državi.

Za informacije o distributerima posjetite: vicair.com.

UVOD

Vicair Liberty Profile je jastuk za sjedalo invalidskih kolica za korisnike kojima je potrebna niska do srednja razina potpore i sprječavanje nastanka dekubitusa. Osnova s integriranom pjenom s polukružnom izvedbom pruža stabilnost karlici i visoku razinu udobnosti u IT-trtičnoj zoni.

GLAVNE KOMPONENTE



- A** Navlaka za jastuk
- B** Jastuk s osnovom s integriranom pjenom na donjoj strani
- C** Korisnički priručnik
- D** Vodič za brzu ugradnju (Quick Installation Guide)

OPĆE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Naziv proizvoda: Vicair Liberty Profile

Proizvodi: Vicair B.V., Nizozemska

Jamstvo: 24 mjeseca

Dostupne veličine: Pogledajte tablicu na stražnjem dijelu priručnika

Korišteni materijali: sve bez lateksa

Jastuk: Polivinilklorid

Osnova s integriranom pjenom: Poliuretan sa zatvorenim stanicama

Punjenje: SmartCells™ punjenje zrakom i silikonsko ulje

Navlake jastuka:

Air Exchange Cover navlaka za jastuk: Pletena rastezljiva poliesterska 3D tkanina, s donjim dijelom od poliesterske tkanine s poliuretanskom protukliznom oblogom.

Incontinence Cover navlaka za jastuk: elastična tkanina, obložena poliuretanom koji diše otpornim na tekućine, s donjim dijelom od poliesterske tkanine s poliuretanskom protukliznom oblogom.

Sve navlake: perive u perilici rublja. Navlake su u skladu s normama EN1021-1, 1021-2 i CAL117.

MJERE OPREZA I SIGURNOSNE UPUTE

Vicair jastuk za sjedalo za invalidska kolica može se koristiti isključivo kao jastuk za sjedalo za invalidska kolica. Uporaba ovog proizvoda na bilo koji drugi način smatra se pogrešnom uporabom. Vicair B.V. ne može se smatrati odgovornim za štetu nastalu uslijed pogrešne i neodgovarajuće uporabe ili nemara. Svakako se pobrinite da pročitate i razumijete ovaj priručnik u cijelosti.

Upozorenje! Vicair B.V. preporučuje ugradnju jastuka Vicair Liberty Profile pod izravnim nadzorom terapeuta ili tehničkog savjetnika.

Upozorenje! Vaša trtična kost ili karlične kosti ne bi trebale dodirivati dno jastuka. Tijekom prve uporabe i ugradnje trebalo bi provjeriti "pražnjenje", a nakon toga bi trebalo vršiti redovne provjere (najmanje jednom mjesečno).

Upozorenje! Nemojte koristiti kao jastuk za tuširanje ili u kadi za kupanje.

Upozorenje! Redovito provjeravajte postoji li crvenilo kože, posebno tijekom prvih nekoliko dana. Ako dođe do pojave crvenila koje ne nestaje nakon 15 minuta, posavjetujte se sa svojim terapeutom ili tehničkim savjetnikom.

Upozorenje! Trenutačno nisu dostupni podaci ispitivanja o sigurnoj uporabi Vicair jastuka za sjedalo za invalidska kolica u motornim vozilima. Iz tog razloga, ne potičemo vas na korištenje jastuka za sjedalo za invalidska kolica u motornim vozilima.

Upozorenje! U slučaju zaprljanosti proizvoda tjelesnim tekućinama, te prilikom prijenosa proizvoda na drugog korisnika, proizvod je potrebno dezinficirati kako bi se izbjegla obostrana kontaminacija.

Upozorenje! Svaka tri mjeseca provjerite istrošenost proizvoda i ispuhane stanice. U slučaju ozbiljnog oštećenja ili velikog broja

ispuhanih stanica, nemojte nastaviti s korištenjem proizvoda. Posavjetujte se sa svojim distributerom.

Upozorenje! Nemojte potapati ovaj jastuk u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini i nemojte ga prati u perilici rublja.

Opres! Nemojte koristiti ili ostavljati proizvod u blizini otvorenog plamena ili izvora visoke temperature.

Opres! Nemojte čistiti proizvod parom ili uređajima s visokim pritiskom i temperaturom. Proizvod ne može izdržati prekomjernu vrućinu ili pritisak. U slučaju nepridržavanja uputa o čišćenju, vrlo je velika vjerojatnost bržeg starenja proizvoda i/ili njegove navlake.

Opres! Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete za čišćenje jastuka.

Opres! Pazite da jastuk ne ulazi u šipke kotača.

UGRADNJA

Upozorenje! Vicair B.V. preporučuje ugradnju jastuka Vicair Liberty Profile pod izravnim nadzorom terapeuta ili tehničkog savjetnika.

Opres! Pazite da jastuk ne ulazi u šipke kotača.

Napomena! Uvijek koristite jastuk s navlakom.

Napomena! Pazite da sjedalo invalidskih kolica bude čisto i bez masnoća.

Savjet: kada ne želite koristiti čičak trake, možete ih ukloniti. Imajte na umu da trake koje su spojene na dno jastuka nije moguće ukloniti.

Izvršite sljedeće korake prilikom ugradnje jastuka Vicair Liberty Profile.

Ovi koraci odgovaraju slikama za ugradnju u vodiču za brzu ugradnju:

- Provjerite veličinu jastuka. Širina (X) jastuka i sjedala trebale bi odgovarati. Dubina (X) jastuka i sjedala trebale bi odgovarati.
- Provjerite odgovara li veličina navlake veličini jastuka.

- Umetnite jastuk u navlaku. Dva ventila trebaju biti okrenuta prema gore. Osnova s pjenom je vidljiva s donje strane jastuka. Polukružna izvedba treba biti na stražnjoj strani. Otisak na donjoj strani jastuka označava prednji dio.
- Zatvorite patent zatvarač. Pazite da ne oštetite jastuk.
- Uklonite zaštitnu traku sa samoljepivih čičak traka pričvršćenih na navlaku za jastuk.
- Postavite jastuk čvrsto pritiščući.
- Sjedite na jastuku nekoliko minuta kako biste omogućili da se sadržina zraka u jastuku prilagodi obliku Vašeg tijela i težini.
- Ako je potrebno, podesite naslon(e) za noge.

Provjera “pražnjenja”:

Upozorenje! Vaša trtična kost ili karlične kosti ne bi trebale dodirivati dno jastuka. Tijekom prve uporabe i ugradnje trebalo bi provjeriti “pražnjenje”, a nakon toga bi trebalo vršiti redovne provjere (najmanje jednom mjesečno).

- Provjerite je li se jastuk ispraznio nakon što ste na njemu sjedili otprilike 5 minuta.
- Neka vaš terapeut ili tehnički savjetnik rukom skliznu između Vaše stražnjice i jastuka Vicair dok se naginjete prema naprijed.
- Zamolite svog terapeuta ili tehničkog savjetnika da provjere da li jastuk podupire vaše najniže koštane izbočine s barem 2,5 cm / 1” SmartCells™. To sprječava kosti da dodiruju sjedalo invalidskih kolica.
- Nemojte koristiti jastuk ako dođe do pražnjenja. U većini slučajeva, korištenje različitih modela ili veličina jastuka riješit će problem.

UPORABA

Upozorenje! Nemojte koristiti kao jastuk za tuširanje ili u kadi za kupanje.

Provjera crvenila kože

Upozorenje! Redovito provjeravajte postoji li

crvenilo kože, posebno tijekom prvih nekoliko dana. Ako dođe do pojave crvenila koje ne nestaje nakon 15 minuta, posavjetujte se sa svojim terapeutom ili tehničkim savjetnikom.

Uvjeti uporabe i čuvanja

- **Težina korisnika:**
Minimalno: 15 kg, maksimalno: 150 kg
- **Temperatura:**
Minimalno: -10 °C, maksimalno: 50 °C
- **Uporaba na velikoj visini:**
Napomena! Vicair B.V. ne preporučuje korištenje jastuka na nadmorskoj visini iznad 2400 m (8000 stopa (ft)) ili nižoj od 50 m (164 ft). Budući da je svaka ćelija SmartCell ispunjena zrakom, jastuk se može drugačije ponašati prilikom korištenja na velikoj nadmorskoj visini ili u zrakoplovu.
- **Vlažnost zraka:**
Minimalno: 0%, maksimalno 100%

Uporaba Vicair jastuka za sjedalo za invalidska kolica u motornim vozilima

Upozorenje! Trenutačno nisu dostupni podaci ispitivanja o sigurnoj uporabi Vicair jastuka za sjedalo za invalidska kolica u motornim vozilima. Iz tog razloga ne potičemo na korištenje jastuka za sjedalo za invalidska kolica u motornim vozilima.

Kao alternativa za vaš Vicair jastuk za sjedalo za invalidska kolica, Vicair AllRounder (koji se može pričvrstiti na tijelo korisnika) se može koristiti ako vam je potrebna dodatna zaštita tijekom prijevoza.

Ponovna uporaba - prijenos proizvoda na drugog korisnika

Proizvod je prikladan za opetovanu uporabu. Broj korištenja ovisi o učestalosti i načinu korištenja proizvoda. Proizvod je potrebno temeljito očistiti i dezinficirati prije nego što ga smije koristiti druga osoba. Za upute pogledajte poglavlje ‘Održavanje i čišćenje’.

Mijenjanje navlake jastuka

Kod redovne uporabe, Vicair B.V. preporučuje zamjenu navlake jastuka svake godine. Zamjenske navlake mogu se zasebno kupiti.

Odlaganje

Odlaganje i recikliranje korištenih uređaja i ambalaže mora odgovarati važećim zakonskim propisima. Pazite da proizvod bude očišćen prije odlaganja kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost od kontaminacije.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Upozorenje! Svaka tri mjeseca provjerite istrošenost proizvoda i ispuhane stanice. U slučaju ozbiljnog oštećenja ili velikog broja ispuhanih stanica, nemojte nastaviti s korištenjem proizvoda. Posavjetujte se sa svojim distributerom.

Upozorenje! Nemojte potapati ovaj jastuk u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini i nemojte ga prati u perilici rublja.

Opres! Nemojte čistiti proizvod parom ili uređajima s visokim pritiskom i temperaturom. Proizvod ne može izdržati prekomjernu vrućinu ili pritisak. U slučaju nepridržavanja uputa o čišćenju, vrlo je velika vjerojatnost bržeg starenja proizvoda.

Opres! Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre predmete za čišćenje jastuka.

Čišćenje Vicair Liberty Profile

- **Čišćenje Vicair Liberty Profile navlake za jastuk**

Navlaka za jastuk se može prati u perilici tako što ćete ju izvrzati. Slijedite upute za pranje na oznaci pričvršćenju na unutarnjoj strani navlake.



- **Čišćenje Vicair Liberty Profile jastuka**

Obrišite jastuk vlažnom krpom koristeći blagi deterdžent. Nemojte prati jastuk u perilici rublja i nemojte ga potapati u vodi ili bilo kojoj drugoj tekućini.



Dezinficiranje jastuka Vicair Liberty Profile

Upozorenje! U slučaju zaprljanosti proizvoda tjelesnim tekućinama, te prilikom prijenosa proizvoda na drugog korisnika, proizvod je potrebno dezinficirati kako bi se izbjegla obostrana kontaminacija. Očistite jastuk i navlaku prema prethodnim uputama. Po mogućnosti koristite antibakterijski deterdžent. Nakon čišćenja, pošpricajte svoj jastuk i navlaku dezinfekcijskim sredstvom.

JAMSTVO

Vicair B.V. nudi ograničeno jamstvo za nedostatke u izradi i materijalima, pod uvjetom da je proizvod pravilno korišten. Bilo kakvo oštećenje uzrokovano neispravnom uporabom ili neodgovarajućim rukovanjem odnosno nemarom isključeno je iz ovog jamstva.

Jamstveno razdoblje

Od originalnog datuma kupnje: 24 mjeseca. U slučaju da se nedostatak u materijalima ili izradi dogodi tijekom prethodno spomenutog jamstvenog razdoblja, Vicair B.V. će – prema vlastitom odabiru – besplatno popraviti ili zamijeniti proizvod. Navlaka za jastuk nije uključena u ovo jamstvo. Način otklanjanja kršenja izričitog jamstva ograničen je na popravak ili zamjenu proizvoda. Šteta za kršenje bilo kakvog jamstva ni u kom slučaju ne uključuje nikakvu posljedičnu štetu, niti prelazi trošak neodgovarajuće prodane robe.

Imate li pitanja?

Kontaktirajte Vicair B.V. na info@vicair.com ili kontaktirajte Vicair distributera za vašu zemlju.

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA VICAIR® LIBERTY PROFILE

Spoštovani uporabnik,

zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili za nakup izdelka Vicair®. Prepričani smo, da vas bodo njegove preprostost, zanesljivost in učinkovitost navdušile. Za hitro namestitev lahko uporabite kratka navodila, ki so priložena blazini. Pred uporabo morate prebrati in razumeti tudi ta uporabniški priročnik. Kratka navodila in ta priročnik shranite za prihodnjo uporabo.


Če potrebujete več informacij ali če želite (ponovno) naročiti priročnike, se obrnite na distributerja za vašo državo.

Za informacije o distributerjih obiščite spletno mesto vicair.com.

UVOD

Vicair Liberty Profile je sedežna blazina za invalidske vozičke za uporabnike, ki potrebujejo nizko do srednjo raven opore in preprečevanje razjed zaradi pritiska. Vdelana penasta osnova s polkrožnim izsekom nudi stabilnost medenici in visoko raven udobja v predelu trtice.

OSNOVNI SESTAVNI DELI



- A Prevleka za blazino
- B Blazina z vdelano penasto osnovo na spodnji strani
- C Uporabniški priročnik
- D Kratka navodila (Quick Installation Guide)

SPLOŠNI PODATKI O IZDELKU

Ime izdelka: Vicair Liberty Profile

Proizvajalec: Vicair B.V., Nizozemska

Garancija: 24 mesecev

Razpoložljive velikosti: glejte razpredelnico na koncu priročnika

Uporabljeni materiali: ne vsebujejo lateksa

Blazina: polivinilklorid

Vdelana penasta osnova: zaprtocelični poliuretano

Polnilo: z zrakom napolnjeno jedro SmartCells™ in silikonsko olje

Prevele za blazino:

Prevleka za blazino Air Exchange Cover: raztegljiva pletena poliestrska 3D tkanina s podlogo iz poliestrske tkanine s protizdrsnim poliuretanskim slojem

Prevleka za blazino Incontinence Cover: raztegljiva tkanina, prevlečena z vodoodbojnim zračnim poliuretanom in s podlogo iz poliestrske tkanine s protizdrsnim poliuretanskim slojem

Vse prevleke: Primerne so za pranje v pralnem stroju. Prevleke so skladne s standardi EN1021-1, 1021-2 in CAL117.

PREVIDNOSTNI UKREPI IN VARNOSTNA NAVODILA

Sedežna blazina za invalidske vozičke Vicair se lahko uporablja samo kot blazina za sedež invalidskega vozička. Uporaba tega izdelka za druge namene se šteje za napačno. Družba Vicair B.V. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi napačne ali nepravilne uporabe ali malomarnosti. Priročnik morate obvezno v celoti prebrati in razumeti.

Opozorilo! Družba Vicair B.V. priporoča, da blazino Vicair Liberty Profile namestite pod neposrednim nadzorom terapevta ali tehničnega svetovalca.

Opozorilo! Trtica in medenične kosti ne smejo biti v stiku z dnom blazine. Preverjanje stika z dnom blazine je treba opraviti med prvo uporabo in nato redno ponavljati (najmanj enkrat na mesec).

Opozorilo! Ne uporabljajte kot blazino za prhanje ali kopanje.

Opozorilo! Redno preverjajte, ali je koža pordela, zlasti prve dni. Če se pojavi rdečina, ki po 15 minutah ne izgine, se posvetujte s svojim terapevtom ali tehničnim svetovalcem.

Opozorilo! Trenutno ni dovolj podatkov o preizkušanju varne uporabe sedežne blazine Vicair za invalidske vozičke v motornih vozilih. Uporabe sedežne blazine za invalidske vozičke v motornih vozilih zato ne priporočamo.

Opozorilo! Če so na blazini prisotni madeži zaradi telesnih tekočin in preden blazino uporabite pri drugem uporabniku, jo dezinficirajte, da preprečite navzkrižno kontaminacijo.

Opozorilo! Vsake tri mesece preverite obrabo blazine in puščanje zraka iz celic. Izdelek v primeru hudih poškodb in velikega števila

izpraznjenih celih prenehajte uporabljati.

Posvetujte se z distributerjem.

Opozorilo! Ne potopite te blazine v vodo ali drugo tekočino in je ne perite v pralnem stroju.

Pozor! Ne uporabljajte in ne puščajte izdelka v bližini odprtega ognja ali vira toplote.

Pozor! Izdelka ne čistite s paro ali v avtoklavu. Izdelek ni obstojen na prekomerno toploto ali tlak. Če ne boste upoštevali navedenih navodil za čiščenje, je zelo verjetno, da se bosta izdelek in/ali prevleka izdelka hitreje obrabila.

Pozor! Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil in ostrih predmetov.

Pozor! Zagotovite, da blazina ne bo prišla v stik z naperami kolesa.

NAMESTITEV

Opozorilo! Družba Vicair B.V. priporoča, da blazino Vicair Liberty Profile namestite pod neposrednim nadzorom terapevta ali tehničnega svetovalca.

Pozor! Zagotovite, da blazina ne bo prišla v stik z naperami kolesa.

Obvestilo! Blazino vedno uporabljajte skupaj s prevleko.

Obvestilo! Zagotovite, da bo sedež invalidskega vozička čist in razmaščen.

Nasvet: Če ne želite uporabiti sprijemalnih trakov (Velcro), jih lahko odstranite. Trakov, ki so prišli na spodnjo stran prevleke za blazino, ni mogoče odstraniti.

Pri nameščanju blazine Vicair Liberty Profile opravite naslednje korake.

Ti koraki ustrezajo slikam namestitve v kratkih navodilih:

- Preverite velikost blazine. Širina (X) blazine in sedeža se mora ujemati. Globina (Y) blazine in sedeža se mora ujemati.
- Preverite, ali velikost prevleke ustreza velikosti blazine.

- Blazino vstavite v prevleko. Ventilata morata biti obrnjena navzgor. Penasta osnova je vidna na spodnji strani blazine. Polkrožni izsek mora biti na zadnji strani. Napis na spodnji strani blazine označuje sprednjo stran.
- Zaprite zadrگو. Pazite, da ne poškodujete blazine.
- S samolepilnih prijemalnih trakov, pritrjenih na prevleko blazine, odstranite zaščitno folijo.
- Trdno pritisnite blazino, da jo namestite.
- Za nekaj minut sedite na blazino, da se zrak v njej prilagodi obliki in teži vašega telesa.
- Po potrebi prilagodite oporo(-i) za noge.

Preverjanje stika z dnom blazine:

Opozorilo! Trtica in medenične kosti ne smejo biti v stiku z dnom blazine. Preverjanje stika z dnom blazine je treba opraviti med prvo uporabo in nato redno ponavljati (najmanj enkrat na mesec).

- Po približno 5 minutah sedenja na blazini preverite, da trtica in medenične kosti niso v stiku z dnom.
- Medtem ko se nagibate naprej, naj terapevt ali tehnični svetovalec potisne roko med vašo zadnjico in blazino Vicair.
- Terapevta ali tehničnega svetovalca prosite, da preveri, ali je pod vašimi najnižjimi izstopajočimi kostmi vsaj 2,5-centimetrska podpora jedra SmartCells™. Slednje preprečuje stik teh kosti s sedežem invalidskega vozička.
- Če se trtica in medenične kosti posedejo do dna blazine, blazine ne uporabite. V večini primerov je težavo mogoče rešiti z uporabo drugega modela ali druge velikosti blazine.

UPORABA

Opozorilo! Ne uporabljajte kot blazino za prhanje ali kopanje.

Preverjanje pordelosti kože

Opozorilo! Redno preverjajte, ali je koža pordela, zlasti prve dni. Če se pojavi rdečina, ki po 15 minutah ne izgine, se posvetujte s svojim terapevtom ali tehničnim svetovalcem.

Pogoji uporabe in shranjevanja

- **Teža uporabnika:** najmanj: 15 kg, največ: 150 kg
- **Temperatura:** najmanj: -10 °C, največ: 50 °C
- **Uporaba na visoki nadmorski višini:**
Obvestilo! Družba Vicair B.V. odsvetuje uporabo blazine na nadmorski višini več kot 2.400 m ali na več kot 50 m pod gladino morja. Vsaka celica SmartCell je napolnjena z zrakom, zato se lahko lastnosti blazine pri uporabi na visoki nadmorski višini ali v letalu spremenijo.
- **Vlažnost zraka:** najmanj: 0 %, največ: 100 %

Uporaba sedežnih blazin Vicair za invalidske vozičke v motornih vozilih

Opozorilo! Trenutno ni dovolj podatkov o preizkušanju varne uporabe sedežne blazine Vicair za invalidske vozičke v motornih vozilih. Uporabe sedežne blazine za invalidske vozičke v motornih vozilih zato ne priporočamo. Če potrebujete dodatno zaščito med prevozom, lahko namesto svoje sedežne blazine Vicair za invalidske vozičke uporabite vsestransko blazino Vicair AllRounder (ki jo je mogoče pripeti na telo uporabnika).

Ponovna uporaba – uporaba izdelka pri drugem uporabniku

Izdelek je primeren za večkratno uporabo. Število ponovnih uporab izdelka je odvisno od pogostosti in načina uporabe. Preden lahko izdelek uporabi druga oseba, ga morate temeljito očistiti in dezinficirati. Za navodila glejte poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.

Zamenjava prevleke za blazino

Družba Vicair B.V. priporoča, da prevleko za

blazino ob običajni uporabi zamenjate enkrat letno. Nadomestne prevleke so naprodaj posebej.

Odstranjevanje

Pri odstranjevanju in recikliranju uporabljenih naprav in embalaže je treba upoštevati veljavne zakonske predpise. Poskrbite, da je izdelek pred odstranitvijo očiščen, da se prepreči tveganje okužb.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Opozorilo! Vsake tri mesece preverite obrabo blazine in puščanje zraka iz celic. Izdelek v primeru hudih poškodb in velikega števila izpraznjenih celih prenehajte uporabljati. Posvetujte se z distributerjem.

Opozorilo! Ne potopite te blazine v vodo ali drugo tekočino in je ne perite v pralnem stroju.

Pozor! Izdelka ne čistite s paro ali v avtoklavu. Ni obstojen na prekomerno toploto ali tlak. Če ne boste upoštevali navedenih navodil za čiščenje, je zelo verjetno, da se bo izdelek hitreje obrabil.

Pozor! Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil in ostrih predmetov.

Čiščenje izdelka Vicair Liberty Profile

- **Čiščenje prevleke za blazino Vicair Liberty Profile**

Prevleko za blazino lahko perete v pralnem stroju z notranjo stranjo obrnjeno navzven. Upoštevajte navodila za pranje na oznaki, pritrjeni na notranji strani prevleke.



- **Čiščenje blazine Vicair Liberty Profile**

Blazino obrišite z vlažno krpo z blagim čistilnim sredstvom. Blazine ne perite v pralnem stroju in je ne potopite v vodo ali drugo tekočino.



Razkuževanje izdelka Vicair Liberty Profile

Opozorilo! Če so na blazino prisotni madeži zaradi telesnih tekočin in preden blazino uporabite pri drugem uporabniku, jo dezinficirajte, da preprečite navzkrižno kontaminacijo. Blazino in prevleko očistite skladno z zgornjimi navodili. Po možnosti uporabite antibakterijski detergent. Po čiščenju popršite blazino in prevleko z dezinfekcijskim sredstvom.

GARANCIJA

Družba Vicair B.V. ob običajni uporabi izdelka zagotavlja omejeno garancijo za napake v izdelavi in materialu. Škoda, ki nastane zaradi neobičajne uporabe ali nepravilnega ravnanja, čiščenja ali malomarnosti, ni vključena v garancijo.

Garancijski rok

Od dneva prvega nakupa: 24 mesecev.

Če napako v materialu ali izdelavi odkrijete znotraj navedenega garancijskega roka, družba Vicair B.V. po lastni presoji brezplačno popravi ali zamenja izdelek. Prevleka za blazino je izključena iz te garancije.

Pravna sredstva za kršitev izrecnih garancij so omejena na popravilo ali zamenjavo izdelka. Škoda zaradi kršitve garancije v nobenem primeru ne bo vključevala nobene posledične škode in ne bo preseгла stroška kupljenega neustreznega izdelka.

Ali imate kakšna vprašanja?

Na družbo Vicair B.V. se obrnite prek e-poštnega naslova info@vicair.com ali pa se obrnite na distributerja za izdelke Vicair v svoji državi.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
PODUSZKI VICAIR® LIBERTY
PROFILE

Szanowni Klienci!


Dziękujemy za wybór produktu marki Vicair®. Jesteśmy pewni, że docenią Państwo jego prostotę, niezawodność i fantastyczne działanie. W celu szybkiej instalacji można skorzystać ze skróconej instrukcji instalacji, dostarczonej wraz z poduszką. Przed rozpoczęciem użytkowania należy również zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i przyswoić sobie jej treść. Zarówno skróconą instrukcję montażu, jak i niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Aby uzyskać więcej informacji lub (ponownie) zamówić instrukcję, należy skontaktować się z dystrybutorem w danym kraju. Informacje na temat dystrybutora znajdują Państwo na stronie vicair.com.

WPROWADZENIE

Vicair Liberty Profile to poduszka na siedzisko do wózka inwalidzkiego, przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają zastosowania podparcia na poziomie niskim do średniego oraz profilaktyki odleżyn. Zintegrowana piankowa baza o półkolistym wycięciu zapewnia stabilizację miednicy oraz wysoki poziom komfortu w strefie kości guzicznej.

GŁÓWNE CZĘŚCI SKŁADOWE



- A** Pokrowiec na poduszkę
- B** Poduszka ze zintegrowaną piankową bazą w części spodniej
- C** Instrukcja obsługi
- D** Skrócona instrukcja montażu (Quick Installation Guide)

OGÓLNA SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: Vicair Liberty Profile

Producent: Vicair B.V., Holandia

Gwarancja: 24 miesiące

Dostępne rozmiary: Sprawdź siatkę na odwrocie instrukcji

Zastosowane materiały: Bez zawartości lateksu

Poduszka: Polichlorek winylu

Zintegrowana piankowa baza: Wkłady poliuretanowe

Wypełnienie: Wkłady SmartCells™ wypełnione powietrzem oraz olej silikonowy

Pokrowce na poduszkę:

Pokrowiec na poduszkę Air Exchange Cover:

Rozciągliwa dzianina poliestrowa 3D – dół z włókna poliestrowego z antypoślizgową poliuretanową powłoką.

Pokrowiec na poduszkę Incontinence Cover:

Elastyczna tkanina, pokryta odpornym na płyny oddychającym poliuretanem, dół z włókna poliestrowego z antypoślizgową poliuretanową powłoką.

Wszystkie pokrowce: Można prać w pralce.
Pokrowce spełniają wymogi norm PN-EN 1021-1, 1021-2 i CAL117.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego można używać tylko jako siedziska do wózka inwalidzkiego. Korzystanie z tego produktu w jakikolwiek inny sposób jest uważane za niewłaściwe użytkowanie. Firma Vicair B.V. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego korzystania lub zaniedbania. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie! Firma Vicair B.V. zaleca instalowanie poduszki Vicair Liberty Profile pod bezpośrednim nadzorem terapeuty lub doradcy technicznego.

Ostrzeżenie! Kość ogonowa i kości miednicy nie powinny dotykać dna poduszki. Kontrolę zjawiska „bottoming out” należy wykonać w czasie pierwszego montażu, a później powtarzać regularnie (co najmniej raz w miesiącu).

Ostrzeżenie! Nie używaj jako poduszki pod prysznic lub do kąpieli.

Ostrzeżenie! Regularnie sprawdzaj skórę pod kątem zaczerwienienia, zwłaszcza w ciągu kilku pierwszych dni. Jeśli wystąpi zaczerwienienie, które nie znika po upływie 15 minut, skonsultuj się z terapeutą lub doradcą technicznym.

Ostrzeżenie! Obecnie nie są dostępne żadne dane na temat bezpiecznego korzystania z poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego w pojazdach silnikowych. Dlatego nie zalecamy stosowania poduszki do wózka inwalidzkiego w pojazdach silnikowych.

Ostrzeżenie! W przypadku zabrudzenia płynami ustrojowymi lub przekazania produktu innemu użytkownikowi, produkt należy zdezynfekować

w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego.

Ostrzeżenie! Raz na trzy miesiące należy sprawdzić produkt pod kątem zużycia i spadku ciśnienia powietrza w wypełnieniu. W przypadku poważnego uszkodzenia lub spadku ciśnienia powietrza w wielu wkładach, należy zaprzestać korzystania z produktu. Należy skonsultować się ze sprzedawcą.

Ostrzeżenie! Nie zanurzaj poduszki w wodzie ani innych płynach i nie pierz jej w pralce.

Przeostroga! Nie używaj ani nie pozostawiaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródła ciepła o wysokiej temperaturze.

Przeostroga! Nie czyść produktu parą ani autoklawem. Produkt nie wytrzyma nadmiernego ciepła ani ciśnienia. Jeśli podane instrukcje dotyczące czyszczenia nie będą przestrzegane, jest bardzo prawdopodobne, że poduszka i/lub pokrowiec szybciej się „zestarzeje”.

Przeostroga! Do czyszczenia poduszki nie należy używać żrących czy ścierających środków czyszczących, ani ostrych przedmiotów.

Przeostroga! Upewnij się, że poduszka nie wkręci się w szprychy kół.

INSTALACJA

Ostrzeżenie! Firma Vicair B.V. zaleca instalowanie poduszki Vicair Liberty Profile pod bezpośrednim nadzorem terapeuty lub doradcy technicznego.

Przeostroga! Upewnij się, że poduszka nie wkręci się w szprychy kół.

Uwaga! Zawsze używaj poduszki razem z pokrowcem.

Uwaga! Upewnij się, że siedzisko wózka jest czyste i odłuszczone.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz używać rzepów, możesz je zdjąć. Należy pamiętać, że nie da się zdjąć pasków przymocowanych od dołu poduszki i/lub pokrowca.

Podczas montażu poduszki Vicair Liberty Profile należy wykonać następujące kroki. Odpowiadają one rysunkom zamieszczonym w skróconej instrukcji montażu:

- Sprawdź rozmiar poduszki. Szerokość (X) poduszki i siedziska powinny do siebie pasować. Głębokość (Y) poduszki i siedziska powinny do siebie pasować.
- Sprawdź, czy rozmiar pokrowca odpowiada rozmiarowi poduszki.
- Włóż poduszkę do pokrowca. Dwa zawory powinny być skierowane w górę. Piankowa baza jest widoczna od spodu poduszki. Półokrągłe wycięcie znajduje się z tyłu. Nadruk na spodzie siedziska wskazuje jego przednią część.
- Zasuń zamek błyskawiczny. Uważaj, aby nie uszkodzić poduszki.
- Usuń taśmę ochronną z samoprzylepnych pasków z rzepami, zamocowanych do pokrowca.
- Umieść poduszkę na siedzisku, mocno dociskając.
- Usiądź na poduszcze na kilka minut, aby poduszka dostosowała się do kształtu i ciężaru ciała.
- W razie potrzeby wyreguluj podnóżek/podnóżki.

Kontrola zjawiska „bottoming out”:

Ostrzeżenie! Kość ogonowa i kości miednicy nie powinny dotykać dna poduszki. Kontrolę zjawiska „bottoming out” należy wykonać w czasie pierwszego montażu, a później powtarzać regularnie (co najmniej raz w miesiącu).

- Sprawdź poduszkę pod kątem zjawiska „bottoming out”, siedząc na poduszcze przez około 5 minut.
- Pochyl się do przodu. Niech Twój terapeuta lub doradca techniczny wsunie dłoń pomiędzy Twoje pośladki i poduszkę Vicair.
- Poproś, aby sprawdził, czy Twoje najniższe

punkty kostne są podparte przez warstwę wkładów SmartCells™ o grubości co najmniej 2,5 cm/1". Zapobiega to dotykaniu przez kości siedziska wózka.

- Jeśli dotykają siedziska, nie używaj poduszki. W większości przypadków problem rozwiąże zastosowanie innego modelu lub rozmiaru poduszki.

ZASTOSOWANIE

Ostrzeżenie! Nie używaj jako poduszki pod prysznic lub do kąpeli.

Sprawdzanie wystąpienia zaczerwienienia skóry

Ostrzeżenie! Regularnie sprawdzaj skórę pod kątem zaczerwienienia, zwłaszcza w ciągu kilku pierwszych dni. Jeśli wystąpi zaczerwienienie, które nie znika po upływie 15 minut, skonsultuj się z terapeutą lub doradcą technicznym.

Warunki użytkowania i przechowywania

- **Waga użytkownika:**
Minimalna: 15 kg, maksymalna: 150 kg
- **Temperatura:**
Minimalna: -10°C, maksymalna: 50°C
- **Użytkowanie na dużej wysokości:**
Uwaga! Firma Vicair B.V. nie zaleca stosowania poduszki na wysokościach powyżej 2400 m (8000 stóp) nad poziomem morza ani poniżej 50 m (164 stóp) poniżej poziomu morza. Ponieważ każdy element SmartCell jest wypełniony powietrzem, poduszka może zachowywać się inaczej, gdy jest użytkowana na dużych wysokościach lub w samolocie.
- **Wilgotność powietrza:**
Minimalna: 0%, maksymalna: 100%

Korzystanie z poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego w pojazdach silnikowych

Ostrzeżenie! Obecnie nie są dostępne żadne

dane na temat bezpiecznego korzystania z poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego w pojazdach silnikowych. Dlatego nie zalecamy stosowania poduszki do wózka inwalidzkiego w pojazdach silnikowych.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej ochrony podczas transportu, jako alternatywę dla poduszki Vicair do wózka inwalidzkiego możesz wykorzystać produkt Vicair AllRounder (który można przymocować do ciała użytkownika).

Ponowne użytkowanie – Przekazanie produktu innemu użytkownikowi

Produkt nadaje się do wielokrotnego użytku. Kwestia, ile razy może zostać wykorzystany, zależy od częstości i sposobu użytkowania. Produkt musi zostać starannie oczyszczony i zdezynfekowany, zanim użyje go inna osoba. Patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie”, gdzie znajdziesz instrukcje.

Wymiana pokrowca

W normalnych warunkach firma Vicair B.V. zaleca wymianę pokrowca raz w roku. Pokrowce wymienne można kupić oddzielnie.

Utylizacja

Utylizacja i recykling zużytych urządzeń i opakowań musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed przekazaniem do utylizacji produkt należy wyczyścić, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Ostrzeżenie! Raz na trzy miesiące należy sprawdzić produkt pod kątem zużycia i spadku ciśnienia powietrza w wypełnieniu. W przypadku poważnego uszkodzenia lub spadku ciśnienia powietrza w wielu wkładach, należy zaprzestać korzystania z produktu. Należy skonsultować się ze sprzedawcą.

Ostrzeżenie! Nie zanurzaj poduszki w wodzie

ani innych płynach i nie pierz jej w pralce.

Przeostroga! Nie czyść produktu parą ani autoklawem. Produkt nie wytrzyma nadmiernego ciepła ani ciśnienia. Jeśli podane instrukcje dotyczące czyszczenia nie będą przestrzegane, jest bardzo prawdopodobne, że produkt szybciej się „zestarzeje”.

Przeostroga! Do czyszczenia poduszki nie należy używać żrących czy ścierających środków czyszczących, ani ostrych przedmiotów.

Czyszczenie poduszki Vicair Liberty Profile

• Czyszczenie pokrowca na poduszkę Vicair Liberty Profile

Pokrowiec na poduszkę można prać w pralce. Postępuj zgodnie z instrukcjami prania umieszczonymi na metce wewnątrz pokrowca.



• Czyszczenie poduszki Vicair Liberty Profile

Przecieraj poduszkę wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Poduszki nie wolno prać w pralce, ani zanurzać w wodzie czy innych płynach.



Dezynfekcja poduszki Vicair Liberty Profile

Ostrzeżenie! W przypadku zabrudzenia płynami ustrojowymi lub przekazania produktu innemu użytkownikowi, produkt należy zdezynfekować w celu uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego. Wyczyść poduszkę i pokrowiec w sposób opisany powyżej. Najlepiej użyj antybakteryjnego detergentu. Po wyczyszczeniu spryskaj poduszkę i pokrowiec środkiem dezynfekującym.

GWARANCJA

Firma Vicair B.V. udziela ograniczonej gwarancji na wady wykonania i wady materiałowe, jeżeli produkt jest użytkowany prawidłowo. Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub spowodowane przez nieprawidłowe obchodzenie się z produktem, nieprawidłowe czyszczenie lub zaniedbania, są wyłączone z niniejszej gwarancji.

Okres gwarancyjny

Od daty zakupu: 24 miesiące.

Jeżeli wada materiałowa lub wada wykonania ujawni się w ciągu powyższego okresu gwarancyjnego, firma Vicair B.V. – według własnego uznania – naprawi lub wymieni produkt bezpłatnie. Pokrowiec na poduszkę jest wyłączony z niniejszej gwarancji.

Zadośćuczynienie za naruszenie warunków niniejszej gwarancji jest ograniczone do naprawy lub wymiany produktu.

W żadnym wypadku odszkodowanie za naruszenie warunków gwarancji nie obejmuje strat wynikowych i nie może przekroczyć kosztu niezgodnych towarów.

Masz pytania?

Skontaktuj się z firmą Vicair B.V., pisząc na adres info@vicair.com, lub z krajowym dystrybutorem Vicair.

尊敬的客户，


感谢您选择 Vicair® 产品。我们确信您会喜欢这种简单、可靠和难以置信的效果。对于快速安装，可以参阅随坐垫提供的快速安装指南。另外，使用前请阅读并了解本用户手册。保管好快速安装指南和本手册以备将来参考。

更多详细信息或（重新）订购手册，请与贵国的经销商联系。
经销商信息请访问 vicair.com。

介绍

Vicair Liberty Profile 是一种轮椅坐垫，适用于低中级身体支撑和预防压疮的用户。集成式半圆形剪切块泡沫基提供骨盆稳定性和高级 IT-尾骨区的舒适性。

主要组件



- A 坐垫外套
- B 坐垫底侧集成有泡沫基
- C 用户手册
- D 快速安装指南 (Quick Installation Guide)

一般产品规格

产品名称: Vicair Liberty Profile
制造商: 荷兰 Vicair B.V.
保固: 24 个月
可供选择的尺寸: 参见手册背面的网格
所用材料: 全部不含乳胶
坐垫: 聚氯乙烯
集成式泡沫基: 闭孔聚氨酯
填充物: 充气 SmartCells™ 和硅油

坐垫外套:

Air Exchange Cover 坐垫外套: 可伸缩的编织涤纶 3D 织物, 涤纶织物底面采用聚氨酯防滑层。

Incontinence Cover 坐垫外套: 弹力织物, 包覆防水透气聚氨酯, 涤纶织物底面采用聚氨酯防滑层。

全部外套: 可机洗。外套符合 EN1021-1、1021-2 和 CAL117 标准。

预防措施和安全说明

Vicair 轮椅坐垫只可用作轮椅坐垫。以任何其他方式使用本产品均视为滥用。Vicair B.V. 对

因滥用、不当使用或疏忽而造成的损害不承担责任。确保阅读并完全了解本手册。

警告！ Vicair B.V. 建议在治疗师或技术顾问的直接监督下组装 Vicair Liberty Profile。

警告！ 尾椎骨和髌骨不应触到坐垫底部。第一次组装期间和定期调整（至少每月一次）后，都应检查是否“触底”。

警告！ 经常检查皮肤是否出现红斑，尤其是刚开始几天。如果出现红斑，且在 15 分钟后未消失，请咨询您的治疗师或技术顾问。

警告！ 目前没有关于在机动车辆上安全使用 Vicair 轮椅坐垫的测试数据，因此我们不鼓励在机动车辆上使用轮椅坐垫。

警告！ 如果被体液弄脏，以及把本产品让渡给另一使用者时，必须对产品消毒以避免交叉污染。

警告！ 每三个月，请检查本产品是否磨损和气囊泄气。如果出现严重损坏或大量气囊泄气，请不要继续使用本产品，请咨询您的经销商。

警告！ 不要将坐垫浸入水或任何其他液体中，请勿使用洗衣机清洗。

注意： 不要让本产品靠近明火或高温热源。

注意： 不要用蒸汽清洁或用高压锅对本产品消毒。本产品不能承受高温或高压。未遵循所规定的清洁说明时，本产品/或本产品外套很可能加速老化。

注意： 不要使用粗糙或磨蚀性清洁剂或者尖锐物体清洁坐垫。

注意： 请确保坐垫不会妨碍到车轮辐条。

组装

警告！ Vicair B.V. 建议在治疗师或技术顾问的直接监督下组装 Vicair Liberty Profile。

注意： 请确保坐垫不会妨碍到车轮辐条。

请注意！ 坐垫务必使用外套。

请注意！ 确保轮椅座位清洁且无油污。

提示： 如果您不喜欢使用尼龙搭扣，可以取下尼龙搭扣带。请注意，不能取下缝制在坐垫外套外面的尼龙搭扣带。

组装 Vicair Liberty Profile 时执行以下步骤。

这些步骤对应于快速安装指南的组装图片：

- 检查坐垫大小。
坐垫和座椅的宽度 (X) 应匹配。坐垫和座椅的深度 (Y) 应匹配。
- 检查外套的大小是否与坐垫的大小匹配。
- 外坐垫装入外套中。两个气阀应朝上。泡沫基在坐垫底侧可见。半圆形剪切块应在后部。坐垫底部印有指向前方的标志。
- 拉上拉链。确保不会损坏坐垫。
- 将安全背带从附在坐垫表面的自粘式尼龙搭扣带上拿掉即可。
- 通过用力按压放置坐垫。
- 坐上坐垫几分钟，使坐垫的含气量可以贴合您的体型和体重。
- 如有必要，调整脚踏板。

检查是否“触底”：

警告！ 尾椎骨和髌骨不应触到坐垫底部。第一次组装期间和定期调整（至少每月一次）后，都应检查是否“触底”。

- 坐在坐垫上约 5 分钟后，检查是否触到底部。
- 身体前倾时，请治疗师或技术顾问将手滑入您的臀部和 Vicair 坐垫之间。
- 要求治疗师或技术顾问检查您的最低骨突处是否至少被 2.5 厘米 / 1 英寸的 SmartCells™ 所支撑。这可以防止它们触到轮椅座位。
- 如果臀部触底，请不要使用该坐垫。在大多数情况下，使用不同的坐垫型号或坐垫尺寸可解决问题。

使用

警告！ 不要用作淋浴垫或沐浴垫。

检查皮肤是否产生红斑

警告！ 经常检查皮肤是否出现红斑，尤其是刚开始几天。如果出现红斑，且在 15 分钟后未消失，请咨询您的治疗师或技术顾问。

使用和存放条件

- 使用者重量：
最小值：15 公斤，最大值：150 公斤

- 温度：
最低值：-10 ° C，最高值：50 ° C
- 高海拔地区使用：
请注意！Vicair B.V. 建议不要在海拔 2400 米（8000 英尺）以上或低于海平面 50 米（164 英尺）以下地区使用本坐垫。因为每个 SmartCell 都充满空气，在高海拔地区或飞机上使用时，坐垫的作用可能会失常。
- 空气湿度：
最小值：0%，最大值：100%

在机动车辆内使用 Vicair 轮椅

警告！目前没有关于在机动车辆上安全使用 Vicair 轮椅坐垫的测试数据，因此我们不鼓励在机动车辆上使用轮椅坐垫。

作为 Vicair 轮椅坐垫的替代产品，如果您在运输过程中需要额外保护，可以使用 Vicair AllRounder（它可以固定使用者的身体）。

重复使用 — 让渡产品给其他使用者

本产品适合重复使用。使用次数取决于使用本产品的频次和方式。另一人使用前，要对本产品彻底清洗并消毒。参见“维护和清洗”一章。

更换坐垫外套

正常使用状况下，Vicair B.V. 建议每年更换坐垫外套。坐垫外套可以单独购买。

处置

所用设备和包装的处置及回收利用必须遵守适用的法律法规。确保产品在处置之前要清洁，以避免发生任何污染的风险。

维护和清洗

警告！每三个月，请检查本产品是否磨损和气囊泄气。如果出现严重损坏或大量气囊泄气，请不要继续使用本产品，并咨询您的经销商。

警告！不要将坐垫浸入水或任何其他液体中，请勿使用洗衣机清洗。

注意：不要用蒸汽清洁或用高压锅对本产品消毒。它不能承受高温或高压。未遵循所规定的清洁说明时，本产品很可能会加速老化。

注意：不要使用粗糙或磨蚀性清洁剂或者尖锐物体清洁坐垫。

清洗 Vicair Liberty Profile

- 清洗 Vicair Liberty Profile 坐垫外套
坐垫外套可机洗，清洗时把里面翻到外面。请参照外套内部所附标签上的洗涤说明。



- 清洗 Vicair Liberty Profile 坐垫
用蘸有温和洗涤剂的湿布擦拭坐垫。坐垫不可机洗，不要将坐垫浸入水或任何其他液体中。



对 Vicair Liberty Profile 消毒

警告！如果被体液弄脏，以及把本产品让渡给另一使用者时，必须对产品消毒以避免交叉污染。按上述说明清洁坐垫和外套。最好使用抗菌剂。清洁后用消毒剂喷涂坐垫和外套。

保固

在产品正常使用下，Vicair B.V. 对工艺和材料缺陷提供有限保固。因不正常使用、不当处理、清洗或疏忽造成任何损坏，则不在本保固范围内。

保固期

自原始购买之日起：24 个月。

在上述保固期内出现材料或工艺缺陷，Vicair B.V. 将自行选择免费维修还是更换产品。坐垫外套不在本保固范围内。

违反此处明示保固条款的补救措施仅限于维修或更换产品。

在任何情况下，违反任何保固条款所造成的损坏均不应包括间接损坏或超出不合格商品销售的费用。

有问题吗？

发电子邮件至 info@vicair.com 联系 Vicair B.V. 或联系贵国的 Vicair 分销商。

お客様へ


Vicair® 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。このシンプルで信頼性の高い、すばらしい効果をお楽しみいただけることと存じます。クッションに同封されている「クイックインストールガイド」をご利用になると、迅速に設置できます。さらに、お使いになる前に本ユーザーマニュアルをよく読んで、ご理解いただくようお願いいたします。将来参照できるよう、「クイックインストールガイド」と本ユーザーマニュアルの両方を保管してください。

詳細またはマニュアルの再注文に関しては、お住まいの国の販売業者にお問い合わせください。

販売業者情報は、vicair.com にてご覧になれます。

紹介

Vicair Liberty Profile は、中・低程度のサポートと潰瘍予防を必要とするユーザー向けの、車いす専用座席クッションです。カットアウトされた半円形に統合されたフォームベースが、骨盤の安定性と尾骨ゾーンの高レベルな快適さを提供しています。



- A クッションカバー
- B クッション（裏側に統合型フォームベース付き）
- C ユーザーマニュアル
- D クイックインストールガイド
(Quick Installation Guide)

一般的な製品の仕様

製品名:Vicair Liberty Profile

製造業者:Vicair B. V.（オランダ）

保証:24 ヶ月間

ご利用可能なサイズ: マニュアルの後ろのページの「グリッド」を参照

素材:ラテックス不使用

クッション:ポリ塩化ビニル

統合型フォームベース:クローズドセルポリウレタン

中綿:エア充填式 SmartCells™ とシリコンオイル

クッションカバー:

Air Exchange Cover クッションカバー:ポリウレタン滑り止めコーティングを施したポリエステル3D生地の下に、ニット弾性ポリエステル生地

Incontinence Cover クッションカバー:ポリウレタン滑り止めコーティングを施したポリエステル生地の下に、流体抵抗性・通気性ポリウレタンでコーティングしたエラストリックな織物。

オールカバー:洗たく機で丸洗い可。カバーは、EN1021-1, 1021-2 および CAL117 に準拠しています。

注意と安全のための指示

Vicair 車いす用座席クッションは、車いす用座席クッションとしてのみご使用いただけます。本製品を意図されている以外のいずれかの方法で使用することは、誤用とされます。Vicair B.V. は、誤用や適切でない使用、または過失により起こったダメージについては責任を負いません。本マニュアルを完全に読んで理解していただくようお願いします。

警告!Vicair B.V. は、Vicair Liberty Profile を医療従事者または技術アドバイザーの直接の監督の下で設置することを推奨します。

警告!尾てい骨と骨盤の骨がクッションの底部に触れないようにしてください。設置後、初めて使用する際に、またその後も定期的に「ボトムアウト」(＝尾てい骨と骨盤の骨がクッションの底部に触れること)が起こっていないか確認してください(最低でも1か月にいちど)。

警告!シャワークッションやふる場クッションとして使用しないでください。

警告!皮膚に発赤がないか、最初の2、3日は特に気を付けて確認してください。発赤が起こり、15分経っても消えない場合には、医療従事者または技術アドバイザーにご相談ください。

警告!現在のところ、Vicair 車いす用座席クッションを自動車で安全に使用する際のテストデータはありません。したがって、車いす用座席クッションを自動車で使用することは奨励しません。

警告!体液で汚してしまった場合、また製品を別のユーザーに譲る場合、製品は交差汚染を避けるため、消毒される必要があります。

警告!消耗や潰れたセルがないか、3か月ごとに製品を確認してください。大きなダメージがある場合、または多数の潰れているセルがある場合、製品使用を継続しないでください。販売業

者にご連絡ください。

警告!このクッションは洗濯機で丸洗いはしないでください。また、水や他の液体に浸けないでください。

注意!製品は、炎や高温の熱源の傍で使用したり放置したりしないでください。

注意!製品を蒸気消毒したり(消毒のために)高圧処理したりしないでください。製品は、過度の熱や圧力に耐えられません。消毒・洗たくの指示が守られない場合、製品やそのカバーの劣化が加速する可能性が非常に高くなります。

注意!クッションを洗たくする際には、強いクレンザーや研磨剤入りのクレンザー、または鋭利な物質を使用しないでください。

注意!クッションが車いすのスポークに接触しないようご注意ください。

設置

警告!Vicair B.V. は、Vicair Liberty Profile を医療従事者または技術アドバイザーの直接の監督の下で設置することを推奨します。

注意!クッションが車いすのスポークに接触しないようご注意ください。

注意!クッションは常にカバーを付けて使用してください。

注意!車いすの座席が清潔であり、油がついていないことを確認してください。

ヒント:ベルクロをご使用になりたくない場合には、ベルクロのストリップを取り外すことができます。クッションカバー底部につなげられているストリップは、取り外しできませんのでご注意ください。

Vicair Liberty Profileを設置する際には、以下のステップを行ってください。

これらステップは、クイックインストールガイドのインストールのイラストに対応しています:

- クッションのサイズを確認する。クッションの幅 (X) と座席がマッチすること。クッションの深さ (Y) と座席がマッチすること。

- カバーのサイズがクッションのサイズと合っていることを確認してください。
- クッションをカバーでくるんでください。二つの弁は、上を向いているように。フォームベースはクッション下側に来ようになります。半円形のカットアウトは、背面に来ようようになります。クッションは、底部にプリントがある方が前になります。
- ジッパーを締めます。クッションを傷つけないようにご注意ください。
- クッションカバーに装着しているベルクロの接着剤付きストリップから保護用のバックリングテープを剥がします。
- クッションをギュッと押すように、圧力をかけながらくるんでください。
- クッションの上に2、3分腰かけ、クッション内のエアをあなたの体型にと体重に適応させます。
- 必要に応じてフットレストを調整します。

「ボトムアウト」をチェックしてください：

警告! 尾てい骨と骨盤の骨がクッションの底部に触れないようにしてください。設置後、初めて使用する際に、またその後も定期的に「ボトムアウト」(＝尾てい骨と骨盤の骨がクッションの底部に触れること)が起きているか確認してください(最低でも1か月にいちど)。

- クッションの上におよそ5分間腰かけ、「ボトムアウト」がないか(＝平たくなりすぎていないか)確認します。
- 医療従事者または技術アドバイザーに、前屈みの体勢であなたの臀部と Vicair クッションのあいだに手を差し入れてもらいます。
- 医療従事者または技術アドバイザーに、あなたの最低骨隆起が、最低 2,5 cm の SmartCells™ でサポートされているか確認してもらいます。これにより、隆起部最低骨隆起が車いすの座席に触れることを妨げられます。
- 「ボトムアウト」が起こる場合には、クッションは使用しないでください。たいていの場合では、異なるクッションモデルまたはサイズを使用すると、問題は解決されます。

使用

警告! このクッションは水や他の液体に浸けないでください。

皮膚の発赤がないか確認してください

警告! 皮膚に発赤がないか、最初の2、3日は特に気を付けて確認してください。発赤が起これば、15分経っても消えない場合には、医療従事者または技術アドバイザーにご相談ください。

使用と保管の条件

- ユーザーの重量：最低:15 kg、最大:150 kg
- 温度：最低:-10 ° C、最大:50 ° C
- 高所での使用：
注意! Vicair B.V. は、クッションを海拔 2400 m を越える高所または海面下 50 m より低い場所で使用しないように推奨しています。各 SmartCell にはエアが充填されているため、クッションは高所や機内で使用される際には異なる反応を示す場合があります。
- 大気湿度：最低:0%、最大:100%

Vicair 車いす用座席クッションの自動車でのご使用

警告! 現在のところ、Vicair 車いす用座席クッションを自動車で安全に使用する際のテストデータはありません。したがって、車いす用座席クッションを自動車で使用することは奨励しません。

お使いの Vicair 車いす用座席用クッションの代替として、交通機関でさらなる保護を必要とする場合では、Vicair AllRounder (こちらはユーザーの体に締め付けて使用するタイプです)をご使用いただくことができます。

再使用 - 製品を別のユーザーに譲渡する

本製品は、繰り返しの使用に適しています。使用回数は製品をどのように使用したかとその頻度によって異なります。別のひとがご使用になる前に、製品は完全に洗たくされ、消毒されなければなりません。「お手入れと洗たく」の章にある指示をご覧ください。

クッションカバーの交換

通常の使用では、Vicair B.V. は年にいちどクッションカバーを交換することを推奨します。交換用のカバーは別途購入できます。

廃棄

使用した装置や梱包材料を廃棄したり再生利用する場合は、適用法的規制を必ず、順守してください。汚染の危険を避けるために、製品を洗たくしてから廃棄してください。

お手入れと洗たく

警告! 消耗や潰れたセルがないか、3か月ごとに製品を確認してください。大きなダメージがある場合、または多数の潰れているセルがある場合、製品使用を継続しないでください。販売業者にご連絡ください。

注意! このクッションは水や他の液体に浸けないでください。

注意! 製品を蒸気消毒したり（消毒のために）高圧処理したりしないでください。過度な熱や圧力に耐えられません。指示されている洗たく方法に従わない場合、劣化が加速する可能性が非常に高くなります。

注意! クッションを洗たくする際には、強いクレンザーや研磨剤入りのクレンザー、または鋭利な物質を使用しないでください。

Vicair Liberty Profileをクリーニングする

- Vicair Liberty Profile クッションカバーをクリーニングする
クッションカバーは、洗たく機で丸洗いでできます。カバーの内側に付いているラベル上の洗たくの際の指示に従ってください。



- Vicair Liberty Profile クッションをクリーニングする
中性洗剤を使って湿らせた布でクッションを拭きます。クッションは洗たく機で洗わ

ないでください。また、水や他の液体に浸けないでください。



Vicair Liberty Profile を消毒する

警告! 体液で汚してしまった場合、また製品を別のユーザーに譲る場合、製品は交差汚染を避けるため、消毒される必要があります。クッションとカバーは、上記の指示に従って洗たくしてください。できれば抗菌性の洗剤を使用してください。クリーニング・洗たく後、クッションとカバーに消毒用スプレーをかけてください。

保証

Vicair B.V. は、製品が正常に使用されていたことを条件に、作りや材料の欠陥があった場合、限定保証を提供しています。通常でない使用に起因するダメージや、不適切な取り扱いや洗たく、または過失により引き起こされたダメージは、この保証から除外されます。

保証期間


元の購入日から: 24 ヶ月間。

上記保証期間中に素材または作りに欠陥が起こった場合、Vicair B.V. は - 独自の裁量において - その製品を無料で修理または交換します。クッションカバーはこの保証の対象外です。
ここに明示されている保証違反は、製品の修理または交換に制限されています。
いかなる場合にも、結果として起こるさらなるダメージは保証違反から起こるダメージには含まれず、販売された非準拠の商品のコストを超える保証はなされません。

ご質問がありますか?

Vicair B.V. までの info@vicair.com お問い合わせいただくか、お住まいの国の Vicair の販売業者までお問い合わせください。

Standard sizes		Vicair Liberty Profile +	Vicair Liberty Profile +	Weight
Width x depth		Air Exchange Cover	Incontinence Cover	
CM	Inches	Article number	Article number	Approx.
40x40	16x16	LPR/AX/4040	LPR/IN/4040	0,5 Kg
40x45	16x18	LPR/AX/4045	LPR/IN/4045	0,5 Kg
43x43	17¼x17¼	LPR/AX/4343	LPR/IN/4343	0,5 Kg
45x40	18x16	LPR/AX/4540	LPR/IN/4540	0,5 Kg
45x45	18x18	LPR/AX/4545	LPR/IN/4545	0,5 Kg
45x50	18x20	LPR/AX/4550	LPR/IN/4550	0,5 Kg
50x45	20x18	LPR/AX/5045	LPR/IN/5045	0,5 Kg
50x50	20x20	LPR/AX/5050	LPR/IN/5050	0,5 Kg



CE

070052-REV11/2016

Vicair B.V.

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands

info@vicair.com
www.vicair.com

