



REHASENSE

ROUTER

Light Weight Rollator
User's manual

Leichtgewicht Rollator
Bedienungsanleitung

Lichtgewicht Rollator
Gebruikershandleiding



CE

more than mobility

ENGLISH

1 General Information

Dear Customer,

This user manual contains a description of the medical device and important guidelines to ensure correct and safe use of the product. It is important to read this manual carefully prior to use. It is especially important to read the safety requirements and follow these.

REHASENSE continuously develops its products and reserves the right to change the specifications and functions of products without notice.

If you have any queries please contact your dealer or **REHASENSE** directly. Contact information is located on the last page of this manual.

2 Intended usage, Indications & Contra indications

Intended usage: The rollator has been designed as a tool to assist walking for people who have mobility problems, for example with standing, walking or sitting independently. Thanks to rollator these people can stand, walk and rest easily and they can fulfil most of their daily tasks and routines without assistance from others. Any other usage is prohibited.

Indications: The device is specifically designed for individuals who, due to a wide variety of possible health problems, require additional stable support during walking.

Contraindications: The device must not be used by users who have serious problems with body balance or whose muscle strength is too low to be able to stand and walk, even with the extra support of a rollator. The need and possibility of usage of a rollator by the user should always be assessed and indicated by a doctor or physiotherapist.

3 Delivery & general product description

The rollators are supplied in boxes and come folded, for easier transportation.

The contents are:

- 1 complete folded rollator
- 1 user's manual

The **Router** is a four wheel, light weight rollator with a cross foldable frame. The product is made of aluminium, so it is light and easy to store or transport. The rollator offers great manoeuvrability, stability and its push handles are height adjustable for a good user fit. The product consists of a powder coated foldable structure frame made of aluminum round tubing and a foldable cross. It is also equipped with a fabric seat and a shopping bag which allows the user to rest and to carry small items.

4 Security requirements

Make sure that this users manual is read by all people who use the device. The manufacturer does not take any responsibility for damages and/or injuries caused by the fact that the user's manual has not been followed.




Limitations for usage

- The device must not be loaded with more than 150 kg.
- The device's bag has a load limitation of 5 kg.
- The device is devised to be used indoor and/or outdoor on flat surfaces.
- The device is not intended to be self-propelled while seated
- The brakes **MUST** be in the locked position **BEFORE** using the seat.




Avoiding accidents

- Use the device only for the purpose it is intended for.
- Use the device only in good technical condition.
- Avoid making constructive changes to the device, unless you have the manufacturer's written acceptance for such modifications.
- During different adjustments which are possible on the device, the user must take care not to trap their fingers or other body parts between two moving elements of the device
- The device must only be used on a stable surface.
- All wheels **MUST** be in contact with the floor at **ALL TIMES** during use. This will ensure the rollator is properly balanced and should avoid accidents.
- When using the rollator in a stationary position the hand brakes **MUST** be locked.



Be careful when you see this symbol on the device. Fingers or other body parts of a user and/or assistant can be trapped between the device's parts during folding, unfolding or adjusting of the device. Be extremely careful when adjusting the device. Observe the dimensions of gaps between the device's elements to avoid trapping your fingers or other body parts.

5 Product details



6 Usage

Looking at the picture above the device should be prepared for use in an instinctive way. However we recommend you follow the steps below:

Initial Check

- In the first instance take the device out of the box and check (using the picture above) that nothing is missing. If you discover at this stage that some part is missing or damaged do not continue to assemble the product. Contact your supplier of the product right away.

Opening of the rollator

- Push the red button which is locking the seating tubes
- Hold both seat tubes and simultaneously push them down until you hear a “click” sound of the locking mechanism of the frame. Try to pull the seat tubes back up to fold the frame. If this is impossible to do the frame is opened and secured correctly. See the OPEN position in the picture above.



- *After unfolding or assembling the rollator always ensure that the seat support is securely locked by the pulling strip mechanism for securing the lock and that the frame does not move anymore.*
- *Always ensure that both push handle tubes are securely locked in the main support tube with the two wing knobs to prevent the accidental sliding in of the push handle tubes when forced.*
- *Always test to see that accessories are properly and safely locked in place (without play) BEFORE using.*
- *Failure to follow these warnings can result in personal injury.*

Folding

- Lift the pulling strip on the seat up to fold the rollator.
- Fold the rollator until the lock closes.

Adjusting the height of the push handles

- Release the handle locking knob,
- Make adjustments to your desired height.
- Tighten the knob.



- *Both push handles should be adjusted to the same height.*
- *The correctly adjusted handles should be to the height of the user's hips.*
- *Never leave the device without the breaks engaged.*

Using the hand brakes

- TO STOP THE ROLLATOR simply pull the brake handles up towards the hand grips.
- TO REMAIN STATIONARY hold the brake handles in the "UP" position.
- TO START MOVING release the brake handles. They will drop down automatically and the brakes will be released.



- *You should always engage the breaks when you don't plan to move the device.*
- *Never leave the device without the breaks engaged when there is someone sitting in it!*
- *Never leave the device on slopes without the breaks engaged!*

Locking/Unlocking the hand brakes and sitting on the rollator

- To lock the brakes push the brake handles down until you can hear the "click" sound.
- You can turn around and sit on the rollator.
- After standing up turn around to the rollator again.
- To unlock the brakes pull the brake handles up until you feel them loosen.



- *When using the rollator in a stationary position, the hand brakes MUST always be locked.*
- *When sitting on the rollator don't sit too much to the front of the rollator. You should NOT sit (partly) above the shopping bag*
- *Always sit right up while resting your forearms or hands on the push handles.*
- *NEVER lean backwards when sitting on the rollator.*

7 Cleaning

General:


- Clean the device regularly and keep it clean.
- Lighter dirt and dust can be removed with a wet cloth.
- Larger parts of dirt can be removed with a non-corroding, mild washing agent and warm water.
- Do not use harsh abrasives or bleach based cleaners, as this may cause damage or discolouration.
- Dry parts with a soft cloth.

Wheels:

- Clean wheels with warm water and a mild cleanser. Dry with a clean rag.
- Lubricate with multi purpose oil periodically or if wheels begin to squeak.

8 Label Example

The product label is placed on one of the bottom tubes of the main frame:



9 Technical data

„ROUTER“ light weight rollator	
Max. load	150 kg
Max. load of the bag	5 kg
Total weight with accessories	7,2 kg & bag 0,4 kg
Length	68 cm
Width	Opened 60 cm / Folded 22,5 cm
Seat Width	46 cm
Height of hand grips (adjustable)	S, M, L resp.: 63 – 79 ; 66 – 86 ; 74 - 102 cm
Height of seat	S, M, L resp.: 50, 55, 62 cm
Brakes	2 x handbrake with locking function

10 Transport

The rollator is an easily foldable product, convenient for transportation. If it is necessary to transport it we recommend to fold it as stated in the description above. The rollator should be transported in a way that it is stable and there is no risk of sudden and dangerous movements of the transported device.

11 Maintenance

- Ensure that every part of the rollator is secure at ALL times.
- Check all screws for tightness. If not, tighten if necessary.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.

12 Re-use

The walker is suitable for re-use. Before passing on to another user it must be subject to an inspection by the specialist dealer.

The following points have to be checked:

- Visual inspection of the frame
- Secure seating of nuts and bolts
- Condition of the plastic elements
- Condition of wheels and ball bearings
- Effectiveness and condition of the brakes

When one of the parts is damaged or broken it must be replaced by a new. It is recommended to replace the wheels whenever a change. All loose bolts and nuts must be tightened. The product must be thoroughly cleaned and disinfected prior to reuse.

WARNING! It is forbidden to re-use the rollator when the frame is bent or broken.

The instruction manual must accompany the rollator with every change.

13 How to deposit the product

The device should not be deposited with normal garbage. It should be delivered to the deposit station for re-use or recycling.

14 Warranty

The manufacturer offers a 2 year guarantee for errors in production. The guarantee is not valid by mis-intended use of the product.

DEUTSCH

1 Allgemeine Informationen

Liebe Kunden,

lesen Sie sich vor der ersten Verwendung des Rollators Router diese Bedienungsanleitung durch. Sie beschreibt alle wichtigen Merkmale unseres medizinischen Geräts. Um eine korrekte und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten ist es nötig, sich vor der Verwendung mit dem Gerät vertraut zu machen.

Es ist besonders wichtig, dass Sie die Sicherheitsanforderungen lesen und befolgen.

REHASENSE entwickelt seine Produkte kontinuierlich und behält sich das Recht vor, die Spezifikationen und Funktionen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern

Fall Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an **REHASENSE**.

Kontaktdaten siehe Deckblatt.

2 Zweckbestimmung, Indikation & Kontraindikation

Zweckbestimmung: Der Rollator ist eine Gehhilfe für Menschen die aufgrund ihrer Bewegungseinschränkung eine Unterstützung beim Gehen benötigen aber noch in der Lage sind den Rollator ohne Selbst- oder Fremdgefährdung zu nutzen. Dank der Sitzfläche ist es dem Benutzer möglich jederzeit eine Pause einzulegen und sich zu setzen. Jeder Gebrauch der über das Schieben des Rollators oder das kurzzeitige Daraufsetzen hinausgeht ist verboten.

Indikation: Das Gerät ist ausschließlich für Personen vorgesehen, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes eine stabile Unterstützung beim Gehen benötigen.

Kontraindikation: Der Rollator ist nicht für Personen, z. B. mit Balancestörungen oder mit nicht ausreichender Muskelkraft, gedacht, die nicht in der Lage sind den Rollator ohne Selbst- oder Fremdgefährdung zu nutzen.

Die Nutzung und Notwendigkeit eines Rollators sollte immer mit dem Arzt oder Physiotherapeuten abgestimmt werden.

3 Lieferung & Allgemeine Beschreibung des Rollators

Einfacher Transport – Der Rollator Router wird vollständig montiert und zusammengefaltet in einem Karton geliefert.

Inhalt der Verpackung:

- 1 kompletter, gefalteter Rollator (inkl. Sitz und Tragetasche) in der bestellten Größe Small (ROL500), Medium (ROL550) oder Large (ROL600)
- 1 Bedienungsanleitung

Der Router ist ein vierrädriger Leichtgewichtrollator. Der Aluminium Kreuzklapprahmen ist pulverbeschichtet. Dank des verwendeten Aluminiums ist der Rollator leicht und bequem zu lagern oder zu transportieren. Der Rollator bietet enorme Wendigkeit, Stabilität und höhenverstellbare Handgriffe.

4 Sicherheitsanforderungen


Der Rollator darf nur von Personen verwendet werden, die diese Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und/oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden.

⚠ Sicherheitshinweise

- Max. zulässige Belastung des Rollators : 150 kg
- Max. Zuladung des Einkaufskorbes: 5 kg
- Das Gerät ist für den Gebrauch im Innen- oder Außenbereich auf geradem, festem Untergrund vorgesehen.
- Der Sitz darf nur verwendet werden, wenn der Rollator still steht und die Feststellbremsen arretiert sind.
- Während der Rollator geschoben wird, darf sich keine Person, kein Tier oder Sonstiges auf der Sitzfläche befinden.

⚠ Vermeidung von Unfällen

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen am Rollator vor, die Sie nicht vorher mit Ihrem Fachhändler oder REHASENSE abgesprochen haben.
- Achten Sie beim Verstellen der Schiebegriffe auf Ihre Finger um Verletzungen zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf festem, ebenem Untergrund
- Während der Nutzung MÜSSEN IMMER alle vier Räder Kontakt zum Boden haben. Dadurch werden die Stabilität sichergestellt und Unfälle vermieden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Bremsen immer in der Parkposition befinden, wenn Sie den Rollator abstellen und wieder gelöst werden, bevor Sie den Rollator benutzen.



Achten Sie auf dieses Symbol und seien Sie extrem vorsichtig. Achten Sie auf Lücken zwischen den Elementen. Finger oder andere Körperteile können beim Falten, Entfalten oder Einstellen des Gerätes gequetscht werden.

5 Angaben zum Produkt



6 Verwendung

Das obige Bild zeigt den Rollator Router inkl. aller Zubehörteile.

Nach Erhalt des Rollators gehen Sie wie folgt vor:

Erste Überprüfung:

- Öffnen Sie den Karton und Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Unversehrtheit aller oben abgebildeten Teile. Sollten Teile fehlen, beschädigt oder fehlerhaft sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

Entfalten:

- Drücken Sie auf die rote Taste der Sitzrohrverriegelung
- Stellen Sie den gefalteten Rollator seitlich neben sich. Greifen Sie gleichzeitig beide Sitzrohre und drücken Sie diese nach unten, bis ein „Klick“-Geräusch des Verriegelungssystems zu hören ist. Der Rollator ist jetzt entfaltet und gegen ein unbeabsichtigtes Zusammenfallen gesichert.

- *Achten Sie darauf, dass die Sitzrohre auf beiden Seiten fest einrasten, wenn Sie den Rollator entfalten.*
- *Alle Teile müssen fest verriegelt sein, bevor der Rollator verwendet werden darf.*
- *Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Verletzungen führen.*

Zusammenfallen

- Ziehen Sie die Entriegelungslasche hoch, um den Rollator zusammenzuklappen.
- Falten Sie den Rollator bis er einrastet.

Handgriffe Montage und Höhenverstellung

- Lösen Sie die Schraube zur Höhenverstellung
- Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe
- Ziehen Sie die Schraube zur Höhenverstellung wieder fest.



- *Beide Handgriffe sollten immer auf dieselbe Höhe eingestellt sein.*
- *Entfernen Sie niemals die Bremsen.*
- *Die Handgriffe sollten immer auf Hüfthöhe eingestellt sein.*

Benutzung der Handbremsen

- UM DEN ROLLATOR ZU STOPPEN ziehen Sie einfach die Bremsgriffe hoch
- UM GESTOPPT ZU BLEIBEN halten Sie die Bremsgriffe angezogen.
- UM DEN ROLLATOR ZU BEWEGEN lösen Sie einfach die Bremsen. Sie werden automatisch freigegeben.



- *Aktivieren Sie immer die Feststellbremsen, wenn Sie den Rollator nicht benutzen!*
- *Lösen Sie die Feststellbremsen niemals, wenn Sie den Rollator als Sitzgelegenheit verwenden.*
- *Wenn Sie den Rollator auf unebenen Wegen abstellen, müssen die Feststellbremsen immer aktiviert werden!*

Feststellen / Lösen von Bremsen

- Um den Rollator zum Stehen zu bringen, ziehen Sie die Bremshebel nach oben.
- Zum Parken drücken Sie die Bremshebel nach unten, bis Sie ein „Klickgeräusch“ hören.
- Der Rollator darf zum Sitzen nur bei festgestellten Bremsen verwendet werden.
- Bevor Sie wieder losfahren, stellen Sie sich in die Fahrtrichtung und lösen Sie die Bremshebel durch Ziehen nach oben.



- *Beim Parken sind die Bremsen immer zu blockieren.*
- *Die Sitzfläche darf nie ohne blockierten Bremsen verwendet werden!*
- *Lehnen Sie sich beim Sitzen nie nach hinten. Es wird empfohlen, nur den vorderen Sitzbereich zu nutzen und sich nicht auf die Tasche zu setzen oder nach hinten zu lehnen.*
- *Sitzen Sie gerade und halten Sie sich an den Griffen fest.*
- *Lassen Sie den Rollator an Hängen und Hügeln nie ohne festgestellte Bremse stehen!*

7

Pflege

Allgemein:


- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig und halten Sie es sauber.
- Leichter Schmutz und Staub kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Stärkere Verschmutzungen können mit milder, warmer Seifenlauge entfernt werden.
- Trocknen Sie den Rollator nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab.
- Der Rollator kann mittels Sprüh- oder Wischdesinfektion mit geprüften Desinfektionsmitteln behandelt werden. (Die Liste der aktuell zugelassenen Desinfektionsmittel erhalten Sie auf der Homepage des Robert Koch Institutes unter www.rki.de.)

Räder:

- Reinigen Sie die Räder mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie sie mit einem sauberen Lappen ab.

8 Typenschild

Das Etikett ist auf dem unteren Rohr des Hauptrahmens angebracht.



9 Technische Daten

„ROUTER“ Leichtgewicht Rollator			
	Größe Small Art.-Nr. ROL500	Größe Medium Art.-Nr. ROL550	Größe Large Art.-Nr. ROL600
Max. Belastbarkeit [kg]	150	150	150
Max. Zuladung Einkaufstasche [kg]	5	5	5
Gesamtgewicht mit Einkaufstasche [kg]	7,2	7,3	7,6
Gesamtlänge [mm]	660	660	660
Gesamthöhe [mm]	790	860	1020
Breite (geöffnet) [mm]	608	608	608
Breite (gefaltet) [mm]	225	225	225
Breite des Sitzes zwischen den Handgriffen [mm]	460	460	460
Höhe der Handgriffe [mm]	630 - 790	660 - 860	745 – 1020
Sitzhöhe [mm]	500	550	620
Bremsen	Zwei Handbremsen mit Sperrfunktion, auf die Hinterräder wirkend		
Räder	202 mm x 35 mm	202 mm x 35 mm	202 mm x 35 mm

10 Transport

Um den Rollator zu transportieren muss er zusammengefaltet werden. Nun lässt sich der Rollator platzsparend transportieren oder lagern. Klappen Sie ihn einfach zusammen wie in Kap. 6. beschrieben.

11 Wartung

- Der Rollator sollte einmal im Jahr durch den Fachhandel gewartet werden
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest montiert sind.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest sitzen und ziehen Sie diese ggf. nach.
- Ersetzen Sie sofort alle gebrochenen, beschädigten oder abgenutzten Teile.
- Die Kugellager müssen regelmäßig geschmiert werden (ca. einmal jährlich) spätestens, wenn sie anfangen zu quietschen. Lassen Sie diese Arbeit nur von einem qualifizierten Fachhändler durchführen.

12 Wiedereinsatz

Der Rollator ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Vor der Weitergabe an einen anderen Benutzer muss er einer Inspektion durch den Fachhandel unterzogen werden.

Folgende Punkte müssen dabei kontrolliert werden:

- Sichtkontrolle des Rahmens
- Fester Sitz von Schrauben und Muttern
- Zustand der Stoffelemente
- Zustand der Räder und Kugellager
- Wirksamkeit und Zustand der Bremsen

Wenn eines der genannten Teile beschädigt oder zerstört ist muss es durch ein neues ersetzt werden. Es ist empfehlenswert bei jedem Benutzerwechsel auch die Räder auszutauschen. Alle gelockerten Schrauben und Muttern müssen angezogen werden.

Das Produkt muss vor der Weitergabe gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

ACHTUNG! Es ist verboten den Rollator wiederzuverwenden, wenn der Rahmen verbogen oder gebrochen ist.

Die Bedienungsanleitung ist bei jedem Benutzerwechsel mitzugeben.

13 Recycling

Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei einem ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach den Entsorgungsvorschriften oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. So kann ein nachhaltiges Recycling ermöglicht werden.

14 Garantie

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ausgenommen aus der Gewährleistungspflicht sind Teile mit Abnutzungserscheinungen, die durch normalen Gebrauch entstanden sind.

NEDERLANDS

1 Algemeen

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe **Router** rollator.

Voor uw eigen veiligheid en om de mogelijkheden van uw nieuwe rollator allemaal te benutten, adviseren wij u om deze handleiding goed door te lezen, voordat u met de rollator op pad gaat.

Wij willen u vooral op de veiligheidsmaatregelen wijzen en verzoeken wij u deze goed na te volgen, voor uw eigen veiligheid.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben adviseren wij u contact op te nemen met de dealer waar u de rollator aangeschaft heeft. Desgewenst kunt u ook rechtstreeks contact met **Rehasense** opnemen. De contactgegevens staan op de laatste pagina.

REHASENSE is continu bezig haar producten te verbeteren en verder te ontwikkelen en behoudt zich daarbij het recht voor om specificaties en functies te wijzigen zonder daarbij elke keer informatie over te verstrekken.

2 Doel, indicatie & contra indicatie

Doel: De rollator is ontwikkeld om als loophulpmiddel te dienen voor personen die problemen hebben met lopen, staan of niet lang bezig kunnen zijn zonder even te zitten. Dankzij de rollator kunnen zij staan, lopen en even rusten zodra dat nodig is, zodat zij in feite de meeste dagelijkse routines die zij al kennen, door kunnen zetten zonder van hulp afhankelijk te zijn.

Elk ander gebruik van de rollator mag niet toegestaan worden.

Indicatie: De rollator is speciaal geschikt voor personen die, vanwege diverse mogelijke gezondheidsproblemen hulp nodig zijn bij het lopen.

Contra-indicatie: De rollator moet niet gebruikt worden door personen die ernstige stabiliteitsproblemen hebben bij het staan en/of onvoldoende spierkracht hebben om te staan of te lopen, ook wanneer dat met een rollator wel lijkt te kunnen. Het gebruik en de noodzaak hiervan moet altijd vastgesteld worden door een medisch geschoold persoon zoals een fysiotherapeut of ergotherapeut

3 Productbeschrijving

De rollator wordt opgevouwen geleverd in een kartonnen verpakking.

In de verpakking treft u het volgende aan:

- 1 complete, ingeklapte rollator
- 1 gebruikershandleiding

De **Router** is een vierwiels- lichtgewicht rollator met een kruisframe waarmee hij tot een smal pakket ingeklapt kan worden.

Hij is gefabriceerd van aluminium en daardoor zeer licht en eenvoudig op te bergen. De **Router** biedt een uitzonderlijk makkelijke manoeuvreerbaarheid, is zeer stabiel en de handgrepen zijn hoogte instelbaar zodat U altijd in de juiste positie achter de rollator staat.

De aluminium delen en het kruisframe zijn voorzien van een poedercoat verflaag. Verder is de rollator uitgevoerd met een zitting wat het mogelijk maakt even te rusten. Verder is er een afneembare boodschappentas voor het opbergen van de wat kleinere artikelen wanneer men boodschappen aan het doen is.

4 Veiligheidsvoorschrift

Stel zeker dat deze gebruikershandleiding gelezen wordt door iedereen die deze rollator wil gebruiken. De producent kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en/of verwondingen veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik vanwege het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies zoals hieronder beschreven.




Beperking in het gebruik

- De rollator mag niet hoger belast worden dan met 150 kg.
- In de boodschappentas mag maximaal 5 kg in opgeslagen worden.
- De rollator is gemaakt voor gebruik enkel op een vlakke ondergrond.
- De rollator niet geschikt om al zittende op verreden te worden.
- De rollator moet op de handrem gezet worden VOORDAT men er op gaan zitten.



Ongelukken voorkomen

- Gebruik de rollator enkel daar waarvoor hij bedoeld is om te gebruiken.
- Gebruik de rollator enkel indien deze in goede technische staat verkeerd.
- Breng geen technische wijzingen aan op de rollator zonder dat u daar schriftelijke toestemming voor heeft van de producent.
- Bij alle instelmogelijkheden die deze rollator heeft moet met goed oppassen niet de vingers tussen de bewegende delen te krijgen.
- De rollator mag enkel gebruikt worden op een stabiele vlakke ondergrond.
- Bij gebruik van de rollator dienen alle vier de wielen te allen tijde met de grond in contact te zijn. Hiermee wordt stabiliteit verzekerd en voorkomt u ongelukken.
- Zodra de rollator in stilstaande positie gebruikt wordt, dient hij op de handrem te worden gezet.

 <p>Mind Your Fingers</p>	<p>Wees vooral voorzichtig bij waar u dit symbool op de rollator aantreft. Vingers of andere lichaamsdelen kunnen beklemd raken bij het opvouwen of uitvouwen of verder instellen van de rollator.</p> <p>Let op de ruimte die er overblijft tussen bewegende delen om te voorkomen dat er lichaamsdelen beklemd raken.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Product details



6 Gebruik

Met behulp van het bovenstaande beeld, moet de rollator op logische wijze voorbereid kunnen worden voor gebruik. Wij bevelen u aan de volgende stappen te volgen:

Eerste controle

- Neem eerst de rollator uit de door en controleer a.d.h.v. het bovenstaande plaatje dat er niets mist.
- Als u meteen al merkt dat er iets mist of beschadigd is, gaat u dan niet door met uitpakken, maar neem direct contact op met uw dealer.

Uitklappen

- Druk op de rode knop van het slot welke de buizen van de zitting tegen elkaar aan houdt
- Trek de handgrepen iets uit elkaar en druk daarna de beide stangen aan de uiteinden van de zitting naar beneden totdat U een duidelijke klik hoort, hiermee is het frame in de uitgeklapte stand vergrendeld..
- Pak daarna de beide buizen nog een keer en probeer ze naar boven te trekken. Als het niet lukt ze naar boven te trekken, is het frame op de juiste wijze vergrendeld in openstaande positie zoals in het bovenstaande plaatje.



- *Verzekeer u er altijd van dat na het uitklappen van de rollator, het zitting frame goed vergrendeld is, middels het mechanisme voor het zekeren van de vergrendeling, waardoor het frame niet kan bewegen als daar kracht op uitgeoefend wordt.*
- *Verzekeer u er altijd van dat de draaiknoppen van de hoogteverstelling goed aangedraaid zijn zodat het profiel met de handgrepen niet onverwachts in kan schuiven.*
- *Verzekeer u er altijd van dat na alles vastgezet te hebben, er niets meer bewegen kan.*
- *Test altijd voor gebruik van accessoires dat deze correct aangebracht zijn en geen speling hebben t.o.v. de rollator.*

- *Het niet opvolgen van bovenstaande veiligheidsinstructies kan resulteren in persoonlijke verwondingen*

Inklappen

- Trek de handgreep op de zitting naar boven om de rollator in te klappen.
- Vouw de rollator net zover in totdat de buizen van de zitting in het slot klikken.

Hoogte instelling van de handgrepen

- Draai de vastzetknop los
- Verstel de handgreep tot de juiste hoogte
- Draai de knop weer aan.



- *De beide handgrepen horen op dezelfde hoogte ingesteld te staan.*
- *Correct afgestelde handgrepen bevinden zich ter hoogte van de heup.*
- *Laat de rollator nooit achter zonder deze eerst op de handrem gezet te hebben.*

Gebruik van de rem

- Om de rollator te stoppen of af te remmen kan men eenvoudigweg de hendels inknijpen.
- Om stil te blijven staan kan men eenvoudigweg de rem ingeknepen houden
- Om verder te lopen kan men de rem weer loslaten, de rem wordt automatisch gelost.



- *Bij stilstand moet de rem altijd ingeknepen gehouden worden.*
- *Als iemand op de zitting zit, moet de rollator altijd op de handrem staan.*
- *Vooraf op een helling mag de rollator niet achtergelaten worden zonder dat hij op de handrem staat.*

De handrem er op zetten en er weer afhalen.

- Om de handrem er op te zetten, drukt U beide remhendels naar beneden totdat u deze hoort klikken.
- Nu kunt u zich omdraaien en gaan zitten
- Nadat u weer bent opgestaan keert U zich weer naar de rollator.
- Om hem weer van de handrem af te zetten, knijpt U beide hendels naar boven zodat de handrem weer gelost wordt.



- *Vóórdat de rollator in stilstand gebruikt wordt, moet hij ALTIJD eerst op de handrem gezet worden.*
- *Als U op de rollator wilt gaan zitten, dient u niet te veel naar achteren te gaan zitten. U mag niet gedeeltelijk boven de de boodschappentas gaan zitten.*
- *Zit altijd rechtop als u op de rollator zit, waarbij Uw wonderarmen of Uw handen altijd lichtjes op de handgrepen rusten.*
- *Leun **NOOIT** achterover als U op de rollator zit.*

7 Reinigingsvoorschrift

Algemeen


- Maakt de rollator regelmatig schoon en houd hem schoon
- Licht vuil en stof kan met een vochtige doek afgenomen worden
- Zwaardere verontreinigingen kunnen met een non-corrosieve milde zeep en warm water weggehaald worden.
- Gebruik geen schuur- of bleekmiddelen, welke schade of verkleuringen aan de lak kunnen toebrengen.
- Droog de natte delen met een zachte droge doek.

Wielen

- Neem de wielen af met een mild reinigingsmiddel en droog deze met een schone droge doek.
- Smeer deze regelmatig of zodra de wielen beginnen te piepen. met bijvoorbeeld multi purpose huishoudolie.

8 Label

Het productlabel is op een van de onderste frame buizen aangebracht.



9 Technische gegevens

ROUTER: lichtgewicht rollator	
Max. belasting	150 kg
Max. toegestaan gewicht in boodschappentas	5 kg
Totaal leeggewicht	7,2 kg & tas 0,4 kg
Lengte	68 cm
Breedte	Uitgeklapt 60 cm / ingeklapt 22,5 cm
Zittingbreedte	46 cm
Hoogte van de verstelbare handgrepen	S, M, L resp.: 63 – 79 ; 66 – 86 ; 74 - 102 cm
Zittinghoogte	S, M, L resp.: 50, 55, 62 cm
Remmen	2 remmen met handremfunctie

10 Transportvoorschrift

De rollator is heel eenvoudig in te klappen. Als het noodzakelijk is deze te vervoeren, bevelen wij aan deze eerst in te klappen zoals hiervoor omschreven is.

De rollator dient op zodanige wijze vervoerd te worden dat deze vast staat en niet op gevaarlijke wijze kan bewegen bij plotselinge bewegingen van het transportmiddel.

11 Onderhoud

- Verzeker u ervan dat elk onderdeel van de rollator te allen tijd vastzit.
- Controleer of alle schroeven en bouten nog goed aangedraaid zijn. Draai deze vast waar nodig.
- Vervang terstond kapotte, beschadigde of versleten delen

12 Hergebruik

De rollator is geschikt voor hergebruik. Alvorens deze aan een andere gebruiker wordt aangeboden dient hij aan een inspectie worden onderworpen door de vakhandel.

De volgende punten dienen te worden gecontroleerd:

- Visuele inspectie van het frame
- Aangedraaid zijn van bouten en moeren
- Conditie van de kunststof delen
- Toestand van wielen en kogellagers
- Conditie en werking van de remmen

Wanneer een van de onderdelen beschadigd of kapot is dient deze te worden vervangen door een nieuwe. Het wordt aanbevolen om bij hergebruik de wielen te vervangen. Alle losse bouten en moeren moeten worden aangedraaid.

Voor het opnieuw in gebruik stellen moet het product grondig worden gereinigd.

LET OP! Het is verboden om de rollator te hergebruiken wanneer het frame verbogen of gebroken is.

Bij hergebruik dient er een gebruiksaanwijzing bij de rollator meegegeven te worden.

13 Verwijdering

De rollator kan niet bij het normale huisafval gezet worden maar kan het beste bij een recyclestation aangeboden worden.

14 Garantie

De producent van deze rollator geeft 2 jaar garantie op alle productfouten die binnen deze periode aan het licht komen. Hiervan zijn onderdelen waar abnormale slijtage aan opgetreden is uitgesloten. Er wordt geen garantie gegeven als de rollator onoordeelkundig en niet volgens de voorschriften gebruikt is.

In case of technical problems please contact your dealer. You can also contact Rehasense® directly.

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an die Rehasense®

Neem in geval van technische problemen contact up met Uw dealer. U kunt ook direct contact opnemen met Rehasense®.

Dealer / Händler

--

Rehasense® Sp.z o.o.

Rehasense® Europe

Sulejowska 45

97-300 Piotrków Trybunalski

Polen

www.rehasense.com

info@rehasense.com