

The bock floorline® 15|80

Säättyy 15 cm:sta 80:cmiin

**Erikois-
tarjous!**
voimassa
juhannukseen
asti!



The bock storeline®

Tyylikkääät pöydät hoitosängyn seuraksi

CAMP
MOBILITY

.bock®

Ihanteellinen putoamisten ennaltaehkäisyyn floorline® 15|80



bock floorline® 15|80 vähentää laitos- ja kotihoidossa käytettävien matalien hoitosängyn korkeutta 40 % 25 cm:stä 15 cm:iin ja vähentää näin johdonmukaisesti toimenpiteitä, jotka rajoittavat potilaiden liikkumisvapautta.

25 cm:n korkeuteen verrattuna putoamisnopeus on lähes 30 %* pienempi ja iskuvoima jopa 67 %* pienempi. Käyttäjälle tämä tarkoittaa erittäin tehokasta putoamisten seurausten ehkäisyä. Toimenpiteet, jotka riistävät hoidettavalta heidän vapautensa, eivät ole enää tarpeellisia. Hoidettavat kokevat enemmän itsemääräämisoikeutta, jolla on myös merkittäviä psyykkisiä vaikutuksia. Samalla tuetaan liikkuvuutta.


Putoamista ja kaatumisen vakavia seurauksia lieventää huomattavasti pienempi putoamiskorkeus. Hoitajat voivat ryhtyä välittömiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ottamalla käyttöön matalan sängyn kaatumisvaarassa oleville hoidettaville. Kaatumisten seurausten vähentäminen sitoo vähemmän resursseja ja yksinkertaistaa merkittävästi sekä jokapäiväistä hoitoa että vuorovaikutusta. Myös Hoitokotien ylläpitäjät voivat dokumentoida dokumentaatiojärjestelmäänsä, kuinka tehokkaasti kaatumisten vakavia seurauksia on ennaltaehkäisty ja esitellä sitä tarvittaessa.

**Integroituna
työkaluvapaa
sängynpidennys
210 tai 220 cm**

**Optiona SR3
täyspitkät
tai jaetut
sivulaidat**

**Vakaa ergonominen
selkäosa patjan
pituuskompensatiolla**

**Helppokäyttöinen
käsiohjain
lukitustoiminnolla**



**2+2 keskuslukitus
jarrujärjestelmä
kaksoispyörillä ja
suuntalukituksella**

**4-osainen makuualusta,
optiona myös
irrotettava ja
pestävällä
alumiinisäleppohjalla**

**Turvallinen nukkumisasento
15 cm korkeudella l
ähellä lattiaa, ilman
rajoitustoimenpiteitä**

floorline® 15 80 MITAT	
Ulko- mitat	103 x 219 cm
Makuualusta	90 x 200 cm
Erikois- mitat	W 100, 105, 110 cm integrated bed extensions to 210 or 220 cm
Korkeuden säätö	15-80 cm
Vapaatila sängyn alla	15 cm
Painot	
Sängyn paino	ca. 132 kg
SWL max. kuormitus	220 kg
Max. käyttäjä- paino	185 kg

* Lähde: Dr. George Zaphir (2014). Tutkimus: Lowest Heights of Floor Level Beds: Fall Velocity and Impact Force Analysis and Resulting Injuries.

.bock®

Joustavat apulaiset parempaan hoitoon storeline® t103 & s100



Yöpöytä storeline® t103 sis. server s100

- 2 ulosvedettävää tarjotintasoa – täydellinen floorline® 15|80 kanssa
- 1 laatikko
- 1 syvä laatikko
- 1 avoin lokero

The storeline® t103 yöpöytä kahdella ulosvedettävällä tasolla on looginen kumppani bock-hoitovuodesarjalle. Se pitää henkilökohtaiset tavarat turvallisesti helposti ulottuvilla ja, kun syvä vetolaatikko on auki, näkyy sisältö helposti myös ylhäältä.

Integroidut ulosvedettävät tarjottimet/tasot toimivat säilytyspinnan nopeana ja turvallisena jatkeena:

Alempaan tarjottimeen asukkaat voivat sijoittaa kätevästi juomia tai henkilökohtaisia tavaroita, jopa sängyn matalimmalta korkeudelta. Lisäksi syvä vetolaatikko helpottaa tavaroiden säilyttämistä ja hakemista, esim. juomapulloa.

Joustava storeline® s100 -sivu-/lukutaso, jossa on portaaton korkeudensäätö ja kääntyvä pöytätaaso, on täydellinen kumppani storeline® t100 -sarjan bock-yöpöydille. Se voidaan kiinnittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle hetkessä ja ilman työkaluja yksilöllisten mieltymysten mukaan. Luku- ja vuodepöytä on käytännöllinen säilytysratkaisu ja tarjoaa ihanteellisen tuen arjen tilanteissa, mm. aterioita tarjoillessa tai päivittäisten hoitorutiinien aikana. Kallistuva pöytätaaso tukee ergonomista ja mukavaa lukuasentoa, ja pysäytyslistat estävät esineiden luisumisen. Kaasujousimekanismin ansiosta korkeus on säädettävissä yksilöllisesti ja portaattomasti.

bock storeline® t103, sis. kiinnitysholkit s100 varten MITTATIEDOT	
Rungon leveys (esiasennetuilla s100 asennusnupeilla + 9 mm/ puoli)	506 mm
Rungon syvyys	450 mm
Korkeus	788 mm
Tarjottimen / tason koko	445 × 400 mm (H×W×D)
Pienen laatikon koko	85 × 430 × 330 mm (H×W×D)
Avoimen lokeron koko	70 × 460 × 400 mm (H×W×D)
Suuren laatikon koko	320 × 430 × 330 mm (H×W×D)
Paino & ominaisuudet	
Nettopaino	n. 37,75 kg
4 tuplapyörää	Ø 50 mm, 2 pyörästä on lukittavia

bock storeline® s100, MITTATIEDOT	
Kääntyvä pöytälevy	Leveys 550 mm
	Syvyys 380 mm
Kiinteä hylly	Leveys 160 mm
	Syvyys 380 mm
Max. kuormitus	10 kg
Korkeuden säätöalue	725-1050 mm
Kallistuskulma	max. 45°
Ominaisuudet	
4 lukittavaa tuplapyörää	Ø 75 mm

.bock®

ERIKOISTARJOUS!

floorline® 15|80 + storeline® yöpöytä



**floorline® 15|80, 90x200, Sonoma Oak, puusälemakuualustalla
+ päätypaneelit type 40, ilman sivulaitoja**

Kampanjahinnat:

2450,- €

Vuokraus: 4,33 €/pv
Leasing 3v: 81,93 €/kk



**floorline® 15|80, 90x200, Sonoma Oak, puusälemakuualustalla
+ päätypaneelit type 40 + yhtenäiset täysipitkät sivulaidat SR3**

2750,- €

Vuokraus: 4,85 €/pv
Leasing 3v: 90,20 €/kk



**floorline® 15|80, 90x200, Sonoma Oak, puusälemakuualustalla
+ päätypaneelit type 40 + jaetut sivulaidat SR3**

3250,- €

Vuokraus: 5,77 €/pv
Leasing 3v: 106,60 €/kk



**Täydellinen lisäys:
Yöpöytä storeline® t103, Sonoma Oak
+ säädettävä Server s100 sivutaso**



995,- €

Vuokraus: 1,74 €/pv
Leasing 3v: 33,27 €/kk

Kampanja-aika 01.03.2023 - 24.06.2023
(toimitukset viim. 30.09.2023)

Hinnat sisältävät rahdin, mutta eivät kokoamista/asennusta.
Kokoaminen ja asennus hinnoitellaan erikseen.

HUOM! Muista myös rahoitusvaihtoehdot Vuokraus & Leasing: Kysy Lisää!

Vuokraus sisältää lakisääteiset määräaikaishuollot vuosittain. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi palauttaa koska tahansa kun tarve päättyy tai tuotteet voi halutessaan lunastaa omaksi. Jo maksettuja vuokria hyvitetään lunastushintaa laskiessa. Leasing ei sisällä määräaikaishuoltoja ja tuotteille pitää olla erillinen vakuutus. Luotonantajana toimii Grenke-leasing.

Hinnat alv. 0% | Toimitus ex works

Myynti Suomessa:
CAMP SCANDINAVIA Oy / CAMP MOBILITY
Asiakaspalvelu (ma-pe 8-16)
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

CAMP®
MOBILITY

.bock®