


Lasten tuotteet

www.campmobility.fi



Action[®] 3 Junior



label 2018
observeur
du design



Invacare Action[®] Junior -ristikkorunkoinen lastenpyörätuoli

Action[®] Junior kokoontaitettava lasten perus-/ puoliaktiivi-pyörätuoli, jonka innovatiivinen teleskooppi-ristikkorunko kasvaa lapsen mukana. Action Junior on yksilöllisesti kustomoitava ja sen säädettävä istuinleveys, -syvyys, -korkeus ja painopiste on suunniteltu lasten ehdoilla vapaus, hauskuus ja tyyli etusijalla. Modernien designratkaisujen ja integroidun kasvukyvyn ansiosta lapsi ja tuoli voivat kasvaa yhdessä.

Valittavana 3 erilaista pinnasuojaa, 6 eri runkoväriä, 4 eri käsitukivaihtoehtoa ja 3 eri tukipyörää ja jalkatukea. Leveyssäädettävä tarraselkäosa on helppo säätää ja taittaa kasaan kuljetuksen ajaksi.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet

Teleskooppiristikorunko

Teleskooppisäädettävä poikittaisjousi mahdollistaa istuimen leveyden ja syvyyden säätämisen ja istuimen ja selkänöjan verhoilu mahdollistaa nopean ja helpon leveyden säädön



Painopisteen säätö

mahdollistaa kelauspyörien asentamisen useisiin eri painopisteisiin ja mahdollisuuden valita kolme eri istuinkorkeutta: 410, 435 ja 560 mm.

Optioita



Pöytälevy



Ergonomiset työntökahvat



30° levennetyt jalkatuet



Tukipyörän stabilointi



Transit-versio



Istuintyny

Tekniset tiedot

	Istuinleveys ▼	Istuinsyvyys ▼	Istuinkulma ▼	Istuinkorkeus ▼	Selkäosan kulma ▼	Selkäosan korkeus ▼	Eturungon kulma ▼
Kelattava	205 / 230 / 255 / 280 / 305 / 330 / 355 / 380 mm	200 - 250 / 250 - 300 / 300 - 350 / 275 - 325 / 325 - 375 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°
Transit	305 / 330 / 355 / 380 mm	250 - 300 / 300 - 350 mm	1.5° / 5° / 8.5°	410 / 435 / 460 mm	0° / 7° / 0° - 30°	350 - 430 mm	80° / 90° / 0° - 80°
	Säärimitta rests ▼	Käsitukien korkeus ▼	Ajoyksikön leveys ▼	Kokonaisleveys kokoonlaitettuna ▼	Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼	Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼	Kokonaiskorkeus ▼
Kelattava	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Ist.lev + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	740 - 965 mm	510 - 740 mm	870 - 1130 mm
Transit	125 - 450 mm	150 - 250 / 180 - 280 mm	Ist.lev + 190 / + 170 ¹ mm	315 / 270* mm	900 - 1000 mm	670 - 770 mm	870 - 1130 mm
	Max. kallistus ▼	Kääntösäde ▼	Max. käyttäjäpaino ▼	Kokonaispaino alkaen ▼	Painavin osa alk. ▼		
Kelattava	12°	750 mm	80 kg	15 / 14,5 ¹ kg	8,5 / 12 ¹ kg	1. Transit versio	
Transit	12°	750 mm	80 kg	15 / 14,5 ¹ kg	8,5 / 12 ¹ kg		

Pearl White

Matt Black


Matt Red

Intense Yellow

Polar Blue

Candy Pink

Black Nylon



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



Trigo

TriGO



Vermeiren Trigo T ja Trigo S -ristikkorunkoinen lasten ja nuorten aktiivipyörätuoli

Vermeiren **Trigo T** on kokoonlaitettava aktiivipyörätuoli uusilla huippumoderneilla ja kevyillä kolmioprofiilisilla runkoputkilla ja lähes rajattomilla säätö- ja varustelumahdollisuuksilla. Trigo-tuoleissa on mm. sisäänrakennettu selkäosan, istuinkorkeuden ja camber-kulman säätömahdollisuus.

Trigo T:ssä on vakiona irrotettavat jalkatuet (70°, 80°, 90°) korkeus- ja kulmasäädettävillä jalkalevyillä.

Valittavissa mm. 3 eri selkäosaa, 5 eri työntökahvaa, 10 erilaista käsituki- tai vaatesuojavaihtoehtoa. Istuinleveydet 30–50 cm. Max.130 kg, koosta riippuen.

Saatavana myös kevyempi **Trigo S** kiinteillä jalkatuilla. Tutustu optioihin erillisen lisävarusteet esitteen avulla!

CAMP
MOBILITY



Lisää vaihtoehtoja ja lisävarusteita
lisävaruste-esitteessä ja
tilauskaavakkeessa!

SAATAVANA MYÖS LASTEN KOOT!

Trigo pyörätuolit on suunniteltu siten, että ne sopivat sekä aikuisille että lapsille. Tästä syystä, **Trigo** on saatavana alkaen 30 cm istuinleveydestä jopa 50 cm saakka. Myös pieniin kokoihin on saatavana, laaja valikoima lisävarusteita ja tarvikkeita.



RENKAIDEN ASEMOINTI

Trigo mukautuu käyttäjän tarpeisiin ja sen voi säätää "enemmän tai vähemmän aktiiviseksi" kelauspyörien asentoa voidaan säätää suoraan pyörätuolin rungosta. Pyörät voidaan säätää eteen- tai taaksepäin, 8 eri asentoon. Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne renkaiden asennoilla.



SELKÄOSAN KALLISTUS

Saatavana 3 eri vaihtoehtoa: kiinteä selkäosa, kallistettava selkäosa (82° - 102°), ja kallistettava ja alastaitettava selkäosa. 2. ja 3. vaihtoehdon selkäosan kulmaa voidaan säätää helposti tuolin rungosta.



Käsituki- ja vaatesuojavaihtoehto

Saatavana irrotettavat, korkeussäädettävät tai putkikäsitetut ja 8 erilaista kiinteää tai irrotettavaa vaatesuojavaihtoehtoa.



Työntökahvat

Valittavana 5 erilaista työntökahvamallia. Kuvassa kokonaan alas taittuva malli.

Ominaisuudet ja optiot



UUSI DESIGN

Trigo on huippumoderni pyörätuolin jokaiseen makuun. Trigo voi konfiguroida täysin yksilölliseksi tilauksen yhteydessä; rungosta pyöriin, sis.mm. paljon varustevaihtoehtoja ja yli 30 eri väriä. Trigo-tuoleja on lähes yhtä monta erilaista kuin on käyttäjääkin!



UUDET KOLMIOPROFIILISET RUNKOPUTKET

muodostavat perustan kaikille Trigo-malleille. Ne luo pyörätuolille modernin ja yksilöllisen ilmeen ja tekevät tuolista kevyemmän optimaalisen lujuuden säilyttäen.



Tukipyörät

Saatavana 7 erilaista tukipyörää, koot 3", 4", 5", 6"



LOPUTTOMASTI SÄÄTÖMAHDOLLISUUKSIA

Sen lisäksi, että kokoonpano valitaan tilauksen yhteydessä (koko, malli, selkäosa, käsituot, runko, optiot...), on Trigo myös edelleen dynaamisesti säätävä tuoli. Useita muutoksia voidaan tehdä tuolin säätöihin jälkikäteen kuten camber-kulmat, istuinkorkeus jne.



SÄÄDETTÄVÄ CAMBER

Nerokkaan järjestelmän ansiosta kelauspyörän camber-kulmaa voidaan muuttaa suoraan tuolissa! Camber voidaan muuttaa haluttaessa 0°, 2°, 4° tai 6° kulmaan (kokoonpanosta riippuen). Tuoli toimitetaan tilauksen yhteydessä valitsemallanne camber-kulmalla.



Kelauspyörät ja kelausvanteet

Saatavana 6 erilaista kelauspyörä+kelausvanne -vaihtoehtoa. Koot Standard 18", Design 20"-26, muut 24". Valikoiman löydät lisävarusteet esitteestä!



Sorg Jump - ristikkorunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

SORG Jump Alpha, Beta, Beta Sport ja Beta DLS ovat laadukkaita ja luotettavia, joustavia ja monipuolisia, kokoontaitettavia ristikkorunkoisia aktiivipyörätuoleja, jotka mukautuvat kunkin lapsen terapeutisiin vaatimuksiin, lapsuudesta aikuisuuteen.

Jump Alpha on täydellinen lapsen 1. tuoli, jossa on optimaalinen joustavuus ja muunneltavuus sekä paras stabiilitetti.

Jump Beta on Alphan "isovelji", johon on saatavana entistä enemmän varustevaihtoehtoja. Beta jatkaa varhaislapsuudessa aloitettua mobilisaatiota aikuisikään asti.

Jump Beta DLS -mallissa (Detachable Leg Supports) on irrotettavat, sivullekääntyvät jalkatuet.


Vakioistuinleveydet Alpha 24-38 cm, Beta 30-50 cm, ja istuinsyvyydet: Alpha 26-38 cm, Beta 34-54 cm. Maksimikuormitus 75 kg/120 kg.

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri vaihtoehtoja ja erilaisia pinnasuojia. Saatavana myös kattava valikoima muita SORG-lisävarusteita.

Ominaisuuksia ja optioita



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti



Tarrasäädettävä istuin ja selkäosa

Kulmasäädettävä selkäosa rasterilla

XL-runko (4 cm korkeampi)

Kiinteä kaareva selkäosa ja istuinlevy

Taitettavat laukun pidikkeet esim. kouluun



Adapteri taraselkäosalle

Irrotettavat jalkatuet

Kaatumiseste ja kallistusvipu

Sivusuojat voidaan nostaa ylös

Tekniset tiedot



JUMP ALPHA

JUMP BETA SPORT

JUMP BETA DLS

24-38 cm (+2 cm)	26-38 cm (+2 cm)	25-45 cm (+5 cm)	20" - 24"	4", 5", 5,5", 6"	75 kg
30-50 cm	34-54 cm (+4 cm)	25-50 cm (+5 cm)	22" - 26"	4", 5", 5,5", 6" 7"	120 kg
30-50 cm	34-54 cm (+4 cm)	30-50 cm (+5 cm)	22" - 26"	4", 5", 5,5", 6" 7"	120 kg

Esitteissä perusmitat.

Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallinhohto- tai matta -versiona.



Erikoisvärit:

Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:



Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland





GTM Junior - kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

GTM Junior on suunniteltu lapsille ja kouluikäisille nuorille aina 50 kg saakka. Monipuoliset, lapsen mukana kasvavat säätömahdollisuudet, lapsen yksilöllisten tarpeiden ja mitasuhteiden mukaisesti, antavat mahdollisuuden asentovirheiden ja epänormaali motoristen tapojen ja liikeratojen varhaiseen ennaltaehkäisyyn.

GTM Juniorissa on säädettävät istuin-asento ja istuinkulma, työntökahvat ja kaatumisesteet, jotka voidaan taittaa tuolin alle tarvittaessa.

Säädettävä painopiste ja kaatumisesteet mahdollistavat lapsen kaksipyöräkelauksen opetteluun ja johdattelevat aktiiviseen pyörätuolilla liikkumiseen ja luottamukseen toimia itsenäisesti jokapäiväisissä askareissa. Laaja valikoima lisävarusteita.

Ominaisuuksia



Lasten sivujarrut vakiona

Lasten sivujarruissa on pienempi otekehä. Sivu- tai saksijarrut saatavana vakiona. Compact saksijarrut saatavana lisävarusteena.



Zero Noise vaate-/sivusuojiin kiinnitysjärjestelmä

Zero Noise -järjestelmä poistaa mahdolliset sivusuojailevyjen löysyydet ja sivusuojuksien aiheuttamat äänet epätasaisilla pinnoilla ajettaessa.



Korkeussäädettävät työntökahvat lisävarusteena

Selkänosaan integroitua yhtenäistä työntötankoa voidaan käyttää työntämiseen ja esteiden ylityksessä avustamiseen työntökahvojen sijaan. Lisävarusteena. mm. alastaitettavat-, sivuputkiin tai selkäosan tankoon kiinnitettävät korkeussäädettävät vaatesuojat.



One side-tukipyörät ja koteloituilla ja triplalaakereilla varustetut tukipyörät

Lisävarusteena saatavat one side-kiinnitteiset tukipyörät tekevät tukipyörien asennuksesta helppoa. Triplalaakereilla ja koteloituilla laakereilla varustetut tukipyörät minimoivat vastuksen ja säilyttävät täydelliset pyörimisominaisuudet pidempään. Kotelointi suojaa kosteudelta ja akseleihin kertyvältä liialta.



Kulmasäädettävä jalkalauta

Yhteinen, kulma- ja korkeussäädettävä muovijalkalauta vakiona. Hiilikuitujalkalauta lisävarusteena.



Läpinäkyvät pinna-suojat vakiona

GTM-logolla varustetut pinnasuojat ja sädepinnoilla varustetut 20" tai 22" kelauspyörät vakiona.



Kaatumisesteet vakiona

Kaatumisesteet estävät pyörätuolia kippaamasta tai kaatumasta.

Tekniset tiedot

Istuinleveys [cm]	24 26 28 30 32 34 36 38 40
Jalkatuen leveys [cm]	16 18 20 22 24 26 28 30 32
Pituus (A) [cm]	35,5 40,5 45,5 50,5
Istuinsyvyys [cm]	27 32 37 42
Kelauspyörät ["]	20 22
Camber-kulma [°]	3 4 5
Painopiste [cm]	4 5 6 7 8 9 10

Värit ja materiaalit



*Maalamatonta tai kiillotettua runkoa tai runkoväri RAL -värikartastosta saatavana lisävarusteena.

Anodisoidut osat (muut värit kuin musta) saatavana lisävarusteena.



Valmistaja:
GTM-MOBIL M-T.T.
Walisiejewicz Sp.
Komandytowa. ul.
Dorodna 16,
03-195 Warszawa
Poland

www.gtmobil.com
foreign.office@gtmmobil.com
tel.: + 48 22 213 14 11



Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.



Mio Move
selkäosan kallistus -5° - 35°



Mio Carbon



Sorg Mio, Mio Carbon ja Mio Move - kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

SORG Mio, Mio Carbon ja Mio Move ovat pienikokoisia, keveitä ja helposti liikuteltavia aktiivipyörätuoleja, jotka kasvavat kolmiulotteisesti (ist.lev./-syv./-korkeus) lapsen mukana.

Mio on täydellinen lapsen 1. tuoli jo 12 kk alkaen. Miössä on innovatiivinen, kompakti uusi design sekä paras stabiliteetti.

Mio Carbon on erittäin kevyt ja ketterä: istuinlevy, kaareva selkäosa, sivusuojat ja jalkalaudat ovat ultra kevyttä hiilikuitua.

Myös kaikki teräsruuvit ja muut metalliosat on korvattu kestäväällä, kevyellä alumiinilla.

Mio Move on "rattaiden ja pyörätuolin yhdistelmä". Movessa on -5° - 35° kallistettava selkäosa, jonka ansiosta vaihtelu aktiivisen ja lepo-asennon välillä on helppoa. Istuinlevydet 18-34 cm (move 20-34 cm), ja -syvyydet 18-36 cm (carbon 18-30 cm).

2-eturunko- ja abduktiovaihtoehtoa: "Taurus ja Retro".

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri- vaihtoehtoja ja pinnasuojia. Saatavana myös kattava valikoima muita SORG-lisävarusteita. Jokainen SORG-pyörätuoli valitaan tilauskaavaketta täyttäen ja valmistetaan yksilöllisesti mittojen ja tarpeiden mukaan.

Ominaisuuksia ja optioita



Nokkapyörä eteen

Kuomun sivuosiin integroidut avustajan jarrut

Tupla-kelausvanteet

Selkäosalevy ilman selkäosan putkia

2-eturunko-vaihtoehtoa taurus ja retro



taakse taivuttavat jalkatuet

Yksikäsinen työntökahva

Tupla-kaatumisesteet

Terapiapöytä

Tekniset tiedot



MIO

MIO CARBON

MIO MOVE

18-34 cm (+2 cm)	18-36 cm (+4 cm)	17,5-40 cm (+5 cm)	18"- 24"	4", 5"	50 kg
18-34 cm (+2 cm)	18-30 cm (+4 cm)	17,5-35 cm (+5 cm)	20"- 24"	4", 5"	50 kg
20-34 cm (+2 cm)	18-36 cm (+4 cm)	25-45 cm (+5 cm)	20"- 24"	4", 5"	50 kg

Esitteissä perusmitat.

Tilaukskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti

Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallilhohto- tai matta -versiona.




Erikoisvärit:

Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland





VECTOR korkealla selkäosalla, avustajan jarruilla ja työntökaarella



VECTOR DLS
(Detachable Leg Supports)



Sorg Vector - kiinteärunkoinen lasten aktiivipyörätuoli

SORG **Vector** ja **Vector DLS** rakennetaan aina yksilöllisesti tarvittavien mittojen ja tarpeiden mukaan. **Vector** ja **Vector DLS** ovat helposti käsiteltäviä ja kevyesti liikkuvia, kiinteärunkoisia aktiivipyörätuoleja, jotka mukautuvat täydellisesti kunkin yksittäisen käyttäjän terapeuttisiin vaatimuksiin, lapsuudesta aikuisuuteen. Istuinlevyettä, -syvyyttä ja -korkeutta voi säätää. Fix-istuinlevyllä varustettua versiota voi kallistaa 13° ja selkäosan kulmaa välillä 80°-116°.

Vector-mallissa on kiinteä, yhtenäinen jalkalauta ja **DLS**-mallissa irrotettavat erilliset jalkatuet. Eturungoksi voi valita, suoran tai alaosaan levenevän abduktio-version. SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri vaihtoehtoja. Saatavana myös kattava valikoima SORG-lisävarusteita, kuten niska tuki (irrotettava, kiinnikkeet), Grip-kelausvanne ja eri lantio- ja muita turvavyövaihtoehtoja sekä korkeus- ja kulmasäädettävä työntötanko.

Kelauspyörät: valittavissa 20", 22" tai 24" pikalukittavat, ilmatäytteiset, pistosuojatut renkaat, säätömahdollisuus ylös / alas / eteen / taakse. Camber-kulma 0 - 11°. Vakiona alumiinikelausvanne, otelevyys säädettävissä ja läpinäkyvät pinnasuojat. Tukipyörät 4 - 7" umpikumia tai PU, 35 tai 40 mm. Tukipyörissä metallihaarukat ja 3 korkeussäätöpaikkaa. Istuinlevyydet 22 - 46 cm, istuinsyvyyydet 24 - 46 cm. Istuinkorkeudet: etu: 36 - 48 cm, taka: 33* - 46 cm.

Vaahdonmuovi-istuintyyny 3 cm + pestävä inkontinenssipäällinen vakiona. Tarrakiristettävä, eteentaittuva selkäosa korkeussäätö 20 - 50 cm (+5 cm). myös selkäosan verhoilut ovat irrotettavissa ja pestävät. Vaate- / kurasuojat vakiona.

Valittavana korkeussäädettävät erilliset työntökahvat, kulmasäätö sivusuunnassa tai levennetyt työntökahvat. Yhtenäinen, kulmasäädettävä jalkalauta portaattomalla korkeussäädöllä vakiona.

Alle taittuva, korkeussäädettävä kaatumaste käännettävissä ilman työkaluja. Tarrakiinnitteinen pohjeremmi. Runkoputkeen kiinnittyvät käyttäjäjarrut ym.

Ominaisuuksia ja optioita



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19

Valittavana korkeussäädettävät erilliset työntökahvat (ei nouse selkäputken sisästä), kulmasäästö sivusuunnassa tai levennetyt työntökahvat ja avustajan rumpujarrut



Anatomisesti muotoiltu istuin (LI)

Tarrasäädettävä selkäosa

Tuplakelausvanteet (LI)

Säädettävä camber-kulma 0-11°

Alastaittuva selkäosa



Ulkonevat tukipyörän haarukat

Vaatesuojan sivuun integroitu jarru (optio)

Sivulle kääntyvät, irrotettavat jalkatuet (optio)

Säädettävä jalkalauta vakiona

Alle taittuva, korkeussäädettävä kaatumaste

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona + satoja pinnasuojavaihtoehtoja tilattavissa lisävarusteena yhteistyössä Sorg & www.wheelchairgadgets.com



Tekniset tiedot



22-46 cm (+2 cm)

24-50 cm (+4 cm)

20-50 cm (+5 cm)

20" - 26"

4", 5", 5,5", 6" 7"

120 kg

Esitteissä perusmitat.

Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metalliloho- tai matta -versiona.




Erikoisvärit:

Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:



Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland



Sorg Airon

- kiinteärunkoinen nuorten ja aikuisten aktiivipyörätuoli

SORG AIRON on uusi kevyt open-frame aktiivipyörätuoli nuorille ja aikuisille, jossa istuinleveydet alkaen 32 cm. Always Custom Made for You! - Airon konfiguroidaan aina yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden mukaan.

Säädettävä aktiivisuustaso: Kolme eturunkovaihtoehtoa (suora, kavennettu tai levennetty) sekä kaksi eturungon kulmavaihtoehtoa (90 ° ja 100 °)
Törmäystestattu. Sopii istuimeksi moottoriajoneuvossa kuljetettaessa ISO 7176-19 mukaisesti.

Vakioistuinleveydet 32-50 cm, ja istuinsyvyydet 32-50 cm.
Maksimi käyttäjäpaino 120 kg.

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri vaihtoehtoja ja erilaisia pinnasuojia.

Saatavana myös kattava valikoima muita SORG-lisävarusteita.

Ominaisuuksia



Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti



Säädettävä ja alastaittava selkäosan kulma (snap-in-toiminto helpottaa esim. autoon lastaamista)

Alastaittavat työntökahvat ja tukitanko optiona



3 eturunkovaihtoehtoa



Säilytuspussit pienille laitteille ja esim. katedrille



Compact-jarrut



Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona + satoja pinnasuojavaihtoehtoja:
www.wheelchairgadgets.com

Tekniset tiedot

AIRON



32-50 cm
(+2 cm)



32-50 cm



25-50 cm
(+5 cm)



20"/24"/25"



4", 5", 6"



120 kg

Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallilohko- tai matta -versiona.




Erikoisvärit:

Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland





Sorg TILTYVARIO

- Lepoasentoon säädettävä lasten ja nuorten pyörätuoli

SORG Tilty Vario on erittäin pehmeästi liikkuva ja vaivattomasti käsiteltävä vakaa ja jäykkärunkoinen, kallistettava pyörätuoli 10 cm:n abduktiolla ja mm. avustajan käsijarruilla. Selkäosan kallistus 80° - 120°.

Kaikki säädöt kuten istuinleveys ja -korkeus, selkäosan korkeus, istuimen sijainti ja painopiste, jalkalaudan etäisyys jne. voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaisesti ja varustaa pää-/niska-tuella, vartalotuilla ja vartalotukivoilla. Istuinleveydet 28-44 cm ja -syvyydet 30-44 cm. Maksimikuormitus 100 kg.

SORG-värikartastosta voit valita lähes rajattomasti eri runko- ja verhoiluväri vaihtoehtoja. Saatavana myös kattava valikoima SORG-lisävarusteita.


Jokainen SORG-pyörätuoli valitaan tilauskaavaketta täyttämällä ja valmistetaan yksilöllisesti mittojen ja tarpeiden mukaan.

Ominaisuuksia




Soveltuu istuimeksi ajoneuvoon ISO 7176-19 mukaisesti


Tilty Varion selkäosan kallistus 80° – 120°



Pidike abduktiokiilan asennusta varten



Vartalo-/sivutuett, jotka voi kääntää taakse



Päätuett ja rinta-/hartiatukivöyt



Korkeus- ja kulma-säädettävät käsituett



Yhtenäinen jalkalauta



Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona + satoja pinnasuojavaihtoehtoja tilattavissa lisävarusteena yhteistyössä Sorg & www.wheelchairgadgets.com

Tekniset tiedot



TILTY VARIO

28-44 cm (+2 cm)

30-44 cm (+4 cm)

30-50 cm (+5 cm)

22" ja 24"

-10° - +20°

100 kg

Esitteissä perusmitat.

Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallinhohto- tai matta -versiona.




Erikoisvärit:

Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:



Elokoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland





Sorg Loop RS - Lepoasentoon säädettävä lasten pyörätuoli

Loop^{SORG} RS on kaasujousella kallistettava lasten pyörätuoli, joka kasvaa lapsen mukana. Kaikki säädöt kuten istuinleveys ja -korkeus, selkäosan korkeus, istuimen sijainti ja painopiste, jalkatukien/-laudan etäisyys jne. voidaan säätää täsmälleen lapsen mittojen mukaan. Istuinleveydet ja -syvyydet 30-48 cm (+2 cm ja + 4 cm). Kallistusalue -5°-35°. **Max. 120 kg.**

Valittavana 22" tai 24" pikalukittavat, ilmatäytteiset, pistosuojatut kelauspyörät, säätömahdollisuus sekä ylös / alas että eteen / taakse. Camber-kulma 0 - 3°. Vakiona alumiinikelausvanteet ja läpinäkyvät pinnasuojat. 5" - 7" x 35-40 mm, PU-tukipyörät korkeussäädettävillä metallihaarukoilla.

Vakiona kova kaareva kourumallinen selkäosa. Selkäosan verhoilut ovat irrotettavissa ja pestävät. Selkäosan kallistus ja istuinkulman kallistus kaasujousella.

Valittavissa korkeus- ja kulmasäädettävä työntötanko tai korkeus-säädettävät työntökahvat. Kova istuinalusta, jossa muotoiltu geelivaahtoistuintyyny. Istuintyyny on irrotettavissa ja sen verhoilu pestävissä.

Korkeus-, kulma-, syvyys ja sivusuunnassa -säädettävä päätuki pestävällä päällisellä. Käsituet korkeus- ja kulmasäädöillä. Runkoon asennettu 4-pistelantiovyö. Kiinnityspaikat rintatukivoille. Törmäystestatut kuljetuskiinnikkeet autokuljetusta varten. Valittavissa erilliset tai yhtenäinen, korkeus- ja kulmasäädettävä jalkalauta, joissa nilkkaremmien kiinnitys ja kulmansäätö lukittavissa.

Jokainen SORG-pyörätuoli valitaan tilauskaavaketta täyttämällä ja valmistetaan yksilöllisesti mittojen ja tarpeiden mukaan.

Ominaisuuksia ja optioita



Seat Shell
Base -runko



Optiona 12"
kuljetuspyörät



Irrotettavat erilliset
jalkatuet



Istuimen
adapterikiilat



Rumpujarru, 12"
kuljetuspyörä ja
kaatumaeste




Pyörällinen kork.sääd.
kaatumaeste käännettä-
vissä ilman työkaluja.



ERGO-selkäosa (LI)



Korkeus- ja kulma-
sääd.työntötanko ja
Avustajan
rumpujarrut



Runkoon kiinnitetty
bush-to-brake käyttäjän
jarrut

Tekniset tiedot

Läpinäkyvät pinnasuojat vakiona
+ satoja pinnasuojavaihtoehtoja:
www.wheelchairgadgets.com



Soveltuu istuimeksi ajo-
neuvon ISO 7176-19



30-48 cm
(+2 cm)



30-48 cm
(+4 cm)



30-60 cm
(+5 cm)



20" - 24"



5", 5,5", 6" 7"
lev. 35-40 mm



-3° - +35°

120 kg

Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.

Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallilohko- tai matta -versiona.




Erikoisvärit:

Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:



Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland



Sorg Dynamis TSD ja Dynamis MV - Lepoasentoon säädettävä joustava lasten pyörätuoli

Sorg **Dynamis TSD ja MV** on dynaamisesti kallistettava pyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka kärsivät tahattomista liikkeistä (esim. spastisuus, athetoidiset liikkeet ja muut motoriset toimintahäiriöt). Helposti säädettävän, joustavan selkädynamiikan ja joustavan jalkalaudan ansiosta, toisin kuin perinteisissä kaasujousikallisteisissa tuoleissa, oikeaa kaasunpainejousen lujuutta ei tarvitse etsiä.

Dynamis voidaan kallistaa -3°- 30° jolloin voi helposti vaihtaa rasittavan istumavaiheen ja rentouttavan kallistusvaiheen välillä. Kallistus helpottaa tai aktivoi käyttäjän sydän- ja verisuonijärjestelmää, hengitystä ja aistihavaitsemista.

Lantion ja polven kulmien avointen nivelpisteiden ansiosta käyttäjän liikettä ohjataan eikä vain korjata spastisen tapahuman yhteydessä. Sitä ei siis tehdä liikettä vastaan, vaan

dynaamisesti liikkeen mukaisesti. Selkäjousituksessa on säädettävä rebound-toiminto, jonka avulla käyttäjä voidaan ohjata automaattisesti takaisin alkuperäiseen istuma-asentoon.

Kaikkia toimintoja voidaan käyttää yhdellä kädellä (kallistus, selkäkulman säätö, jalkatuen säätäminen jne.), jolloin hoitajalla on aina toinen käsi vapaa auttamaan ja turvaamaan potilasta ja jokapäiväinen hoito on paljon helpompaa.

Saatavana Ergo istuin-selkänäjällä tai pelkkä alusta yksilölliseen istuinjärjestelmää varten. Ergo istuimen leveys ja syvyys voidaan säätää + 2 / + 4 cm. Sivutuet tukevat optimaalista istuma-asentoa, joka voidaan sovittaa yksilöllisesti kehon muotoihin terapeuttisten tarpeiden mukaan.

Dynamis TSD sopii lapsille, nuorille ja aikuisille **max. 90 kg.**

Ominaisuuksia ja optioita



Ergonominen istuin-
selkäosa
TAI
Seat Shell -
istuinalusta



Säädettävä selkäosan jousitus,
jossa portaattomasti säädettävä
rebound-toiminto




Selkäosan kiinnitys
ja adapterit erityis-
istuinjärjestelmien
kiinnitykseen



Dynaaminen jousitettu
jalkatuki/jalkalauta



Ergonominen istuin-
selkäosa -yksikkö



Dynaaminen, jousitettu
päätuoli



- Dynaamisesti kallistuva pyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka kärsivät tahattomista liikkeistä (esim. spastisuus, athetoidiset liikkeet ja muut motoriset toimintahäiriöt).
- Yksilöllinen konfigurointi tuotespecialistin avulla.
- Laaja valikoima asentotukivarusteita (vyöt, pehmusteet, jne.)
- Saatavana ergonomisella istuin- ja selkäosa -yksiköllä tai seat shell -alustalla yksilöllistä istuinratkaisuja varten.
- Laajat varustelu- ja säätövaihtoehdot
- Soveltuu istuimeksi moottoriajoneuvossa kuljetettavaksi ISO 7176-19 mukaisesti.



Tekniset tiedot



Istuinleveys /
runkonleveys
30-50 cm
(+2/+4 cm)



Selkäosan korkeus
40-65 cm



Istuinsyvyys
32-52 cm
(+2 cm)




Painokapasiteetti
90 kg



Kelauspyörät
16", 20", 22"
ja 24"



Kallistuskulma
-3° - +30°



Esitteissä perusmitat. Tilauskaavakkeissa ja custom-malleissa lisää kokoja ja varusteluvaihtoehtoja.



Ormesa Juditta - ainutlaatuinen punosrakenteinen kallistettava comfort-pyörätuoli

Ormesa Juditta on kliinisesti tutkittu ja testattu comfort-tuoli, jossa on ainutlaatuinen kokonaan punottu termoplastisesta muovista valmistettu naruselkäosa ja -istuin, jotka mukautuvat vartalon lämmön vaikutuksesta täysin käyttäjän vartalon muotojen mukaiseksi ehkäisten tehokkaasti painehaavojen ja hankaumien syntymistä. Judittassa on kallistettavat istuin, selkäosa, päätuki ja jalkatuet sekä korkeussäädettävät, irrotettavat, kokonaan sivulle kääntyvät käsituet.

4 eri kokoa: istuinleveydet 36, 40, 45 ja 50 cm, säädettävä istuinsyvyys 40/43/46/49 cm. 2 eri runkoväriä: musta ja valkoinen. Uudet verhoiluvärit: vaaleanharmaa tai tummanharmaa (vakio) eri kanttinauhaväreillä. Saatavana 3 eri mallia: B60 kelauspyörillä, B30 kuljetuspyörillä ja B12 sisäkäyttöön. Max.kuormitus 100-140 kg. Runsaasti eri lisävarusteita.

Ominaisuuksia



Erityinen semi-elastinen naru-rakenne muotoutuu käyttäjän painon ja muotojen mukaiseksi, mikä lisää vartalon kontaktipinta-alaa ja jakaa painon suuremmalle alueelle ja näin vähentää huomattavasti painehuippualueiden painetta.



Jopa 90 minuutin kuluttua käyttäjän asettamisesta tuoliin, thermoplastinen narurakenne säilyttää ominaisuutensa, paine tasaantuu laajalle alueelle ja kuormitus pienenee.



Kun istuinpehmuste poistetaan kokonaan, ei selkärangan alueelle ja selkäyttimeen tule painetta ollenkaan, jonka vuoksi Juditha soveltuu erityisen hyvin paraplegiapotilaille ja postoperatiivisten komplikaatioiden hoitoon.



**B60 valkoinen
24" kelauspyörillä (vakio)**

Optioita



B30 valkoinen 12" kuljetuspyörillä



B30 musta 12" kuljetuspyörillä



B12 musta sisäkäyttöön

Värivaihtoehdot

- Valkoinen runko (vakio)
- Musta runko (optio)
- Tummanharmaat (vakio)
- Vaaleanharmaat pehmusteet (optio)



Ominaisuuksia



Irrotettava istuinpehmuste on hengittävää, kosteuden kestävää, konepestävää Ökö-Tex 1. luokan materiaalia.



10 - 35° kallistettava ja syvyysäädettävä istuin



Pätuki on patentoitua hengittävää anti-bakteriaalista materiaalia, ja se on korkeus-, syvyys-, kulma- ja jopa lateraalisuunnaltaan erittäin laajalle alueelle säädettävä, joka mahdollistaa hyvän tuennan myös erittäin vinoille pään asennoille.



Kallistettava selkäosa 10 - 38°



Kokoontaittuva selkäosa Mahtuu hyvin auton tavaratilaan



Käsitukien ainutlaatuisen saksirakenteen ansiosta Juditan molemmat sivut aukeavat ja tuoliin voi siirtyä täysin esteettömästi myös sivuttaissuunnasta.



Irrotettavat, sivulle kääntyvät jalkatuet ovat korkeus-, kulma- ja extensio-flexio-suunnaltaan säädettäviä.

Lisävarusteita



894 45° lantiovyö



824-R Tarjotin/pöytälevy



836 Pätuen päällinen



938 inkotenssipäällinen



905 Käsijarru avustajalle



916 Pohjepehmuste



834 Abduktiokiila



896 Tarjottimen 824 pehmuste



892 Jalkatuen pehmuste



914 Jalkatukien lukitus



933 Tippateline (vain B30 ja B12)



891 Taksikoukkusetti (x4)

Tekniset tiedot

A: istuinleveys
B: istuinsyvyys
C: selkäosan leveys
D: kokonaisleveys
H: istunkallistus
I: selkäosan kallistus
Kokonaispaino
Max. kuormitus
Käyttäjän pituus

koko 36

36 cm
 40 - 43-46-49 cm
 47 cm
 69 cm
 10° - 35°
 10° - 38°
 40 kg
 120 kg
 140 - 190 cm

koko 40



40 cm
 40 - 43-46-49 cm
 47 cm
 69 cm
 10° - 35°
 10° - 38°
 40 kg
 120 kg
 140 - 190 cm

koko 45

45 cm
 40 - 43-46-49 cm
 52 cm
 74 cm
 10° - 35°
 10° - 38°
 42 kg
 130 kg
 140 a 190 cm





koko 50

50 cm
 40 - 43-46-49 cm
 57 cm
 79 cm
 10° - 35°
 10° - 38°
 43 kg
 140 kg
 140 a 190 cm



*jalkatuki säädettyä maksimipituuteen

B60



B30



Turvallisuus



Törmäystestattu ISO7176-19 mukaisesti.

Paloturvallinen kierrätettävä
 UNI ENI ISO 12947.
 Ökö-Tex Certifikaatti.
 Kestävät ja haalistumattomat värit



CERTIFICATE
 MED annex A.1/3.19-20-21

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

ORMESA SRL
 Via A. Da Sangallo, 1
 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
 TEL. +39 0742 22927
 FAX +39 0742 22637
 info@ormesa.com
 www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland



Rea Azalea Minor

- Lepoasentoon säädettävä lasten ja nuorten comfort-pyörätuoli

Rea **Azalea Minor** on suunniteltu **Azalean** perusteella erityisesti nuorille ja pienikokoisille aikuisille, jotka tarvitsevat tukevan ja vakaan pyörätuolin, mutta pienemmän istuinlevyyden ja -syvyyden.

Minorista löytyy kaikki Azalean luotettavat ominaisuudet kuten kallistettavuus ja erityinen DSS -painopisteen siirtomekanismi, Minor on vain lyhyempi, kevyempi ja maximikuormitukseltaan pienempi.

Saatavana itsekelattava 22" tai 24" kelauspyörillä sekä Rea **Azalea Minor Assist** pienemmällä 16" siirtorenkailla.

Minorissa on myös uudet viisi runkoväriä ja paljon istuin- ja selkäosan verhoiluvaihtoehtoja.

Tarrasäädettävä selkäosa saatavana lisävarusteena.

Selkä- ja istuinosan kallistus tekee elämästä mukavampaa

Rea Azalea Minor:ssa on +1-25° säätävä istuinkulman kallistus sekä 30° selkäosan kallistus. Istuimessa on patentoitu DSS (Dual Stability System) -toiminto, joka on suunniteltu käyttäjän selän biomekaanisen liikkeen ja vartalon luonnollisen painopisteen mukaisesti sää-

tyväksi, eli selkäosan, istuimen jalkatukien kulma säätävät suhteessa toisiinsa. Selkäosaa kallistettaessa istuin liukuu eteen- ja alaspäin, jalkatuet nousevat ylös ja painopiste laskee alaspäin ja pysyy oikeassa kohtaa.



Tarrasäädettävä selkäosa

Lisävarusteena saatava tarraselkäosa voidaan säätää korkeus-, leveys- ja eri vartalonmuotojen mukaan ja varustaa joko selkäosan pehmusteella tai sivutuilla.

Pöytälevy

Läpinäkyvässä pöytälevyssä on otetanko, joka mahdollistaa erilaisia otemahdollisuuksia ja asentoratkaisuja.

Lyhyempi

Runko on 30 mm ja istuinsyvyys 50 mm lyhyempi ja selkäosa 100 mm matalampi kun vakioversiossa. Kuvassa väri Electric Green.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Käsitukien korkeus	Jalkatukien pituus	Istuinkulma	Selkäosan kulma
Rea Azalea Minor	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	+1° to 25°	0° - 30°
	Kokonaisleveys	Kokonaiskorkeus	Kokonaispituus sis. jalkatuet	Kokonaispaino	Max.käyttäjä-paino	Kuljetus-paino	Törmäystestattu	Max.kallistuskulma parkkijarrun käyttöön
Rea Azalea Minor	ist.lev.+ 220 mm (ist.lev.+ 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg	ISO 7176-19	7°

Värit ja materiaalit



Pearl Grey



Azurite Blue



Sand



Happy Red



Electric Green


Black Dartex
TR26

Black plush
TR35


Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



Vermeiren Forest Kids



Vermeiren Forest Kids -takavetoinen lasten sähköpyörätuoli

Vermeiren **Forest Kids** on takavetoinen lasten sähköpyörätuoli, sisä- ja ulkokäyttöön. Forest Kids on ihanteellinen sähköriihestä esteiden ylittämiseen. Neljä pyörää on aina kosketuksissa maahan, jopa 12 cm:n esteitä ylittäessä ja karkeilla pinnoilla ajettaessa.

Tuoliin on helppo siirtyä sivulle kääntyvän joystickin ansiosta. Istumismukavuutta parantavat kulmasäädettävät istuin ja selkäosa, pituus-, syvyys ja leveyssäädettävät jalkatuet ja pitkät, pehmustetut, korkeussäädettävät käsivetimet, joissa

on helppo lukitus. Selkäosan istuinkallistus -5°/55° ja istuimen kallistus -15°. Istuinleveydet 32-37 cm. Max. käyttäjäpaino 50 kg. 4 iloisia runkoväriaihtoehtoa.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita mm. pöytälevy, erilaisia turvavöitä, jalkalautoja, sivutukia ja -pehmusteita. Lue lisää www.vermeiren.com

CAMP
MOBILITY

Ominaisuuksia

Stability Control
pitää kaikki 4 pyörää
maassa jopa 12 cm:n
estettä ylittäessä

Korkeus-
säädetävät
työntökahvat

Korkeus-
säädetävät
käsituet

Shark 2 ohjain

Pituus-, leveys- ja
syvyysäädetävät
jalkatuet

Shark 2 joystick
sivullekäännettävä ja
pituussäädetävä

Kaatumisesteet



60° kallistus
kallistettava selkäosa
-5°/55° ja istuin -15



Säädetävät jalkatuet
Pituus-, leveys- ja syvyysäättö




Hauskat etuvalot
LED-valot edessä ja takana



Säädetävät käsituet
Korkeudensäätö 20-25 cm

Tekniset tiedot



Koot mm, paino kg. Vaihtelu mittatiedoissa (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) mahdollisia.

Runkovärit

NVVERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com



C53
orange



C55
inox



C57
Red



C71
Blue





Karma Kameleon -etuvetoinen lasten sähköpyörätuoli

Karma **Kameleon** on etuvetoinen lasten sähköpyörätuoli, joka on suunniteltu tukemaan lapsia turvallisesti kasvun eri vaiheissa. Kameleon on suunniteltu 3–12-vuotiaille lapsille ja se on yksi markkinoiden edukkaimmista lasten sähköpyörätuoleista.

Kameleonissa on moottoroidut istuinhiisi, biomekaaninen selkäosan kallistus ja istuinkallistus 0–45°.

Täysin kustomoitava abduktio-istuin on mahdollista säätää kiiloilla täysin lapsen istuma-asennon mukaan. Sen istuinleveyttä voi säätää n. 25–30 cm ja syvyyttä n. 28–35 cm välillä ja siinä on mahdollisuus lapsen istua luonnollisessa abduktiossa.

2 istuinjärjestelmän kokoa.
Mittatiedot ja ominaisuudet vaihtelee varustelusta riippuen.
Lisätietoja
www.karmamedical.com

Biomekaaninen kallistus

Kameleonin istuimen selkäosa säätty biomekaanisesti oikein vartalon mukaisesti, kun käyttäjän asentoa kallistetaan, joka vähentää hankausvoimaa ja estää käyttäjän liukumisen. Mikä tärkeintä, istuin pitää kaikki sivutuuet oikeassa kohdassa ja oikeassa linjassa kehoon nähden joka asennossa.



Moottoroitu istuin

Jokaisella lapsella pitäisi olla hissitoiminto, joka on rakennettu valmiiksi sähköpyörätuoliin. Sen avulla lapset voivat olla katsetasolla vuorovaikutuksessa ikäistensä kanssa, mikä on ratkaisevan tärkeää itseluottamuksen kehittämiseksi. Ylemmäs nostaminen auttaa myös lapsia voittamaan hankalan ympäristön, kuten kirjahyllyt ja tukee heitä oppimaan ja pelaamaan kuten ikäisensä.

Moottoroitu istuinkallistus 0°–45°

Jos lapsesi tarvitsee apua asennon muuttamiseksi, Kameleon on ensisijainen valinta. Siinä on 0–45° kallistus, joka jakaa ja vapauttaa painetta. Tämä ominaisuus auttaa myös tasapainon säilyttämisessä ja hyvässä asennossa pysymistä ajon aikana, jolloin matkanteko on turvallisempaa ja mukavampaa.

Istuinkiiloilla kustomoitava abduktio-istuim

Jokaisella lapsella on eri tapoja istua. Siksi Kameleon-istuin on suunniteltu siten, että siihen pystyy sovittamaan minkä tahansa tarvittavan istuinkiilan. Lisäämällä erilaisia kiiloja Kameleonin tyynyn alle, terapeutti voi kokeilemalla löytää lapselle sopivan istuma-asennon. Levittämällä jalkoja luonnollisesti voimme laajentaa lantiopohjan tukea, mikä parantaa istumavakautta. Kameleonin abduktio-istuin on suunniteltu auttamaan lapsia tukemaan jalkoja ja pysymään tässä luonnollisessa istuin-asennossa.

Tekniset tiedot

Nopeus	Ajomatka	Max. kallistus	Esteenylityskyky / Maavara	Kääntösäde	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus
6 ~ 12 km/h	25.6 km (50Ah) 46.2 km (80Ah)	6°	5 cm / 6 cm	62 cm	25/30/35 cm	25,5/39,5/31 cm	50/80/50 cm	38,5/56,5/46,5 cm
Sääripituus	Leveys	Korkeus	Pituus	Renkaat	Paino	Max.käyttäjäpaino	Akku	Moottori
20/42 cm	62 cm	760 ~ 820 cm	109 ~ 126 cm (sis.jalkatuet) 101 cm taitettuna)	(F)3.00 - 8 (R)280/250mm	167 kg (50Ah) 196 kg (80Ah)	57 kg	50 / 80 Ah x 2 kpl	450 W

Runkovärit

Kallistukset: selkä -3°-48° / istuin 89°-172°/140°
sähkötilt max. 140° / manual tilt max 172° kulma



karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Karma Medical Products Co., LTD.
NO.2363, Sec. 2, University Rd.,
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan
Service Number: +886-5-2066688
globalsales@karma.com.tw
karmamedical.com



Yes, you can.®

Invacare Colibri



Invacare Colibri 3- tai 4-pyör. max. 8 km/h

Invacare® Colibri on tyylikäs, värikäs, kevyt ja yksinkertainen microkokoluokan sähkömopo lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää.

Ainutlaatuisen patentoidun Invacare LiteLock™ -lukitusjärjestelmän ansiosta mopon voi helposti purkaa osiin ilman työkaluja. Osina mopo mahtuu lähes minkä tahansa auton tavaratilaan. Pienen kokonsa ansiosta Colibrilla on helppo liikkua kapeissa ja ahtaissa tiloissa.

Saatavana 3-pyöräinen ja 4-pyöräinen malli ja 5 eri trendikästä väriä.

Max. nopeus **8 km/h.**

Max.kuormitus **136 kg.**

CAMP
MOBILITY

Ominaisuuksia



Viisi iloista väriä!
Varastoväri sininen

Helppo purkaa, kasata ja ottaa matkalle mukaan
Enää ei tarvitse miettiä pitkään miten mopo puretaan. Colibrin purkaa kuljetuskuntoon alle minuutissa.



Lisävarusteena suuremmat renkaat ja akut
Jos haluat ajaa pitempiä matkoja ja epätasaisessa maastossa kuten mukula-kivikaduilla, kannattaa valita suuremmat pyörät ja voimakkaammat akut. Colibrin voi ladata suoraan pistokkeesta tai ladata vain akut.

Pehmeä, pehmustettu kääntyvä istuin ylöskääntyvillä käsinojilla
parantaa ajomukavuutta. Lisämukavuutta tarjoaa myös "easy fit" -istuinjousitusjärjestelmä.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosankork	Kokonaisleveys	Max esteen ylityskyky	Max kallistus	Moottoriteho
Invacare Colibri	465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm	45 mm	6° / 10,5%	200 W
	Ajomatka	Nopeus	Kokonaispituus	Paino	Max.käytt.paino	Akkukapasiteetti	Kääntösäde	
Invacare Colibri								LiteLock™ system
3-pyöräinen	16 km	8 km/h	1010 mm	42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	1940 mm	
4-pyöräinen	16 km	8 km/h	1010 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm	

Värit ja materiaalit



Musta verhoilu

Sininen

Punainen

Vihreä

Valkoinen

Oranssi



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



medemagroup

Mini Crosser Kids



Mini Crosser X Kids 3- tai 4-pyör. max. 15 km/h

Medema **Mini Crosser X** uudistetuissa mopomalleissa on uudistettu jousitus, uudet väri vaihtoehtot ja uusia käyttöominaisuuksia. Alan laadukkaita, aitoja, originaaleja, Mini Crosser soveltuu erinomaisesti Suomen sääolosuhteisiin.

Mini Crosser X-mallit ovat hiotun käyttömukavuuden lisäksi luotettavia ja kestäviä. Törmäystestattu ja TÜV:n hyväksymä, ABE-tyyppihyväksytty Saksassa. 10 vuoden varaosatakuu.

Tanskalaista käsityötä olevissa **Mini Crosser X1**:ssä on taloudellinen ja vahva moottori, jonka ansiosta ajomatka yhdellä latauksella on jopa yli **70 km**.

Monisäätöinen, kääntyvä **Ergo2**-istuin vakiona, johon valittavissa poikkeuksellisen monta istuinleveyttä 35-50 cm.

Mini Crosser X -mopoihin on saatavana paljon lisävarusteita, joilla varmistetaan käyttäjien erityistarpeet.

Max. nopeus **15 km/h**.
Max. kuormitus
Kids **175 kg**.

CAMP
MOBILITY

Mini Crosser X lapsille

Mini Crosser X Kids -malli lapsille ja nuorille, alkaen jopa 3-vuotiaille.

Saatavana 3- ja 4-pyöräiset mallit. 3-pyöräisellä Mini Crosser X Kids:ssä on pieni kääntösäde ja hyvä ohjattavuus. 4-pyöräinen takaa vakaan ajon.

Erittäin tehokas ja luotettava sähkömopo on erittäin vakaa oman painonsa ansiosta. Erityisesti suunniteltu Skandinavian ilmasto- ja maasto-olosuhteisiin. Saatavana valikoima erityisiä värejä tilauksesta.

Kids istuimen leveys 35 cm.

Mini Crosser Kids:ssä on lapsilukko, jolla max. nopeus on mahdollista puolittaa. Mini Crosser Kids voidaan varustaa automaattisella nopeuden vähentämistoiminnoilla käänöksissä.



Kids istuin 35 cm



Kasvaa lapsesi mukana

Mini Crosser X Kids räätälöidään lapselle sopivaksi ja se "kasvaa" lapsen mukana. Säädetävät lastenistuin, ohjauspylväs, jalkalevy ja pienet kaasukahvat.



Junior kaasukahva

Lapsille voi olla vaikeaa painaa normaalia kaasua. Siksi Kids-malliin voidaan asentaa Junior-kaasukahva.



Ajovalot, vilkut ja heijastimet vakiona

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Ajoyksikön leveys	Kokonaispituus	Paino	Max. käyttäjäpaino
3-pyöräinen	350 / 400 / 450 / 500 mm	320-510 mm	680 mm	1340 mm	115 kg	175 kg
4-pyöräinen	350 / 400 / 450 / 500 mm	320-510 mm	680 mm	1400 mm	124 kg	175 kg
						250 kg

	Akkukapasiteetti	Kääntösäde/halkaisija	Maavara	Max. ajomatka	Max. nopeus	
3-pyöräinen	2 x 12 V/51/85/94 Ah (C5) GEL / AGM	1340 mm / 2680 mm	110 mm	70 km**	10 / 13 / 15 km/h	
4-pyöräinen	2 x 12 V/51/85/94 Ah (C5) GEL / AGM	1725 mm / 3450 mm	110 mm	70 km****	10 / 13 / 15 km/h	

* kysy myös muita istuinleveyksiä
** 94 Ah akuilla



Musta verhoilu Metallic Copper Orange Metallic Black



huka

HUKA AT-A ja AT-B



Huka AT-A ja AT-B lasten kolmipyörät

Lasten turvalliset ja tavallista pyörää vakaammat kolmipyörät mm. pihaleikkeihin ja koulumatkoihin.

AT-pyörän pystyy säätämään lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Pyörästä voi tuunata persoonallisen menopelin lisävarusteiden ja mieluisan RAL-värin avulla.

Hauskaa ja turvallista pyöräilyä!

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet



AT-A 16''/12''



AT-B 20''/16''

Huka AT-A ja AT-B kolmipyörät

Iloa ja ajomukavuutta lapsille

Parhaat mahdolliset materiaalit ja optimaalinen ajomukavuus yksilöllisiin tarpeisiin. Valikoimassa on kaksi nimenomaan lapsille suunniteltua mallia: AT-A (n. 5 ikävuoteen asti) sekä AT-B (n. 5-9-vuotiaille lapsille).

AT-pyörän vakiotoimitukseen sisältyy mm. moderni, umpinainen ketjusuoja, kevyesti toimivat Rollerbrake-käsijarrut sekä matala ja leveä astinlevy. AT-B-pyörässä on myös valot ja turvalukko (AXA solid).

Pyörän kyytiin nouseminen ja siitä poistuminen on turvallista kolmipyöräisen rakenteen ja matalalla sijaitsevan painopisteen ansiosta. Sulavasti rullaava pyörä on vakaa katuajossa.

Avustava sähkömoottori AT-B-malliin ja muut lisävarusteet

Isommille lapsille tarkoitettuun AT-B-malliin saa myös polkemista avustavan sähkömoottorin, joka keventää polkemista ja vähentää pyöräilyn rasitusta. Tässä hiljaisessa apumoottorissa on kolme nopeusvaihtoehtoa (eli kuinka paljon ajoa avustetaan) sekä selkeä näyttö.


Pyöriin on saatavana myös lisävarusteita, kuten työntötanko sekä lantio-, ranka- ja jalkatukia. Tarvittaessa myös satulan, ohjaustangon ja polkimet voi vaihtaa paremmin käyttäjälle sopiviksi.

Vakiotoimitus

- runko ja pyörien pinnat ruostumatonta terästä
- pintakäsittelyinä epoksijauhemaalaus
- alumiinivanteet
- galvanoitu napa
- Schwalbe-renkaat
- soittokello
- iskunkestävät, joustavat, muovipinnoitetut lokasuojat
- umpinaiset ketjusuojat (muovia)
- kumikahvat
- Selle Royal korkeussäädettävä lastensatula
- vapaavaihte taka-akselissa
- vakiotakuu 5 vuotta rungolle ja etuhaarukalle (10 vuoden takuu pyöränsä rekisteröineille)

Tekniset tiedot

Ominaisuus (vakiotoimitus)	AT-A	AT-B
Väri	sininen RAL5024	sininen RAL5015 tai pinkki RAL3014
Valot	ei sisälly vakiotoimitukseen, lisävaruste	LED-paristovalot edessä ja takana
Ohjaustanko ja -varsi (säädettävä)	varsi 220 mm, leveys 490 mm	varsi 300 mm, leveys 570 mm
Satulatolppa (korkeussäädettävä)	alumiini, 300 mm	alumiini, 350 mm
Jarrut	rulla- ja vannejarrut, seisontajarru	rullajarrut (etu/taka), seisontajarru
Kokonaispituus (L)	1140 mm	1360 mm
Kokonaisleveys	540 mm	625 mm
Paino	17 kg	24 kg
Poljinkampi	90 mm	110 mm
Haaramitta (X)	380 - 490 mm	470 - 650 mm
Satulan korkeus maasta (Z)	min. 450 mm	min. 530
Pyörälle nousemisen tila (Y)	300 mm	340 mm
Nousukorkeus (H)	145 mm	260 mm
Maksimikuorma	40 kg	60 kg
Eturengas ETRTO / tuumat	47-305 / 16 x 1,75	47-406 / 20 x 1,75
Takarenkaat ETRTO / tuumat	50-203 / 12 x 1,95	47-305 / 16 x 1,75



Huka Nederland
7575 ED Oldenzaal
Netherlands
Tel.: +31 541 572 472
www.huka.nl

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluiineen.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland



FREEDOM WHITE

2217



Vermeiren Freedom 20"

Vermeiren **Freedom** on tukeva kolmipyörä, joka on ihanteellinen terapiapyörä erityisesti nuorille ja pienille aikuisille. Täydellinen kolmipyörä kävelyille, pyöräretkelle tai maaseudulle. Satulan korkeutta ja ohjaustangon korkeutta ja kulmaa voidaan säätää (saatavana erilaisia ohjaustankoja). Madallettu runko helpottaa pyörälle nousua ja laskeutumista. V-jarrut ja käsijarrut edessä. Saatavana valinnaisena levyjarru takapyörää varten. Suuri metallinen kuljetustaso takana.

Paljon eri varustevaihtoehtoja ja optioita mm. 3- tai 7-vaihdetta, poljinpedaalit remmeillä, lantio- ja selkätuki, kotitreenauslaite jne. Katso lisävaruste-esite. Värit musta ja valkoinen. Pyöräkoko 20" Max. 110 kg. Saatavana myös sähköavusteinen Freedom 2217E. Max. 17 km/h.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet



Vaihtoehtoina
3- tai 7 vaihteinen
tai vaihteeton

Värit: musta ja valkoinen
Saatavana myös Freedom E
sähkömoottoriavusteinen nopeus max 17 km/h

Satulakorkeus
72-88 cm

Säären sisämitta
68-88 cm

Nousukorkeus
vain 174 mm



Vartalogot



Manuaalivaihteet



Levyjarrut takapyöriin lisävarusteena



Lukittava takaboksi lisävarusteena



Juomapulloteline lisävarusteena



Akkukotelo (Freedom E)



Tyylikkääst efektit



Eri poljinpedaaleja saatavana

Vartalogot

Tekniset tiedot



kokonais-
pituus

1599



kokonais-
leveys

670



satulan
korkeus

720-860



korkeus
satula-pedaali

590-780



nousu-
korkeus

174



ohjaustangon
korkeus

986-1174



Rengas
koko

20" x 1,75



kokonais-
paino

25,5



Max. käyttäjä-
paino

110

Mitat mm: toleranssi (15 mm, 1,5 kg ja 1,5°) mittatiedoissa ovat mahdollisia.



NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland



Ormesa BUG

- monikäyttöiset terapiarattaat ovat uudistuneet!

Valittavissa 2 eri istuinkokoa S ja M ja 2 eri väriä; tumman- tai vaaleanharmaa, jossa pinkki, turkoosi tai mintunvihreä tehosteväri. Halutessa tehostevärejä voi valita myös ristiin Kallistettava (35° / 40°) istuin kasvaa lapsen mukana. Istuma-asentoa tukevat säädettävät vartalotuet ovat vakiona. Päällinen on konepestävää, paloturvallista ja

kierrätettävää materiaalia, jolla Öko-Tex 1. luokan laatusertifikaatti. Istuimen lisäksi valittavissa erilaisia alustoja: Ulkokäyttöön: kokoonlaitettava 4-pyöräinen ratasalusta, jossa istuinyksikön suuntaa voi vaihtaa, tai sisäkäyttöön: syöttöalusta, korkeussäädettävä alusta pienillä pyörillä tai matala sätterialusta.

Ominaisuuksia



Ylösnouseva jalkatuki ja
ylöstaitettava jalkakouru



Säädettävä työntökahva
säädettävissä punaisilla painikkeilla.



Selkäosa
muotoiltu kaarevakis, tukeva,
kallistettava ja korkeussäädettävä



Lukitus / avausjärjestelmä sis. turvapainike, jotta istuin ei irtoa vahingossa rungosta



Törmäystestattu ISO7176-19
soveltuu kuljetukseen ajoneuvossa.



ÖKO-tex. 1. luokan paloturvallinen
päällinen + Niska-/päätuiki vakiona
pitää lapsen pään paikoillaan myös
kallistetussa asennossa

Vaihtoehdot



869 4-pyöräinen ulkoalusta

Puhkeamattomat renkaat, suuntalukitus, rumpujarrut.
Renkaat: Etu 17 cm / Taka 25 cm (S) tai 30 cm (M).



856 syöttöalusta

10 cm renkaat ja yksittäislukittavat
jarrut. Kaasu-jousellinen korkeuden-
säätö 34- 61 cm.



851 korkeussäädettävä alusta

7.5 cm renkaat ja jarrut. Kaasu-jousi-
korkeudensäätö 23 -39 cm.



850 sitterialusta

Mahdollistaa osallistumisen
lattiatason aktiviteetteihin



CERTIFICATE
MED annex A.1/3.19-20-21




CE mark
EN 12536:2010
EN 12536:2010
EN 12536:2010




869



Kokoontaitettuna ja istuin asennettuna




	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (astetta)	J (astetta)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	Max. kuorm.	alustan paino	istuin paino	kok. paino
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg




856

näkömää ylhäältä



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (astetta)	J (astetta)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Max. kuorm.	alustan paino	istuin paino	kok. paino
Small	20-30	52-62	37	47-75	20-30	14-30	0°-35°	35°	95-132	56	34-61	80	40	25	90-120	35 kg	14,5 kg	8,5 kg	23 kg
Medium	25-36	60-75	46	47-75	30-40	20-38	0°-25°	40°	106-148	62	34-61	83	45	32	115-140	45 kg	16,2 kg	12,7 kg	28,9 kg



851

näkömää ylhäältä



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

ORMESA SRL
Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.it
www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (astetta)	J (astetta)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Max. kuorm.	alustan paino	istuin paino	kok. paino
Small	20-30	52-62	37	34-50	20-30	14-30	0°-35°	35°	84-110	50	23-39	72	41	23	90-120	35 kg	8,8 kg	8,5 kg	17,3 kg
Medium	25-36	60-75	46	34-50	30-40	20-38	0°-25°	40°	95-126	55	23-39	76	46	28	115-140	45 kg	10 kg	12,7 kg	22,7 kg

Lisävarusteet



863 Päätuki

mm. etu-taka, sivu-, kallistus- ja korkeussäätö



835 Muotoiltu päätuki



868 Vartalotukivyy



853 4-pistevyöliivi



894 45° lantiovyy



839 Turvakaari

kulmasäädettävä



905 Käsijarru avustajalle

alustaan 869



819 Kuomu



852 Päätuki



934 Jousitetun päätu- en kiinnitys

(vain 863 kanssa)



834 Abduktiokiila

pehmustettu, syvyyssäädettävä



903 5-pistevyöliivi



920 4-pistevyö



824 Tarjotin/pöytälevy

läpinäkyvä, syvennys ja reunat, kulmasäädettävä



935 Happipullon pidike

alustaan 869 max korkeus 600 mm (sis ventiili) x Ø 140 mm. Voidaan kokoonlaittaa irrotta-
matta lisävarustetta



825 Sadesuoja

alustaan 869 (tarvitsee myös kuomun 819)



842 Ergonominen päätuki



838 Sivu-/vartalotuet



834R Abduktiokiila

pehmustettu, syvyyssä- ja säädettävä abduktio



906 5-pistevyö



827 Nilkkaremmet



824R Tarjotin/pöytälevy

sisäalustoille
hygieenisestä materiaalista, ei reunoja, tarttumaton pinta



911 Pidike lääketieteellisille laitteille

alustaan 869



854 Varjo

alustaan 869 samaa materiaali kuin verhoilu



922 Happipulloteline

alustaan 869



892 jalkatuen pehmuste



921 jalkalauta sisarukselle

min 15 kk / Max. 20 kg alustaan 869



858 Verkkokori

alustaan 869




891 taksikoukkusetti

alustaan 869



818 Lämpöpussi

alustaan 869





Ormesa NOVUS kokoontaittavat rattaat

Kokoontaittavat NOVUS-rattaat kasvaa lapsesi mukana. Novuksessa on leveys- ja syvyyssäädettävä istuin, kulma- ja korkeussäädettävä selkäosa, korkeussäädettävät yhtenäinen jalkatuki ja työntökahva. Käyttöä helpottavat myös kääntyvät etupyörät, suuret takapyörät, rumpujarrut avustajalle sekä helppokäyttöiset kokoontaittolukkomekanismit.

Päällinen on Ökö Tex 1. luokan hyväksytty, irrotettava, pestävä, sini-musta kangasverhoilu, jossa paikat lisävarusteiden asennusta varten. 3 istuinkokoa.

Max. käyttäjäpainot 45 / 55 / 65 kg. Paino 15,9 kg - 21,6 kg koosta ja kokoonpanosta riippuen. Törmäystestetty ANSI RESNA WC 19, soveltuu käytettäväksi ajoneuvossa eteenpäin suunnattuna istuimena.

Lisävarusteena saatavana mm. päätuki, vartalotuet, abduktioisiremmit, jalkaterää suuntaavat jalkaremmet, kuomu, sadesuoja ja lämpöpussi sekä erilaisia turvavyövaihtoehtoja.

CAMP
MOBILITY®

Ominaisuudet



Tekniset tiedot

A: Selkäosan leveys
B: Vapaa tila istuimen alla
C: kokonaisleveys
D: kokonaiskorkeus
E: kokonaispituus
F: syvyys istuimen alla
G: selkäosan korkeus
I: säärimitta (istuim-jalkatuki)
L: pituus kokoontaitettuna ilman renkaita
M: korkeus kokoontaitettuna ilman renkaita
N: pituus kokoontaitettuna renkaiden kanssa
O: korkeus kokoontaitettuna renkaiden kanssa
H: Käyttäjän pituus
Kokonaispaino renkaiden kanssa
Kokonaispaino ilman renkaita
Max. käyttäjäpaino

novus 3



43 cm
24 - 34 cm
63 cm
103 cm
93 cm
from 35 to 41 cm
from 71 to 80 cm
from 30 to 40 cm
105 cm
41 cm
84 cm
57 cm
from 130 to 155 cm
20,9 kg
17,3 kg
55 kg

novus 4

46 cm
28 - 38 cm
66 cm
107 cm
96 cm
from 39 to 45 cm
from 75 to 81 cm
from 30 to 44 cm
110 cm
42 cm
90 cm
56 cm
from 145 to 170 cm
22,1 kg
18,5 kg
65 kg



Novus on törmäys-testattu ISO7176-19 mukaisesti ja soveltuu kuljetukseen ajoneuvossa.



ORMESA
Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com



CERTIFICATE
MED annex A.1/3.19-20-21

CLIP[•]4



CLIP[•]1-2-3



Tarjouspyynnön vaatimukset 1 - 11
merkattu punaisella. ks. myös seur.sivut

Ormesa CLIP - kokoontaitettavat sateenvarjorattaat

Kevyet, leveyssuunnassa kokoontaittavat Clip-rattaat on helppoja työntää kaikilla alustoilla. Niissä on 4-pyöräinen ratasalu, puhkeamattomat pyörät ja jarrut avustajalle, helppokäyttöiset lukkomekanismit ja iskunvaimentimet. Hengittävä sini-harmaa kangasverhoilu. 4 kokoa 1-3 ja 4. Paino 10,8-12,5 kg. **Max. 30-76 kg** koosta riippuen.

Lisävarusteena saatavana mm. päätuki, vartalotuet, abduktioisiremmit, jalkaterää suuntaavat jalkaremmit, kuomu, sadesuoja ja lämpöpussi sekä erilaisia turvavyövaihtoehtoja.

CAMP®
MOBILITY

Tekniset tiedot



MITTATIEDOT	CLIP 1	CLIP 2	CLIP 3	CLIP 4
A: Selkäosan leveys	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
B: Istuinleveys	33 cm	33 cm	36 cm	33 - 45 cm*
C: Kokonaisleveys	51 cm	51 cm	51 cm	57 cm
D: Kokonaiskorkeus	99 cm	99 cm	104 cm	113 cm
E: Selkäos.kallistus	0° - 12°	0° - 12°	0° - 12°	0° -10°
F: Istuinsyvyys	25 cm	30 cm	35 cm	38 cm
G: Selkäosan korkeus	55 cm	59 cm	64 cm	71 cm
H: Istuinkallistus	18°	18°	18°	20°
I: Istuinkorkeus	46 cm	48 cm	49 cm	59 cm
L: Säärimita	12 - 20 cm	21 -31 cm	27 - 37 cm	37 - 47 cm
M: Pituus ilman jalkalautaa	73 cm	73 cm	79 cm	82 cm
N: Kokonaispituus	80 cm	88 cm	96 cm	105 cm
O: Pituus kokoonlaitettuna	110 cm	110 cm	115 cm	115 cm
P: Korkeus kokoonlaitettuna	30 cm	30 cm	32 cm	56 cm
Q: Leveys kokoonlaitettuna	34 cm	34 cm	35 cm	34 cm
R: Käyttäjän pituus	110-125 cm	120-140 cm	135 -155 cm	150 -175 cm
Kokonaispaino	10,8 kg	11 kg	11,2 kg	13,5 kg
Max käyttäjäpaino	30 kg	35 kg	40 kg	76 kg

Turvallisuus



Clip 1-2-3 passed the **CRASH TEST** according to the **ISO 7176/19**

PRODUCT CERTIFIED BY
CERAH
FRANCE

PRODUCT REGISTERED **FDA** USA

PRODUCT MARKED **CE**



Valmistaja:

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland

Ominaisuudet

Päätukki (LI)
asennuspaikka päätuelle

5-piste liivivyö (LI)
asennuspaikka liivivöille

Vartalotuet (LI)
asennuspaikka vartalon
sivutuille

Semi-kiinteä istuin
sisäänrakennetuilla
alumiinivahvikkeilla

Lukittava runko
taittuu helposti kasaan

Puhkeamattomat renkaat
20/25 cm puhkeamattomat
takarenkaat
seisontajarruilla

Kääntyvät etupyörät
15/17,5 cm kääntyvät etupyörät
Etupyörien suuntalukitus
lisävarusteena (812)

Verkkokassi
selkäosan takana

Hengittävä
kangasverhoilu

Pohjetuki
kangasta

Jalkatuki
yhtenäinen
korkeussäädettävä
jalkalauta

Kevyt kokoontaittuva alumiinirunko



Istuin on helppo laskea alas sivussa
olevan käsivivun avulla.

Jalalla toimiva painike hel-
pottaa istuimen ylösnostoa.

Selkäosan kulmansäätö

Selkäosa säädettävissä
3 asentoon kätevien
vetoketjujen avulla

Istuimen ja selkäosan kaarevak-
si muotoillut alumiinitangot
lisäävät tukevuutta.

CLIP 1-2-3

CLIP 4



CLIP 1-3

CLIP 4





Säädettävä istuin

Kallistettava, hengittävä, puolijäykkä istuin, syvyy- ja jala-vevissä säädettävissä pehusteilla, sisäpuolella alumiiniset tangot antavat oikean jäykkyyden ja lisäävät istuimen tukevuutta murtumatta sen käytöstä. Tangot eivät estä verhoilun hengittävyttä.



Seisontajarrut



Jalkatuet

Korkeussäädettävät. Erilliset, irrotettavat jalkalevyt saatavana kokoihin 1-2-3, kulmasäädettävä yhtenäinen jalkalauta myös kokoon 4.

Puhkeamattomat renkaat

Clip 1-2-3: edessä 15 cm, kääntyvät takana 20 cm, liukuvat, itsenäiset jarrut, varustettu kuulalaakereilla. Clip 4: edessä 17,5 cm, kääntyvät takana 25 cm, varustettu kuulalaakereilla ja itsenäisillä rumpujarruilla.

Lisävarusteet



835 Päätuki



816 Sivutuet



853 Turvavyöliivi



906 5-pisteturvavyö



903 5-pisteturvavyöliivi



817 Abduktiojalkaremmet



894 45° lantiovvy



827 jalkaremmet



819 Kuomu



818 Lämpöpussi



825 sadesuoja



812 Suuntalukitus etupyöriin



Terapiarattaat



Istuinjärjestelmä
ja runko



Terapiarattaat
kääntyvällä etupyörällä



Polkupyörän perävaunu



JOSI-Wismi terapiarattaat

John GmbH **JOSI-Wismi** lasten terapiarattaat ovat moneen eri käyttöön tarkoitetut lasten terapiarattaat suurilla takarenkaila ja yhdellä etupyörällä. Jousitetut takapyörät kulkevat kevyesti myös epätasaisessa maastossa, lumessa, retkellä ja pidemmälläkin matkalla. JOSI-Wismiä voikin käyttää myös juoksurattaina ja polkupyörävaununa poistamalla etupyörä.

Saatavana kokonaan pehmustetut terapiarattaat istuinjärjestelmällä tai kevyempi alusta/runko+istuinjärjestelmä -versio.

JOSI-Wismin voi muuntaa myös polkupyörän perävaunuksi. Kolme kokoa S, M ja L. 3 iloista väri vaihtoehtoa. Erikoistilauksesta myös muita värejä. Max. käyttäjäpaino 85 kg.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita mm. adaptoreilla muunnettavat istuinkallistus 35°, auton turvaistuvalmius ja polkupyörän perävaunu kiinnikkeet, kääntyvä etupyörä, kuo- mu, erilaisia turvavöitä, pinnasuojia sekä jalka- ja sivutuet.

Ominaisuuksia

- Monikäyttöiset terapiarattaat/ istuinjärjestelmä+runko/ pyörävaunu
- Säädetty istuinjärjestelmä
- 5-piste-turvavyö
- Adapterilla istuinkallistus 35°
- Asennon asemointi keskelle
- Integroitu istuinjärjestelmä
 - Säädetty päätuoli
 - Rintakehätyöt / sivutuet
 - Säädetty haarakäsi
 - Säädetty putkireunus ja istuinleveys
 - Säädetty jalkatuki
 - Irrotettava 5-pisteturvavyö
 - Päällismateriaalit: hengittävä Spacer ja Nylon
- Lisätoimintoja adaptereilla ja lisävarusteilla
 - Asennuslevyllä istuimen kallistus 35°
 - Asennuslevyllä kiinteä istuinkulma 6° tai 18°
 - Vetovarrella muunto pyörävaunuksi
 - Istuinkallistus käsiohjaimesta
 - Muuntuva selkäosan päällinen, jossa tuplavetoketju
 - Erilaisia adaptereita istuinjärjestelmille ja auton turvaistuimille (Carseat Pro)



Tekniset tiedot

Koko	S	M	L
Leveys (B)	79 cm	79 cm	79 cm
Pituus (L)	156 cm	167 cm	178 cm
Korkeus (H)	111 cm	111 cm	121 cm
Sisäleveys (I)	47 cm	47 cm	47 cm
Kuljetusmitat	68x67x62cm	68x67x62cm	68x71x64 cm
Max.kuormitus	85 kg	85 kg	85 kg
Paino	16 kg	17 kg	19,5 kg
Takarenkaat	20"	20"	20"



Väri vaihtoehdot



Mansikka
/harmaa



Lime
/harmaa



Merensininen
/harmaa



Muut tilausväri-
vaihtoehdot



John GmbH
Ziddelrasen 1b
D-99830 Treffurt, Germany
Tel: +49 36923 8388-0
info@johnmbh.com
www.john.com



Kangoo



KANGOO Classic, Vario & Largo

Kangoo monitoimirattaat ja **Largo** pyörätuolirattaat – liikumisen riemua perheiden yhdessäoloon! Kangoo Classic ja Kangoo Vario toimivat yhtälailla polkupyörän peräkärrynä, rattaina kuin autossa turvaistuimena. Largoossa yhdistyvät rattaat ja pyörätuoli. Lisävarusteiden avulla rattaat muokataan yksilöllisiin

tarpeisiin sopivaksi: jalkatuet, pehmusteet, vyöt, aurinko-, sade- ja hyttysuojat sekä lämpöasut. Kevyesti rullaavat rattaat toimivat haasteellisemmassakin maastossa mahdollistaen luonto- ja retkeilyelämykset niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

CAMP
MOBILITY



Kangoo monitoimirattaat

Kangoo on aidosti 3in1-apuväline! Classic- ja Vario-malleja voi käyttää polkupyörän peräkärrynä, rattaina sekä autossa turvaistuimena. Hyvien säätöominaisuuksiensa ansiosta Kangoo kasvaa lapsen mukana. Alumiininen, pulverimaalattu runko kestää kulutusta! Rumpujarrut lukituksella lisäävät käyttöturvallisuuksia.

Kangoo Classic

Classic soveltuu taaperosta teiniin. Saatavana 3 kokoa, joista koot 1 ja 2 ovat myös tyyppihyväksyttyjä turvaistuinkäytössä. Iloiset värit ja kulutusta kestävä verhoilumateriaalit soveltuvat erinomaisesti lasten ja nuorten käyttöön.



Kangoo Vario

Variossa on käyttömukavuutta lisäävä jousitus ja monipuoliset säätömahdollisuudet. Koko 2 on suunniteltu yli 5-vuotiaille ja koko 3 toimii teini-ikään asti. Teleskooppisten jalkatukien kulmaa voi säätää portaattomasti. Polvien kulma on säädettävissä 85° - 123°. Tilauksesta Varioon saa rakenteellisia muutoksia, jotka mm. lisäävät istuimen syvyyttä ja selkänöjan pituutta. Koko 2 on tyyppihyväksytty auton turvaistuimeksi.



Kangoo Largoo

Largoo on suunniteltu nuorille ja aikuisille. Largoo yhdistää pyörätuolin ja rattaiden hyödyt. Säätömahdollisuuksiensa ansiosta rattaille on matala pääsy. Istuimen kallistusta voi säätää ja päättää, onko käyttäjä istuvassa vai makuuasennossa. Vakiotoimitukseen sisältyy mekaaninen säätölaite (kallistamiseen, nostamiseen ja laskemiseen), kääntyvät ja teleskooppiset sääri- ja jalkatuet sekä lukittavat rumpujarrut.

Largoön laadukas jousitus helpottaa rattaiden käsittelyä maastossa ja lisää käyttömukavuutta.





Lisävarusteet



Lisävarusteet

Kangoo Classicin ja Kangoo Varion sekä Largoön lisävarustevalikoima on kattava. Rattaat saa helposti muokattua käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Erilaiset tuet ja tyyntä auttavat mukavan asennon löytämisessä. Ja lämpöasut tekevät liikkumisesta ja retkeilystä miellyttävää myös viileämmillä keleillä.

Seuraavassa esimerkkejä lisävarusteista:

- kääntyvä etupyörä
- aurinkovarjo hytysuojalla, sadesuoja
- polkupyörään kytkentäsetti (Classic, Vario)
- tavaralaatikko
- jalakset
- jalkatukien pidennin tai lyhennin (Classic, Vario)
- erilaisia turva- ja tukivöitä: liikennekäyttöön hyväksytyt 5-pistevyöt, nivushihnat, rinta-olkahihnat, lantiovyöt, jalkatuet tarranauhoin
- tyyntä ja tukia: istuintyyntä haaratapilla, selkätyyny, rintakehän tukityyny, skolioosituet, niskatuki (sivutuella tai ilman), käsitetuet lannetyynyillä
- lämpöasut (koot 116–176): helposti päällepuettavat lämpöhihat, housut ja hupullinen lämpötakki sivuvetoketuilla



Tekniset tiedot

Kangoo Classic

	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Leveys (rattaat)	64 cm	64 cm	68 cm
Leveys (pyörän peräkärri)	74 cm	74 cm	78 cm
Pakkauksen koko (p x l x k)	78 x 53 x 42 cm	88 x 53 x 42 cm	88 x 58 x 42 cm
Tuotteen koko kasattuna (p x l x k)	125 x 64 x 111 cm	125 x 64 x 111 cm	140 x 71 x 120 cm
Työntöaisan leveys	90 - 111 cm	90 - 111 cm	100 - 120 cm
Rengaskoko	20"	20"	20"
Maksimikuoritus	~ 40 kg	~ 40 kg	~ 60 kg
Paino	14,5 kg	14,5 kg	16,5 kg
Istuimen syvyys (pehmustettu)	27 cm	33 cm	43 cm
Istuimen leveys (pehmustettu)	27 cm	35 cm	39 cm
Selkätuen korkeus	58 cm	65 cm	80 cm

Kangoo Vario

Koko 2	Koko 3
64 cm	68 cm
74 cm	78 cm
88 x 53 x 42 cm	88 x 58 x 42 cm
125 x 64 x 111 cm	140 x 71 x 120 cm
90 - 111 cm	100 - 120 cm
20"	20"
~ 40 kg	~ 60 kg
14,5 kg	16,5 kg
33 cm	43 cm
35 cm	39 cm
65 cm	80 cm

Kangoo Largo

Koko L		Koko XL	
74 cm		74 cm	
52 cm		52 cm	
135 x 74 x 110-130 cm		135 x 74 x 110-130 cm	
+/- 15 cm		+/- 15 cm	
20"		20"	
~ 100 kg		~ 100 kg	
28 kg		32 kg	
43 cm		45 cm	
39 cm		49 cm	
80 cm		80 cm	

Runkovärit:



Verhoiluvärit:



Kangoo monitoimirattaissa on käytetty iloista väripalettiä. Verhoilun pintamateriaali on pehmustettua Cordura-kangasta, joka kestää moninkertaisesti enemmän kulutusta kuin tavallinen nylonkangas.

Bo Ge Tec GmbH

BoGeTec GmbH
Reha-Technik
Haldenstrasse 10
88515 Langenenslingen-Ittenhausen

Tel: +49 (0)7376 / 962269
Fax: +49 (0)7376 / 962270

<http://www.bogetec.de>





Ormesa Grillo lasten kävelytelineet

Ormesa **Grillo** -kävelytelineet ovat suunniteltu lasten, nuorten ja aikuisten kävelyn harjoitteluun ja tuentaan. Grillo-tuotteissa on patentoitu korkeudensäätöjärjestelmä, jonka ansiosta se tarjoaa aina optimaalisen tuennan käyttäjälle.

Valittavissa 7 eri mallia: edestä työnnettävät tai takaa työnnettävät posterior-mallit.

Koot: MINI, S, M ja L.

Max. 110 kg koosta riippuen.

Saatavilla laaja valikoima erilaisia vartalo- ja käsivarsitukia sekä valjaita: Vartalogituki antaa vakaan tuennan eri asennoissa. Lantiotuki varmistaa vakaan ja turvallisen asennon. Kyynärvarsituki tarjoaa ergonomisen tuen ylävartalolle. Käsikahvat antavat tukea ylävartalolle. Työntökaari mahdollistaa kävelytelineen helpon liikuteltavuuden. Valjaat tukevat käyttäjää ja tasoittavat painetta kävelyssä.

Front Drive vaihtoehdot



P Configuration

Lantiotuki ja työntökaari

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogueti, mutta vaatii lantion tukea.



PT Configuration

Lantiotuki, vartalogueti ja työntökaari

Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä lantio- että vartaloguteta. 2 itse- näistä tukea mahdollistavat vartaloguetin taivutuksen joka helpottaa kävelyä.



PA Configuration

Lantiotuki ja kyynärvarsituet

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogueti, mutta vaatii lantion tukea. Kyynärvarsituet helpottaa vartaloguetin hallintaa.



PTM Configuration

Lantiotuki, työntökaari ja pöytä

Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä lantion edestä että vartaloguteta. Yläraajatuki helpottaa vartaloguetin hallintaa.



Posterior vaihtoehdot



P Configuration

Lantiotuki ja käsikahvat

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogueti, mutta vaatii lantion tukea.



PT Configuration

Lantiotuki, vartalogueti ja käsikahvat

Käyttäjille, jotka tarvitsevat sekä lantio- että vartaloguteta. 2 itse- näistä tukea mahdollistavat vartaloguetin taivutuksen joka helpottaa kävelyä.



PA Configuration

Lantiotuki ja kyynärvarsituet

Käyttäjille, joilla on kohtalainen vartalogueti, mutta vaatii lantion tukea. Kyynärvarsituet helpottaa vartaloguetin hallintaa.



Katso lisävarusteet uudesta Grillo esitteestä!

Ominaisuuksia



Mitta-asteikot runkoputkissa



Kulmansäätö



leveyden ja ympärysmitan säätö



Ergonomiset valjaat



Korkeudensäätö (koko L korkeussäätö rungossa)



Syvyysäätö etu-takasuunnassa



Helppo taittaa kasaa ja kuljettaa



Wheel dimensions:	mini	S	M	L
front	15 cm	15 cm	17,5 cm	17,5 cm
rear	20 cm	20 cm	25 cm	25 cm

Takapyörät:

- Anti-rollback: estää taaksepäin valumisen
- Jarrusäätö vähentää kävelynopeutta. 5 asentoa.
- Seisontajarru: punainen painike.

Kääntyvät etupyörät:

- Ohjattavat pyörät: estävät etupyörien pyörimistä, takaa suoran kulkusuunnan ja mahdollistaa liikkumisen yksinomaan käyttövoimalla
- Vaihtamalla pyörien paikkaa voi front drive kokoonpanon muuttaa posterioriseksi ja päinvastoin

Tekniset tiedot

- A:** korkeus rintakehätki
B: korkeus lantiotuki
C: pituus
D: kokonaisleveys
E: tukien sisäleveys
F: tukien halkaisija
G: käyttäjän pituus
Paino
Max.kuormitus

mini PTM

60 - 76 cm
 42 - 61 cm
 74,5 cm
 62 cm
 19 - 25 cm
 53 - 79 cm
 75 - 95 cm
 15,4 kg
 35 kg

mini

51 - 75 cm
 42 - 61 cm
 74,5 cm
 62 cm
 19 - 25 cm
 53 - 79 cm
 75 - 95 cm
 15 kg
 35 kg

small

66 - 100 cm
 49 - 84 cm
 75 cm
 69 cm
 19 - 25 cm
 60 - 86 cm
 90 - 135 cm
 18,5 kg / 19 kg
 45 kg




medium

73 - 124 cm
 54 - 100 cm
 91 cm
 76 cm
 22 - 36 cm
 74 - 120 cm
 110 - 165 cm
 21,7 kg / 22,5 kg
 90 kg

large


84 - 147 cm
 63 - 120 cm
 111 cm
 80 cm
 24 - 40 cm
 81 - 140 cm
 150 - 190 cm
 28,5 kg / 29,5 kg
 110 kg

Front drive



CE

Posterior



ORMESA SRL
 Via A. Da Sangallo,1
 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
 TEL. +39 0742 22927
 FAX +39 0742 22637
 info@ormesa.com
 www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
 © 2021 Camp Mobility



Ormesa Dondolino seisomataline on uudistunut!

Ormesa **Dondolino** -seisomataline on suunniteltu käytettäväksi lapsen normaalissa elämänrytmissä aina kodista kouluun saakka. Se parantaa lapsen kykyä sopeutua eri ympäristöihin ja tehostaa vuorovaikutusta ympäröivään maailmaan. Seisomatalineessa on toimintavarmat jarrut.

Dondolino-seisomatalineen säätömahdollisuudet:

- Pöydän korkeus, syvyys ja kallistus
- Rungon kallistus
- Polvitukien syvyys-, leveys-, korkeus- ja rotaatiosäätö

- Kantapään syvyys ja leveys
- Lantiotuen ympärys ja korkeus säädettävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse
- Rintatuen (vain koot 2 ja 3) ympärys ja korkeus säädettävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse

Ominaisuuksia

Rintatuen ympäryys ja korkeus säädettävissä

Lantiotuen korkeussäätö, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Runko on maalattu epoksimaalilla ja myrkyttömällä aineilla. Kromatut ja säädettävät osat, joiden säätöön ei tarvitse työkaluja.

Pyörien halkaisija on 75mm. Takapyörissä on toimintavarmat jarrut. Pyörien ansiosta lasta on helppo siirtää eri tilojen välillä.

Kallistus 0° - 11°/14°/19° koosta riippuen

Kokoontaitettava runko

Helppo säätää ilman työkaluja uusista vihreistä säätönupeista

Merkityt putket auttavat helposti löytämään terapeutin määrittelemät säädöt



Irroitettava koivupuinen pöytälevy (säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus)



Polvityynyt (säädettävä korkeus, syvyys, leveys ja polvikulma).



Kantapäätukien leveys ja syvyys on säädettävissä.

Tekniset tiedot

- A: jalustan pituus
- B: kokonaispituus
- C: korkeus jalkatuki-pöytälevy
- D: leveys
- E: korkeus jalkatuki-polvituki
- F: korkeus jalkatuki-lannetuki
- G: korkeus jalkatuki-rintakehätkä
- L: Tukien ympärysmitta
- M: Käyttäjän pituus
- P: kallistus
- Paino
- Max.kuormitus

koko 1

63 cm
75 - 85 cm
45 - 79 cm
63 cm
12 - 26 cm
39 - 59 cm
51 - 76 cm
60 cm
75 - 100 cm
0° - 19°
21 kg
35 kg

koko 2



77 cm
81 - 91 cm
52 - 90 cm
67 cm
12 - 36 cm
47 - 74 cm
56 - 90 cm
65 cm
90 - 125 cm
0° - 14°
24 kg
45 kg

koko 3


83 cm
85 - 95 cm
62- 107 cm
71 cm
14 - 48 cm
58 - 93 cm
70 - 110 cm
70 cm
120 - 150 cm
0° - 11°
26 kg
55 kg



S



Varmista, että kuvassa näkyvät mitat F ja G eivät ylitä tuille tarkoitettua aluetta.



Ormesa Mini Standy Mini Standy DJ



Ormesa MiniStandy ja MiniStandy DJ seisomatelineet lapsille

Ormesa **MiniStandy** -seisomatelineet tarjoavat yksilölliset säätömahdollisuudet. Niissä on tarrasäädettävät lantio- ja rintatuki, polvituet, kantapidikkeet sekä säädettävä iso pöytälevy. 3 kokoa.

MiniStandy DJ seisomatelineen äänilähteen ansiosta (patentoitu audiojärjestelmä) värähtely tuntuu seisomatelineen rungossa ja muissa tuoteosissa. Tämä antaa lapselle stimuloivan aistikokemuksen ja parantaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa. 3 kokoa.


Ominaisuuksia

Runko on maalattu epoksimaalilla ja myrkyttömillä aineilla. Kromatut ja säädettävät osat, joiden säätöön ei tarvitse työkaluja.

Polvityyny (säädettävä korkeus, syvyys, leveys ja polvikulma).

Seisomatelineenkontrollipaneelilla ja QR-koodilla voidaan hyödyntää sovelluksia.

Seisoma-alustan pohjassa on kiinteä patentoitu moduulijärjestelmä, joka pystyy tuottamaan ääni- ja videosignaaleista värähtelyä.



Jalkojen lähennys ja loitonnuksen säätö

Säädettävät polvituet

Irroitettava pöytälevy (säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus)



Pyörien halkaisija on 75mm. Takapyörissä on toimintavarmat jarrut. Pyörien ansiosta lasta on helppo siirtää eri tilojen välillä.

Irroitettava työpöytä, jonka korkeus ja syvyys on säädettävissä

Rintatuen ympärys ja korkeus säädettävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Säädettävä tuenta tarranauhoilla

Lantiotuen korkeussäätö, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Kantapäätukien leveys ja syvyys on säädettävissä.



edestä ja takaa säädettävä rintatuki ja lantiotuki

Tekniset tiedot



A: jalustan pituus

B: kokonaispituus

C: korkeus jalkatuki-pöytälevy

D: leveys

E: korkeus jalkatuki-polvituki

F: korkeus jalkatuki-lanetuki

G: korkeus jalkatuki-rintakehätkä

L: Tukien ympärysmitta

M: Käyttäjän pituus

P: kallistus

Paino

Max.kuormitus

koko 1

60 cm

74 - 86 cm

49 - 77 cm

64 cm

14 - 26 cm

41 - 55 cm

53 - 72 cm

60 cm

75 - 100 cm

19 kg

35 kg

koko 2

70 cm

78 - 90 cm

59 - 87 cm

65 cm

14 - 32 cm

52 - 68 cm

67 - 94 cm

65 cm

95 - 125 cm

21 kg

45 kg

koko 3

80 cm

83 - 95 cm

69 - 100 cm

70 cm

14 - 42 cm

62 - 86 cm



82 - 110 cm

70 cm

120 - 150 cm

23 kg


55 kg



*koko 1: leveys = pöytälevyn leveys
koot 2 ja 3: leveys nukeista



Varmista, että kuvassa näkyvät mitat F ja G eivät ylitä tuille tarkoitettua aluetta.





hear



touch



see



feel



Ormesa APP



APP multisensorial
standing

Ormesa APP multisensorinen seisomateline

Ormesa APP Multisensorial Standing -seisomateline on kuten MiniStandy, mutta sen seisoma-alustassa on elektronikkayksikkö, johon voi kytkeä erilaisia multisensorisia audiolaitteita.

APP muuntaa minkä tahansa äänisignaalin värinäksi jalkapöydän alle sijoitetun patentoidun elektronikan ansiosta, johon voidaan liittää minkä tahansa tyyppinen interaktiivinen oppimislaite, jossa on analoginen äänilähtö. Tällaisia laitteita voi olla vaikka tabletti, tietokone, pelikonsoli, koulutusohjelmisto jne.

Värähtelyiksi muutetut äänet vahvistavat kuntouttavaa toimintaa ja tekevät niistä dynaamisia, vuorovaikutteisia ja kiinnostavia. Staattisesta asennosta tulee dynaaminen kokemus.

APP on poikkeuksellinen työkalu stimulaatioon ja oppimiseen lapsille, joilla on aisti- ja motorisia haasteita.

APP:n avulla voi tehdä kuntoutusharjoituksia, jotka parantavat ryhtiä, ympäristön vuorovaikutusta, käden ja silmän koordinaatiota ja kognitiivisia taitoja. Terapiasta tulee miellyttävä ja hauska hetki, joka voi herättää lapsen huomiota ja motivaatiota. Erilaiset aktiviteetit, joita voidaan tarjota Appin avulla, helpottavat terapeuttisia harjoituksia ja kannustavat lapsen osallistumiseen.

Erilaisia syy-seuraus-sovelluksia esim. sähkörummut, voidaan käyttää kognitiiviseen ja motoriseen harjoitteluun: esim. eri rummut tuottavat eri voimakkuuden ääniä ja tärinää, tai esimerkiksi kilpa-autovideon katsominen,

jossa eri moottorin kierrosluvut tuottavat erilaisia värähtelyjä, tekee kokemuksesta todellisemman ja hauskemman lapselle. Tärinä etenee koko rakenteessa mukaan lukien alusta, polvi- ja vartalotuet ja pöytä, joiden avulla lapsi voi kokea ilahduttavia moniaistisia ärsykeitä.

Seisomatelineessä on tarrasäädettävät lantio- ja rintatuki, polvituet, kantapidikkeet sekä säädettävä iso pöytälevy. Lisävarusteena saatavana mm. tablettiteline, tukien pienennyspalat ja säädettävä päätuki. 3 kokoa. Tarkoitettu lapsille, joiden pituus max. 100 / 125 / 150 cm ja paino max. 35 / 45 / 55 kg.

CAMP®
MOBILITY

Ominaisuuksia

Runko on maalattu epoksimaalilla ja myrkyttömällä aineilla. Kromatut ja säädettävät osat, joiden säätöön ei tarvitse työkaluja.

Polvityyny (säädettävä korkeus, syvyys, leveys ja polvikulma).

Seisomatelineenkontrollipaneelilla ja QR-koodilla voidaan hyödyntää sovelluksia.

Seisoma-alustan pohjassa on kiinteä patentoitu moduulijärjestelmä, joka pystyy tuottamaan ääni- ja video-signaaleista värähtelyä.

Irroitettava pöytälevy
(säädettävä korkeus, syvyys ja kallistus)



Rintatuen ympärys ja korkeus säädettävissä, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Säädettävä tuenta tarranauhoilla

Lantiotuen korkeussäätö, rotaatiosäätö eteen ja taakse.

Kantapäätukien leveys ja syvyys on säädettävissä.

Pyörien halkaisija on 75mm. Takapyörissä on toimintavarmat jarrut. Pyörien ansiosta lasta on helppo siirtää eri tilojen välillä.



APP:n kanssa toimivia sovelluksia Apple ja Android laitteisiin voit ladata osoitteesta: www.ormesa.com/en/app-applications/

Tekniset tiedot

A: Alustan pituus
B: Kokonaispituus
C: Korkeus alusta-pöytälevy
D*: Leveys
E: Korkeus alusta-polvituet
F: Korkeus alusta-lantiotuki
G: Korkeus alusta-rintakehätki
L: Tukien minimi ympärysmitta
M: Käyttäjän pituus
Paino
Max.kuormitus

koko 1




66 cm
76 - 88 cm
49 - 77 cm
64 cm
14 - 24 cm
41 - 55 cm
53 - 72 cm
60 cm
75 - 100 cm
24,6 kg
35 kg

koko 2

70 cm
78 - 90 cm
59 - 87 cm
65 cm
14 - 36 cm
52 - 68 cm
67 - 94 cm
65 cm
90 - 125 cm
26 kg
45 kg

koko 3

73 cm
80 - 92 cm
69 - 100 cm
70 cm
14 - 42 cm
62 - 86 cm
82 - 110 cm
70 cm
120 - 150 cm
28,5 kg
55 kg



Koossa 1 suurin leveys on pöydän leveys
Koot 2 ja 3 leveys mitattu sivunpuolelta



Sorg Boogie Drive seisomataline kelauspyörillä

SORG Boogie Drive seisomatalineessa on kelauspyörät, jotka mahdollistavat lapsen omatoimisen liikku-
misen ja ylettymisen katsekorkeudelle. Kaasujousella
toimiva teleskooppikeskuspilari voidaan säätää portaatto-
masti 0°– 15° kulmaan.

Käsivarren ja olkapään sekä kelauspyörän välinen oikea
asento sekä renkaiden camber-kulma voidaan säätää
0° / 3° / 6° / 9° / 12°, jolloin käsien liikerata saadaan
täsmälleen lapsen fyysisten mahdollisuuksien
mukaiseksi.

Boogie Drivea on 3 kokoa ja ne on tar-
koitettu 80–150 cm pituisille, max 60 kg
lapsille ja nuorille. Rungon leveydet 36 /
40 / 44 cm (+4 cm). Kelauspyörien koot
24" / 26" / 28" / 30" / 32" / 36".

Saatavana myös Boogie Swing
ja Boogie Fix seisomatalineet.

Ominaisuuksia



Voidaan säätää 0°– 15° kulmaan.



Lukittava
takapehmuste

Kaasujousikallis-
tuksen jalkapoljin

Säädettävät polvi-
pehmusteet

Yhtenäinen jalkalauta

Terapiapöytä



Kallistettava
keskipilari

Erilliset jalkatu-
et jalkaremmillä

Rintakehä-
tuki ja
sivutuet

Posterior-
istikkoalusta
kammella

Tekniset tiedot



BOOGIE DRIVE

Käyttäjän pituus
koko 1: 80-110 cm
koko 2: 100-130 cm
koko 3: 120-150 cm

Rungon leveydet
36/40/44 cm
(+4 cm)

Kelauspyörät
24"/26"/28"
30"/32"/36"

Camber
0°, 3°, 6°, 9°, 12°

Kallistus
max. 15°

Max.käyttäjäpaino
60 kg

Värit ja materiaalit

Runkovärit: Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallinhohto- tai matta -versiona.




Erikoisvärit:

Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:



Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



Verhoilu:

TREVIRA:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co
Benzstraße 3-5; 68794
Oberhausen-Rheinhausen
Tel: +49 (0) 7254 9279-0
Fax: +49 (0) 7254 9279-10
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esiteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2018 Camp Mobility Finland





Standy 4



Standy 3

Ormesa Standy seisomatelineet lapsille, nuorille ja aikuisille

Standy-seisomateline soveltuu itsenäisesti tai avustettuna seisomaan nousevalle käyttäjälle. Seisomateline tarjoaa yksilölliset säädöt esimerkiksi rintatuessa, kanta-pidikkeissä, polvituissa ja pöytälevyssä. Seisomatelineeseen on mahdollista saada lisävarusteena niskatuki ja sivutuet lantiolle

2 kokoa: Standy 4 aikuisille
max 120 kg
Standy 3 lapsille ja nuorille
110-160 cm, max 90 kg.

Ominaisuudet

Pöytälevy,
korkeussäädettävä,
sivuilla turvalevyt

Polvituet
Korkeus-, syvyys- ja
leveysäädöllä

Seisontalevy
Liukumisen estävä
alumiinialusta

Kaksi kuljetuspyörää

Korkeussäädettävä rintatuki

Turvalukot selkätuelle

**Korkeus-
säädettävä runko**

Kantapidikeet
Syvyys- ja leveysäädöllä

Standy 3

Standy 4

Lisävarusteet



857 - Sivutuet lantiolle



865 - Pää-/niskatuki



861 - 4 pyörää jarruilla
(paketti)



902 - Säädettävät jalkatuet ja hihnat
(edessä)

Tekniset tiedot

- A: Kokonaispituus
- B: Jalustan pituus
- C: Korkeus jalkatuesta selkätukeen
- D: Korkeus jalkatuesta reisitukeen
- E: Jalustan leveys
- F: Korkeus jalkatuesta polvitukiin
- G: Kokonaisleveys
- L: Rintatuen leveys
- H: Käyttäjän pituus
- Kokonaispaino
- Max. käyttäjäpaino

standy 3

89 cm
76 cm
63 to 93 cm
81 - 121 cm
69 cm
24 - 49 cm
74 cm
30 cm
110 - 160 cm
30 kg
90 kg

standy 4





100 cm
85 cm
72 - 106 cm
84 - 129 cm
79 cm
30 - 57 cm
80 cm
39 cm
135 - 180 cm
38 kg
120 kg

Valmistaja:

ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

PRODUCT REGISTERED FDA USA PRODUCT MARKED CE



Ormesa Standy Electro Wing



Ormesa Standy Electro Wing - seisomaan nostava seisomateline sähkötoiminnoilla





Ormesa **Standy Electro Wing** on verkkovirralla toimiva seisomateline, joka mahdollistaa seisoma-asentoon nousun suoraan pyörätuolista. Seisomatelineessä on säädettävät kantapää-

pidikkeet, -polvituet ja -pöytälevy. Seisomatelineeseen on mahdollista saada lisävarusteena lantio-, hartia- ja päätuet.



Tekniset tiedot

Standy E. Wing koot ja



Saatavana myös **Standy Electro Wing Plus**, jossa alusta on 6 cm leveämpi, jolloin leveämmällä pyörätuolilla mahtuu telineen väliin.

Kokonaispaino 60 kg Max. kuorm. 120 kg



STANDARD LIFTING BAND



907 MAXI LIFTING BAND



908 LIFTING BAND + LANTIOVYÖ



909 MAXI LIFTING BAND + LANTIOVYÖ

Valmistaja:

PRODUCT REGISTERED FDA USA

PRODUCT MARKED CE

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland

Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

Pöytälevy,
korkeus, syvyys ja
kulma säädettävä

Polvituet
Korkeus-, syvyys- ja
leveyssäädöllä

Seisontalevy
koivuvaneria

Kantapidikkeet
Syvyys- ja leveyssäädöllä

Pöytälevy
koivuvaneria
- korkeus-
- syvyys-
- kulmansäätö

Korkeussäädettävä runko

**4 kääntyvää ja lukittavaa
pyörää** mahdollistaa siirrot
sisätiloissa



Helppo siirtää sisätiloissa

Standy Electro Wingiä voi siirtää vaivattomasti sisätiloissa, joka kannustaa käyttäjän osallistumista päivittäisiin toimintoihin. E.Wing on varustettu 4:llä kääntyvällä ja lukittavalla pyörällä.

Pöydän korkeutta voi säätää nopeasti ja helposti kahdella kaasujousella, joka vähentää myös hoitajan työn kuormitusta.

Hätäpainikkeet

Toinen sijaitsee hoitajan ohjauspaneelissa ja toinen käyttäjän painike pöytälevyn alla. Syvyys säädettävissä 4 ruuvilla.



Säädettävät polvituet

Polvituissa leveyden ja korkeuden säätö sekä mahdollisuus liikuttaa polvitukia eteen ja taakse sekä lisätä ja vähentää abduktiota.

Kantapäätuuet

Kantapäätukien leveyden säätö sekä mahdollisuus liikuttaa kantapäätukia eteen ja taakse. Jalkaremmet eteen lisävarusteena.





Korkeus- syvyys ja kulma- säädettävä pöytälevy

Koivuvanerinen pöytälevy on varustettu pehmustetulla kaarella ja sen korkeus on säädettävissä myös kaasujousella. Syvyys ja kallistuskulma säätyy 2 siipiruuvilla.



Pöytälevyn liikuttaminen eteen ja taakse



Käsiohjain

Moottorin ja käsiohjaimen avulla käyttäjät voivat hallita nostovyötä itsenäisesti, ja voivat nousta pystyasentoon ja palata takaisin istumaan ilman apua.

Ohjauspaneelin on mahdollista ohjelmoida muistamaan nousun ja laskeutumisen reitti: tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen ettei tarvitse jatkuvasti pitää laskeutumis- ja nousupainikkeita painettuna alhaalla ja helpottaa pystysuuntaista nousemista



Pöytälevyn kallistus 23°

Lisävarusteet



867 - Lantiotuki



866 -Lantio- hartia- ja päätuki



902 - Jalan pidikeremmit



Ergonominen

Nostovyö Standard ja Maxi liukua estävällä vuorikankaalla

Saatavana myös mallit lantiovyöllä
908 -nostovyö lantiovyöllä Std

909 -nostovyö lantiovyöllä





Scooot

Firefly SCOOOT 4 in 1

Firefly **Scooot** on pienille lapsille (max. 22 kg) suunniteltu ajopeli, jossa on neljä toimintoa: konttaus/ryömintä, skoottaus, kelaus ja työntö. Scoootin käyttö kehittää erityislapsen fyysisiä ja kognitiivisiä kykyjä.

Vakiomalliin sisältyy aina myös työntöaisa. Lisävarusteena saatavana korkeussäädettävä selkätuki ja selkätuen pehmuste. Helppo kasata. Ei erillisiä jarruja eli käytettävä tasaisella alustalla. Käyttö vain aikuisen valvonnassa.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet:



työntökahva vakiona



Advanced Backrest
Selkäosan pehmuste
lisävarusteena




Korkeussäädettävä
selkäosa lisävarusteena



Mustat 9" umpikumirenkaat

Scootia voidaan käyttää sisällä ja ulkona tasaisilla alustoilla aikuisten valvonnassa. Eri kokoonpanot eri kognitiivisille kehitystasaille ja erilaisille aktiviteeteille. Lapsi hyötyy Scootista, jos hän pystyy kannattelemaan omaa päätänsä.



Useita eri konfiguraatioita



Ulkokäyttöön



Lateksiton



Design with Cerebra



Konepestävä



Level I-V

Tekniset tiedot



oranssi PU /
mustat umpikumirenkaat
Punaiset, konepestävät
pehmusteet

Scoot 4 in 1	Koko
Lapsen ikä	2-6 vuotta
Max. käyttäjäpaino	22 kg
Istuinalustan leveys	230 mm
Istuinalustan pituus	400 mm
Kokonaispituus (sis. työntötanko)	620 mm
Työntötangon korkeus	800-890 mm
Säädettävä Lantio-jalkalevy pituus (säärimita)	520-630 mm
Renkaiden koko	9" (230 mm)
Selkänojan leveys	260 mm
Selkänojan korkeus	300 mm
Selkänojan pehmusteen korkeus	420 mm
Selkänojan pehmusteen sivuttaisleveys	790 mm (min) 1010 mm (max)



Valmistaja:
Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021



Upsee

Firefly Upsee pystyasennontuki

Firefly Upsee on aikuisen kiinnitettävä tukiliivi ja sandaalit joka mahdollistaa lapselle kokemuksen pystyasennosta. Upsee harjoittaa lasta kannattamaan painoaan omilla jaloillaan. Tukea voi käyttää leikeissä sekä kodin arkiaskareissa. Upsee jättää "taluttajan" sekä "talutettavan" kädet vapaiksi.

Upseen avulla moni lapsi on päässyt tutustumaan elinympäristöönsä ihan uudesta näkökulmasta. Tukiliivin mukana tulee erikoissandaalit, joihin asetetaan sekä aikuisen että lapsen jalat, minkä jälkeen he askeltavat samanaikaisesti. 4 kokoa XS-L. Sisältää lapsen tukiliivin, aikuisen tukivyön (säätö 60-108 cm) ja sandaalit.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet:



Sandaalit (19-24) 22-32 / 36-46



Aikuisen tukivyön (säätö 60-108 cm)

Tekniset tiedot



Kevyt ja mukana kuljetettava



Konepestävä



Terapeuttien suosittelema



Lateksiton



Ulkokäyttöön



Hengittävä kangas

T.nro	Koko	Väri	Olkapää-Lantio mitta	Rinnan ympärys	Lantion ympärys	Käyttäjä-Paino	Kengännumerot Lapsi / aikuinen
805080021 / 805080022	XS 1-2 v	Violetti tai Vihreä	11"-13.5" 28-32cm	19"-22" 50-57cm	19"-22" 50-57cm	15 kg	19-24 / 36-46
805080023 / 805080024	S 2-4 v	Pinkki tai Sininen	12"-14" 31-36cm	20"-24" 52-60cm	20"-24" 52-60cm	15 kg	22-32 / 36-46
805080025 / 805080026	M 4-6 v	Pinkki tai Sininen	14"-15.5" 35-39cm	22"-26" 57-65cm	23"-26" 58-67cm	20 kg	22-32 / 36-46
805080027 / 805080028	L 6-8 v	Pinkki tai Sininen	15"-16.5" 38-42cm	25"-28" 63-71cm	25"-29" 64-73cm	25 kg	22-32 / 36-46



Valmistaja:
Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021



GoTo

Firefly GoTo -istuvin – voi kiinnittää lähes mihin tahansa tuoliin

Firefly GoTo 1–3 / 3-8-vuotiaille lapsille (15 kg / 30 kg) tarkoitettu erittäin kevyt, matala istuin, joka on helppo kuljettaa mukana matkoilla ja retkillä. Soveltuu käytettäväksi esim. ostoskärryissä, keinussa tai ruokapöydän tuolissa. Perheiltä ja terapeuteilta saatujen kommenttien ja ehdotusten pohjalta istuimen kehitystyötä on innolla jatkettu: tuessa on entistä enemmän säätömahdollisuuksia, kokoja, värejä ja päällystämateriaaleja.

GoTo Vinyl sopii kiireisille kotitalouksille, luokahuoneisiin ja terapiaan. Se on helppo puhdistaa, vedenkestävä, kestävä päällinen tekevät siitä täydellisen useille käyttäjille. Käyttäjien välillä tarvitsee vain pyyhkiä pinta desinfiointipyyhkeellä. Saatavana myös matkalle mukaan otettava kokoontaitettava GottaGo WC-istuvin, joka helpottaa WC-käyntien opettelua.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuudet:



Säädettävät niskatuet

Valitse Standard niskatuki tai Advanced niskatuki, joka tarjoaa enemmän sivuttais- tukea. Liukuu ylös ja alas ihanteelliselle korkeudelle.



Säädettävät sivutuet

Korkealle, matalalle, leveälle tai kapealle säädettävät tuet antaa "rauhottavan halauksen"



Kallistettava selkäosa

Uudessa ja parannetussa sittersi- alustassa on 26 kallistusasentoa. Voit säätää täsmällisen tuen tason, jota vauvasi tarvitsee leikkiäkseen tai nokosten ajaksi.



Painetta tasaava istuinyyny

Muistivahto tieteellisesti todis- tetustijakaa painon tasaisesti, joten lapsi voi istua tuolissa pidempään.



Kevyt ja kannettava

Kevyt, kannettava GoTo sopii erinomai- sesti ulosvietäväksi. Se taittuu täysin tasaiseksi, joten sen voi ottaa matkalle mukaan ja voidaan helposti säilyttää seuraavaa käyttöä varten.

Tutkittu ja kehitetty

GoTo:ssa on nyt enemmän kokoja ja mukautuu lapsesi kasvun mukaan. GoTo:n voi valita säädettävät sivutu- et, niska-/päätu- ki ja sittersialusta sekä painettatasaava istuinyyny.

Lukemattomia mahdollisuuksia...

Monikäyttöistä GoTo:ta voidaan käyttää istui- mena ostoskärryissä, lentokoneessa, keinussa, ruokaillessa, leikkimiseen ja lattialla istumiseen. Mahdollisuudet ovat rajattomat!

Osallistuminen ja osallisuus

GoTo Seat edistää osallisuutta ja osallistumista jokapäiväiseen perhe-elämään. Se asettaa lapsesi keskipisteeseen ja antaa mahdollisuuden leikkiä lattialla kavereiden kanssa, nauttia piknikistä puis- tossa tai istua suosikkileluissa.

UUTTA! GottaGo pottaistuini

Innovatiivinen mukaanotettava wc-istuin, joka helpottaa erityis- lasten wc-käynnin opettelua. Tukeva kyykkyasento ja säadet- tävä selkä-, sivuttais- ja jalkatuki. Voidaan pakata helposti kuljetet- tavaan reppuun ja on helppo koota - GottaGo poistaa stressin matkoilta ja mahdollistaa per- heille johdonmukaisuuden, jota tarvitaan wc:ssä käynnin opetteluun. 1 runko, 2 istuin- kokoa.



GottaGo 1 ja 2



GoTo Vinyl 1 ja 2



Tekniset tiedot



Harmaa / + 2 eri turvavyö-/ pehmusteväriä



Navy+Blue / Purple+Pink



Vinyl: Red+Grey



Sopii lento- koneeseen



Säädettävä



Konepestävä



Lateksiton



Kevyt ja kuljetettava



Design with Cerebra

	GoTo koko 1	GoTo koko 2	GottaGo 1	GottaGo 2
Lapsen ikä	1-3 vuotta	3-8 vuotta	2-5 vuotta	4-9 vuotta
Max. käyttäjä- paino	15 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Olka-lantio-väli	35-39 cm	38-42 cm		
Rinnanympärys	57-65 cm	63-71 cm		
Lantionympärys	58-67 cm	64-73 cm		
Istuinsyvyys	17,5 cm	24,4 cm	22 cm	29 cm
Leveys	19-26 cm	21-30 cm	40 cm	40 cm
Selkäosan korkeus	38-54 cm	51-68 cm	24 cm	36 cm

firefly by LECKEY®

Valmistaja:
Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com

SUNRISE MEDICAL

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021



Splashy

Firefly Splashy kylpyistuin

Firefly **Splashy** 1–8-vuotiaille lapsille (max. 30 kg) tarkoitettu erittäin kevyt, matala suihku-/ kylpyistuin, eli esim. kylpyammeessa lapsi pystyy istumaan kokonaan veden alla lämpimässä. Istuimessa kallistettava selkänöja, jossa 26 säätömahdollisuutta. Sisältää pehmeät, siirrettävät tukityyny, joilla istuma-asennon saa mukavaksi.

Turvallisuuden tunnetta lisäävät 5-pistevyöt, joita voi käyttää myös 3-pistevöinä lantiolla esimerkiksi pesutilanteissa. 3 runkoväri- ja 3 pehmuste-/ turvavyöväri vaihtoehtoa.

Saatavana myös Splashy Big isommille lapsille: runkoväri sininen ja 2 pehmuste-/turvavyöväriä. Käytettävä tasaisella alustalla. Käyttö vain aikuisen valvonnassa.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet:



5-pisteturvavyö

Voidaan käyttää myös 3-pistevyönä esim. pesutilanteissa



Tukipehmusteet


4 irrotettavaa tukea käytettäväksi kaikkialla missä tukea tarvitaan (esim. niskatukena, pommelina tai selkätukena.) Tukipehmusteita voi ostaa myös erikseen.



Kulmasäädettävä selkä



Toimitukseen kuuluu "Aple" kylpyanka



Lukumattomia mahdollisuuksia...

Splashy ei ole vain kylpy- tai suihkuistuin, sitä voidaan käyttää rannalla, uima-altaassa tai sotkuisissa leikkitoiminnoissa, jopa lumessa ja vesipuistoissa.

Toimiva sittelialusta

26 kallistusvaihtoehdon ansiosta jopa teini-ikäiset, joilla on heikentynyt päinhallinta tai istuma-asento, voivat käyttää Splashyä. Valitse makuuasento, joka sopii lapsesi toimintaan - voit nopeasti ja helposti säätää asentoa rentoutumiseen tai pesuun.

Mukava ja turvallinen


Splashyn lämmin kosketus, nopeasti kuivuva materiaali tuntuu pehmeältä riippumatta siitä, onko se märkä tai kuiva. Kaareava muoto tarjoaa mukavan ja tukevan istuma-asennon.

Kasvaa lapsesi mukana

Valjaat ja pehmusteet on helppo kiinnittää, joten voit säätää Splashyn tukia lapsesi kasvaessa. Uudet alustan vakautusominaisuudet lisäävät vakautta myös kylpyammeen ulkopuolella käytettäessä.



Splashy Big



Splashy



Vedenkestävä



Lateksiton



Nopeasti kuivuva materiaali



EVA-foam



Ulkokäyttöön



Kevyt

Tekniset tiedot



3 eri runkoväri vaihtoehtoa ja 3 eri turvavyö/pehmusteväriä



Splashy Big: Sininen runko + 2 turvavyö/pehmusteväriä



	Splashy	Splashy Big
Lapsen ikä	1-8 vuotta	8-16 vuotta
Max. käyttäjäpaino	30 kg	55 kg
Istuinalustan leveys	350 mm	450 mm
Istuinalustan syvyys	300 mm	400 mm
Selkänöjan leveys	385 mm	450 mm
Selkänöjan korkeus	610 mm	720 mm
Sittelialustan leveys	420 mm	420 mm
Sittelialustan korkeus	630 mm	630 mm
Selkänöjan kulmansäätö	106° - 140°	106° - 140°



Valmistaja:
Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
T: (+44) 28 9267 8879
E: hello@fireflyfriends.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2021



medemagroup

Medema Niga



Medema Niga lasten erityisistuin – tukee lapsen aktiivista istuma-asentoa

Medema Niga lasten erityisistuin on suunniteltu pienten, 1–4-vuotiaiden lasten ruokailun, pöydän ääressä istumisen ja aktiivisen istumisen harjoittelun avuksi.

Sympaattinen puurunko, verhoilu ja nallesomisteiset pyörät sopivat hyvin kodinomaiseen ympäristöön. Tuolia voi säätää tukemaan niin aktiivista kuin lepäävää asentoa istuimen selkä- ja istuinosan kulmasäädöillä.

Tuolin vakiovarustukseen kuuluu puujalusta lukittavin pyörin (Ø 50 mm), istuin matalalla selkätuella, pehmusteet, kulmasäädettävä jalkatuki, lantio- ja rintavyö sekä polvituki.

Lisävarusteena saatavana pöytälevy, rintatuki, korkea puinen selkätuki, 3 erilaista päätukea (käytetään korkean selkätuen kanssa) kantapätuki sekä käsituki avustajalle.

Takuu 3 vuotta. Väri: Tummanruskea/beige. Helposti irrotettavat päälliset ovat konepestäviä +40°C:ssa.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuudet ja lisävarusteet



Kallistettava istuin ja jalkatuki

Koko istuinsa kallistuu $+40^\circ$ taaksepäin ja -45° eteenpäin, pelkkä selkäosa $+40^\circ$ taaksepäin. lonkkakulmansäätö 80° - 135° . Korkeus-, kulma ja syvyys-säädettävä jalkatuki 50×41 cm. Jalkatukeen saatavana lisävarusteena kantastopparit, jotka estävät lapsen taivuttamasta jalkaterää jalkatuen alle.



Rintatuki (LI)

kiinnitetään pöytälevyyn



Pöytälevy (LI)

ruokailuun, aktiiviseen istumiseen ja päivittäisten askareiden avuksi



Korkea selkäosa (LI)

puinen, korkeus 51cm



Sivupehmusteet

Kuminauhakiinnitys



Pää-/niskatuki (LI)

Saatavana mallit Anatomic (kuva), Special ja Original. Käytetään korkean selkätuen kanssa.


Polvituki

aktiivisen istumisen avuksi, suuntaa jalkoja oikeaan linjaan

Lukittavat pyörät

Ø 50 mm nallesomisteilla

Tekniset tiedot




Värit ja materiaalit



Tummanruskea/ beige / puu
konepestävä $+40^\circ\text{C}$

MEDEMA GROUP /
Medema Norge AS
Stamveien 6, 1481 Hagan
Postboks 133, 1483 Skytta
Telefon: 67 06 49 00
Faks : 67 06 49 90
E-post:firmapost@medema.no
www.medema.com



Invacare NordBedKid lasten hoitosängyt

Invacare NordBed Kid sängyt täyttää EU:n uuden lastensängyille määritellyn lääkinällisten laitteiden turvallisuusstandardin EN5063:2017, modernista ja kodikkaasta designista tinkimättä. Sängyä suunniteltaessa turvallisuus on ollut ensiarvoisen tärkeää, aina taittuvien ovien turvalisesta lukitusmekanismista, käsiohjaimen pidikkeeseen, joka pitää käsiohjaimen pois lapsen ulottuvilta.

Saatavana 3 eri kokoa (S 80x140, M 80x160 ja L 80x179 cm). Sivulaitavaihtoehtoina 40cm tai 80cm korkeat sivulaidat, jotka ovat joko kiinteät, avattavat taittuvat ovet tai alaslaskettavat sivulaidat pinna- tai pleksivaihtoehtoilla. M ja L kokoihin saatavana 40 cm ja 80 cm korkeat,

S kokoon turvallisuusstandardin mukaisesti vain 80 cm korkea, avattavilla ovilla tai kiinteillä pinna- tai pleksisivulaidoilla (S kokoon ei alaslaskettavaa eikä 40 cm korkeita sivulaitoja).

Patja-alustassa on säädettävät, ylösnousevat selkä-, reisi- ja jalkatuki, jotka tarjoaa anatomisen tuen ja hyvän käyttömukavuuden.

Korkeudensäätöalue poikkeuksellisen alas 30 cm ja ylös 80 cm:n työskentelykorkeudelle.

Ominaisuuksia ja optioita



Taitettavat ovet

- Ovet voidaan avata osittain tai kokonaan. Helppo pääsy, sängyn vakaus ja lapsen turvallisuus säilyttäen.
- Helppokäyttöinen kaksinkerroin taittuva ovi ja kiinnityssalpa säilyttää sivulaidan lujuuden.
- Salpa on suunniteltu estämään lapsen tarttuminen salpaan tai loukkaantuminen sängyssä ollessa.
- 40 cm:n korkeat ovet vain M ja L koon sänkyihin, 80 cm korkeat kaikkiin pituuksiin.



Alaslaskettava sivulaita

- Yksittäinen paneeli, jossa sivu laskeutuu yhdellä liikkeellä. Helppo päästä käsiksi.
- Helppokäyttöinen keskuslukitus
- 40 cm korkea vain M ja L koon sänkyihin



Perspex -pleksisivulaidat

- Vaihtoehto pinnasivulaidoille
- Läpinäkyvä, maksimoi näkyvyyden



Suojapehmusteet

Suojapehmusteet hygieniapäällisillä pysyvät paikallaan sivulaitoja liikuteltaessa.

Tekniset tiedot




Tested by TÜV against
Standard EN50637:2017




Kokonaisleveys /
Sisäleveys ▼



Sisäpituus /
Kokonaispituus ▼



Korkeuden
säätö ▼



Patja-alustan
mitat ▼



Maavara ▼



Selkäosan kulma
▼

	Kokonaisleveys / Sisäleveys	Sisäpituus / Kokonaispituus	Korkeuden säätö	Patja-alustan mitat	Maavara	Selkäosan kulma
Small	90/80cm	140/146cm	30-80cm	62-7-16-48cm	15cm	0-70°
Medium	90/80cm	160/166cm	30-80cm	67-13-18-55cm	15cm	0-70°
Large	90/80cm	179/185cm	30-80cm	78-15-23-57cm	15cm	0-70°



Reisikulma ▼



Jalkaosan
nousukulma ▼



Max. käyttäjä-
paino ▼



Paino
(ilman päätyjä) ▼



Painavin yksittäinen
osa ▼

	Reisikulma	Jalkaosan nousukulma	Max. käyttäjä- paino	Paino (ilman päätyjä)	Painavin yksittäinen osa
Small	0-12°	0-24°	70kg	86kg	33kg
Medium	0-12°	0-30°	70kg	95kg	40kg
Large	0-12°	0-30 °	70kg	97kg	42kg

Värit ja materiaalit



Traffic white
RAL 9016



Pyökki

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

.bock[®]///

Bock DINO



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



TÜV hyväksytty

Bock Dino - pylväsmoottoriset lasten ja nuorten hoitosängyt

Hermann Bock **Dino** on innovatiivinen lasten ja nuorten hoitosänky, joka tarjoaa ainutlaatuisen modulaarisen rakenteen ansiosta aikuisten hoitosängyn hoitomukavuuden ja lastensängyn kodinomaisen ulkonäön ja ominaisuudet.

Saatavana lastensänky 90x170 cm ja nuorten sänky 90x200 cm. Massiivipuuta. Väri pyökki. Täyttää ISO 50837-standardin vaatimukset. Pintakäsitelty eritteitä kestäväksi DIN 71-3 standardin mukaisesti.

Erittäin vakaat, lähes lattiatasosta 16 cm:n korkeudesta 86 cm korkeudelle nousevat sähkösäätöiset pylväsjalat ja 4-osainen alumiinisälepohjainen makuualusta toimivat sähkösäädöllä. Ainutlaatuiset akryyli-pleksisivulaidat, jossa puupinnat ja ikkunat molemmin puolin.

Sängynlaitojen korkeutta voidaan nostaa 74 cm:stä, snap-on lisämoduuleilla 109 cm:iin ja kahdella moduulikerroksella jopa 144 cm:iin. Laaja valikoima erilaisia sisäpehmusteita

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuuksia ja optioita

Sivulaitojen korkeuden lisäys

Sivulaitojen korkeutta voidaan lisätä 74 cm:stä 109 cm:iin snap-on moduuleilla. Sivulaidan korkeus voidaan nostaa jopa 144 cm:iin asentamalla kaksi moduulia päällekkäin.

Mukava ja turvallinen kustomoitavien sisäpehmusteiden ansiosta

Lisäpehmusteita voidaan lisätä dinoon tarpeen mukaan. Mukavissa pehmusteosissa on läpinäkyvä ikkuna pään alueella, tarjoten korkeimman turvallisuustason. Valittavissa kauttaaltaan pehmustettu tai pääpehmuste.



Keinonahkaa, saatavana seuraavat värit:
8552 taupe, 4551 munakoiso,
6550 omenanvihreä, 7552 ruskea,
8553 tummanharmaa




Tekniset tiedot



Kokonaisleveys
/ Sisäleveys ▼



Sisäpituus /
Kokonaispituus ▼



Korkeuden
säätö ▼



Patja-alustan
mitat ▼



Maavara ▼



Selkäosan kulma ▼

DINO lasten	106.5 / 90 cm	170 / 215 cm	16 - 86 cm	90 x 170 cm	15 cm	70°
DINO nuorten	106.5 / 90 cm	200 / 245 cm	16 - 86 cm	90 x 200 cm	15 cm	70°



Tested by TÜV against
Standard EN50637:2017



Reiskulma ▼



Trendelenburg ▼



Max. käyttäjä-
paino ▼



Paino
(ilman päätyyä) ▼

20°

12°

135 kg
SWL: 170 kg

175 kg

193 kg

Värit ja materiaalit



Alumiiniharmaa



Massiivipuu / pyökki

.bock

Valmistaja:
Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D-33415 Verl, Saksa
P: +49 52 46 92 05 - 0
F: +49 52 46 92 05 - 25
www.bock.net
info@bock.net

Täyttää
EN ISO 60601-2-52
ja EN 50637
laatustandardien
vaatimukset.



Kalin lasten kotihoitosängy on uudistunut!

WinnCare Kalin -lasten kotihoitosängy on tarkoitettu 125-145 cm pitkille käyttäjille. Sängyssä on vakiona täyspitkät alaslaskettavat puusivulaidat ja erityisesti julkiseen terveydenhuoltoon tarkoitettua helposti puhdistettavat vaaleat tammipaneelipäädut. Alaslaskettavat metallisivulaidat, koristealaneeli tai jalkapedaalilla toimiva keskuslukitus, uudistettu kohottautumisteline, patja ja sivulaidan pehmuste lisävarusteena tai optiona.

Kalin täyttää EN ISO 60601-2-52 ja viimeisimmän EN 50637 turvallisuusstandardin vaatimukset. Sängyssä on 3-toiminen makuualusta (80 x160 cm), kulmansäädettävät selkäosa (70°) ja

jalkaosat (reisikulma 42° manuaalisesti säädettävä polvikulma 14,5°) ja sähkösäätöinen korkeudensäätö 30-76cm, yksittäin tai keskuslukittavat ø100 mm pyörät ja lukittava käsiohjain ja käsiohjainkotelo, joka varmistaa sängyn turvallisen käytön.

Kalin -sängy on varustettu turvallisilla LINAK IP54 -moottoreilla. Selkäosan CPR-hätälaskutoiminto on saatavana lisävarusteena, mutta suosittelemme sen tilaamista jo tehdastoimituksena. Maksimikuormitus 115 kg.

Max. käyttäjäpaino 70 kg.
Takuu 5 vuotta mekaniikka,
elektroniikka ja käsiohjain,
muut osat 2 vuotta.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuuksia



**Ylösnostettava
sähkösäätöinen
selkäosa ja jalkaosa**



Seinästoppari vakiona



**Uudistettu kohtautumisteline
(lisävaruste)**



Puusivulaidat vakiona
puupäädty ja täyspitkillä puusivulaidoilla
koristealapaneeli lisävarusteena
(ei keskuslukittavaan malliin)



Tekniset tiedot



**Lukittava suojattu käsiohjainkotelokäsi-
ohjaimen näppäinvalikko**



Kokonaisleveys
800 mm



Sisäleveys
637 mm




Kokonaispituus
1700 mm



Sisäpituus
1600 mm



Korkeudensäätö
300-770 mm



Patja-alustan
mitat
526-470-520x637 mm



Selkäosankulma
70°




Reisikulma
42°



Sääriosankulma
14,5°



Max. käyttäjäpaino
70 kg
Max. kuormitus
115 kg



RAL 7030
sängynrunko ja
sivulaidat




Lindberg Oak
-päätyspaneelit

WINCARE
g r o u p

Valmistaja: WinnCare Group
104, Avenue Albert 1er
Immeuble les passerelles
92 500 Rueil-Malmaison, France
p +33 (0)4 66 02 15 15
winnCare.com

Alova Pedia Comfort **viskoelastiset lastenpatjat**



Alova Pedia Comfort - viskoelastiset lastenpatjat

WinnCare / Asklé Santé **Alova Pedia Comfort** lasten viskoelastiset painehaavaumia ehkäisevät patjat on suunniteltu 3-12 vuotiaille lapsille, erityisesti Kalin lasten kotihoitosängyn kanssa käytettäväksi.



Alova-patjat ehkäisevät painehaavaumia ja ne sopivat keskikorkeasta korkeanriskiluokan omaaville käyttäjille. Patjat koostuvat ylemmästä, 6 cm viskoelastisesta kerroksesta (75 kg/m³ / 1.8 kPa) ja alemmasta, tiheästä 8 cm:n (28 g/m³ / 3.6 kPa) vahtomuovikerroksesta.

Kaikissa Alova-patjoissa on hengittävä, kahteen suuntaan joustava ja nesteitä läpäisemätön Promust PU HD-päällinen, joka on helppo poistaa puhdistamista varten. Vetoketju kolmella sivulla. Päällisen voi pestä koneessa +90°, nurinpäin käännettynä vetoketjut kiinni ja pyyhkiä 1000 ppm kloramiinilla.

Patjan koko on 160 x 80 x 14 cm. Max. käyttäjäpaino 90 kg. Koko S on tarkoitettu 3–5-vuotiaille, noin 15–60 kg:n painoisille ja koko M 6–12-vuotiaille, noin 20–90 kg painaville lapsille. Täyttää standardien EN597-1 ja -2 vaatimukset. Takuu 3 vuotta, päällinen 1 vuosi.

Ominaisuudet

Braden scale s core



Viskoelastinen

painetta tasaava materiaali

Patjat sopivat keskikorkeasta korkean riski-luokan painehaavariskin omaaville käyttäjille, jotka ovat vuodelevossa jopa yli 15 h päivässä. Sopii myös jo olemassa olevien 1 ja 2 luokan painehaavojen hoitoon.

Kaksi mallia

Alova PEDIA Comfort 160x80x14 cm lastenpatjaa on saatavana kaksi versiota: mallit 3–5-vuotiaille, max. 60 kiloille ja 6–12-vuotiaille, max. 90 kg:n painoisille.


Hygieniapäällinen

Kahteen suuntaan joustava, kosteutta läpäisemätön, irrotettava päällinen voidaan pestä 90°C:ssa pesukoneessa ja pyyhkiä 1000 ppm kloramiinilla.


Tekniset tiedot



800 mm



1600 mm



140 mm



12 kg



60 kg / 90 kg



90°

Värit ja materiaalit



Tummansininen
Promust PU HD -päällinen



6 cm viskoelastinen kerros
(75 kg/m³ / 1.8 kPa) ja
8 cm (28 g/m³ / 3.6 kPa)
vaahtomuovi



Valmistaja:
Winnocare / Asklé Santé
104, Avenue Albert 1er
Immeuble les passerelles
92 500 Rueil-Malmaison, France
p +33 (0)4 66 02 15 15
winnocare.com





Vicair 415

lasten painehaavapatja

INDIKAATIOT:

Painehaavojen hoito
(taso I-IV), reumatismi,
palovammat, terminaali-
hoito, spastisuus,
kyfoosi, kivun lievitys



Vicair® -painehaavapatja

– innovatiivinen ratkaisu asentohoitoon ja painehaavojen ennaltaehkäisyyn

Vicair® Academy painehaavapatjat tarjoavat ainutlaatuisen yhdistelmän paineentasausta, kivun lievitystä ja optimaalista asentohoitoa, jopa korkean painehaavariskin potilaille.

Vicair® -patjoja voi säätää solujen tiheyden mukaan käyttäjän muotoihin yksilöllisesti sopivaksi ja näin mahdollistaa korkealaatuinen paineentasaus. Soluja tulee lisätä patjan tukevoittamiseksi tarpeen mukaan.

SmartCells™-solurakenne takaa dynaamisen

makuupinta-alan, jota voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän kehonmuotojen mukaan. Nesteitä läpäisemätön hygieniapäällinen voidaan konepestä **+ 95°**:ssa.

Koko 68 x 140 cm

(Saatavana myös patjatkoot)

80/90/105/120 x 200 cm

Max. 250 kg

CAMP
MOBILITY

Ominaisuuksia



SmartCells™

Ainutlaatuinen SmartCells™ -solurakenne

Vicair tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja vartalon tuentaan: Jokainen patja koostuu sadoista **SmartCells™** -soluista, jotka ovat pieniä ilmatäytteisiä, pyramidin muotoisia soluja, jotka on jaettu **36**:een yksittäiseen "osastoon" patjan sisällä. Joustavat, kangaspäällysteiset solut aiheuttavat vain vähän hankausta kosketuksissa toisiinsa ja adaptoituvat jatkuvasti vartalon muotojen mukaisesti.

Optimaalinen, painetta tasaava ja keventävä makuuasento

Korkealuokkaisen paineen vähennyksen lisäksi, patjat tarjoavat miellyttävän käyttömukavuuden ja erittäin hyvän makuuasennon. Tämän ansiosta Vicair-painehaavapatjat soveltuvatkin myös erittäin korkean painehaavariskin omaaville henkilöille ja henkilöille, joilla on jo painehaavaumia (luokka I-IV).

Kevyt ja helppohoitoinen

Innovatiivisen designin ansiosta Vicair-painehaavapatjat ovat turvallisia, kevyitä ja helppoja huoltaa. **SmartCell™**-solut ei hajoa eikä patjan puhkeamista tarvitse pelätä. Yksittäinen osasto voidaan vaihtaa helposti ilman, että koko patjaa tarvitse uusia. Kun patja on kerran säädetty käyttäjän tarpeiden mukaiseksi, ei hoitajien tarvitse jatkossa juurikaan puuttua patjan säätöihin eikä päivittäisiä tarkistuksia tarvita, kuten ilmakennopatioissa.



Optiona saatava irroitettava +20 cm jatkopala, joka jatkaa patjan pituutta



Irroitettava, kaksikerroksinen hygieeninen päällinen minimoi leikkaus- ja hankausvoiman ja jonka ansiosta käyttäjä voi uppoutua mukavasti patjaan. Voidaan konepestä 95°:ssa.



Kantokahvat/evakuointivyyöt kaikissa neljässä kulmassa mahdollistaa käyttäjän siirtämisen/hätäevakuoinnin patjalla.



36 dynaamisilla SmartCell- soluilla täytettyä "osastoa" joiden alla on vaahtomuovipatja.

Tekniset tiedot



800 / 900 / 1050 / 1200 mm
Lasten patja:
680 mm



2000 mm
Lasten patja:
1400 mm



150 mm



10 kg



250 kg



Päällinen 95°
SmartCells
käsinpesu



Valmistaja:
Vicair B.V.
Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
+31 (0)75 - 642 9999

Vicair Vector Junior O2 lasten istuintyynty



Vicair Vector Junior O2 8 cm konepestävä +60°C

Vector O2 koostuu 8 osastosta jotka tarjoavat lantion stabiliteetin, anatomisesti muotoillun istuinpinta-alan ja upotuksen sekä IT-coccyx alueen kevennyksen.

Sivutuet antavat lisästabiliteettiä lantiolle ja estävät säärien ulkokierrot samalla kun etuosa tukee reisiä ja estää sisärotaation. Vakiona O2 Top Cover -ulkopäällinen

Korkeus 8 cm

Koot: 25x25, 30x30 ja 35x35 cm

Max.käyttäjäpaino 100 kg

Dacapo Child ja Kid viskoelastiset lastenpatjat

Invacare Dacapo Child

Dacapo Child on yksikerroksinen patja, joka on valmistettu ympäristöystävällisestä vaahtomuovista. Patja on suunniteltu pienemmälle tai nuoremmalle käyttäjälle ja tarjoaa ylimääräistä iskunvaimennusta, kestävyyttä ja parempaa ilmanvaihtoa.

Yläosa (8 cm): Ympäristöystävällinen vaahtomuovi. Leveydet 54 - 80 cm. Pituudet 137 -180 cm. Paksuus/korkeus 8 cm. Max.käyttäjäpaino 100 kg.



Dacapo Child Päällinen

- ▶ 100% nesteitä läpäisemätön
- ▶ Polyester polyuretaani pinnoitteella *
- ▶ Hengittävä
- ▶ Kahteen suuntaan joustava
- ▶ Konepestävä +95°C ja rumpukuivaus

*saatavana myös vaihtoehtoisesti puuvillapäällisellä pesu +40°

Invacare Dacapo Kid

Dacapo Kid patja on suunniteltu erityisesti **NordBed Kid** lastensänkyihin. Saatavana 6 kokoa joka sopii erilaisille makuualusta-vaihtoehtoille. Design perustuu **Dacapo Child** patjaan, jossa on erittäin joustava tiheä vaahtomuovi, mutta **Dacapo Kid** patjassa on myös ainutlaatuinen neliökuviainen ääriivivaleikkaus, jotka vähentää pintapainetta, mikä mahdollistaa paineenjakautumisen, vähentää hankaumia ja parantaa hengittävyyttä, joka mahdollistaa mukavan ja kestävä ratkaisun nuoremmille lapsille. Leveydet 77 tai 79 cm. Pituudet 135,8 / 155,8 tai 174,8 cm. Paksuus/korkeus 10 cm. Max.käyttäjäpaino 70 kg.



Dacapo Kid Päällinen

- ▶ Nesteitä läpäisemätön
- ▶ Hengittävä polyuretaanipäällinen
- ▶ Kahteensuuntaan joustava
- ▶ Konepestävä +95°C ja rumpukuivaus
- ▶ Täysin piilotettu vetoketju

Tekniset tiedot



CHILD 540 -800 mm

1370-1800 mm

80 mm

3 kg

100 kg

95°

KID 770/790 mm

1358/1558/1748 mm

100 mm

5 - 6,5 kg

70 kg

95°

Täyttävät palotorjuntavaatimukset European Standard EN 597-1 ja 2. CE-merkitty asetuksen 2017/745 luokan I vaatimusten mukaisesti.

CAMP
MOBILITY

MatrX Mini PS & Vi istuintyyntyt ja selkäosa

Invacare MatrX Mini PS

MatrX Mini PS - anatomisesti muotoiltu, korkealaatuinen viskoelastinen vaahtomuovityyny tarjoaa paremman vakauden ja tuen.



- ▶ Ulkopäällinen: vedenpitävä ja hengittävä, konepestävä, vakiona Kid*a*bra -verhoilu
- ▶ Sisäpäällinen: Kosteutta kestävä. Pyyhitään helposti puhtaaksi. Vetoketjullinen.
- ▶ ischial-alueella vohvelikuviainen kevennys, parantaa asentoa ja mukavuutta.
- ▶ Valettu vaahto tarjoaa kolmiulotteisen muodon ja tarjoaa paremman vakauden ja tukea. Valettu vaahto on myös erittäin kestävä, mikä lisää tuotteen pitkäikäisyyttä.
- ▶ **Leveydet: 26, 28, 31, 33, 36 cm**
- ▶ **Syvytydet: 26, 31, 36, 41 cm**
- ▶ **Max.käyttäjätaino 68 kg**



Invacare MatrX Vi

MatrX Vi - on suunniteltu tarjoamaan ihon suoja ja asentoa henkilöille, joilla on kohtalainen tai suuri ihon vaurioitumisriski. Ainutlaatuinen kolmiosainen vaahtorakenne on tarkoitettu ihon suojaamiseen siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Korkealaatuinen vaahtomuovi- / geelityyny, jossa kevennys häntäluun alueella, muotoiltu istuin ja waterfall etureuna.



- ▶ Ulkopäällinen: vedenpitävä ja hengittävä, konepestävä, vakiona Kid*a*bra -verhoilu
- ▶ Pehmeä, erittäin joustava, vihreä vaahtokerros: Abduktio/adduktiokiila -muoto edistää jalkojen suoraa asentoa ja lantion vakautta. Ultra-Fresh™ -materiaali suojaaa antibakteerisesti ja hajuilta.
- ▶ Valettu viskoelastinen kevennys ischial- / sakraalialueelle antaa upotuksen herkille istuinluille.
- ▶ Kiinteä, erittäin kestävä tukeva pohjakerros: Trochanteric -muoto lisää lantion vakautta. Vesiputous etureuna. Takasäde sakraalista tukea varten.
- ▶ **Leveydet ja syvytydet 31 - 36 cm Korkeus 7-7,3 cm / 5 cm (matalin kohta)**
- ▶ **Max.käyttäjätaino 68 kg**



Helppo asentaa kaikkiin Invacare MatrX Vi Kid * ab * ra-Vi-tyynyihin. jopa 25 mm: n viistoihin

Invacare MatrX Mini Back

MatrX Mini Back - tarjoaa mukavuutta, vakautta ja paremman asennon lapsellesi pyörätuolissa ja sen asentaminen ja säätäminen onnistuu muutamassa minuutissa.



- ▶ Vedenpitävät ja hengittävät päälliset, vakiona Kid*a*bra -verhoilu
- ▶ Korkeuden, syvyyden, kulman säätäminen yhdellä työkalulla
- ▶ Vakiona MiniSet-kiinnityssarja
- ▶ Lisävaruste: Kääntyvät Mini Swing-away Laterals-sivutuet, joissa korkeu-, leveys- ja syvyyssäätö
- ▶ Esiporatut reiät takakuoreen niska-/pätukien kiinnittämistä varten
- ▶ Lisävaruste: Elan Mini säädettävä niska-/pätuki, johon saatavana valikoima asemointityynyj
- ▶ Saatavana rintakehävyyön kiinnityssarja - kysy myös eri turvavyövaihtoehtojamme!
- ▶ **Korkeudet: 18, 26, 31, 36 cm, Leveydet 26, 28, 31, 33, 36 cm**
- ▶ **Max.käyttäjätaino 68 kg**





Stabilo asentotyynyt

Stabilo asentotyynyt tukevat käyttäjänsä istuma- ja makuuasentoa, tasaavat lantioon ja selkärankaan kohdistuvaa painetta ja vähentävät kipuja. Tuot soveltuvat erityisen hyvin CP-, skolioosi- ja kyfoosipotilaille sekä spastisuuden aiheuttamista kivuista ja kouristuksista kärsiville.

Polyuretaanirakeista ja Visco-vahtomuovista valmistettuja tyhjiötyynyjä on helppo muotoilla, mikä on selkeä etu esim. fysioterapiassa, jossa yhdellä tyynyllä voi olla useampi eri käyttäjä. Hyviä käyttökokemuksia on saatu myös allasterapiasta sekä eri harrastuksista.



Stabulo asentotyyny

Hygienia edellä

Stabiloita voidaan hyödyntää usean eri käyttäjän apuna, jolloin tuotteiden pesuominaisuuksilla on suuri merkitys. Asentotyynyt ovat helposti pestäviä ja erittäin kestäviä.

Tyhjiötyynyn voi muotoilla uudelleen ja uudelleen

Stabilo tyynyjen salaisuus on niiden tyhjiörakenteessa, joka mahdollistaa tuen muokkaamisen juuri sellaiseksi kuin käyttäjä tarvitsee. Haluttu muoto saadaan aikaan poistamalla tyynyn sisältä ylimääräinen ilma pois käsi- tai sähköpumpun avulla. Näin aikaansaatu muoto myös pysyy.

Tuoteperhe kasvaa

Uusia ideoita syntyy ja Stabulo-tuoteperhe kasvaa. Kuten tiedetään, vesi on elementtinä vapauttava ja keventävä – siksi haluttiin kehittää myös allas- ja ammekäyttöön apuväline, joka kelluttaa käyttäjänsä turvallisesti, ilman että avustajan tarvitsisi koko ajan pitää kiinni avustettavastaan.

Bath Bagel -uimatyynyn kehitystyössä kiinnitettiin erityistä huomiota käyttäjän pään asennon muokattavuuteen. Esimerkiksi voimakkaasti hypotoniisten käyttäjien kanssa Bagel saadaan tukemaan hyvin myös leukaa, eli altaassa tai ammeessa käyttäjän leuka jää riittävän korkealle veden pinnan yläpuolelle.

Paljon malleja ja lisävarusteita

Asentotyynyistä ja -patjoista löytyy useita malleja pään, raajojen sekä istuma- ja makuuasentojen tukemiseen ja siten käyttäjän olon helpottamiseen. Multiseat-mallia voi turvallisesti käyttää myös autossa, sillä se on testattu ja hyväksytty ECE R44/04 -standardin mukaisesti.





Materiaalit

Stabilo-tuotteet on valmistettu polyuretaanirakeista ja Visco-vahtomuovista. Pintamateriaalina on käytetty neopreeniä eli samaa materiaalia kuin märkäpuvuissa ja siksi Stabilot ovatkin niin kestäviä ja vedenpitäviä. Tuotteissa ei ole käytetty lateksia. Tyynyt voi pestä juoksevan veden alla, kylpyammeessa tai pesukoneessa (maks. 40 °C: ssa käyttäen tekokuiduille soveltuvia pesuaineita). Tyynyn puhdistuksessa voi käyttää myös lääketieteellisten tekstiilien desinfiointiin tarkoitettuja puhdistusaineita. Tuote ei kutistu pesussa eivätkä sen ominaisuudet muutu.

Stabilo Velcro vakiona

Valikoimassamme olevien Stabilo-tuotteiden taka-/alapuolella on aina Velcro, johon voi kiinnittää lisävarusteina saatavia tukia ja vöitä. Erikoistilauksesta tuotteita saa myös ilman Velcroa, paitsi Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Fiat ja Banana, jotka toimitetaan aina Velcrolla.



Lisävarusteet

Stabilo-tyynyihin ja -patjoihin on saatavana erilaisia lisävarusteita:

- Sähköpumppu sekä akku- ja autolaturi (käsipumppu aina vakiona)
- Neopreenivyö
- Kiinnityshihna
- Tukiliivi
- Shortsit, jotka vakauttavat lantiota ja tukevat reisiä
- Pää- ja käsikien kiinnityslevyt
- Antibakteeriset suojukset Grande, Beanseat, Comfortable Plus Duo sekä Multiseat
- Tubo-lisätuki
- Beanroller-kärry Beanseatia varten




NOEL s.c.
ul. Romanowicza 6
30-702 Kraków
Tel.: +48 12 341 53 1 6
www.stabilo.krakow.pl
stabilo@stabilo.krakow.pl

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa esitteissä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland


Pyydä meiltä kustannusarvio!


Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.


Tuote	Koko	Mitat (cm)			
		A	B	C	D


Base					
	S	25	38		
	S+	35	35		
	M	40	40		
	M+	45	45		
	L	50	50		

Base Hilo					
	S	25	38		
	S+	35	35		
	M	40	40		
	M+	45	45		
	L	50	50		

Comfortable					
	S	52	40		
	M	56	50		
	L	70	50		

Comfortable Plus					
	S	30	50	58	28
	M	35	60	65	28
	L	40	75	75	35
	XL	45	75	85	35

Wedge					
	M	40	40	25	
	L	45	60	40	

Bath Bagel					
	S	30	35	10	12
	M	35	37	12	17
	M+	45	55	12	17
	L	45	60	17	22

Hand pump					
	U				

Electric pump					
	U				

Carlighter's cable					
	U				

Battery pack					
	U				

Neoprene strap					
	M	130	9		
	L	160	9		

Tuote	Koko	Mitat (cm)			
		A	B	C	D


Comfortable Plus Duo					
	S	30	80	58	28
	M	35	95	65	28
	L	40	115	75	35
	XL	45	120	85	35

Comfortable Plus Duo Hilo					
	S	30	80	58	28
	M	39	95	65	28
	L	40	115	75	35
	XL	45	120	85	35

Headrest					
	M	15	30	14	
	L	20	35	17	

Armrest					
	M	20	30		
	L	25	45		

Grande					
	M	70	160		
	M+	90	200		
	L	130	200		

Mounting strap					
	U	140	5		

Stabilization vest					
	U				

Shorts stabilizing the pelvis and provides abduction of thighs					
	M	40	28		
	L	50	35		

Headrest fastening					
	U				

Splint - armrest fastening					
	U	30	10		

Membrated cover for Grande					
	M				
	M+				
	L				

Membrated cover for Beanseat					
	M				
	L				

Tuote	Koko	Mitat (cm)			
		A	B	C	D

Beanseat					
	M	60	80	50	40
	L	70	100	70	50

Multiseat					
	M	38	35	53-62	49-58
	L	42	40	73-82	69-78

Flat					
	M	80	50	6	
	L	100	50	8	

Banana					
	S	50	25		
	M	55	35		
	L	80	35		

Roll					
	S	50	25		
	M	50	35		
	M+	80	18		
	L	80	25		
	XL	80	35		

Flexible cover with foam for Comfortable Plus Duo					
	S				
	M				
	L				
	XL				

Flexible cover set with foam for Multiseat					
	M				
	L				

Tubo					
	U				

Beanroller - wheelbase					
	M	80	60	44	66
	L	100	70	50	66

Armado					
	M+	90	200		

Support for better life!

www.campmobility.fi

Tilaukset:

info@campmobility.fi

09 350 76 310

Varaosat:

varaosat@campmobility.fi

09 350 76 312

Huolto:

huolto@campmobility.fi

09 350 76 313

**Myynti ja sovitus
tuote-esittelyt ja koulutukset:**

Ota yhteyttä omaan
alueelliseen myyjäsi
katso yhteystiedot:

www.campmobility.fi/

contactmobility