





Box4
+aktiivipaketti



Box I I
hemi

Action3NG pyörätuoli muuntuu moneksi!

Invacare **Action3NG** - ehkä maailman myydyin peruspyörätuoli muuntuu lainaamopyörätuolista aktiivituoliksi, hemituoliksi tai jopa comfort-tuoliksi komponentteja vaihtamalla. Kuljetuspaino alk.7,5 kg. Kasaantaittava selkäosa tekee tuolista erittäin helposti kokoontaittuvan. Istuinleveydet 38–50,5 cm. Istuinsyvyyydet 40 tai 40–45 cm. Istuinkorkeudet 38–51 cm. Max.125 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Action3 Matrix-
selkäosalla ja
Libra-istuin-
tyynyllä



Kevytsähköpyörätuolit Verso



**Sähköpyörätuoli ja
manuaalipyörätuoli
samassa!**



Vermeiren ® **Verso** kokoontaitettavat sähköpyörätuolit mahtuvat helposti useimpien autojen tavaritilaan. Helppokäyttöinen ohjaus Joystickillä.

Moottorit ja akut sijoitettu fiksusti takapyörien väliin. Vaihdamalla takapyörät kelauspyöriin tuolista saa helposti manuaalipyörätuolin. Istuinleveydet 44/46/48/50 cm, -syvyydet 42-48 cm. Selkäosan korkeudet 40-48 cm. Kokonaispaino 31,3 kg. Painavin osa 16,2 kg. Kuljetuspaino 9,9 kg. Max. 6 km/h, ajomatka yhdellä latauksella 15 - 21 km. Max. 130 kg.



**Pyydä esittely ja
tarjous myyjiltämme!**

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!

Kokoontaittavat kevytsähköpyörätuolit

JBH

D26/D39

JBH® **D26/D39XL** kokoontaitettavat sähköpyörätuolit mahtuvat helposti useimpien autojen tavaritilaan. Kokoontaitto tapahtuu helposti parissa sekunnissa.

Helppokäyttöinen ohjaus Joystickillä.
D26: Istuin 42x48 cm. Istuinkorkeus 52 cm.
D39 Istuin 50x50 cm. Istuinkorkeus 60 cm.
Moottorit ja akut sijoitettu fiksusti rungon sisään. Paino ilman akkuja 23 kg (D39: 42 kg).
Nopeus max. 6 km/h.
Ajomatka yhdellä latauksella 25 km/35 km.
Max. kuormitus D26:160 kg. D39:300 kg.

Puhkeamattomat PU 8/8,5" etu- ja
12,5/13,5" takarenkait.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Nämä tuotteet voi myös vuokrata!



CAMP
MOBILITY

Polkupyörät Side-by-Side 20"

PF Mobility sähköavusteinen Side-by-Side paripyörä on rinnakkain ajettava kolmipyörä, joka soveltuu niin ulkona tapahtuvaan vapaa-ajanviettoon kuin suunnitelmallisen kuntoutuksen apuvälineeksi. Side-by-side mahdollistaa kuljettajan ja matkustajan poljinnopeuden synkronoinnin eli matkustajan poljin liikkuu kuljettajan polkimien tahtiin. Tämän toiminnon saa myös helposti kytkettyä pois päältä, jolloin matkustaja voi itse päättää, polkeeko vai lepääkö kuljettajan jatkaessa polkemistä. Max. kuormitus 240 kg.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Vermeiren Lagoon on klassinen kaupunkiajoon tarkoitettu kolmipyörä aikuisille. Lagoon soveltuu myös vähän pidemmille matkoille, tarjoten vakautta ja mukavuutta pyörällä ajoon. Pyörän matala runko helpottaa pyörän päälle nousemista ja laskeutumista (nousukorkeus n. 19 cm). Lagoon pyörä on saatavana vaihteettomana tai 3-vaihteisena. Sähköavusteinen versio myös 7-vaihteisena. Saatavana myös Freedom 20".

Nämä tuotteet voi myös vuokrata!



kokonais-
pituus
18087



kokonais-
leveys
68



satulan
korkeus
810-900



korkeus satu-
lasta polkimiin
640-880



nousu-
korkeus
194



ohjaustangon
korkeus
1121-1309
1013-1206 (Vintage)



renkas-
koko
24" x 1 3/8



kokonais-
paino
27,8



käyttäjän
paino
125

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painopoikkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5") ovat mahdollisia.

Mini Crosser

Mopot



Tanskalaisena käsityönä valmistettavissa *Medema Mini Crosser X mopomalleissa* on uudistettu jousitus, uudet väri vaihtoehdot ja uusia ominaisuuksia. Alan laadukkain, aito, originaali, Mini Crosser soveltuu erinomaisesti Suomen sääolosuhteisiin.

Mini Crosser X-mallit ovat luotettavia ja kestäviä. Törmäystestattu ja TÜV:n hyväksymä, ABE-tyyppi-hyväksytty Saksassa. 10 vuoden varaosatarjoukset.

Mini Crosser X1:ssä on taloudellinen ja vahva moottori. Ajomatka jopa yli **70 km**.

Monisäätöinen, kääntyvä **Ergo2**-istuimvakiona, johon valittavissa poikkeuksellisen monta istuimleveyttä 35-50, 60 (HD) tai 70cm (HD).

Max. nopeus **10 km/h**.

Max.kuormitus

HD malli **Max. 250 kg**.

Leveys 68 cm Pituus 140 cm.



Karma KS-343.2

Karma KS-343.2 on pienikokoinen keskipitkän ajomatkan sähkömopo. Sen kompakti koko ja ergonominen muotoilu tarjoaa erinomaisen istuimukavuuden ja nelipyöräjousitusjärjestelmä poikkeuksellisen ajomukavuuden.

KS-343.2-istuim kääntyy 90°/180° helpottaaksesi mopoon nousemista tai sieltä poistumista. Istuimessa on myös taaksetaitettavat, säädettävät käsietut, jotka mahdollistaa sivusiirrot.

Vakiokokoonpanossa mm. etu- ja takavalot, etukori, taksikoukut ja 2 peiliä.

Varastoväri: Sininen + mustat muoviosat.

Ajomatka 30-40 km

Max.nopeus 9.2 km/h

Max.käyttäjänpaino 135 kg



Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Painehaavaistuintyyntynyt

VICAIR®



VICAIR®

ADJUSTER O2

- Myydyin mallimme
- 5 kenno-osaa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6, 10 ja 12 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg

VICAIR®

VECTOR O2

- Tukevin mallimme
- 8 kenno-osaa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 10 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg

VICAIR®

ACTIVE O2

- 4 kenno-osaa + vaahtomuovi etuosaa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 9 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C (ilman vaahtomuovietuosaa)
- Uusi paremmin uppoutuva takaosa
- Max. 200 kg



COMFAIR

Vakiopäällinen

vetoketjullinen, 100 % hengittävä ja pestävä.

TOP COVER

Huppupäällinen

"huppuna" tyynyn päälle asetettava 100% hengittävä ja pestävä päällinen. Ei vetoketjua.

INCOTEC

Inkopäällinen

vetoketjullinen PU-inkontinenssipäällinen, jonka päällisosa on hengittävä.



HYGIENE O2

Kysy myös muita Vicair-tuotteitamme!



Libra™ matrX®
SEATING SERIES

- Geeli/vaahtomuovi paine-haavatyyny, suuri riskiluokka
- Leveydet 36–56 cm
- Syvyydet 31–56 cm
- Korkeus korkein kohta 8,9 cm
matalin kohta 5,9 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu +60°C
- Max. 136 kg / HD 227 kg



CAMP®
MOBILITY

Parkinssonlusikka

GYENNO Bravo Twist



OMINAISUUDET:

- Estää vapinaa syömisen aikana
- Sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen
- Spagettitoiminto
- Ladattava USB-kaapelilla
- Lusikka- ja haarukkapää konepestäviä
- CE-merkitty lääkinällinen laite



Parkinssonlusikka vähentää tärinää aterioilla

GYENNO Bravo Twist Parkinsson-lusikka / älylusikka on lääkinällinen laite, joka tasapainottaa pois 7 x 7 cm = jopa 85 % tärinästä ja vapinasta sekä pysty- että vaakatasossa, mikä helpottaa syömistä esim. Parkinsonin taudista kärsivien tai essentiaalista vapinaa kärsivien ihmisten ateriointia ilman lääkymistä.

GYENNO Bravo Twist:n elektroniikka havaitsee, käytätkö oikeaa vai vasenta kättäsi, joten lusikka tai haarukka päätyy aina oikeaan suuntaan. Lusikka ja haarukka on kiinnitetty magneettisesti ja niiden välillä on helppo vaihtaa. Pää voi pestä astianpesukoneessa.

GYENNO Bravo Twist on varustettu "spagetti"-toiminnolla, jossa haarukka pyörii kääntäkseen esim. spagettia tai nuudeleita.

Sisäänrakennettu ladattava akku, kestää n. 3 tuntia käyttöä täyteen ladattuna. Mukana USB-latauskaapeli, joka sopii kaikkiin USB-latureihin.

Hyvä huomioida: Aloittelijaa kehoitetaan käyttämään lusikkaa vähintään viikko uuden ruokailutavan omaksumiseen ja tehon testaamiseen. Ahdistus ja hermostuneisuus voivat pahentaa vapinaa, joten ennen käyttöä on hyvä rentoutua, harjoitella käyttöä yksityisesti ja omassa rauhassa.

Ensimmäisen jakson aikana on hyvä aktiivisesti vaihtaa eri pitoasentoja, säättää kulmaa ja suuntaa sopivamman tavan löytämiseksi.

Suosittelavaa on käyttää isoa ja matalaa kulhoa, jotta lusikalla on riittävästi tilaa ja hyvät kulmat. Yritä rentoutua, anna käsivarren tärinä luonnollisesti ja anna lusikan suorittaa tehtävänsä.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Rollaattorit

Laser

Pituussuunnassa kokoontaitettava
teräsrollaattori korkeussäädettävillä
työntökahvoilla ja mustalla
PU-istuimella, jossa kuvioitu pinta.
Etukori vakiona.



Kokonaisleveys
63,5 cm



Pituus
66 cm



Kokonaiskorkeus
77-99 cm



Istuinkorkeus
60 cm



Istuinleveys
44,5 cm



Renkaiden halkaisija
200 x 50 mm



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Tuotteen paino*
9,88 kg

Server Server 55

Leveyssuunnassa kokoontaitettava
alumiinirrollaattori korkeussäädettävillä
työntökahvoilla ja muovivahvistetulla
kangasistuimella. Saatavana joko peh-
meillä tai kovilla TPE-renkailla.
2 korkeutta. Etukassi vakiona.



Kokonaisleveys
60 cm



Pituus
68 cm



Kokonaiskorkeus
66-86 cm /
74-102 cm



Istuinkorkeus
55 / 62 cm



Istuinleveys
46 cm



Renkaiden halkaisija
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Tuotteen paino*
6,8 / 7 kg
* + etukassi 340 g

Athlon Athlon 55

Leveyssuunnassa kokoontaitettava
huippukevyt hiilikuiturolllaattori
korkeussäädettävillä työntökahvoilla ja
muovivahvistetulla kangasistuimella.
Saatavana joko pehmeillä tai kovilla
TPE-renkailla.
Etukassi vakiona.

Punainen M
Musta L



Kokonaisleveys
60 cm



Pituus
68 cm



Kokonaiskorkeus
63-102 cm



Istuinkorkeus
55/62 cm



Istuinleveys
46 cm



Renkaiden halkaisija
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Tuotteen paino*
5/ 5,2 kg
* + etukassi 340 g



Server OS

Leveyssuunnassa kokoontaitettava
alumiinirollaattori korkeussäädettävillä työntökah-
voilla ja muovivahvistetulla kangasistuimella ja
ISOILLA renkailla, jotka kulkevat hyvin myös
ulkona ja lumessa. Irrotettavat kannellinen
etukassi ja selkätuji vakiona.

koko L
Siniharmaa

Valmistaja:
Rehasense Sp z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com



Kokonaisleveys
65 cm



Pituus
73 cm



Kokonaiskorkeus
81-99 cm



Istuinkorkeus
60 cm



Istuinleveys
46 cm



Renkaiden halkaisija
285 x 45 mm



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Tuotteen paino*
9 kg
* + etukassi 400 g

CAMP
MOBILITY

Suihkutuolit ja -jakkarat

Ocean Ergo



AQUATEC®

Invacare Aquatec **Ocean Ergo** suihkutuolit voi vuokrata tai hankkia omaksi. Saatavana pienipyöräinen tai kelattava 24" pyörillä, XL- tai kallistettava versio. Max 150 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Ocean Ergo 24"



Back Up

Rehasense **Back Up** suihkutuolit / -jakkarat saatavana hygieni-aukollisella tai kiinteällä istuimella. Selkänöjä myydään lisävarusteena. Max 150 kg.

Pyydä tarjous myyntipalvelusta!



Ocean Ergo VIP



AQUATEC®

Invacare Aquatec **Ocean Ergo VIP** kallistettavat suihkutuolit voi vuokrata tai hankkia omaksi. Saatavana VIP sekä Dual VIP versio, jossa 35°kallistettava istuin että selkäosa. Max 150 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Aquatec Sansibar:



CAMP
MOBILITY

WC & Hygienia

WC-korottajat



AQUATEC®



Invacare Aquatec **90 ja 90 000** ja muita WC-korottajiamme saatavana 2, 6, 10 tai 15 cm korkeana, kannella tai ilman, käsituilla tai ilman mallista riippuen. Max. 150-240 kg. Kysy myös XXL-malleja esim. Big John 50 cm max. 380 kg.



Pyydä tarjous myyntipalvelusta!



Tukikahvat

ROTH® MOBELI®

Roth **MOBELI imuelementtitukikahvat** voidaan kiinnittää ilman poraamista ja käyttää uudelleen eri kohteissa. Kokoina esim. 21/35/22–35/34–46,5/44–56,5/66,5–79 cm. Saatavana kiinteitä, pituussäädettäviä ja wc-istuimen yhteyteen asennettava QuattroPlus-järjestelmiä 42–54,5 cm. Max. 100-160 kg.

Mobilex tukikahvat ovat edullisia, kestäviä muovikahvoja, jossa kiinnitys ruuvilla ja viimeistely suojamansetilla. Vakiokoot: 30, 45 ja 60 cm. Saatavana myös 70 cm putkea + pääty- ja jatkopaloja erikoismittaisiin kohteisiin. Max. 120 kg.

Pyydä tarjous myyjiltämme!



Seers pesutaso



Seers Medical pesutasoissa on pehmustettu PVC-makuualusta, suunta- ja keskuslukittavat pyörät ja alaskäännettävät sivulaidat, Laaja korkeudensäätö 41-94 cm, hydraulinen korkeudensäätö toimii jalkapedaalilla. Max. nostokapasiteetti 240 kg. Runko on pulverimaalattua ruostumatonta terästä. Mitat: 195 x 74 cm (65 cm ilman törmäyspyöriä) Lapsille ja pienille henkilöille Junior malli 160 cm.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Nostaminen ja siirtäminen



Birdie EVO

Invacare **Birdie EVO** henkilönostimet ovat kokoontaitettavia henkilönostimia, joilla voidaan nostaa makuuasennosta, istuvasta asennosta tai lattialta esim. pyörätuoliin, WC- suihkutiloihin ja takaisin. Max.180 kg. Laaja valikoima nostoliinoja.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!

ISA

Invacare **ISA** seisomanojanostimet nostaa istuvasta asennosta seisomaan. Max.160 kg / 200 kg. Saatavana 2 eri nostoliinamallia.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Gateway REHASENSE

Rehasense **Gateway** siirtolaite kääntää istuvasta asennosta seisomaan. Sopii henkilöille, jotka voivat vähän varata painoa jalkojen varaan. Voidaan käyttää Gateway Belt -nostovyön kanssa tai ilman. Max.150 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!

Klaimer E

Klaimer®
electric

Huonekalumainen nostotuoli Klaimer Electric nostaa lattialta yhdellä napin painalluksella.

Kotimaista apuvälinesuunnittelua.

Saatavana myös sähkötön versio. Max.120 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

**Tämän tuotteen
voi myös vuokrata!**



Stand Up

Seisomaannostava Stand Up-nojatuoli on kotikäyttöön soveltuva nojatuoli, joka nostaa seisomaan ja kallistaa selkä- ja jalkaosan jopa 180° lepoasentoon.

Pyydä tarjous myyntipalvelusta!

Kysy myös osamaksua!



Hoivasängyt

Olympus XXL
350 kg



Sähköisesti kokoontaittuva XXL-hoivasänky

Apollo Healthcare **Olympus Bariatric XXL** kotihoitosänky on sähköisesti kokoontaitettava hoivasänky jopa 350 kg:lle henkilölle. Täysin sähköstaitoinen sänky sopii ihanteellisesti sekä koti- että laitostyttöön.

Makuualustan leveys 120 x 205 cm Ulkomitat 136 x 229 cm. Korkeudensäätöalue 33–73 cm. Selkäosan kulma 0°–73°.

Vakiona 3-puomiset täysipitkät puukuvioidut alumiinisivulaidat.

Automaattinen selkäosan pituuskompensaatio lisää mukavuutta selkätuen aktivoimien yhteydessä, ja vähentää hankausta ja kitkavoimaa.

Helppokäyttöinen käsiohjin.

Yksittäin lukittavat 120 mm pyörät.



Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!


Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Vereya Plus

Koteloidut päädyt

Sängynpäädyt ovat koteloituja ja sivulaidat puiset, mikä lisää sängyn kodinomaisuutta ja helpottaa puhdistusta.



Uusi edullinen hoivasänky

NIPi-M Vereya Plus kotihoitosänky sopii mihin tahansa käyttöympäristöön. Koteloidut päätypaneelit ja puusivulaidat tarjoaa kodinomaisen ulkonäön. Sähkötoiminnot ovat säädettävissä käsiohjaimella, jossa on lukitusmahdollisuus. Maalattu teräsrunko sekä puiset täyspilkät sivulaidat ja päädyt. Kokoon laitettava sänky on helppo purkaa osiin ja kuljettaa tai varastoida kuljetusalustalla. Lukittavat Ø 100 mm pyörät. Makuualusta: 90x200 cm. Kokonaismitat 105x219 cm. Nostoalue 40-80 cm. Max. 135 kg. SWL 170 kg.

Pyydä esittelyä ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Lukittava käsiohjaus



Nousutuki

Sivulle kääntyvä ja irrotettava nousutuki lisävarusteena.

Tekniset tiedot



Makuualustan leveys 90 cm
Kokonaisleveys 105 cm



Makuualustan pituus 200 cm
Kokonaispituus 219 cm



Korkeudensäätö 40 - 80 cm



Mittatiedot: 84.5 x 95 / 105 x 9 cm



Pyörät 100 mm



Selkäosan kulma: 70°



Sääriosan kulma: 30°



Jalkaosan kulma: 20°



Sääriosan kulma: vaakatason alla 20°



Max. käyttäjäpaino 135 kg
SWL 170 kg



Paino 84 kg
Painavin osa 20kg



Pyökki

Valmistaja:
NIPi-M
Znane 10 str.
6007 Stara Zagora
Bulgaria
www.nipim.org

Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2024 Camp Mobility Finland



Suositellaan:

Ennaltaehkäisyyn ja painehaavojen hoitoon luokat 1-4 Kipupotilaat mm. syöpä-,terminaali-, reuma-, lonkkamurtuma tai ennen leikkausta Neurogeeniset sairaudet, esim. lihasjännitys, ALS, 4-raajahalvaantuneet, paraplegitot, skleroosipotilaat, keuhkopotilaat tai potilaat, joilla on hengitysvaikeuksia



Suositellaan:

Ennaltaehkäisyyn
Paineentasaukseen
Liikkumattomille potilaille
Kipupotilaille
Hikoileville potilaille
Alipainoisille potilaille
Dementiapotilaille

Combi Active

Zibo Combi Active hybridi-painehaavapatja

on kehitetty vastaamaan mahdollisimman laajan kohderyhmän tarpeisiin ja siinä on käytetty vain laadukkaimpia komponentteja.

Kierrätettävyytensä ja kustannustehokkuutensa ansiosta patja sopii niin kotihoitoon, kunnille kuin sairaaloillekin.

Patjaan voidaan halutessa liittää pumppu ja käyttää vaihtelevia painetasoja paineen alentamiseksi, mutta, voidaan käyttää myös ilman moottoria. Vahvistetut sivureunat helpottavat sänkyyn siirtymisiä. Patjan kantapääalue on kevennetty.

- **80x200x18 cm**
- **85x200x18cm**
- **88x200x18cm**
- Päällinen pesu +95C.
- **Max. 250 kg**

Pumppu myydään tarvittaessa erikseen.

Nämä tuotteet voi myös vuokrata!

Basis

Zibo Basis vaahtomuovi-painehaavapatja

on painettava vähentävä staattinen vaahtomuovi-painehaavapatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja paineentasaukseen. Sopii potilaille, joilla on korkea riski saada painehaavoja, ja potilaille, joilla on painehaava-aste taso 0 – 3.

Vaahtomuovi on sisäpuolelta vuorattu ohuella tekstiilitrikoolla, joka mahdollistaa päällisen levittäytymisen tasaisesti ja helposti vaahtomuovin päälle. Tällä tavalla päällinen liikkuu ja mukautuu esim. käytettäessä sängyn toimintoja eikä lisää kitkaa potilaan iholle sisäänpäin vedettäessä.

Korkealaatuinen Ökö-tex-sertifioitu hengittävä PU-päällinen yli 800 g/m² /24varmistaa että lämpö ja kosteus kulkeutuvat ulos ja pois patjasta. Avosolui-nen vaahto edistää myös hyvää ilmanvaihtoa

- **80x200x14 cm**
- **90x200x14 cm**
- Päällinen pesu +95C.
- **Max. 150 kg**

**Tämän tuotteen
voi myös vuokrata!**

Happirikastimet

Platinum Mobile

Platinum Mobile matkamallin happirikastin paino 2,22 kg. Sensi-Pulse-tekniikka jäljittelee jatkuvaa hengitysvirtausta ja happisensori ohjaa hapenpuhdistusta. Visuaaliset- ja äänihälytykset kertovat, jos virtauksessa on alle 87% happea. Mukava yhdensuuntaisen kanavan kautta (0,13 cm H₂O asetuksella 2 20 BPM****). Äänitaso alle 40 dB. Akun kesto jopa 5 tuntia. 10 tuntia 2 akulla. FAA-hyväksytty: voidaan käyttää lentokoneissa.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Horizon 5P

Horizon 5P matkamallin happirikastin Horizon P5® 20 eri asetusta 0,25-5 l/min välillä. Kevyt & kompakti kuljettaa (paino 2,5 kg), helppo huoltaa, pitkäikäinen akku, bluetooth liitäntä Valittavissa vakio tai tehoakku. Mitat: 216 x 88 x 220 mm. Paino: 2.54 kg (perusakku) 2.90 kg (tehoakku) Happipitoisuus: yli 87 % virtausnopeus max. 1050 ml/min Akun kesto: 4,25-8,5 tuntia akusta riippuen.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Horizon 5S 5l/min

Horizon 5S on ultra-hiljainen, kevyt, turvallinen ja luotettava Horizon® S5 0,5-5 l/min lattiamallin happirikastin tuottaa vain max. 45 dB:n äänitason virtaustasosta riippumatta. Horizon® S5 sopii käytettäväksi 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, ja sen happipitoisuus on vähintään 93 % (± 3 %) kaikissa asetuksissa. Ääni ja visuaalinen hälytys kaikissa häiriötapauksissa.

Sopii useimpiin happihoito-ohjelmiin ja reseptimääräyksiin sekä laitos- että kotikäyttöön. Ei vaadi määräaikaishuoltoa. Potilas voi vaihtaa tarvittaessa suodattimet itse. Laite ei tarvitse työkaluja, -ohjelmistoja eikä erillistä kalibrointia. Toimitetaan sisältäen kaiken, mitä välittömään käyttöön tarvitaan.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Artromot K1

Artromot K1 Classic CPM-laite polvi- ja lonkkanivelen mobilisointiin ennen ja jälkeen leikkauksen. Soveltuu sekä klinikka- että kotihoitoon. Käsiohjaimen säädöt on opastettu yksinkertaisin kuvin. Käyttö nopeuttaa toipumista ja liikkeelle lähtöä leikkauksen jälkeen ja vähentää kipua, ehkäisee jäykkyyttä ja lisää liikelaaajuutta.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Luiskat ja rampit



EU-moduulirampit



TRIDENT

Trident EU-moduulirampit on 100 % kierrätettäviä, kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja ramppijärjestelmiä. Ulkotiloihin soveltuvat ramppi- ja luiskaelementit voi koota tarvittavan muotoiseksi ramppiratkaisuksi.

Terässilmukainen kulkupinta on luistamaton ja turvallinen myös talvella. Elementit ovat erittäin kestäviä ja nopeita asentaa ja purkaa. Asennus tehdään säätöjalkojen avulla ja /tai ripustuskiinnityksenä. Kokonaisuus on helppo siirtää uuteen asennuskohteeseen esim. muuton yhteydessä. 10 vuoden takuu.

Siirrettävä ramppi kuljetustelineellä

Siirrettävä ramppi MRT48080 soveltuu tavarantoimintaan tasolta toiselle. Mitat avattuna 495 x 80 cm. Max. nousukorkeus pyörätuolinkäyttäjille 50 cm, tavaroiden kuljetukseen max. 100 cm. Max. 250 kg. Tuotteen voi ostaa omaksi tai vuokrata.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Messut ja tapahtumat
- Teatterit / esiintymislavat
- Koulut
- Museot /näyttelyt
- Hotellit / koulutustilat
- Urheiluseurat

**Tämän tuotteen
voi myös vuokrata!**



Valikoimassamme myös kynnykset,
luiskat ja autoluiskat!

CAMP
MOBILITY



Minirampit

Edullinen ja nopea asentaa - yhdistele moduuliramppeihin tai käytä sellaisenaan

Tuoteno	Malli	Kuvaus	Mitat	Max. kuorm.	Korkoero
Perusosat					
804650046	MR340 MP320 MP960 MB140	Aloituspala syv.130	130x960 mm	300 kg	4-12 cm
804650047		Maaluiska/miniramppi	340x960 mm		
804650048		Minitaso	320x960 mm		
804650049		Minitaso "iso"	960x960 mm		
804650080		Tukirauta	40x40x960 mm		
Lisäosat					
804651098	MR340 MP320	Miniramppi "pieni"	340x320x35 mm	300 kg	4-12 cm
804651097		Minitaso "pieni"	320x320x35 mm		
804651137	83AMRR 83AMRV	Miniramppi "epäsymmetrinen" oikea	340x960x35 mm		
804651136		Miniramppi "epäsymmetrinen" vasen	340x960x35 mm		
804650090	MA960	Aloituspala syv.220	220x960 mm		
804650091		Aloituspala syv.470	470x960 mm		
804651081		Aloituspala 130x1280	130x1280 mm		
804650072		Reunasuojat MP960 minitasoon	Korkeus 100 mm		
804650122		Asennussarja 82 MB140 asennukseen			
804650123		Asennussarja 81 MP960 asennukseen			
Valmiit paketit					
804650100	MR660	MR340 +MB140	66 x 96 cm	300 kg	4-12 cm
804650200	MR980	MR340 + 2xMP320 + 2xMB140	98 x 96 cm		
804650077	MR1300	MR340 +MB960 + as.sarja 81	130 x 96 cm		


Perusosat

Suurin osa minirampilla toteutettavista ratkaisuista koostuu kolmesta peruselementistä: maaluisesta, minitasosta ja tukirautaprofiilista säädettävillä jaloilla ja pohjalevyllä.


Ainutlaatuiset liukastumisenesto-ominaisuudet

Kävelypinta on valmistettu metallista. Materiaali on rakenteeltaan avoin:sadevesi, roskat ja lumi voidaan poistaa nopeasti ja helposti. Standardin DIN 51130 mukainen liukastumisenestoarvo on R13 eli käytännössä rampeissa on vertaansa vailla olevat liukastumisenesto-ominaisuudet kaikissa sääolosuhteissa.

Valmispaketit



MR660 66 x 96 cm
MR340+MP320+MB140
+asennussarja 82



MR980 98x96 cm
MR340+2xMP320+2xMB140
+asennussarja 82



MR1300 130 x 96 cm
MR340+MP960
+asennussarja 81



Kumiluiskat

Mobilex-kumikynnysluiskat

Nopea tapa ratkaista kynnysoongelmia

Helpposti asennettava kynnysluiska, jossa liukumaton pinta. Kynnysluiskien vakiopituus on 900 mm. Tarvittaessa kynnysluiskaa voi lyhentää. Kantavuus 300 kg. Ei sisällä PVC:tä. Korkeudet: 4 - 72 mm, 2 - 4 mm välein.

Helppo kiinnittää ja lyhentää mattoveitsellä

Mobilex kynnysluiskat soveltuvat erinomaisesti myös kylpyhuoneisiin ja sauna- ja suihkutiloihin. Kynnysluiskat toimitetaan ilman liimapintaa tai liimapinnalla (1m 2-puoleista teippiä). Mikäli vakiomittainen kynnyks (pituus 900 mm) ei kohteeseen sovi, voi kynnyksen helposti lyhentää esim. mattoveitsellä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous esteettömyys- ratkaisuihin erikoistuneilta myyjiltämme!

KYNNYSLUISKA MOBILEX, kitkakiinnitteinen

Tilausnro	Koko
804663033	4x40x900 mm
804663004	6x60x900 mm
804663005	8x80x900 mm
804663006	10x100x900 mm
804663007	12x120x900 mm
804663008	16x150x900 mm
804663001	20x150x900 mm
804663002	24x150x900 mm
804663009	28x200x900 mm
804663003	32x200x900 mm
804663026	36x200x900 mm
804663010	40x250x900 mm
804663011	44x250x900 mm
804663012	48x250x900 mm
804663013	52x300x900 mm
804663014	56x300x900 mm
804663015	60x300x900 mm
804663041	64x350x900 mm
804663042	68x350x900 mm
804663043	72x350x1000 mm



KYNNYSLUISKA MOBILEX, liimakiinnitteinen

Tilausnro	Koko
804663033 + 804663038	4x40x900 mm
804663004 + 804663038	6x60x900 mm
804663005 + 804663038	8x80x900 mm
804663006 + 804663038	10x100x900 mm
804663007 + 804663038	12x120x900 mm
804663008 + 804663038	16x150x900 mm
804663001 + 804663038	20x150x900 mm
804663002 + 804663038	24x150x900 mm
804663009 + 804663038	28x200x900 mm
804663003 + 804663038	32x200x900 mm
804663026 + 804663038	36x200x900 mm
804663010 + 804663038	40x250x900 mm
804663011 + 804663038	44x250x900 mm
804663012 + 804663038	48x250x900 mm
804663013 + 804663038	52x300x900 mm
804663014 + 804663038	56x300x900 mm
804663015 + 804663038	60x300x900mm
804663041 + 804663038	64x350x900 mm
804663042 + 804663038	68x350x900 mm
804663043 + 804663038	72x350x1000 mm



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg
Tlf.: +45 87 93 22 20
Fax: +45 87 93 17 77
E-mail: info@mobilex.dk
www.mobilex.dk

Vuokraushinnasto

HOIVASÄNGYT

Veroton hinta

1 vrk alv. 0%

104000102	Hoivasänky 80x200 cm max. 135 kg/165 kg*	5,15
104000101	Hoivasänky 90x200 cm max. 135 kg/165 kg*	5,15
104000113	Hoivasänky pitkä 90x220 cm max. 135/200 kg*	6,70
10400010*	Hoivasänky XXL Olympus 120x215 cm 350 kg	6,70
104000120	Nousutuki tai kohottautumisteline sänkyyn	0,93

PATJAT MAKUUHAAVOJEN EHKÄISYYN

1040002*	Patja 80/90x200 cm keskikorkeariski	2,10
1040003*	Patja 80/90x200 cm korkeariski, ei pumpppua	3,67
10400034*	Patja 80/90x200 cm korkeariski, pumpulla	3,67

NOSTAMISIIN JA SIIRTYMISIIN

104000701	Henkilönostin Birdie EVO Plus max. 180 kg	3,97
104000703	Seisomanojanostin ISA Plus max.180 kg	3,97
	Nostoliinat koot XS-XXL	1,25
104000604	Nostotuoli Klaimber E, sähk. max.120 kg	3,63

PESEYTYMISEEN

104000902	Suihku- ja wc-tuoli Ocean Ergo , pienipyör.	2,43
104000905	Suihku- ja wc-tuoli Ocean, Ergo 24" kelattava	3,08
104000901	Suihku- ja wc-tuoli Ocean Vip Ergo kallistettava	4,07
104000401	Pesutaso Seers , hyd. kork.säätö	5,38

LIKKUMISEEN

10400050*	Peruspyörätuoli , eri ist.lev. 36-48 cm	2,48
104000532	Lasten pyörätuoli Action Junior 35,5 cm	2,48
10400050*	Kallistettava pyörätuoli Clematis 39/44/49 cm	2,59
104001205	Kevytsähköpyörätuoli JBH D26/D39	6,52
104001220	Kevytsähköpyörätuoli Verso 46x46 cm,	
104001401	Paripyörä Side-by-side sähköavusteinen 7-vaiht.	15,67
10400*	Kolmipyörä Lagoon sähköavusteinen 7-vaiht.	9,56
10401403	Kolmipyörä Lagoon tai Freedom, 3-vaiht.	6,52

SALKKURAMPIT JA LUISKAT

104001301	Salkkuramppi, pari pit. 240 cm	2,30
104001302	Salkkuramppi, pari pit. 300 cm	2,30
104001360	Teleskooppiluiskapari 3-os- 200/87 cm	1,15
104001370	Siirrettävä ramppi MRT 48080 pit .495 cm	12,46

MUUT

104001601	CPM-laite Artromot K1 Classic	9,48
	Happirikastin lattiamalli PerfectO2 V, 5 l tai Horizon S5	2,92
	Happirikastin matkamalli Platinum Mobile tai Horizon P5	6,20
	Parkinson/älylusikka Gyenno Bravo Twist	1,81

Verollinen hinta

1 vrk / 1 kk sis.alv. 25,5%

6,46	197,03 €/kk
6,46	197,03 €/kk
8,41	256,46 €/kk
8,41	256,46 €/kk
1,17	35,60 €/kk

2,63	80,38 €/kk
4,61	140,48 €/kk
4,61	140,48 €/kk

4,98	151,96 €/kk
4,98	151,96 €/kk
1,57	47,85 €/kk
4,56	138,95 €/kk

3,05	93,01 €/kk
3,87	117,89 €/kk
5,11	155,79 €/kk
6,75	205,93 €/kk

3,12	94,93 €/kk
3,12	94,93 €/kk
3,25	99,14 €/kk
8,18	249,57 €/kk

19,67	599,81 €/kk
12,00	365,93 €/kk
8,18	249,57 €/kk



JBH D26



* Tuotteesta riippuen.

Apuvälinevuokraus

Camp Mobility on sitoutunut kestävään kehitykseen edistämällä apuvälineiden uudelleenkäyttöä vuokraustoiminnassaan. Apu- ja hoivavälineiden vuokrauspalvelu on tarkoitettu kaikille tarvitsijoille: terveydenhuollon laitoksille, kotisairaaloille, hoivakodeille, yrityksille, yksityisille henkilöille ja matkailijoille. Kun haluat vuokrata apuvälineen, ota yhteyttä info@campmobility.fi tai **puh. 09 350 76 310 (ma-pe 8-16) ja pyydä tarjous!**

Vuokrauksen hinta

Vuokrahinta muodostuu päivävuokrasta ja toimitusmaksusta. Vuokrat laskutetaan kuukausittain jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä, maksuehto on 14 pv. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, ja tuotteen voi palauttaa tai lunastaa koska tahansa. **Minimilaskutus on 1 kuukausi.** . Vuokrahinnaston löydät myös www.campmobility.fi/vuokraus

Osamaksu – yksityishenkilöille

Luottopäätös heti

– maksutavan valinta vasta seuraavassa kuussa

30–60 pv 0% + 0e

12 kk 0% + 3,90e/kk

24 kk 12,90% + 3,90e/kk

36 kk 14,90% + 3,90e/kk

max. 6 000,00 € (hankinta sis.alv.)

Hae osamaksurahoitusta:

www.campmobility.fi/maksutavat

Joustavasti maksuaikaa

Camp Mobility tilillä voit maksaa ostoksesi kerralla tai valita sinulle sopivimman maksuvaihtoehdon.

Hae tilii lähettämällä viesti:
CAMPMOBILITY numeroon 18 311



Leasing – organisaatioille

- Rahoitusajat 12 kk, 24 kk, 36 kk, 48 kk tai 60 kk
- Luoton minimimäärä 500e (alv.0%) (ei ylärajaa)
- Leasing-lasku 3 kk:n välein ja maksetaan etukäteen

Yritys maksaa sopimuskauden ajan kiinteää kuukausimaksua. Kulut pysyvät samana koko sopimuskauden ajan, joka helpottaa budjetointia.

Leasing on taseen ulkopuolista rahoitusta, pääoman tuotto nousee, velkaantumisaste ei kasva ja vakuudet ovat käytettävissä muualla. Leasing-kulut käsitellään kirjanpidossa vuokrana, jolloin kulut ovat täysimääräisenä poistettavissa verotuksessa.

Käytössä aina uudet välineet ja laitteet ilman piilokuluja.

Ota yhteyttä info@campmobility.fi

ja pyydä leasing-tarjous!

GRENKE

FAST // FORWARD // FINANCE

Ota yhteyttä!



Tapani Vuorinen

tapani.vuorinen@campmobility.fi
044 981 8090



Kaisu Haatainen

kaisu.haatainen@campmobility.fi
0400 410 865
Itä-Suomi



Kai Mustalahti

kai.mustalahti@campmobility.fi
0400 478 220
Länsi- ja Sisä-Suomi



Ville Valkeejärvi

ville.valkeejarvi@campmobility.fi
045 728 3040
Etelä-Suomi



Taina Kosunen

taina.kosunen@campmobility.fi
0400 185 078
Pohjois-Suomi



Niina Kostamo

niina.kostamo@campmobility.fi
040 125 4046
Keski- ja Pohjois-Suomi



Matti Mikkonen

matti.mikkonen@campmobility.fi
0400 183 253
Sisä-Suomi



Jasmin Andersson

jasmin.andersson@campmobility.fi
040 1260 710
Etelä-Suomi



Petteri Tontti

petteri.tontti@campmobility.fi
0400 723 527
Varaosat



Teemu Jokihaara

teemu.jokihaara@campmobility.fi
0400 410 865
*Sähköiset apuvälineet
Tekniset muutostyöt
Koulutus*



Mervi Jylli

mervi.jylli@campmobility.fi
045 7292 866
Vuokraus



Sami Salonen

sami.salonen@campmobility.fi
045 7200 419
*Esteettömyysratkaisut ja
asunnonmuutostyöt:
Rampit, luiskat, kynnykset
tukikaiteet ja -kahvat
Koulutus*



Support for better life!

The background image shows a clean, modern waiting area with blue chairs, a blue reception counter, and a glass-walled office. The text "Support for Better Life!" is overlaid in the upper right.

Support for Better Life!

Tervetuloa käymään meillä!

CAMP HELSINKI

Valimotie 17-19
00380 Helsinki (1. krs)
045 728 3040 /
040 1260 710

CAMP TAMPERE

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
09-350 76 310

CAMP Mobility KUOPIO

Itkonniemenkatu 9
70500 Kuopio
0400 410 865

CAMP Mobility OULU

Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu (Rehapolis 1, 2. krs)
0400 185 078
040 125 4046