

## Hyödynnä hoivasänkytarjouksemme!

### VEREYA PLUS 90x200 cm

- Vereya Plus 90x200 cm kotihoitosänky 875,70 e (alv 0 %) / 1099 e (alv 25,5 %)
- Nousutuki 90 e (alv 0 %) / 112,95 e (alv 25,5 %)
- Kotiinkuljetus 185 e (alv 0 %) / 232,18 e (alv 25,5 %) / sänky
- Isommalle erälle pyydä tarjous tuotteista sekä toimituksesta

**875<sup>70</sup>**  
alv.0%  
**1099,-**  
sis.alv.  
25,5%



**72<sup>98</sup>**  
alv.0%  
**91<sup>58</sup>** /kk  
sis.alv.  
25,5%

### Myös osamaksu 12 kk

- Vereya Plus 90x200 cm 72,98 e / kk (alv 0 %) / 91,58 e / kk (alv 25,5 %)
- Nousutuki 7,50 e / kk (alv 0 %) / 9,41 e (alv 25,5 %)
  - Käsittelymaksu 4 euroa / kk (alv 0 %) / 5,02 e (alv 25,5 %) / lasku
  - Luoton kustannukset 48,00 e (alv 0 %) / 60,24 e (alv 25,5 %)
- Todellinen vuosikorko pelkkä sänky 5,5 %
- Todellinen vuosikorko sänky + nousutuki 5,0 %
- Toimituskulut veloitetaan ensimmäisessä laskussa kokonaisuudessaan

## Ominaisuuksia



### Helppo purkaa osiin kuljetusta ja varastointia varten

Kokoonlaitettava runko mahdollistaa helpon purkamisen, kuljetuksen ja varastoinnin. Sängyn osat voidaan kasata alustalle, jonka ansiosta varastointi ja kuljetus vaatii vain vähän tilaa. Sängyn painavin osa 20 kg.




### Tilaa myös nousutuki!

Sivulle kääntyvä ja irrotettava, nousutuki lisävarusteena nyt tarjoushintaan.

# Sähkösäätöinen 4-osainen teräsmakuualusta

Vereya Plus on sähkötoiminen teräsrunkoinen kotihoitosänky, jossa on 4-osainen makuualusta. Sängyssä on sähköiset selkä- ja reisosan säädöt, sähköinen korkeudensäätö sekä manuaalinen alemman jalkaosan säätö.

Selkäosan kulmansäätö 70°  
Reisosan 30° ja alemman jalkaosan 20° Mahdollisuus Trendelenburg / Antitrendelenburg -asentoihin.




### Lukittava käsiohjain

Helppokäyttöisessä käsiohjaimessa kuvalliset painikkeet. Voidaan lukita tarvittaessa.

### Koteloidut päädyt

Sängyn päädyt ovat koteloituja ja sivulaidat puiset, mikä lisää sängyn tyylikkyyttä ja kodinomaaisuutta ja helpottavat puhdistusta.



## Tekniset tiedot



Makuualustan leveys  
90 cm  
Kokonaisleveys  
105 cm



Makuualustan pituus  
200 cm  
Kokonaispituus  
219 cm



Korkeudensäätö  
40 - 80 cm



Mittatiedot:  
84.5 x 95 / 105 x 9 cm



Pyörät  
100 mm



Selkäosan kulma:  
70°



Sääriosan kulma:  
30°



Jalkaosan kulma:  
20°



Sääriosan kulma:  
vaakatason alla 20°



Max. käyttäjänpaino  
135 kg  
SWL 170 kg



Paino  
84 kg  
Painavin osa  
20kg



Pyökki

Valmistaja:  
NIPI-M  
Znanie 10 str.  
6007 Stara Zagora  
Bulgaria  
www.nipim.org

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2024 Camp Mobility Finland

## Palautusehdot

Kuluttajalla on oikeus palauttaa käyttämättömät tuotteet neljäntoista (14) päivän kuluessa niiden vastaanottamispäivästä. Palautettavan tuotteen on oltava käyttämätön, vahingoittamaton ja edelleen myyntikuntoinen. Palautusoikeus ei koske hygieniatuotteita eikä yksilöllisiä mittailu- tai muokkautettuja tuotteita. Toimituskuluja ei hyvitetä. Palautuksesta tulee olla etukäteen yhteydessä asiakaspalveluumme [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi) / 09-35076310.