

MESSU- TUOTTEET

2025



CAMP[®]
MOBILITY

Aktiivipyörätuolit

W5 Suspension



Kiinteärunkoinen, jousitettu aktiivipyörätuoli

W5 Suspensionin erikoisuus on sen rakenne, jossa on ilmajousitettu taka-akseli ja Wolturnuksen Link-järjestelmä, joka yhdistää sen pyörätuolin takapyöriin. Pyörät joustavat epätasaisilla pinnoilla ja töyssyissä, mikä tekee ajosta pehmeämpää.

Tämä pyörätuoli sopii erityisesti aktiivisille käyttäjille, jotka tarvitsevat jatkuvaa istuma-asennon säätöä ja pehmeitä ajo-ominaisuuksia. Se voi olla erityisen hyödyllinen pyörätuolin käyttäjille, joilla on esimerkiksi selkäkipuja.

Max. käyttäjäpaino 150 kg



Küschall®



Compact 2.0

Ristikkorunkoinen, kevyt aktiivipyörätuoli

Uusissa **Compact 2.0** -tuoleissa on hydroforming-menetelmää hyödyntäen valmistettu runko: Monipuolisuutta ja mukavuutta muuttamatta Compactin paino on vähentynyt jopa 500 g. Hydroforming-runko on entistä vakaampi ja tuo tuoleihin modernin, nykyaikaisen yleisilmeen.

Se sopii käyttäjille, jotka tarvitsevat joko aktiivisen tai erittäin konfiguroitavan pyörätuolin arjen eri tilanteisiin. Saatavilla kiinteällä tai swing away -eturungolla, yksilöllisesti sovitettuna.

Max. käyttäjäpaino 130 kg

Pure white



Anthraccite Grey



Space Black



Carminc Red



Azure Blue



CAMP®
MOBILITY

Puoliaktiivi- ja peruspyörätuolit



Icon 40i



Icon 40i on kevyt, kokoontaitettava alumiinirunkoinen pyörätuoli, joka on suunniteltu aktiivisen ja itsekelaavan käyttäjän tarpeisiin. Laajat säätömahdollisuudet ja monipuolinen varustelu tekevät siitä mukautuvan ja käyttäjäystävällisen valinnan.

Istuinleveydet: 37,5 – 50 cm
Istuinsyvytydet: 40–45 cm tai 45–50 cm
Maksimikäyttäjäpaino: 150 kg

Saatavana myös Icon40i XL
istuinleveydet 53-61 cm
max. 190 kg

Action 3NG



Invacare Action3 NG on puoliaktiivinen, kokoontaitettava ristikkorunkoinen pyörätuoli, joka yhdistää keveyden, säädettävyyden ja erinomaisen käyttömukavuuden. Sen muokattava rakenne ja monipuoliset lisävarusteet tekevät siitä täydellisen valinnan käyttäjille, jotka arvostavat helppoa liikuteltavuutta ja yksilöllistä mukautettavuutta.

Istuinleveydet: 38, 40.5, 43, 45.5, 48, 50.5 cm
Istuinsyvytydet: 40, 40–45 cm
Maksimikäyttäjäpaino: 125 kg



Icon 20



Rehasense Icon 20 on kevyt, kokoontaitettava alumiinirunkoinen pyörätuoli, joka on suunniteltu erityisesti lyhytaikaiseen käyttöön, sairaala- ja lainaamotarpeisiin. Monipuolisten säätöominaisuuksiensa ansiosta se voidaan mukauttaa käyttäjän tai terapeutin yksilöllisiin vaatimuksiin.

Istuinleveydet: 40–50 cm
Istuinsyvytydet: 45 cm (vakio) tai 40 cm
Maksimikäyttäjäpaino: 140 kg



Saatavana myös Icon20 XL
istuinleveydet 53, 57 ja 61 cm
max. 180 kg

Comfort- pyörätuolit

ORMESA®

Juditta

**Punorakenteinen kallistettava
comfort-pyörätuoli**

Ormesa Juditta on kliinisesti testattu ja korkeatasoinen comfort-pyörätuoli, joka on suunniteltu erityisesti paineenhallintaan, ihon suojaamiseen ja vaativiin käyttöolosuhteisiin.

Sen ainutlaatuinen punottu naruselkäosa ja -istuim mukautuvat vartalon lämmöstä kehon muotoihin, vähentäen tehokkaasti painehaavojen ja hankaumien riskiä ja parantaen hygieniää ja mukavuutta.

Juditin kallistustoiminto tukee henkilöitä, jotka viettävät pitkiä aikoja pyörätuolissa mahdollistaan vakaan ja mukavan asennon sekä ehkäisten virheellisiä ja patologisia asentoja. Lisäksi Juditassa on kallistettavat selkäosa, päätuki ja jalkatuet sekä korkeussäädettävät, irrotettavat ja kokonaan sivulle kääntyvät käsituet.

4 eri kokoa: Istuinleveydet 36, 40, 45 ja 50 cm,
Säädettävä istuinsyvyys 40/43/46/49 cm

Max. käyttäjäpaino 120-150 kg koosta riippuen



**Uusi dynaaminen jalkatuki
lisävarusteena**





Inovys II Comfort

Comfort-pyörätuoli granulatäytteisellä istuinjärjestelmällä



Vermeiren Inovys II Comfort on erityisesti passiivisessa istuma-asennossa oleville henkilöille suunniteltu comfort-pyörätuoli granulatäytteisellä Inovys II L70 istuinjärjestelmällä. Se tarjoaa yksilöllisesti muotoutuvan ja paineita tasaavan ratkaisun istuinmukavuuteen.

Polystyreenitäytteiset tyynyt selkä-, istuin- ja jalkojen alueella varmistavat paineen jakautumisen ja seuraavat kehon muotoja.



Inovys II L70 on myös varustettu täysin säädettävällä niskatuella joka on sekä korkeus- että kulmasäädettävä ilman lisätyökaluja.

Valinnaisesti voidaan asentaa myös L58G, jolla saat automaattisesti haluamasi muodon. Lisävarustevalikoima mahdollistaa sen, että Inovys II L70 voidaan muotoilla täysin lähes jokaisen käyttäjän tarpeiden ja toiveiden mukaan.



Granula-raetäyte

Maksimaalisen istumamukavuuden tarjoamiseksi VERMEIREN on valinnut korkealaatuiset rakeet, joiden tiheys on jopa 15 kg/m³. Jokainen rae on halkaisijaltaan 3,6–5,6 mm ja niissä on eristävä vaikutus, joka luo mukavan tunteen ollessaan kosketuksessa kehon kanssa.

Rakeet on valmistettu 100 % polystyreenistä, ja ne ovat saaneet National Institute of Hygiene sertifiointin todisteena siitä, että ne eivät aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle. Rakeet voidaan kierrättää ja ne jättävät sellaisenaan minimaalisen ekologisen jalanjäljen.

Lisävarusteena pestävä päällinen harmaalla froteekankaalla, mikä takaa paremman hygienian käytön aikana Inovys II L70:n päivittäisessä käytössä.



Nokkapyörät ja ajokeulat

Track Wheel

Helppokäyttöinen nokkapyörä manuaalipyörätuoliin

Rehasense Track Wheel on erittäin kevyt nokkapyörä, joka muuntaa manuaalipyörätuolisi vakaaksi kolmipyöräksi. Erimallisiin ja -kokoiisiin pyörätuoleihin sopiva Track Wheel helpottaa kulkemista kaduilla, teillä, nurmikolla ja kivetyksillä.

Erittäin kevyt (alkaen vain 2,6 kg*) nokkapyörä on helppo asentaa, eikä erillisiä kiinnikkeitä tarvita. 12" rengas parantaa ajomukavuutta.



Saatavana yksi- tai kaksikiinnikkeisenä

Nokkapyörän kanssa tukipyörät ovat koholla ja pyörätuoli kallistuu hieman taaksepäin. Tällöin kelausvastus pienenee huomattavasti.

Kun Track Wheel on säädetty oikein pyörätuolillesi sopivaksi, sen voi kiinnittää muutamassa sekunnissa. Kiinnitys jalkalautaan tai runkoputkeen.

Variaatiot: hiilikuituinen yhdellä kiinnityksellä jalkalevyn kiinnitettävä, hiilikuituinen kahdella kiinnityksellä runkoputkiin kiinnitettävä, alumiininen kahdella kiinnityksellä runkoputkiin kiinnitettävä (jalkatukien tilalle) jalkalaudallinen nokkapyörä

*yhdellä kiinnityksellä, hiilikuituinen




ECO Travel

Uusi Rehasense ajokeula manuaalipyörätuoleihin

ECO Travel on erityisesti (lento-) matkustukseen suunniteltu ajokeula manuaalipyörätuoleihin. Se on mallistomme kevyin ajokeula, joka tarjoaa vertaansa vailla olevan ajomukavuuden ja liikuteltavuuden.

ECO Travel muuttaa manuaalipyörätuolin vaivattomasti tehokkaaksi, helposti ohjattavaksi kumppaniksi, joka on täydellinen sekä lyhyille että pitkille matkoille. Kevyt ja kannettava – suunniteltu helppoa lentomatkaa varten. Suuri kapasiteettinen akku, jalkatukiratkaisu, kevyt paino, etukori ja tetrakahvat (optiona).



ECO Assist

Sähköinen ajolaite manuaalipyörätuoliin

Eco Assist on Rehasensen kevyt ja ketterä sähköinen ajolaite, joka tuo lisää nopeutta, mukavuutta ja ajamisen iloa manuaalipyörätuoliin. Sen vahva alumiini- ja teräsrakenne yhdistettynä 350 W moottoriin ja tehokkaaseen Li-Ion-akkuun takaavat sujuvan ja turvallisen ajokokemuksen.

Ajolaite kiinnitetään pyörätuoliin manuaalisesti ja se sopii sekä kiinteärunkoisii että kokoontaitettaviin malleihin.



Sähköpyörätuolit ja -mopot



SKSROLTEC BOA2

**Keskivetoinen sähköpyörätuoli
kompakteihin tiloihin**

BOA 2 on vain 59 cm leveä keskivetoinen sähköpyörätuoli, joka soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kompakti rakenne ja matala istuinkorkeus (alkaen 36 cm ilman tyynyä) mahdollistavat liikkumisen ahtaissa tiloissa ja pöytien ääreen pääsyn.

BOA 2:ssa on sähköinen noston ja kallistuksen järjestelmä, joka nostaa istuinkorkeutta jopa 30 cm ja kallistaa istuinta 0–50°.



SKSROLTEC Viper

**Etuvetoinen
sähköpyörätuoli**

Roltec Viper on tehokas ja monipuolinen sähköpyörätuoli, jossa on kaksi 400 W moottoria ja jopa 14 km/h huippunopeus.

Etuveitoisuus ja kompakti kääntösäde tekevät siitä ketterän myös ahtaissa sisätiloissa. Takajousitus parantaa ajomukavuutta, ja matala runkokorkeus mahdollistaa pääsyn pöytien ääreen.

Istuinkorkeus on säädettävissä sähköisesti 36–73 cm:n välillä, ja istuinta voi kallistaa 7° eteen ja 40° taakse. Viper soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön, ja sen toimintasäde on jopa 55 km (70 Ah akuilla). Ohjaus tapahtuu R-Net-järjestelmällä, joka hallitsee muun muassa moottoreita ja valaistusta.



Aviva RX HD



Moderni, takavetoinen sähköpyörätuoli

AVIVA RX takavetoisten sähköpyörätuolien tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan korkealaatuisia ominaisuusvaihtoehtoja yhdistettynä uuteen teknologiaan ja tyylikkääseen suunnitteluun.

Modulite-istuinjärjestelmässä tarjoaa erilaisia asentoratkaisuja ja mukautuu käyttäjien henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja tarpeisiin. Portaaton istuimen syvyys, leveys, kulma ja painopisteen säätö mahdollistavat käyttäjälle täydellisen istuvuuden säätämisen

AVIVA RX HD on tuoteperheen Plus-Size -versio. Suurempi maksimikäyttäjänpaino ja leveät istuinvaihtoehdot tekevät HD:sta sopivan suuremmalle asiakaskunnalle.

Max. nopeus **10 km/h.**
Max.kuormitus: **160 kg**



PE0602 Promoting Medical

Pienikokoinen, kokoontaittuva sähkömopo

PE0602 on helpokäyttöinen ja turvallinen sähkömopo. Kompaktin kokonsa ja ketterien 8" renkaidensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti niin sisätiloihin kuin piha-alueille. Maksiminopeus on 8 km/h ja toimintamatka noin 20 km yhdellä latauksella. Mopo on varustettu kirkkaalla etuvalolla, äänimerkillä sekä selkeällä ohjauspaneelilla, josta voi säätää nopeutta ja seurata akun varausta.

Mukava ja turvallinen käyttö on varmistettu säädettävällä istuinkorkeudella, leveyssäädettävillä käsinojilla sekä portaattomasti säädettävällä ohjaustangolla. Skootteri on helppo ladata mukana tulevalla laturilla. Kevyt rakenne, 42 kg kokonaispaino ja 150 kg käyttäjänpainon kesto tekevät PE0602:sta luotettavan ja käytännöllisen liikkumisen apuvälineen palvelutaloihin ja senioreiden arkeen.

Ajomatka: **n. 20 km**
Max. nopeus **8 km/h.**
Max.kuormitus: **150 kg**



Lisävarusteet




Vakiokoko 24"
Tilauksesta 20", 22", 25", 26", 28"



Lignorim puukelausvanteet

Lignorim puukelausvanteet tuntuvat mukavalta ja lämpimältä kädessä kylmälläkin säällä ja ovat luonnonmukaista - ei allergisoivaa - puupuristelaminaattia, joka ei jätä tikkuja käteen. Puupinta antaa paremman tarttuvuuden perinteisiin alumiinikelausvanteisiin verrattuna.



Väri vaihtoehdot: Natur (vaalea puu), Dark (tumma puu), vaaleanpunainen, pinkki, punainen, oranssi, vihreä, turkoosinsininen

ADA Lap



ADA Lap -pyörätuolitarjotin ja lisävarustejärjestelmä on suunniteltu helpottamaan pyörätuolin käyttäjien arkea ja mahdollistamaan aktiivisempi elämäntapa. **ADA Lap** (lausutaan "add-a-lap") -järjestelmä liukuu suoraan istuintyyntyn alle. Kevyt pohjalevy on erittäin kestävä ja helppokäyttöinen. Ei muttereita tai pultteja - vain tukeva, säädettävä ja kätevä pääsy kaikkiin tarvittaviin pyörätuolivarusteisiin.

Pohjalevy pysyy paikoillaan käyttäjän painon avulla, mutta siinä on myös esiporatut reiät, joiden avulla sen voi halutessaan kiinnittää pysyvästi istuinsosaan. Korkeutta säädetään pikalukituksella, ja pystytanko on helposti irrotettavissa siirtymistä varten. Pohjalevyn voi myös kääntää pystysuunnassa, jolloin se tarjoaa enemmän jalkatilaa.



Libra™

matrx
SEATING SERIES

Geeli/-vaahtomuovi painehaavatyyny

- Suuri painehaavariski luokka
- Leveydet 36--56 cm
- Syvyydet 31--56 cm
- Korkeus korkein kohta 8,9 cm
matalin kohta 5,9 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu +60°C
- Max. 136 kg / HD 227 kg



Istuintyyny

Vicair

VICAIR

Ilmatäytteiset istuintyyny



VICAIR VECTOR 02

- Tukevin mallimme
- 8 kenno-osaa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 10 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg



VICAIR ACTIVE 02

- 4 kenno-osaa + vaahtomuovi etuosa
- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 9 cm
- Paino 1,6 kg
- Pesu pesukoneessa +60°C
(ilman vaahtomuovietuosa)
- Uusi paremmin uppoutuva takaosa
- Max. 200 kg



Katso tyynyjen kokovalikoima sekä muut
istuintyynymallit nettisivuiltamme
www.campmobility.fi

CAMP
MOBILITY

Päätuki



Symmetric Savant™

Päätuki kokonaisvaltaiseen pään hallintaan

Päätuki Savant™:in geelipehmusteet antavat pehmeän, räätälöidyn pään tuen kolmella korkeudella. Savant™:lla voidaan ohjata sivuttaisliikettä, flexiota ja rotaatiota. Vakiona mukana tuleva, matalaprofiilinen, irrotettava otsapanta tukee pään etuosaa.



Savant on hiostamaton, kevyt ja sitä on helppo muotoilla käsin. Saatavana 3 kokoa: Adult, Small ja Pediatric ja useita eri konfiguraatioita.

Voidaan yhdistää useiden eri valmistajien päätukien kiinnitysvarsiin adaptereiden avulla tai Symmetric Designsin omiin päätukien kiinnitysvarsiin.



Selkäosat



Sivutukia voi säätää 2,6 cm leveys- ja 20 cm korkeussuunnassa.



Matrx® MAC

matrx®MAC

Muotoiltava, säädettävä
selkätuki

Matrx® MAC on uusi säädettävä, muotoiltu selkätuki, johon on valittavissa selkäosa halutulla materiaalilla sekä eri syvyiset vartalotuet. Selkätuki soveltuu usealle erimuotoiselle selälle ja eri asteisiin toimintakykyihin.

Matrx® MAC sopii parhaiten pyörätuoleihin, joissa on istuimen ja/tai selkäosan kallistus. Valittavana 2 eri pehmustemateriaalia, joko 2-kerroksinen pehmeä/HR-vaahtomuovi tai uusi HUG-pehmuste, joka on pehmeää, hengittävää, allergiavapaata ja kehon muotoihin mukautuvaa Stamina Fibre® -kuitumateriaalia.

Vakiona kiinnitysosat joko Miniset (41 cm korkea selkäosa) tai Easyset (46 – 56 cm korkeat selkäosat). Pikalukitus helpottaa selkänöjan irrottamista.

Koot: leveydet 41-51 cm,
korkeudet 41-56 cm.



Eri syvyiset vartalotuet eri puolille; Standard 9 cm,
Deep 15 cm ja Extra Deep 23 cm.

CAMP
MOBILITY

Respira Sport & Comfort

Kevyet ja hengittävät yksilölliset selkäosat

Respira Sport ja Comfort selkäosat ovat huippulaadukkaita, huippukevyet ja hengittävät Symmetric Designs yksilölliset selkäosat, joissa kevyt, rei'itetty alumiini selkälevy ja joko Stimulite™-hunajakennopehmuste Spacetex-hopealankapäällisellä (Sport) tai rei'itetty memory foam -geelipehmuste joustavalla 3D-verkkopäällisellä (Comfort).

Korkeus-, kulma ja syvyyssäädettävät selkäosat kiinnitetään pyörätuolin selkäputkiin. Kaikki mallit voidaan asentaa + 5 cm selkäosaa leveämpään pyörätuoliin.

6 mallia:

Sport: Lower & Mid (syvyys 7 cm)

Comfort: Mid & Upper (syvyys 7 cm) ja

Mid Deep & Upper Deep (syvyys 15 cm)

Leveydet: 31-36 cm - 51-56 cm

Korkeudet: Lower 25 - 41 cm (vain Sport), Mid 41 - 46 cm,

Upper: 51 cm (vain Comfort)


Max. käyttäjäpaino 136 kg



Lisävarusteena saatava Respira Active Fan -tuuletin haihduttaa lämpöä ja kosteutta ja muodostaa terveen ja viileän mikroilmaston.



Lower Thoracic
(10 -14" height)



Mid Thoracic
(14 -18" height)



Upper Thoracic
(20" height)

Vartalogutuki




L.U.B.S.

Lateral Upper Body Support -vartalogutuki



L.U.B.S.-järjestelmä on innovatiivinen uusi lähestymistapa sivuttaistukeen, joka voidaan kiinnittää mihin tahansa pyörätuolin selkänojaan tai pyörätuolin runkoputkiin. Ruostumattomasta teräksestä ja alumiiniseoksista valmistettu L.U.B.S. tarjoaa vahvan ja turvallisen 360 asteen pehmusteen asettelun ja muotoilun, jotta tuki on juuri siellä missä sitä tarvitaan.



L.U.B.S. Free Form -pehmusteet tarjoavat muotoiltavan ratkaisun vartalon tukemiseen. Saatavilla viitenä ennalta määriteltynä kokonaisuutena, mutta myös räätälöidyt vaihtoehdot ovat mahdollisia.

Jokainen Free Form -kokonaisuus sisältää Stimulite-pehmusteen ja hengittävän päällisen.

Saatavana viisi eri kokoista pehmustetta, joissa on alumiinilevy upotettuna tiiviiseen vaahtomuoviin. Jokainen pehmuste on kiinnitetty ruostumattomasta teräksestä valmistettuun palloniveleen, mikä mahdollistaa **360 asteen säädettävyyden**. Pehmusteen korkeutta, kulmaa ja syvyyttä voidaan säätää helposti ilman, että kiinnityspistettä tarvitsee vaihtaa.

Lue lisää skannaamalla QR-koodi puhelimesi kameralla!



Dynaaminen käsituki

Bodyspoint Dynaaminen käsituki on kliinisesti kehitetty, modulaarinen ja joustava ratkaisu pyörätuolin tai sähköpyörätuolin käyttäjille, joilla on neurologisia tai ortopedisiä yläraajojen toiminnan haasteita.

Käsituki tarjoaa kolmipisteisen tuen kyynärpäälle, kyynärvarrelle ja kämmenelle, auttaen ehkäisemään kontraktuuroja, sijoiltaanmenoa ja lihasrasitusta sekä tukemaan toiminnallista aktiivisuutta.



2- ja 4-pistelantiovyöt

Bodyspoint pehmustetut lantiovyöt kahdella tai neljällä kiinnityspisteellä, voidaan kiinnittää pyörätuoliin kahdesta tai neljästä kohdasta, joka varmistaa lantion pysymisen oikeassa asennossa.

Vyön ohjaavat kiinnityskohdat pitävät vyön oikealla korkeudella, jolloin vyö ei nouse ylös tai kierry ja liiku pois paikoiltaan.

Kiinnitys metalli-, muovi-, lentokone-, tai muovisella kääntölukolla. Saatavana myös erilaisia turvalukkosuojuksia kuten painonappi-, sormenpäänappi- tai kynälukko.

Haararemmit

Bodyspoint pehmustetut haararemmit, varmistaa lantion pysymisen oikeassa asennossa. Yksinkertainen ratkaisu käyttäjille, jotka valuvat helposti istuessaan tai joilla on spastisuutta.

Pehmustetut vyöt ovat käyttäjäystävällisesti muotoiltu eivätkä ne paina rakkoo. Voidaan käyttää myös yhdessä lantiovyön kanssa.



4-pisteylävartalo vyö Stayflex™

Bodyspoint 4-pistevartalovyö Stayflex™ tarjoaa vankan tuen ylävartalolle sallien kuitenkin enemmän hartioiden liikettä kuin perinteiset ylävartalovyöt. Patentoitu kahteen suuntaan joustava rakenne estää tuen nousemisen ylös kaulalle eteenpäin nojautuessa. Koot XS-L (mallista riippuen).

Lantiovyö Evoflex®

Bodyspoint Evoflex®-2-pistelantiovyö voidaan asentaa haluttuun kulmaan ja se pysyy paikallaan. Vahvistetut sivut estävät vääntymisen ja mahdollistavat helpon avaamisen. Patentoidut, jäykät sivut estävät vyön putoamisen renkaiden, sivusuojien tai käsinojan väliin

Koot S-L



Server OS

Leveyssuunnassa kokoontaitettava, suuripyöräinen kävelyteline

Server OS on kevyestä alumiinista valmistettu rollaattori, joka on varustettu suuremmilla, pehmeillä renkailla (Ø 285 x 45 mm). Se soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön ja tarjoaa erinomaista vakautta ja käyttömukavuutta myös epätasaisilla pinnoilla.

Kävelyteline on leveyssuunnassa kokoontaitettava, mikä tekee siitä helpon varastoida ja kuljettaa. Työntökahvat ovat säädettävät, ja etukassi tulee mukana vakiona.

Istuinkorkeus: 60 cm

Max. käyttäjänpaino: 150 kg



Katso rollaattoritarjous sivulta 26



**Pituussuunnassa
kokoontaitettava**

Kävelytelineet



Sensor

Pituussuunnassa kokoontaitettava kävelyteline

Sensor on kevyt rollaattori, joka kokoontaittuu pituussuunnassa (etutaka) ja tarjoaa erinomaisen liikuteltavuuden sekä vakauden.

Työntökahvat osoittavat eteenpäin, käyttäjästä poispäin, mikä antaa mahdollisuuden kävellä enemmän rollaattorin "sisällä", on miellyttävämpi käsille, ranteille ja olkapäille ja helpottaa istuma-asennosta nousemista.

Runko on valmistettu pyöreästä alumiiniputkesta ja varustettu tukevalla, ylöstaitettavalla, kovalla muovi-istuimella, jossa voi levähtää. Alaslukittavat käsi-/seisontajarrut pitävät rollaattorin paikallaan istuttaessa.

**2 eri istuinkorkeutta:
L 61,5 cm ja M 52 cm**

Max. käyttäjänpaino: 150 kg

Athlon^{SL}

Erittäin kevyt, kokoontaitettava hiilikuitukävelyteline

Athlon SL on hiilikuiturunkoinen rollaattori, joka on suunniteltu aktiiviseen ja itsenäiseen elämään. Vain 5 kg painava rakenne tekee siitä yhden markkinoiden keveimmistä malleista, ja se soveltuu erinomaisesti sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kokoontaitomekanismin kiinni pysyminen varmistettu kätevällä painonapilla.

3 eri istuinkorkeutta: S 50 cm / M 55 cm / L 62 cm

Max. käyttäjänpaino: 150 kg



**Messutuotteessa
pehmeät PU-renkaat**

Työtuolit

msp Adam

Sähköisesti korkeussäädettävä
työtuoli

Adam on korkealaatuinen, sähköisesti korkeussäädettävä työtuoli, joka mukautuu täydellisesti käyttäjän tarpeisiin, mahdollistaen terveellisen ja tuottavan työskentelyasennon. Kulmasäädettävä selkänoja.

Adam-työtuoli on varustettu kattavasti jo vakiona, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan vaativaan työskentelyyn. Anatomisesti muotoiltu selkänoja ja istuin tukevat kehoa luonnollisesti, kun taas antibakteerinen verhoilu takaa hygieenisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Max. käyttäjäpaino: 135 kg

Vakioistuinkoko: 46x46 cm
Istuin tilattavissa myös täysin yksilöllisin mitoin

Molempiin työtuoleihin saatavilla monipuolinen lisävarustevalikoima, ja lisäsäätöjä (esim. istuimen kallistus) saatavana optiona. Kysy lisää myyjiltämme!

Levi msp

Käytännöllinen ja säädettävä
työtuoli

Levi-työtuoli on suunniteltu tukemaan käyttäjää päivittäisissä toiminnoissa ja tarjoamaan ensiluokkaista ergonomiaa eri tilanteissa. Tämä mekaanisesti säädettävä tuoli yhdistää käyttäjäsäädävyyden, mukautettavuuden ja kestäväen laadun, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen ja mukavaan työskentelyyn. Monipuolinen Levi on yksilöitävissä monenlaisiin tarpeisiin niin mitoiltaan kuin varustelultaan.

Mekaanisen kaasujousisäädön avulla tuolin korkeutta voi säätää helposti vīvusta. Lisäksi selkänojan kallistusta ja istuimen kulmaa voidaan säätää vaivattomasti optimaalisen tuen ja asennon löytämiseksi.

Max. käyttäjäpaino: 135 kg

CAMP
MOBILITY

Taaksekääntyvät ja
korkeussäädettävät
käsituet



Grillo ORMESA®

Modulaarinen asentojärjestelmä ja rattaat

Grillo Postural System on modulaarinen lapsille ja nuorille suunniteltu asentojärjestelmä, jossa on integroitu tilt-in-space -kallistus.

Istuinosa on irrotettava ja se voidaan sijoittaa:

- kompaktiin, innovatiivisesti suunniteltuun ulko-/ratasalustaan, joka on kokoonlaitettava ja kevyesti ohjailtava. tai
- sisäalustaan korkeudensäätöjärjestelmällä, kansainvälisesti patentoituun "GRILLO-tuoteperheen" alustaan, joka tarjoaa kompaktin ja tilaa säästävän alustan ja laajan korkeudensäätöalueen.

Grillo-rattaissa on pituussuunnassa kokoonlaitettava runko.

Istuin- ja selkäosan voi kallistaa makuuasentoon (kulmansäätö $90^{\circ}+45^{\circ}+35^{\circ} = 180^{\circ}$)

Istuimessa portaaton istuinlevyyden ja -syvyyden säätö, ja istuinosa käännettävissä kulkusuuntaan tai kasvat vanhempaan päin. Selkäosassa on kulman ja korkeuden säätö.

Saatavana laaja valikoima lisävarusteita. Pyydä tarjous myyjältämme!

Saatavana 3 kokoa: Mini, Small ja Medium.



tuotteet



Delfi

Kylpytuoli lapsille ja nuorille

DELFI-kylpytuoli mahdollistaa hoitajalle käyttäjän pesu- ja hygieniatoimenpiteet vapaasti, turvallisesti ja käyttäjälle optimaalisessa asennossa. Tuoli on suunniteltu käytettäväksi kylpyammeessa tai suihkussa.

DELFI-kylpytuoliin kuuluu useita turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia, kuten säädettävä niskatuki, vartalon tukivyö ja jalkaremmit, jotka parantavat turvallisuutta merkittävästi pesun aikana. Lisäksi tuen osat on päällystetty vaahtomuovilla, mikä takaa hyvän otteen ja suojaa pintoja naarmuuntumiselta.

Tuolin eri osien säätömahdollisuudet – niskatuen kulma, selkäreunan kulma ja jalkatuen kulma – sekä istuimen syvyyden säätö mahdollistavat käyttäjän asennon optimoinnin ja tuotteen mukauttamisen yksilöllisiin mittoihin annetun painoalueen sisällä.



Saatavilla kolme kokoa:

S max. 30 kg / M max. 50 kg / L max. 70 kg



Go.spider

Lasten kävelyteline

Go.spider-rollaattori on suunniteltu lapsille, joilla on liikuntarajoitteita ja jotka tarvitsevat tukea liikkuakseen vapaammin arjessaan.

Taitettavan rakenteensa ansiosta Go.spider on kompakti ja mahtuu helposti auton tavaratilaan. Monipuolisen säädettävyytensä ansiosta se voidaan mukauttaa käyttäjälleen sopivaksi.

Saatavilla kolme kokoa:

1. max. 35 kg, 2. max. 50 kg, 3. max. 80 kg

Kylpyhuoneapuvälineet

msp⁺ Noa

Sähköinen wc- ja suihkutuoli

Noa on kevyt sähkökäyttöinen wc- ja suihkutuoli, jonka korkeuden ja kallistuksen säätö tapahtuu kätevästi käsiohjaimella. Se on suunniteltu tekemään wc- ja peseytymistoiminnoista mahdollisimman mukavia ja turvallisia.

Innovatiivinen muotoilu yhdistää huipputason ergonomian, sähkötoimiset säätömahdollisuudet ja kestäväen rakenteen, tarjoten mukavan käyttökokemuksen niin käyttäjälle kuin hoitajalle.

Max. käyttäjäpaino: 135 / 190 kg

- Käsiohjaimella sähköisesti säädettävät korkeudensäätö ja kallistus
- Käännettävät käsietuet sekä säädettävä pää- ja jalkatuki
- Vakaa ja korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko
- Tilaa säästävä muotoilu mahdollistaa optimaalisen hoidon
- Sulavasti liikkuvat pyörät, joissa integroidut (3) jarrut ja (1) suunnanlukitus sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettu tarkkuuskuulalaakeri

Kolme jarrullista ja yksi suuntalukittava pyörä

Valittavissa kaksi korkeutta Noa Standard 48-87 cm sekä Noa Low 38-72,5 cm.

STAND-UP EASYUP[®] support arms

Helposti asennettava WC-tukikaidepari

STAND-UP WC-tukikaidepari on helppo ja nopea asentaa. Se soveltuu käytettäväksi yleisimpien WC-istuinten kanssa, huolimatta siitä onko istuin irti seinästä tai siinä kiinni. Asennus ei vaadi seinään tai lattiaan poraamista.

Materiaali on ruostumatonta teystä. Käsietuet ovat ylösnostettavat ja korkeussäädettävät (3 korkeutta: 25 / 29 / 32,5 cm). Käsitukien etäisyys toisistaan 515 mm.

Max. käyttäjäpaino 150 kg



CAMP[®]
MOBILITY

Kotihoitosängyt

Domiflex® 3 Plus .bock^{///}

Kotihoitosänky laajalla korkeudensääätöalueella

Uusi Bock Domiflex® 3 Plus kotihoitosänky ottaa tärkeän askeleen tulevaisuuteen kohti parempaa kotihoitoa. Sängyssä on laajennettu korkeudensäättöalue ja helppokäyttöinen muotoiltu käsiohjain, jotka tekevät siitä erinomaisen valinnan kotisairaanhoidon ja hoivakäyttöön.


Domiflex 3 Plus on premium-malli, jossa on muun muassa pidennetty pääty ja integroitu patjan vetäytymistoiminto. Sama sänky saadaan vahvistettua, jolloin maksimikäyttäjäpaino nousee 185 kg:aan ja SWL 220 kg:aan. Sänkyyn saatavana lisävarusteena pidennyssarja, jolloin makuualustan pituus pitenee 220 cm:iin. Yksi sänkymalli mukautuu moneen eri tarpeeseen!

Makuualusta: 90 × 200 cm (220 cm)
Korkeudensäättöalue: 35–80 cm
Max. käyttäjäpaino: 155 kg (185 kg)
SWL: 190 kg (220 kg)

Helppokäyttöinen käsiohjain



Tilaa säästävä
kuljetus- ja säilytys-
järjestelmä



Hannah

Monipuolinen lastensänky eri laitavaihtoehtoilla



Hannah 98



Hannah 135



Hannah 170

Hannah on turvallinen ja monipuolinen lastensänky, joka on suunniteltu erityisesti lapsille, joilla on levotonta motorista toimintaa.

Korkeiden laitojensa ansiosta Hannah on turvallinen sänky, joka estää lasta vahingoittamasta itseään. Ovet on lukittavissa ulkopuolelta, mikä estää niiden avaamisen sisältäpäin.

Hannah-sängyn laitavaihtoehtoissa on neljä eri korkeutta joko puun värisillä tai värikkäillä pinnoilla. Laitojen korkeudet 70 / 98 / 135 / 170 cm. Laidat saatavana joko 4- tai 8-ovisina (etu- ja/tai takapuoli)

Saatavilla on eri makuualusta- ja patjavaihtoehtoja sekä monipuolinen valikoima lisävarusteita.



**Runsas valikoima
väri vaihtoehtoja**



Hannah 70

Patjat

Sensaflo Hybrid



Saatavana koot: 90x198 cm
120x198 cm

Alerta Sensaflo Hybrid on monipuolinen hybridipatja, joka mukautuu käyttäjän tarpeisiin ja auttaa ehkäisemään sekä hoitamaan painehaavoja. Patjaa voi käyttää joko ilman pumppua korkean riskin tilanteissa tai pumpun kanssa erittäin korkean riskin käyttäjillä. Käyttötilan vaihtaminen onnistuu helposti ilman, että käyttäjää tarvitsee siirtää pois sängystä.

Patjan kantapääalueen muokattavat geelikennoelementit mahdollistavat paineettoman tuen herkimmille alueille. Hiljainen pumpputoiminto ja hengittävä, vedenpitävä päällinen tekevät käytöstä miellyttävää sekä käyttäjälle että hoitohenkilökunnalle.



Max. kuormitus 250 kg

Ruby Auto




Alerta Ruby Auto – täysin automaattinen, painon mukaan säätyvä vaihtuvapaineinen painehaavapatjajärjestelmä, jossa on päällekkäin asetellut ilmakennot, staattinen pohjaosa ja 20 cm korkeus. Se on suunniteltu tehokkaaseen painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon käyttäjille, joilla on sairaala-, hoiva- ja hoitokotiympäristöissä erittäin suuri riski painehaavan kehittymiseen.

Pumppussa on uusin huipputason automaattinen painonmittausteknologia, joka säättää jatkuvasti käyttöpaineita käyttäjän painon mukaan. Alerta Ruby Auto hyödyntää huipputason SensaCare TruFlo Technology® -teknologiaa – jatkuvaa automaattista painetunnistusta ilmasensorin ja mikroprosessorisäätimen avulla, mikä tarjoaa erittäin matalan käyttöpaineen ja edistää tasapainoista ympäristöä luonnollisille uniryteille sekä vakaata verenkiertoa Ultra-Silent™-pumpun hiljaisella käyntiäänellä.

Max. kuormitus 200 kg

Patjan mitat: 200 x 90 x 20 cm



Kliinisen pintapainemittauksen tulos

Birdie EVO Compact

Tehokas henkilönostin kompaktissa koossa

Birdie EVO Compact henkilönostin tarjoaa parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden kun henkilöä nostetaan tai siirretään sängystä, tuolista tai jopa lattialta. Se perustuu tunnettuun Birdie-nostimeen, mutta on suunniteltu käyttäjiä ajatellen. Birdie EVO Compact mahdollistaa ergonomiset nostot joissa nostettava voidaan helposti kääntää 360°.

Nimensä mukaisesti Birdie EVO Compact on erittäin kompakti ratkaisu nostotilanteisiin; se on erittäin kevyt (vain 31 kg) sekä helposti säilytettävä ja kuljetettava.

Maksimikuormitus 150 kg.



Comfort in Situ

Henkilön alle jätettävä nostoliina

Uusi Comfort in Situ nostoliina on paras vaihtoehto, kun liina halutaan jättää henkilön alle siirron jälkeen. Liina tukee koko vartaloa ja sopii henkilöille, joilla on hyvä pään kontrolli.

Nostoliina on suunniteltu kahvattomaksi ja jätettäväksi henkilön alle siirron jälkeen.

Kaikki 3 kangasvaihtoehtoa (polyester, spacer ja verkko) on valmistettu erityissertifioidusta, EN1021 (1. ja 2.) hyväksytystä, palosuojatusta ja ympäristöystävällisestä materiaalista.

Koot: XS-XXL



Klaimber electric plus

**Akku- ja verkkovirralla toimiva
nostotuoli**

Klaimber® electric plus on akku- ja verkkovirralla toimiva henkilönostin, joka yhdistää apuvälineen ja kalusteen parhaat puolet. Istuin nousee vakaasti 5 cm korkeudelta aina 55 cm saakka ja laskeutuu alas yhtä turvallisesti. Käyttö on yksinkertaista: ohjaimesta painamalla istuin liikkuu ylös tai alas lähes äänettömästi.

Klaimber® auttaa nousemaan lattialta ylös tai laskeutumaan alas ilman avustajaa. Se lisää omatoimisuutta ja avaa uusia mahdollisuuksia aktiiviseen elämään, oli kyseessä koti tai hoitoympäristö.

Ladattava akku tekee käytöstä joustavaa – yhdellä latauksella onnistuu jopa 15 nostoa ilman verkkovirtaa.



Jazz 510

Kokoontaitettava kävelyteline
pehmustetulla istuimella

Max. 150 kg



Jazz 520

Kokoontaitettava, kevyt
kävelyteline

Max. 130 kg



Goliat XXL

Kokoontaitettava
kävelyteline XXL-
kokoisille käyttäjille



Max. 200 kg



MESSUTARJOUS:
Poistuvat
rollaattorimallit

99€/kpl

alv 0%
78,88 € alv. 25,5%

Saatavilla rajoitettu
erä

Melody

S / M

Kevyt ja kestävä
kävelyteline



Max. 135kg

Gloss

450 / 520 / 600

Kevyt, ristikkorunkoinen
kävelyteline

Max. 160 kg



Melody HP

Kävelyteline HP-työntökahvalla
(vasen puoli) Koko L



Max. 135 kg

CAMP
MOBILITY

-50%-80%



Poistomyynti

OUTLET - poistotuotteet

Verkkosivujemme Outlet-osiosta löydät laadukkaita apuvälineitä ja tarvikkeita huomattavasti normaalia edullisempaan hintaan. Tuotteet voivat olla esimerkiksi mallikappaleita, poistuvia malleja, vuokrauksessa käytettyjä tai asiakaspalautuksia, jotka on tarkistettu ja täysin toimintakuntoisia.

Outlet on erinomainen vaihtoehto, kun halutaan hankkia arkea helpottavia ratkaisuja kustannustehokkaasti - ilman kompromisseja turvallisuudessa tai käyttömukavuudessa.

Outletista saat:

- Toimivia ja tarkastettuja tuotteita aina edulliseen hintaan
- Rajoitetun erän tarjouksia - saatavuus vaihtelee, joten kannattaa toimia nopeasti
- Käytännöllisiä apuvälineitä senioreille ja palvelutaloihin, kuten kävelytelineitä, pyörätuoleja ja muita arjen apuvälineitä

Outletin kautta on helppo löytää laadukkaita apuvälineitä esimerkiksi **tilapäiseen käyttöön, vara-apuvälineeksi tai kustannustietoisille ostajille.**

Tutustu valikoimaan osoitteessa www.campmobility.fi/tuotteet/outlet ja tee tilaus myyntipalvelumme kautta info@campmobility.fi tai puh. **09 350 76 310** (ma-pe 8-16)

Apuvälinevuokraus

Camp Mobility on sitoutunut kestävään kehitykseen edistämällä apuvälineiden uudelleenkäyttöä vuokraustoiminnassaan. Apu- ja hoivavälineiden vuokrauspalvelu on tarkoitettu kaikille tarvitsijoille: terveydenhuollon laitoksille, kotisairaaloille, hoivakodeille, yrityksille, yksityisille henkilöille ja matkailijoille. Kun haluat vuokrata apuvälineen, ota yhteyttä info@campmobility.fi tai puh. **09 350 76 310 (ma-pe 8-16)** ja pyydä tarjous!

Vuokrauksen hinta

Vuokrahinta muodostuu päivävuokrasta ja toimitusmaksusta. Vuokrat laskutetaan kuukausittain jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä, maksuehto on 14 pv. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, ja tuotteen voi palauttaa tai lunastaa koska tahansa. **Minimilaskutus on 1 kuukausi.**

Tutustu vuokraushinnastoon osoitteessa www.campmobility.fi/vuokraus

Laatu ja ympäristö – vastuullisuuden kulmakivet

Olemme saaneet **ISO 9001** laatu- ja **ISO 14001** ympäristösertifikaatin, jotka vahvistavat sitoutumisemme laatuun ja ympäristönsuojeluun. Prosessimme ovat tehokkaita, asiakaslähtöisiä ja jatkuvasti kehittyviä. Osana kiertotaloutta me mm. kierrätämme pyörätuolirampit ja hoidamme jakelun osittain omalla kalustolla – tehokkaasti ja vastuullisesti.

Ota yhteyttä!



Tapani Vuorinen
tapani.vuorinen@campmobility.fi
044 981 8090



Kaisu Haatainen
kaisu.haatainen@campmobility.fi
0400 410 865
*Pohjois- ja Etelä-Savo,
Pohjois-Karjala*



Kai Mustalahti
kai.mustalahti@campmobility.fi
0400 478 220
*Varsinais-Suomi, Satakunta,
Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa,
Ahvenanmaa*



Ville Valkeejärvi
ville.valkeejarvi@campmobility.fi
045 728 3040
*Helsinki, HUS, VaKeHyva, Itä-
Uusimaa, Etelä-Karjala*



Jasmin Andersson
jasmin.andersson@campmobility.fi
040 1260 710
*Helsinki, HUS, Keski- ja Länsi-
Uusimaa, Kymenlaakso*



Taina Kosunen
taina.kosunen@campmobility.fi
0400 185 078
*Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa*



Niina Kostamo
niina.kostamo@campmobility.fi
040 125 4046
*Pohjois-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi*



Matti Mikkonen
matti.mikkonen@campmobility.fi
0400 183 253
*Pirkanmaa, Kanta-Häme,
Päijät-Häme*



Teemu Jokilaara
teemu.jokilaara@campmobility.fi
0400 410 865
*Sähköiset apuvälineet,
koulutus*



Mervi Jylli
mervi.jylli@campmobility.fi
045 7292 866
*Vuokrauspalvelut ja
jälleenmyyjät*



Sami Salonen
sami.salonen@campmobility.fi
045 7200 419
*Esteettömyyspalvelut: rampit ja
luiskat*



Petteri Tontti
petteri.tontti@campmobility.fi
0400 723 527
*Varaosat ja
optiot*