

PALVELUT & TUOTTEET omais- ja kotihoivaan





Box4
+aktiivipaketti



Box I /
hemi

Action3NG pyörätuoli muuntuu moneksi!

Invacare **Action3NG** - ehkä maailman myydyin peruspyörätuoli muuntuu lainaamopyörätuolista aktiivituoliksi, hemituoliksi ja jopa comfort-tuoliksi komponentteja vaihtamalla. Kuljetuspaino alk. 7,5 kg. Kasaantaittuva selkäosa tekee tuolista erittäin helposti kokoontaittuvan.

Istuinleveydet 38–50,5 cm.
Istuinsyvyyydet 40 tai 40–45 cm.
Istuinkorkeudet 38–51 cm.
Max. käyttäjäpaino 125 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Action3
kuljetuspyörätuoli



Action3
V-Drive
työntöapulaitteella



Action3
Comfort-
tuoli

Action3 Matrix-
selkäosalla ja
Libra-istuin-
tyynyllä



Klaimer E plus

Klaimer®
electric

Huonekalumainen nostotuoli **Klaimer Electric plus** on akku- ja verkkovirralla toimiva henkilönostin, joka yhdistää apuvälineen ja kalusteen parhaat puolet. Istuin nousee vakaasti 5 cm korkeudelta aina 55 cm saakka ja laskeutuu alas yhtä turvallisesti. Kotimaista apuvälinesuunnittelua. Saatavana myös pelkällä verkkovirralla toimiva ja sähkötön versio.

Max.120 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Rea Clematis Pro

Rea Clematis Pro on moderni ja turvallinen comfort-pyörätuoli, joka on suunniteltu erityisesti helpottamaan arkea sekä käyttäjälle että avustajalle. Sen suosio perustuu ominaisuuksiin, jotka parantavat istumamukavuutta, asennon hallintaa ja ergonomiaa vaativissakin käyttötilanteissa.

Istuinleveydet: 39 / 44 / 48 cm

Max. käyttäjäpaino: 135 kg

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



CAMP®
MOBILITY

Kevytsähköpyörätuolit

Verso



Sähköpyörätuoli ja manuaalipyörätuoli samassa!

Vermeiren® Verso kokoontaitettavat sähköpyörätuolit mahtuvat helposti useimpien autojen tavaratilaan. Helppokäyttöinen ohjaus joystickillä. Moottorit ja akut sijoitettu fiksusti takapyörien väliin. Vaihdamalla takapyörät kelauspyöriin tuolista saa helposti manuaalipyörätuolin.

Istuinleveydet 44/46/48/50 cm,
Isvyydyt 42-48 cm.
Selkäosan korkeudet 40-48 cm. Kokonaispaino 31,3 kg
Painavin osa 16,2 kg. Kuljetuspaino 9,9 kg.
Max. 6 km/h, ajomatka yhdellä latauksella 15 - 21 km.

Max. käyttäjäpaino 130 kg.



Pyydä esittely ja
tarjous myyjiltämme!

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!

Kokoontaittuva kevytsähköpyörätuoli

JBH® D26 kokoontaitettava sähköpyörätuoli mahtuu helposti useimpien autojen tavaratilaan. Kokoontaitto tapahtuu helposti parissa sekunnissa.

Helppokäyttöinen ohjaus Joystickillä.
Istuin 43x45 cm. Istuinkorkeus 52 cm.
Moottorit ja akut sijoitettu fiksusti rungon sisään. Paino ilman akkuja 23 kg (D39: 42 kg).

Nopeus max. 6 km/h.
Ajomatka yhdellä latauksella 25 km/35 km.
Max. kuormitus 160 kg.

Puhkeamattomat PU 8/8,5" etu- ja
12,5/13,5" takarengaat.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

**Tämän tuotteen voi myös
vuokrata!**

JBH® D26



CAMP
MOBILITY

Polkupyörät Side-by-Side 20"

PFMobility sähköavusteinen Side-by-Sideparipyörään rinnakkain ajettava kolmipyörä, joka soveltuu niin ulkona tapahtuvaan vapaa-ajanviettoon kuin suunnitelmallisen kuntoutuksen apuvälineeksi. Side-by-side mahdollistaa kuljettajan ja matkustajan poljinnopeuden synkronoinnin eli matkustajan poljin liikkuu kuljettajan polkimen tahtiin. Tämän toiminnon saa myös helposti kytkettyä pois päältä, jolloin matkustaja voi itse päättää, polkeeko vai lepääkö kuljettajan jatkaessa polkemista. Max. kuormitus 240 kg.



L A G O O N

Vermeiren Lagoon on klassinen kaupunkiajoon tarkoitettu kolmipyörä aikuisille. Lagoon soveltuu myös vähän pidemmille matkoille, tarjoten vakautta ja mukavuutta pyörällä ajoon. Pyörän matala runko helpottaa pyörän päälle nousemista ja laskeutumista (nousukorkeus n. 19 cm). Lagoon pyörä on saatavana vaihteettomana tai 3-vaihteisena. Sähköavusteinen versio myös 7-vaihteisena. Saatavana myös pienempi Freedom 20".



kokonais-
pituus
18087



kokonais-
leveys
68



satulan
korkeus
810-900



korkeus satu-
lasta polkimiin
640-880



nousu-
korkeus
194



ohjaustangon
korkeus
1121-1309
1013-1206 (Vintage)



renkas-
koko
24" x 1 3/8



kokonais-
paino
27,8



käyttäjän
paino
125

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painopoikkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5") ovat mahdollisia.

Senioriskootteri

PE0602 on helppokäyttöinen ja turvallinen senioriskootteri. Kompaktin kokonsa ja ketterien 8" renkaidensa ansiosta se soveltuu erinomaisesti niin sisätiloihin kuin piha-alueille. Maksiminopeus on 8 km/h ja toimintamatka noin 20 km yhdellä latauksella. Mopo on varustettu kirkkaalla etuvalolla, äänimerkillä sekä selkeällä ohjauspaneelilla, josta voi säätää nopeutta ja seurata akun varausta.

Mukava ja turvallinen käyttö on varmistettu säädettävällä istuinkorkeudella, leveyssäädettävillä käsinojilla sekä portaattomasti säädettävällä ohjaustangolla. Skootteri on helppo ladata mukana tulevalla laturilla. Kevyt rakenne, 42 kg kokonaispaino ja 120 kg käyttäjäpainon kesto tekevät seniorimoposta luotettavan ja käytännöllisen liikkumisen apuvälineen palvelutaloihin ja senioreiden arkeen.

Ajomatka: **n. 20 km**

Max. nopeus **8 km/h.**

Max.kuormitus: **120 kg**



Karma KS-343.2

Karma KS-343.2 on pienikokoinen keskipitkän ajomatkan sähkömopo. Sen kompakti koko ja ergonominen muotoilu tarjoaa erinomaisen istuinmukavuuden ja nelipyöräjousitusjärjestelmä poikkeuksellisen ajomukavuuden.

KS-343.2-istuim kääntyy 90°/180° helpottaakseen mopoon nousemista tai sieltä poistumista. Istuimessa on myös taaksetaitettavat, säädettävät käsituet, jotka mahdollistaa sivusiirrot.

Vakiokokoonpanossa mm. etu- ja takavalot, etukori, taksikoukut ja 2 peiliä.
Varastoväri: Sininen + mustat muoviosat.

Ajomatka **30-40 km**

Max.nopeus **9.2 km/h**

Max.käyttäjäpaino **135 kg**

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Painehaavaistuintyyntynyt



VICAIR

ADJUSTER O2

VICAIR

VECTOR O2

VICAIR

ACTIVE O2

Korkealuokkaista paineen vähennystä (riskitasot I-IV) sekä mahdollisuus yksilöllisiin ratkaisuihin.

- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6, 10 ja 12 cm
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg

Tarjoaa suuremman lantion stabiliteetin ja anatomisesti muotoillun istuinpinta-alan mahdollistaen upotuksen ja paremman käytettävyyden.

- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 10 cm
- Pesu pesukoneessa +60°C
- Max. 250 kg

Sopii erittäin hyvin aktiivisille pyörätuolin käyttäjille, jotka liikehtivät paljon. Erinomainen sivuttais- ja etutuenta ja erittäin hyvä ischias-alueen kevennys ja suojaus.

- 45 kokoa: 35x35 - 60x60 cm
- Korkeudet 6 ja 9 cm
- Pesu pesukoneessa +60°C (ilman vaahtomuovietuosaa)
- Max. 200 kg



COMFAIR

Vakiopäällinen

vetoketjuellinen, 100 % hengittävä ja pestävä.

TOP COVER

Huppupäällinen

"huppuna" tyynyn päälle asetettava 100% hengittävä ja pestävä päällinen. Ei vetoketjua.

INCOTEC

Inkopäällinen

vetoketjuellinen PU-inkontinenssipäällinen, jonka päällisosa on hengittävä.



HYGIENE O2

Kysy myös muita Vicair-tuotteitamme!

Libra™

matrx®
SEATING SERIES

Antaa korkeimman tason suojauksen hankausta ja ihoärsytystä vastaan sekä parhaat säädeltävyydet yksilöllisiin istuma-asentoihin.

- Leveydet 36--56 cm
- Syvyydet 31--56 cm
- Korkeus korkein kohta 8,9 cm matalin kohta 5,9 cm
- Pesu +60°C
- Max. 136 kg / HD 227 kg



CAMP
MOBILITY

Vyöt, remmit ja käsituet

Dynaaminen käsituki BP

Bodypoint Dynaaminen käsituki on kliinisesti kehitetty, modulaarinen ja joustava ratkaisu pyörätuolin tai sähköpyörätuolin käyttäjille, joilla on neurologisia tai ortopedisiä yläraajojen toiminnan haasteita. Käsituki tarjoaa kolmipisteisen tuen kyynärpäälle, kyynärvarrelle ja kämmenelle, auttaen ehkäisemään kontraktuuroja, sijoiltaanmenoa ja lihasrasitusta sekä tukemaan toiminnallista aktiivisuutta.



Elastinen rintavyö BP

Bodypoint Universal Elastic Strap -elastinen rintavyö antaa tukea silloin, kun sitä tarvitset, missä kohtaa ikinä tarvitset. Vyön materiaali on erittäin joustavaa ja vahvaa neopreenia ja siinä on tarrakiinnitys, joka ei tartu vaatteisiin tai kerää likaa. Voidaan käyttää rintavyönä, vatsavyönä, reisi- tai pohjeyönä.

Haararemmit BP

Bodypoint pehmustetut haararemmit, varmistaa lantion pysymisen oikeassa asennossa. Yksinkertainen ratkaisu käyttäjille, jotka valuvat helposti istuessaan tai joilla on spastisuutta.

Pehmustetut vyöt ovat käyttäjäystävällisesti muotoiltu eivätkä ne paina rakkoo. Voidaan käyttää myös yhdessä lantiovyn kanssa.



Pohjjeremmi Aeromesh BP

Bodypoint pehmustettu pohjjeremmi Aeromesh pitää jalat turvallisesti ja mukavasti jalkalaudalla ja pohkeet rentoina. Pohjjeremmi jakaa paineen tasaisesti alaraajoihin ja ohjaa jalkojen fleksiota.

Rollaattorit



Laser

Edullinen, pituussuunnassa kokoontaittuva kävelyteline A-rungolla. Runko on valmistettu teräksestä, mutta se on silti kevyt ja helppo varastoida ja kuljettaa.

Max. 130 kg



Kokonaisleveys
62,5 cm



Pituus
66 cm



Istuinleveys
44,5 cm



Istuinkorkeus
60 cm



Renkaiden mitat
200x50 mm



Max.kuormitus
130 kg



Tuotteen paino*
8,758 kg
*ilman
lisävarusteita

Server Server 55

Leveyssuunnassa kokoontaitettava alumiinirollaattori korkeussäädettävillä työntökahvoilla ja muovivahvistetulla kangasistuimella. Saatavana joko pehmeillä tai kovilla TPE-renkailla. 2 korkeutta. Etukassi vakiona.

Koot: M ja L

Väri: Beige



Kokonaisleveys
60 cm



Pituus
68 cm



Kokonaiskorkeus
66–86 cm /
74–102 cm



Istuinkorkeus
55 / 62 cm



Istuinleveys
46 cm



Renkaiden halkaisija
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Tuotteen paino*
6,8 / 7 kg
* + etukassi 340 g

CAMP
MOBILITY

Athlon Athlon 55

Leveyssuunnassa kokoontaitettava
huippukevyt hiilikuiturolllaattori
korkeussäädettävillä työntökahvoilla ja
muovivahvistetulla kangasistuimella.
Saatavana joko pehmeillä tai kovilla
TPE-renkailla.
Etukassi vakiona.

Punainen M
Musta L



Kokonaisleveys
60 cm



Pituus
68 cm



Kokonaiskorkeus
63-102 cm



Istuinkorkeus
55/62 cm



Istuinleveys
46 cm



Renkaiden halkaisija
200 x 35 mm



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Tuotteen paino*
5/ 5,2 kg
* + etukassi 340 g



Server OS

Leveyssuunnassa kokoontaitettava
alumiinirollaattori korkeussäädettävillä työntökah-
voilla ja muovivahvistetulla kangasistuimella ja
ISOILLA renkailla, jotka kulkevat hyvin myös
ulkona ja lumessa. Irrotettavat kannellinen
etukassi ja selkätki vakiona.

Koko: L
Väri: Siniharmaa

Valmistaja:
Rehasense Sp.z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków
Trybunalski Poland
www.rehasense.com



Kokonaisleveys
65 cm



Pituus
73 cm



Kokonaiskorkeus
81-99 cm



Istuinkorkeus
60 cm



Istuinleveys
46 cm



Renkaiden halkaisija
285 x 45 mm



Max.käyttäjäpaino
150 kg



Tuotteen paino*
9 kg
* + etukassi 400 g

CAMP
MOBILITY

Suihkutuolit ja -jakkarat



AQUATEC®

Invacare Aquatec Ocean Ergo suihkutuolit voi vuokrata tai hankkia omaksi. Saatavana pienipyöräinen, pienipyöräinen kallistettava tai kelattava 24" pyörillä, XL- tai kallistettava versio. Max 150 kg.

**Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!**



REHASENSE

Back Up

Rehasense Back Up suihkutuolit / -jakkarat saatavana hygieni- aukollisella tai kiinteällä istuimella. Selkänoja myydään lisävarusteena. Max 150 kg.

Pyydä tarjous myyntipalvelusta!



Pluo

Vermeiren Pluo on pienipyöräinen WC- ja suihkutuoli, jossa on vakiona alusastia. Istuinkorkeus säädettävissä 51/54/57/60 cm.

Max. 150kg
Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!



Noa

MSP sähköisesti korkeussäädettävä ja kallistettava suihkutuoli, jossa käännettävät käsitetet sekä säädettävä pää- ja jalkatuki.

Saatavana myös matalampi Low- ja XL-versio.

Max. 135 / 190 kg (XL)

Aquatec Sansibar:



WC & Hygienia

WC-korottajat

Käsituelliset Invacare Aquatec 90 000 ja WC-korottajat saatavana 2, 6 ja 10 cm korkeana
Max. 150 kg.

Pyydä tarjous myyntipalvelusta!



AQUATEC®



Tukikahvat

ROTH® MOBELI®

Roth MOBELI imuelementtitukikahvat voidaan kiinnittää ilman poraamista ja käyttää uudelleen eri kohteissa. Kokoina esim. 21/35/22–35/34–46,5/44–56,5/66,5–79 cm. Saatavana kiinteitä, pituussäädettäviä ja wc-istuimen yhteyteen asennettava QuattroPlus-järjestelmiä 42–54,5 cm. Max. 100-160 kg.

Mobilex tukikahvat ovat edullisia, kestäviä muovikahvoja, jossa kiinnitys ruuvilla ja viimeistely suojamansetilla. Vakiokoot: 30, 45 ja 60 cm. Saatavana myös 70 cm putkea + pääty- ja jatkopaloja erikoismittaisiin kohteisiin. Max. 120 kg.

Pyydä tarjous myyjiltämme!



Tukikaidepari **EASYUP®** support arms

STAND-UP WC-tukikaidepari on helppo ja nopea asentaa. Se soveltuu käytettäväksi yleisimpien WC-istuinten kanssa, huolimatta siitä onko istuin irti seinästä tai siinä kiinni. Asennus ei vaadi seinään tai lattiaan poraamista.

Materiaali on ruostumatonta teystä. Käsituet ovat ylösnostettavat ja korkeussäädettävät (3 korkeutta: 25 / 29 / 32,5 cm). Käsitukien etäisyys toisistaan 515 mm.

Max. käyttäjäpaino 150 kg



CAMP®
MOBILITY

Nostaminen ja siirtäminen



Birdie EVO

Invacare Birdie EVO henkilönostimet ovat kokoontaitettavia henkilönostimia, joilla voidaan nostaa makuuasennosta, istuvasta asennosta tai lattialta esim. pyörätuoliin, WC- suihkutiloihin ja takaisin. Max.180 kg. Laaja valikoima nostoliinoja.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!

ISA

Invacare ISA seisomanojanostimet nostaa istuvasta asennosta seisomaan. Max.160 kg / 200 kg. Saatavana 2 eri nostoliinamallia.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!
Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Gateway REHASENSE

Rehasense Gateway siirtolaite kääntää istuvasta asennosta seisomaan. Sopii henkilöille, jotka voivat vähän varata painoa jalkojen varaan. Voidaan käyttää Gateway Belt -nostovyön kanssa tai ilman. Max.150 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Hoivasängyt

Olympus XXL 350 kg



Sähköisesti kokoontaittuva XXL-hoivasänky

Apollo Healthcare Olympus Bariatric XXL

kotihoitosänky on sähköisesti kokoontaitettava hoivasänky jopa 350 kg:lle henkilölle. Täysin sähkösäätöinen sänky sopii ihanteellisesti sekä koti- että laitostyttöön. Makuualustan leveys 120 x 205 cm. Ulkomitat 136 x 229 cm. Korkeudensäätöalue 33–73 cm. Selkäosan kulma 0°–73°. Vakiona 3-puomiset täysipitkät puukuvioidut alumiinisivulaidat. Automaattinen selkäosan pituuskompensatio lisää mukavuutta selkätuen aktivoinnin yhteydessä, ja vähentää hankausta ja kitkavoimaa. Helppokäyttöinen käsiohjin. Yksittäin lukittavat 120 mm pyörät.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Vereya Plus

Uusi edullinen hoivasänky

NIPI-M Vereya Plus kotihoitosänky sopii mihin tahansa käyttöympäristöön. Koteloidut päätypaneelit ja puusivulaidat tarjoaa kodinomaisen ulkonäön. Sähkötoiminnot ovat säädettävissä käsiohjaimella, jossa on lukitusmahdollisuus. Maalattu teräsrunko sekä puiset täysipitkät sivulaidat ja päädyt. Kokoon laitettava sänky on helppo purkaa osiin ja kuljettaa tai varastoida kuljetusalustalla. Lukittavat Ø 100 mm pyörät. Makuualusta: 90x200 cm. Kokonaismitat 105x219 cm. Nostoalue 40-80 cm. Max. 135 kg. SWL 170 kg.

Pyydä esittely ja tarjous myyjiltämme!

Koteloidut päädyt

Sängynpäädyt on koteloitu ja sivulaidat puiset, mikä lisää sängyn kodinomaisuutta ja helpottaa puhdistusta.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Nousutuki

Sivulle kääntyvä ja irrotettava nousutuki lisävarusteena.



Lukittava käsiohjin



Suosittelaa:
Ennaltaehkäisyyn
Paineentasaukseen
Liikkumattomille potilaille
Kipupotilaille
Hikoileville potilaille
Alipainoisille potilaille
Dementiapotilaille

Sensafo Hybrid

Alerta Sensafo Hybrid on monipuolinen hybridipatja, joka mukautuu käyttäjän tarpeisiin ja auttaa ehkäisemään sekä hoitamaan painehaavoja. Patjaa voi käyttää joko ilman pumppua korkean riskin tilanteissa tai pumpun kanssa erittäin korkean riskin käyttäjillä. Käyttötilan vaihtaminen onnistuu helposti ilman, että käyttäjää tarvitsee siirtää pois sängystä.

Patjan kantapääalueen muokattavat geelikennoelementit mahdollistavat paineettoman tuen herkimmille alueille. Hiljainen pumpputoiminto ja hengittävä, vedenpitävä päällinen tekevät käytöstä miellyttävää sekä käyttäjälle että hoitohenkilökunnalle.

- 198 x 90 x 14 cm (+2cm pumpulla)
- 198 x 120 x 14 cm (+2cm pumpulla)
- Päällisen pesu +95C.
- Max. 150 kg

Basis

Zibo Basis vaahtomuovi-painehaavapatja

on painettava vähentävä staattinen vaahtomuovi-painehaavapatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja paineentasaukseen. Sopii potilaille, joilla on korkea riski saada painehaavoja, ja potilaille, joilla on painehaava-aste taso 0 – 3.

Vaahtomuovi on sisäpuolelta vuorattu ohuella tekstiilitrikkoolla, joka mahdollistaa päällisen levittäytymisen tasaisesti ja helposti vaahtomuovin päälle. Tällä tavalla päällinen liikkuu ja mukautuu esim. käytettäessä sängyn toimintoja eikä lisää kitkaa potilaan iholle sisäänpäin vedettäessä. Korkealaatuinen Öko-tex-sertifioitu hengittävä PU-päällinen yli 800 g/m² /24varmistaa että lämpö ja kosteus kulkeutuvat ulos ja pois patjasta. Avosolujen vaahto edistää myös hyvää ilmanvaihtoa

- 80x200x14 cm
- 90x200x14 cm
- Päällisen pesu +95C.
- Max. 150 kg

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!

Happirikastimet



Horizon P5

Horizon 5P matkamallin happirikastin Horizon P5® 20 eri asetusta 0,25-5 l/min välillä. Kevyt & kompakti kuljettaa (paino 2,5 kg), helppo huoltaa, pitkäikäinen akku, bluetooth liitäntä Valittavissa vakio tai tehoakku. Mitat: 216 x 88 x 220 mm. Paino: 2.54 kg (perusakku) 2.90 kg (tehoakku) Happipitoisuus: yli 87 % virtausnopeus max. 1050 ml/min Akun kesto: 4,25-8,5 tuntia akusta riippuen.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!

Horizon S5 5l/min

Horizon S5 on ultra-hiljainen, kevyt, turvallinen ja luotettava Horizon® S5 0,5-5 l/min lattiamallin happirikastin tuottaa vain max. 45 dB:n äänitason vir- taustasosta riippumatta. Horizon® S5 sopii käytettäväksi 24 tuntia vuorokau- dessa, 7 päivää viikossa, ja sen happipitoisuus on vähintään 93 % ($\pm$ 3 %) kaikissa asetuksissa. Ääni ja visuaalinen hälytys kaikissa häiriötapauksissa.

Sopii useimpiin happihoito-ohjelmiin ja reseptimääräyksiin sekä laitos- että kotikäyttöön. Ei vaadi määräaikaishuoltoa. Potilas voi vaihtaa tarvittaessa suodattimet itse. Laite ei tarvitse työkaluja, -ohjelmistoja eikä erillistä kalibrointia. Toimitetaan sisältäen kaiken, mitä välittömään käyttöön tarvitaan.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Kuntoutus

Artromot K1

Artromot K1 Classic CPM-laite polvi- ja lonkkanivelen mobilisointiin ennen ja jälkeen leikkauksen. Soveltuu sekä klinikka- että kotihoitoon. Käsiohjaimen säädöt on opastettu yksinkertaisin kuvin. Käyttö nopeuttaa toipumista ja liikkeelle lähtöä leikkauksen jälkeen ja vähentää kipua, ehkäisee jäykkyyttä ja lisää liikelaajuutta.

Tämän tuotteen voi myös vuokrata!



Luiskat ja rampit



EU-moduulirampit

Trident EU-moduulirampit on 100 % kierrätettäviä, kuumasinkitystä teräksestä valmistettuja ramppijärjestelmiä. Ulkotiloihin soveltuvat ramppi- ja luiskaelementit voi koota tarvittavan muotoiseksi ramppiratkaisuksi.

Terässilmukainen kulkupinta on luistamaton ja turvallinen myös talvella. Elementit ovat erittäin kestäviä ja nopeita asentaa ja purkaa. Asennus tehdään säätöjalkojen avulla ja /tai ripustuskiinnityksenä. Kokonaisuus on helppo siirtää uuteen asennuskohteeseen esim. muuton yhteydessä. 10 vuoden takuu.



Valikoimassamme myös kynnykset, luiskat ja autoluiskat!



TRIDENT

Siirrettävä ramppi kuljetustelineellä

Siirreltävä ramppi MRT48080 soveltuu tavarantoiminnan siirtämiseen tasolta toiselle. Mitat avattuna 495 x 80 cm. Max. nousukorkeus pyörätuolinkäyttäjille 50 cm, tavaroiden kuljetukseen max. 100 cm. Max. 250 kg.

Esimerkkejä käyttökohteista:

- Messut ja tapahtumat
- Teatterit / esiintymislavat
- Koulut
- Museot /näyttelyt
- Hotellit / koulutustilat
- Urheiluseurat

**Tämän tuotteen
voi myös vuokrata!**





Minirampit

Edullinen ja nopea asentaa - yhdistele moduulirampeihin tai käytä sellaisenaan

Tuotenumro	Malli	Kuvaus	Mit	Max. kuorm.	Korkoero
Perusosat					
804650046 804650047 804650048 804650049 804650080	MR340 MP320 MP960 MB140	Aloituspala syv.130 Maaluiska/miniramppi Minitaso Minitaso "iso" Tukirauta	130x960 mm 340x960 mm 320x960 mm 960x960 mm 40x40x960 mm	300 kg	4-12 cm
Lisäosat					
804651098 804651097 804651137 804651136 804650090 804650091 804651081 804650072 804650122 804650123	MR340 MP320 83AMRR 83AMRV MA960	Miniramppi "pieni" Minitaso "pieni" Miniramppi "epäsymmetrinen" oikea Miniramppi "epäsymmetrinen" vasen Aloituspala syv.220 Aloituspala syv.470 Aloituspala 130x1280 Reunasuojat MP960 minitasoon Asennussarja 82 MB140 asennukseen Asennussarja 81 MP960 asennukseen	340x320x35 mm 320x320x35 mm 340x960x35 mm 340x960x35 mm 220x960 mm 470x960 mm 130x1280 mm Korkeus 100 mm	300 kg	4-12 cm
Valmiit paketit					
804650100 804650200 804650077	MR660 MR980 MR1300	MR340 + MB140 MR340 + 2xMP320 + 2xMB140 MR340 + MB960 + as.sarja 81	66 x 96 cm 98 x 96 cm 130 x 96 cm	300 kg	4-12 cm

Perusosat

Suurin osa minirampilla toteutettavista ratkaisuista koostuu kolmesta peruselementistä: maaluisasta, minitasosta ja tukirautaprofiilista säädettävillä jaloilla ja pohjalevyillä.


Ainutlaatuiset liukastumisenesto-ominaisuudet

Kävelypinta on valmistettu metallista. Materiaali on rakenteeltaan avoin: sadevesi, roskat ja lumi voidaan poistaa nopeasti ja helposti. Standardin DIN 51130 mukainen liukastumisenestoarvo on R13 eli käytännössä rampeissa on vertaansa vailla olevat liukastumisenesto-ominaisuudet kaikissa sääolosuhteissa.


Valmispaketit



MR660 66 x 96 cm
MR340+MP320+MB140
+asennussarja 82



MR980 98x96 cm
MR340+2xMP320+2xMB140
+asennussarja 82



MR1300 130 x 96 cm
MR340+MP960
+asennussarja 81



Kumiluiskat

Mobilex-kumikynnysluiskat



Nopea tapa ratkaista kynnysongelmia

Helposti asennettava kynnysluiska, jossa liukumaton pinta. Kynnysluiskien vakio pituus on 900 mm. Tarvittaessa kynnysluiskaa voi lyhentää. Kantavuus 300 kg. Ei sisällä PVC:tä. Korkeudet: 4 - 72 mm, 2 - 4 mm välein.

Helppo kiinnittää ja lyhentää

Mobilex kynnysluiskat soveltuvat erinomaisesti myös kylpyhuoneisiin ja sauna- ja suihkutiloihin. Mikäli vakio mittainen kynnyksen (pituus 900 mm) ei kohteeseen sovi, voi kynnyksen helposti lyhentää esim. mattoveitsellä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous esteettömyys- ratkaisuihin erikoistuneilta myyjiltämme!



Mobilex A/S
Grønlandsvej 5 8660
Skanderborg Tlf.: +45 87
93 22 20 Fax: +45 87
93 17 77 E-mail:
info@mobilex.dk www.
mobilex.dk

KYNNYSLUISKA MOBILEX, kitakiinnitteinen

Tilausno	Koko
804663033	4x40x900 mm
804663004	6x60x900 mm
804663005	8x80x900 mm
804663006	10x100x900 mm
804663007	12x120x900 mm
804663008	16x150x900 mm
804663001	20x150x900 mm
804663002	24x150x900 mm
804663009	28x200x900 mm
804663003	32x200x900 mm
804663026	36x200x900 mm
804663010	40x250x900 mm
804663011	44x250x900 mm
804663012	48x250x900 mm
804663013	52x300x900 mm
804663014	56x300x900 mm
804663015	60x300x900 mm
804663041	64x350x900 mm
804663042	68x350x900 mm
804663043	72x350x1000 mm

-50%-80%



Poistomyynti

OUTLET - poistotuotteet

Verkkosivujemme Outlet-osiosta löydät laadukkaita apuvälineitä ja tarvikkeita huomattavasti normaalia edullisempaan hintaan. Tuotteet voivat olla esimerkiksi mallikappaleita, poistuvia malleja, vuokrauksessa käytettyjä tai asiakaspalautuksia, jotka on tarkistettu ja täysin toimintakuntoisia.

Outlet on erinomainen vaihtoehto, kun halutaan hankkia arkea helpottavia ratkaisuja kustannustehokkaasti - ilman kompromisseja turvallisuudessa tai käyttömukavuudessa.

Outletista saat:

- Toimivia ja tarkastettuja tuotteita aina edulliseen hintaan
- Rajoitetun erän tarjouksia - saatavuus vaihtelee, joten kannattaa toimia nopeasti
- Käytännöllisiä ratkaisuja omais- ja kotihoivaan sekä palvelutaloihin; liikkumiseen ja hoivaan arjen toimintoja mahdollistavia apuvälineitä

Outletin kautta on helppo löytää laadukkaita apuvälineitä esimerkiksi tilapäiseen käyttöön, vara-apuvälineeksi tai kustannustietoisille ostajille.

Tutustu valikoimaan osoitteessa www.campmobility.fi/tuotteet/outlet ja tee tilaus myyntipalvelumme kautta info@campmobility.fi tai puh. 09 350 76 310 (ma-pe 8-16)

Apuvälinevuokraus

Camp Mobilitylla on tehokkaat käytännöt lääkinällisiksi laitteiksi määriteltyjen apu- ja hoivavälineiden ylläpitoon ja kestävään elinkaaren hallintaan, jolla edistetään kestävää kehitystä kiertotalouden keinoin. Vuokrauspalvelu, joka sisältää huoltopalvelun, on tarkoitettu kaikille lyhyt- tai pitkän apuvälineen tarpeessa oleville, niin terveydenhuollon laitoksille, hoivakodeille, omais- ja kotihoitoon, yksityisille henkilöille kuin matkailijoille..

Kun haluat vuokrata yksittäisen apuvälineen lyhytaikaisesti, ota yhteyttä: info@campmobility.fi tai puh. 09 350 76 310 (ma-pe 8-16).

Kun haluat kokonaistarjouksen isommasta erästä tai hallinnoinnista, ota yhteys avainasiakas ja tuotepäällikkö Mervi Jylliin 045 729 2866

Vuokrauksen hinta

Vuokrahinta muodostuu päivävuokrasta ja toimitusmaksusta. Vuokrat laskutetaan jälkikäteen kuukausittain jokaisen kuukauden viimeinen arkipäivä, maksuehto on 14 pv. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, ja tuotteen voi palauttaa tai lunastaa koska tahansa. Minimilaskutus on 1 kuukausi.

Lisätiedot ja vuokrausehdot nettisivuiltamme: www.campmobility.fi/vuokraus



Vereya Plus



Birdie Evo



ISA



Ocean Ergo kallistettava



Ocean Ergo



Ocean Ergo 24"

Vuokraushinnasto

Vuokra €/vrk alv. 0 % Vuokra €/vrk alv. 25,5 % Vuokra €/kk alv. 0 % Vuokra €/kk alv. 25,5 %

HOIVASÄNGYT KOTI- JA LAITOSKÄYTTÖÖN

104000102 Hoivasänky, Vereya Plus 80x200 cm max.135kg	4,07	5,11	123,51	155,00
104000101 Hoivasänky, Vereya Plus 90x200 cm max.135kg	4,07	5,11	123,51	155,00
104000120 Nousutuot tai kohottautumistelineet sänkyihin	0,91	1,14	27,89	35,00

Erikoissängyt

104000113 Hoivasänky SB755 pitkä, 90x220 cm max. 200kg	5,91	7,42	179,28	225,00
10400010* XXL Hoivasänky Olympus, 120x205 cm max. 350kg	6,59	8,28	200,00	251,00

PATJAT MAKUUHAAVOJEN EHKÄISYYN

10400002* Patja 80 tai 90x200 cm keskikorkeariski Basis max. 150 kg	2,10	2,63	64,54	81,00
10400003* Patja 80/90 x 200 cm korkeariski, hybrid, ei pumpppua, Zibo Combi Active max.250 kg	3,97	4,98	120,32	151,00
104000034* Patja 90x200 cm, korkeariski tai erittäin korkea, Pumpulla tai ilman, Alerta sensaflo hybrid, max. 250 kg	4,33	5,44	131,48	165,00
104000350 XXL Patja Memo Form Apollo 120x200cm, keskikorkeariski	2,78	3,50	84,47	106,00

NOSTAMISIIN JA SIIRTYMISIIN

104000701 Henkilönostin Birdie EVO Plus, max. 180 kg	3,97	4,98	120,32	151,00
104000703 Seisomanojanostin ISA, max. 180 kg	4,49	5,64	136,26	171,00
Nostoliinat koot XS-XXL eri tarpeiden mukaan ks. valintaopas nettisivuiltamme!	1,25	1,57	38,13	47,85
104000604 Klaimber –sähkötoiminen nostotuoli, max.120kg	3,65	4,58	110,76	139,00

WC- JA SUIHKUAPUVÄLINEET

104000902 Suihku- ja wc-tuoli Ocean Ergo, pienip, työnnettävä, avustajan liikuteltava malli, max. 150 kg	2,52	3,17	76,50	96,00
104000905 Suihku- ja wc-tuoli Ocean, Ergo 24" kelattava Itsenäisesti liikuteltava malli, max. 150 kg	3,36	4,22	101,99	128,00
104000901 Suihku- ja wc-tuoli Ocean Vip Ergo kallistettava Avustajan liikuteltava ja kallistettava, max. 150 kg	4,28	5,37	129,88	163,00
104000908 XXL-suihkupyörätuoli pienipyöräinen, ist.läv. 71 cm, max. 325 kg	6,73	8,44	203,99	256,00
104000906 XXL-suihku- ja wc-tuoli, jalallinen	2,60	3,26	78,89	99,00

KUNTOUTUMISEEN

104001601 CPM-laite Artromot K1 Classic Polvi- ja lonkkanivelen mobilisointiin sekä klinikka- että kotihoitoon!	10,25	12,86	310,76	390,00
---	-------	-------	--------	--------

HAPPIRIKASTIMET


104001007 Happirikastin lattiamalli Horizon S5	2,89	3,63	87,65	110,00
104001006 Happirikastin kannettava Horizon P5	6,31	7,91	191,24	240,00



Happi-
rikastimet



Combi Active



Artromot K1



Klaimber
Plus

LIIKKUMISEEN, ULKOILUUN, HARRASTAMISEEN

Manuaaliset pyörätuolit

10400050* Peruspyörätuoli, kokoontait. eri ist.lev. 36-48 cm Max.140 kg	2,50
10400050* Mukavuuspyörätuoli Clematis, ist.lev. 39, 44 ja 49 cm max.135kg. Mukavuuspyörätuolit antavat paljon tukea kehonhallintaan.	3,15

Sähkötoimiset pyörätuolit

104001701 Avustajan sähköinen työntöapu V-Drive HD pyörätuoliin	2,60
104001205 JBH D26-kevytsähköpyörätuoli 48x42 cm, max.160 kg kokoontaitettava, 6 km/h, paino 30 kg, ajomatka 20-25 km	6,57
104001220 Verso -kevytsähköpyörätuoli ist.lev 46x46 cm, kok.	6,67
Vaihtamalla takapyörät kelauspyöriin tuolista saa helposti peruspyörätuolin. Max. 130 kg, 6 km/h, ajomatka 15-20 km	
104001105 Senioriskootteri max.120 kg, 8 km/h, ajomatka 20 km	3,15

Vuokra €/vrk alv. 0 %	Vuokra €/vrk alv. 25,5 %	Vuokra €/kk alv. 0 %	Vuokra €/kk alv. 25,5 %
		75,70	95,00
		95,62	120,00
		78,88	99,00
		199,20	250,00
		199,20	250,00
		95,62	120,00



JBH D26



Clematis Pro



Verso



SALKKURAMPIT JA LUISKAT

104001301 Salkkuramppi DeFrag pit. 240 cm, nousukork. max. 24 cm	2,50
104001302 Salkkuramppi DeFrag pit. 300 cm, nousukork. max. 30 cm	2,50
104001360 Teleskooppiluiskapari 3-os 200/87 cm, nousukork. max. 40 cm.	1,29
104001370 Siirrettävä ramppi MRT 40800 pituus 495 cm, lev. 80 cm. Max 250 kg	8,41

	3,13	75,70	95,00	/pari
	3,13	75,70	95,00	/pari
	1,62	39,04	49,00	
	10,55	254,98	320,00	

Messut, tapahtumat, esiintymislavat, koulut, museot, hotellit, liikuntapaikat jne. Soveltuu henkilö- ja tavarakuljetuksiin! Pyörätuolikuljetuksiin henkilö mukana max. 50 cm tasoero, tavarakuljetuksiin max. 100 cm tasoero! Asennus erikseen!



Seniori-skootteri

TOIMITUSMAKSUT

Vuokrauksen päättyessä järjestemme puolestanne vuokratuotteen noudon. Toimitus-, nouto- / palautuspäivä lasketaan vuokra-aikaan. Toimitus- ja noutokulut veloitetaan erikseen alla olevan hinnaston mukaan per suunta. Vuokratuotteen voi myös noutaa tai palauttaa Tampereen Logistiikkakeskukseen veloitusetta ma-pe klo 8-15.30.

	Alv 0%	Alv 25,5%
NOUTO Tampereen Logistiikkakeskuksesta (ma-pe 8-15.30)	0,00	0,00
104010200 Toimitus kotiinkuljetuksena alle 35 kg	31,36	39,35
104010300 Toimitus kotiinkuljetuksena yli 35 kg/EUR-lava	75,44	94,68
104010400 Toimitus kotiinkuljetuksena erikoispitkälava	150,87	189,34
104011100 Sängyn kotiinkuljetus, asennus ja käytönopastus	196,00	245,98

Hinnasto voimassa toistaiseksi.
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.



Siirrettävä 4,8 m ramppi kuljetus-pyörillä



Teleskooppi-luiskapari

Ota yhteyttä!



Tapani Vuorinen

tapani.vuorinen@campmobility.fi
044 981 8090



Kaisu Haatainen

kaisu.haatainen@campmobility.fi
0400 410 865
*Pohjois- ja Etelä-Savo,
Pohjois-Karjala*



Kai Mustalahti

kai.mustalahti@campmobility.fi
0400 478 220
*Varsinais-Suomi, Satakunta,
Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa,
Ahvenanmaa*



Ville Valkeejärvi

ville.valkejarvi@campmobility.fi
045 728 3040
*Helsinki, HUS, VaKeHyva, Itä-
Uusimaa, Etelä-Karjala*



Taina Kosunen

taina.kosunen@campmobility.fi
0400 185 078
*Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa*



Niina Kostamo

niina.kostamo@campmobility.fi
040 125 4046
*Pohjois-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi*



Matti Mikkonen

matti.mikkonen@campmobility.fi
0400 183 253
*Pirkanmaa, Kanta-Häme,
Päijät-Häme*



Jasmin Andersson

jasmin.andersson@campmobility.fi
040 1260 710
*Helsinki, HUS, Keski- ja Länsi-
Uusimaa, Kymenlaakso*



Petteri Tontti

petteri.tontti@campmobility.fi
0400723527
*Varaosat ja
optiot*



Teemu Jokihaara

teemu.jokihaara@campmobility.fi
0400 410 865
*Sähköiset apuvälineet,
koulutus*



Mervi Jylli

mervi.jylli@campmobility.fi
045 7292 866
*Vuokrauspalvelut ja
jälleenmyyjät*



Sami Salonen

sami.salonen@campmobility.fi
045 7200 419
*Esteettömyyspalvelut: rampit ja
luiskat*

Camp Mobility

Camp Mobility on Camp Scandinavia Oy:n (y-tunnus 0282300-0) liikkumisen ja muiden päivittäisten toimintojen apuvälineisiin keskittynyt, vuonna 2015 perustettu liiketoimintayksikkö. Camp Mobility on osa Camp Scandinavia Oy:ta sekä Allard Group -konsernia.

Camp Scandinavialla ja Camp Mobilitylla on ISO 9001 -sertifioitu laatujärjestelmä ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Olemme panostaneet ympäristövastuullisuuteen pakkauskasvatukseen, elektroniikan ja akkujen osalta. Kierrätämme pakkausmuovit ja pahvit, ja olemme RINKI ja SERTY -tuottajayhteisön jäsen. Konsernimme omistaa tuulivoimaloita, jotka tuottavat sähköä saman verran kuin yrityksemme käyttävät sähköä.

Oma jakeluautomme sekä kuljetusyhteistyökumppanimme kuljettavat tuotteitamme ympäri Suomen.

Lisäksi meillä on neljä toimipistettä eri puolilla maata. Camp Mobilityn päätoimipiste ja koko Camp Scandinavia Oy:n Suomen logistiikkakeskus sijaitsee Sarankulmassa Tampereella.



CAMP HELSINKI

Valimotie 17-19 (1. krs)
00380 Helsinki
045 728 3040/
040 1260 710

CAMP TAMPERE

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
09-350 76 310

CAMP Mobility KUOPIO

Itkonniemenkatu 9
70500 Kuopio
0400 410 865

CAMP Mobility OULU

Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu (Rehapolis 1, 2. krs)
0400 185 078
040 125 4046

Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

myyntipalvelu p. 09 350 76 310 | info@campmobility.fi | www.campmobility.fi