

UUSI!

**Matrx® MX2** ultrakevyt hiilikuituselkäosa – **UUTUUS!**
“The Best of the best”

Invacare **Matrx® MX2** ultrakevyt hiilikuituselkäosa on suunniteltu aktiivisille henkilöille, jotka vaativat huipputasoa suorituskykyä, tyylikkään designin ja raikkaan modernin ulkonäön.

Matrx® MX2 on tyylikäs lisäosa mihin tahansa kevyeen manuaali-pyörätuoliin. MX2 tarjoaa poikkeuksellisen tuen lantiolle ja alavartalolle, lisää stabiiliteettia ja tuolin käyttömukavuutta ja optimoi tuolin toiminnallisuuden, kelausominaisuudet ja päivittäiset askareet. MX2:ssa on kaikki – esteettisyys, stabiiliteetti, käyttömukavuus ja funktionaalisuus. Saatavana neljä eri korkeutta ja viisi eri leveyttä.

matrx®
SEATING SERIES

Yes, you can.®



Carbon Fibre Back Shell

– hiilikuituselkäosa

Matrx® MX2:n rakenne on suunniteltu useista erityisistä hiilikuitukerroksista joustavuuden ja iskunvaimennuksen optimimiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että selkäosa joustaa ja mukautuu käyttäjän liikkumisen mukaan samalla, kun se auttaa pitämään asennon keskilinjassa, mikä on juuri aktiivisen käyttäjän tarvitsemää liikkumisen vapautta.

Selkäosalla on myös merkittävä rooli tärinän vaimennuksessa erityisesti yhdistettynä hiilikuitukiinnitysosiin, jonka ansiosta käyttäjät voivat kelata pyörätuolilla entistä mukavammin epätasaisemmillakin pinnoilla.



Ominaisuudet

“The perfect shape” – Täydellinen muoto

Matrx® MX2:ssa on anatomisesti muotoiltu 76 mm kaareva syvyys, joka mahdollistaa paremman sivutuennan ja vartalon upottamisen syvemmälle selkäosaan.

Lateraalit leikkausaukot lantion kohdalla helpottavat lantion liikkumisvapautta; ihanteellinen ja painetta tasaava ominaisuus etenkin sivusuuntaan nojatessa tai esineitä tavoitellessa.

Scapula-leikkausaukot mahdollistavat olkapäiden vapaan liikkumisen hyvästä tuesta tinkimättä, jolloin käyttäjä voi itse kelata tehokkaasti myös korkeamman selkäosan kanssa.

Scapula-leikkausaukot

Helpottavat olkapäiden ja hartioiden vapaata liikkumista

Anatomisesti muotoiltu design



76 mm – Kaareva syvyys

parempi sivutuenta ja vartalon immersio



Leikkausaukot lantiolle

Helpottavat lantion vapaata liikkumista

Ominaisuudet ja vaihtoehdot

Matrx® MX2 -hiilikuituselkäosa

- **Saatavana 4 korkeutta ja 5 leveyttä**
– jokaiselle sopivat vaihtoehdot
- **Aukot selkälevyssä lisää hengittävyttä**
– auttaa hallitsemaan mikroilmastoa
- **Ristikkorakenne**
– mahdollistaa korkeudensäädön myös käyttäjän istuessa tuolissa
- **Hengittävä Spacetex-päällinen**
– 230 mm tai korkeammissa lisäksi tekonahka sivupalat
- **Selkäpuolelle ulottuva päällinen ja vaahtopehmuste**
– tarjoavat lisämukavuutta ja suojaa



Matrx® MX2 Hardware -kiinnitysosat

MX2:een on saatavana kaksi erilaista kiinnitysmahdollisuutta: Kiinteä kiinnitys tai Quick Release. Molemmat mahdollistavat 3D-säädöt:

- **Korkeus**
- **Leveys**
- **Syvyys**
(76 mm kiinteä, 108 mm Quick-release kiinnitys)
- **Kulma (+/- 15° portaaton)**
- **Rotaatio**

Selkäosa voidaan asentaa pyörätuoleihin, jotka ovat jopa 25 mm kapeampia tai leveämpiä kuin pyörätuolin istuinleveys - ihanteellinen ominaisuus niille, joilla on leveämpi selkä ja kapeampi lantio tai kapea selkä, mutta leveämpi lantio.

Säätömahdollisuudet takaavat tarkan sopivuuden ja oikean istuma-asennon sekä jäykkään että kokoon-taitettavaan pyörätuoliin, jonka selkäosaputkien halkaisija on 19 mm, 22 mm tai 25 mm.



Fixed – Kiinteä kiinnitys

Hiilikuitukiinnityslevyt vähentävät kokonaispainoa.



Quick Release -pikakiinnitys

Voidaan irrottaa kuljetusta varten.



Positioning pad - asentopehmuste

Irritettava lantiotukipehmuste antaa lisätukea niille, jotka tarvitsevat lisää istuinmukavuutta.

Privacy flap -intiimisuojia

Lisävarusteena saatava intiimisuojia antaa näkösuojaa istuimen ja selkäosan välisen aukkoon. 4 kokoa. Tuotenumerot PLAP-XS/S/M/L.

Tekniset tiedot

	Leveys	Korkeus	Kulmansäätö	Syvyysäättö	Paino	Päällisen pesu- lämpötila	Max. käyttäjä- paino	Rajoitettu takuu
Matrx MX2	355, 380, 405, 430, 455 mm	150, 230, 310, 410 mm	+/- 15°	76 mm ¹ 108 mm ²	alk.770 g ¹	60°	113 kg	2 vuotta

1. Fixed kiinnitysosat
2. Quick Release kiinnitysosat

Päällinen



Spacer Mesh
Black
230 mm ja korkeammat:
sis. myös tekonahkaiset
sivupalat

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqueurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2017