



Yes, you can.®

Invacare® | **Areste**



Täyttää  
IEC 60601-2-52  
vaatimukset



TUV hyväksytty

## Vuoteenpäädynkohottaja Areste

Mekaanisesti portaittain eri asteisiin kulmiin säädettävä vuoteenpäädynkohottaja. Pulverimaalattu valkoinen metallirunko, johon pingotettu sininen nylonkangas. Mukana pieni tyyny. Mitat 65 x 50 cm. Maksimikorkeus 58 cm. Paino 2, 8, kg. Maksimikäyttäjäpaino 113 kg.

### Käyttöohje:

Vuoteenpäädynkohottaja asetetaan vuoteeseen patjan päälle ja säädetään käyttäjälle sopivaan kulmaan. Tarvittaessa voidaan asettaa myös petauspatjan alle. Puhdistus neutraalilla tai miedosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (Ph 7-9). Voidaan desinfioida pyyhkimällä alkoholipitoisella desinfiointiaineella (esim. etanoli 70%).

Valmistaja: Invacare Rea AB  
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi  
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland

**CAMP**  
MOBILITY

[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
+35844 9818 090  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)