

Uudet yö-/vuodepöydät & sivutasot bock storeline®

Yöpöytä storeline® t300

Yöpöytä storeline® t103
+ sivutaso s100

.bock®

bock storeline® t101

Yöpöytä vetolaatikolla, syvällä vetolaatikolla ja avohyllyllä sekä "Vuodepöytävalmiudella"

Storeline® t101 yöpöytä on paras mahdollinen kumppani bock-hoitosängylle. Syvä vetolaatikko helpottaa siellä säilytettävien tavaroiden kuten vesipullojen säilyttämistä ja hakemista.

Huom. Laatikoihin saatavana lukot ja pehmeä Soft Close -sulkeutumistoiminto tilauksesta.



SÄÄSTÄ:

Bock storeline® t100-103 yöpöydät voidaan varustaa (myös jälkikäteen) monisäätöisellä storeline® s100 -vuodepöydällä / sivutasolla. Storeline® s100 voidaan kiinnittää kummallekin puolelle ilman työkaluja, joten se on erittäin monipuolinen ja taloudellinen vaihtoehto.

Lue lisää seuraavalta sivulta!



bock storeline® t101	
Mittatiedot	
Leveys	506 mm
Korkeus	788 mm
Syvyys	450 mm
Ylälaatikon sisämitat	100 × 430 × 330 mm (K×L×S)
Avohyllyn sisämitat	180 × 460 × 400 mm (K×L×S)
Alalaatikon sisämitat	320 × 430 × 330 mm (K×L×S)
Paino	
Nettopaino	noin 37,75 kg
Lisäominaisuudet	
4 x tuplapyörät, joista 2 lukittavia	
Renkaiden halkaisija	50 mm
Kaikki tekniset tiedot mitattu ovet suljettuna	
Väri vaihtoehdot ja optiot ks. seur. sivut	

bock storeline® t200

Yö-/vuodepöytä vetolaatikolla, ovellisella kaapilla, avohyllyllä ja integroidulla vuodepöydällä / sivutasolla

Integroitu, korkeussäädettävä sivutaso toimii välittömänä lisäsäilytyspintana. Se tarjoaa ihanteellisen tuen arjen tilanteissa, esim. aterioita tarjoiltaessa tai päivittäisen hoitorutiinien aikana. Korkeussäädön ansiosta lisätason voi mukauttaa erilaisiin vaatimuksiin ja tilanteisiin.

Huom. Laatikoihin ja kaappeihin saatavana lukot ja pehmeä Soft Close -sulkemistoiminto tilauksesta.



bock storeline® t200	
Mittatiedot	
Leveys	515 mm
Korkeus	785 mm
Syvyys	450 mm
Sivutason syvyys	525 mm
Sivutason leveys	885 mm
Sivutason korkeussäätö	325 - 945 mm
Lisäominaisuudet	
4 x tuplapyörät, joista 2 lukittavia	
Pyörien halkaisija	50 mm
Kaikki tekniset tiedot mitattu ovet suljettuna	
Väri vaihtoehdot ja optiot ks. seur. sivut	

bock storeline®

Server s100 – s300

Monisäätöiset vuodepöydät/sivutasot

Bock storeline® s100 – s300 vuodepöydät / sivutasot ovat täydellinen lisä potilaan ja hoitohenkilökunnan käyttöön. Joustavat esiintaitettavat sivutasot lisäävät yöpöytien käytettävyyttä aina tarvittaessa.

Erilaiset pienet yksityiskohdat – yhdessä korkealaatuisen viimeistelyn ja uusimman teknologian kanssa yksinkertaistavat päivittäisiä hoitorutiineja.



bock storeline® s100

**Joustavat vuodepöydät / sivutasot
lisävarusteena storeline® t100 yöpöytiin
portaattomalla korkeudensäädöllä, kääntyvällä
sivupöytätasolla ja kiinteällä pikkuhyllyllä.**

Joustava storeline® s100 vuodepöytä/sivutaso jossa on portaaton korkeudensäätö ja kääntyvä vuodepöytätaso, on täydellinen kumppani storeline® t100 -sarjan bock-yö-/vuodepöydille.

Storeline® s100 voidaan kiinnittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle hetkessä ja ilman työkaluja yksilöllisten mieltymysten mukaan. Sivutaso on käytännöllinen säilytysratkaisu ja tarjoaa ihanteellisen tuen arjen tilanteissa, mm. aterioita tarjoiltaessa tai päivittäisen hoitorutiinien aikana.

Kallistuva kulmasäädettävä pöytätaso tukee ergonomista ja mukavaa lukuasentoa ja sivulistat estävät esineiden luisumisen. Kaasujousimekanismin ja automaattisen aktuaattorin ansiosta korkeus on säädettävissä yksilöllisesti ja portaattomasti.

Kiinteää pientä pöytätasoa, jossa on monitoimikahva, voidaan käyttää lukulasien tai juoman säilyttämiseen. Kahvaa voidaan käyttää myös esimerkiksi pyyhedipikkeenä.

Suuri kaksoispyörä varmistaa optimaalisen vakauden ja tukee yksinkertaista asennusta.



Yksinkertainen kiinnitys. Turvallinen ankkurointi ja irrotus.
Kuvassa yöpöytä malli t101.



bock storeline® s100	
Mittatiedot	
Kulmasäädettävä pöytätaso	Pituus 550 mm
	Leveys 380 mm
Kiinteä pieni pöytätaso / hylly	Pituus 290 mm
	Leveys 160 mm
Pöytätason kuormitus	max 10 kg
Korkeudensäätöalue	750 – 1075 mm
Kulmansäätöalue	max. 45°
Lukittava tuplapyörä	Ø 75 mm

bock storeline® s100

edut & hyödyt:

- ⊕ Joustava lisäosa bock-vuodepöytäsi (t100-t103)
- ⊕ Portaaton korkeussäätö ja kulmasäädettävä pöytätaaso
- ⊕ Nopea, työkaluton lisäosa joko vasemmalle tai oikealle puolella
- ⊕ Kiinteä hylly monitoimikahvalla
- ⊕ Helppo puhdistaa, helposti pyyhittävä
- ⊕ Iso kaksoispyörä takaa optimaalisen vakauden
- ⊕ Pöytätaaso suurella kantavuudella turvalliseen perushoidon suorittamiseen



Pöytälevy kestää jopa 10 kg painon, mikä mahdollistaa turvallisen ja mukavan hoidon sängyssä. Kestää esim. pesuvadin painon.



Yksinkertainen lukitusmekanismi lisää turvallisuutta ja mukavuutta.

Värit ja optiot:

Väri vaihtoehdot:



Cherry Havanna

R42006



Madison Walnut

R30011



Maple After Eight

R27017




Royal Maple

R27001



Sonoma Oak*

R20128




Bloomed Beech

R24035



Steamed Beech

R24034



White

W10140

Huomioi myös nämä optiot tilauksesta:

- ⊕ Laatikot pehmeällä sulkeutumistoiminnolla lisäävät käyttömukavuutta
- ⊕ Lukittavat laatikot lisäävät yksityisyyttä
- ⊕ Yksilölliset värit luovat kodikkaan tunnelman

Väri vaihtoehdot ei koske malleja s100 ja s200
(kompaktit pöytätasot ovat alumiinivärisiä)

*Vakioväri Suomessa



.bock[®] 

© registered trademark
Article number: 880.02107
Version 11 | 2022
Subject to technical changes.
Picture credits: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germany

Phone: +49 (0) 5246 9205 0
Fax: +49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-Mail: info@bock.net

Myynti Suomessa:
Camp Mobility + 358 (0) 35 76 310
Patamäenkatu 5 + 358 (0) 35 76 312
33900 Tampere www.campmobility.fi
Finland info@campmobility.fi