



Yes, you can.®

Invacare® | **Pausa**



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



TUV hyväksytty



Valmistaja: Invacare Rea AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland

Vuodepöytä Pausa

Korkeussäädettävä ja kulmasäädettävä vuodepöytä Pausa voidaan asentaa 72–116 cm:n korkeudelle. Pyöristetyissä reunoissa on tavaroiden putoamisen estävät sivulaidat. Max kuormitus 10 kg.
Väri: valkoinen, alumiini / harmaa.

Käyttöohje:

Vuodepöytä asetetaan vuoteen päälle tai sivulle ja säädetään käyttäjälle sopivaan kulmaan. Puhdistus neutraalilla tai miedosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (Ph 7-9). Voidaan desinfioida pyyhkimällä alkoholipitoisella desinfiointiaineella (esim. etanoli 70%).

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+35844 9818 090
info@campmobility.fi