

Invacare® | **Sonnet
Basic**



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



TÜV hyväksytty



Yes, you can.®

Valmistaja: Invacare Rea AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland

Luku- ja vuodepöytä Sonnet Basic

Invacare® Sonnet Basic on lattialla seisova ruokailutaso, jota voi käyttää myös luku- ja vuodepöytänä. Tarjoilutason kallistus on säädettävissä 6 eri kulmaan ja korkeudensäätö välillä 65-100 cm. Väri: Pyökki. Valmistusmaa Ruotsi.

Käyttöohje:

Vuodepöytä asetetaan vuoteen päälle tai sivulle ja säädetään käyttäjälle sopivaan kulmaan. Puhdistus neutraalilla tai miedosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (Ph 7-9). Voidaan desinfioida pyyhkimällä alkoholipitoisella desinfiointiaineella (esim. etanoli 70%).