



Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



TUV hyväksytty



Sonnet Combi pyökki, vetolaatikolla,
avohyllyllä ja kaapilla 50-50221-P1

Sonnet Combi – yöpöytä säädettävällä aputasolla

Invacare® Sonnet Combi on monikäyttöinen yöpöytä, jossa on vetolaatikko, avohylly ja kaappi kahdella hyllyllä. Alimpana avohylly vaikkapa alusastialle, tohveleille tai käsilaukulle.

Sivulle taittuva ja korkeussäädettävä apupöytä voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Väri: Pyökki. Apupöydän korkeudensäätö 31–93 cm. Lukittavat pyörät.



Yes, you can.®

Lisävarusteita ja ominaisuuksia



Saatavana valinnaisella hyllyjärjestyksellä

Sonnet Combi yöpöydät on saatavana tilauksesta myös erilaisilla hyllyjärjestyksillä ja eri materiaaleilla mm. massiivipuu. Vakiomateriaalinaan helposti puhdistettava laminaatti, joka soveltuu erityisen hyvin sekä koti- että laitospöytäkäyttöön.



Monikäyttöinen

Sonnet Combi yöpöytä voi käyttää apu- ja työpöytäna koti- hoitosängystä, pyörätuolista ja tuolista käsin.



Korkeussäädettävä aputaso

Aputason korkeuden voi säätää välillä 31–93 cm, mikä mahdollistaa yksilöllisen ja optimaalisen työskentelykorkeuden.



Vetolaatikko


Yöpöytä on varustettu vetolaatikolla, mihin on helppo säilöä pikkutavarat.




Alakaappi

Sonnet Combissa on myös pieni kaapisto, jossa voi säilyttää henkilökohtaisia tavaroita.


Tekniset tiedot




Kok. korkeus: 87 cm
Avohyllyn kork: 10 cm



Pöytätaaso 40 x 40 cm
Sisäleveys: 36 cm
Ulkoleveys: 51 cm



Korkeudensäätö:
31 - 93 cm
Sivutason mitat:
65 x 38 cm



Paino: 27 kg

* 50 mm pyörillä

Valmistaja: Invacare Rea AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00



Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland


Värit ja materiaalit



Harmaa alumiini



Pyökki



Beige / Ivory