



From the 01.01.2022
the Havana colour will be
replaced by the modern
Sonoma Oak colour.

belluno

moderni klassikko

Ominaisuudet – belluno

Kokonaispaino:	n. 98 kg
Patja-alustan mitat:	80 x 200 cm tai 90 x 200 cm
Ulkomitat:	93 x 213 cm tai 103 x 213 cm
Max. kuormitus:	200 kg
Max. käyttäjäpaino:	165 kg
Korkeudensäätö:	36 – 80 cm
	29 – 73 cm Low versio
Maavara:	> 15 cm
Sivulaitojen korkeus:	37 cm puusälepohjan kanssa 34 cm ripolux® neo pohjan kanssa
Erikoismitat:	> leveydet 80 – 140 cm pituudet 180 – 220 cm pituudet

Low versioon ei saatavana
makuualustan leveyksiä 80 tai 110 cm



Vakioväri Sonoma Oak
2022 alkaen

Moottorit


Kosteusluokitus IPX4, korkealaatuiset taittumattomat spiraalijohdot
vetovapautuksella ja sekä turvallinen matalajännitteinen sähköjärjestelmä.

Sivulaitavaihtoehdot

T.-No.

281	Puusivulaidat	200 cm
281	Metallisivulaidat	200 cm

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.



4-osainen makuualusta

Sähkösäätöinen makuualusta
sisältää automaattisen kolmi-
vaiheisen polvikulman säädön.



Optiona saatavana
kätevä kuljetus-
järjestelmä

.bock®

Perusvarustus:

Turvallinen matalajännitteinen sähköjärjestelmä

Vakiovärit: Sonoma Oak (2022)

(Havana 2021 loppuun),

F37/009 vaalea pyökki (optio)

Puusälepohja

Integroidut metalli- tai puusivulaidat

Optiot:

Makuualustan pidennys 220 cm

Puusälepohjan jännitteen säätö

Makuualustan pituuskompensaatio

Low - matala versio

ripolux® neo -makuualusta sis. patjan pituuskompensaatio

Metallimakuualusta irrotettavilla sivulaidoilla

Erikoislevyydet / Erikoispituudet

Keskuslukitus

Eri käsiohjaimia

Lisävarusteet:

Kohottautumisteline

Nousutuki

Vuodevalaisimet

Tippatelineet ja muut pidikkeet

Patjat

Patja-alustan pidennys 220 cm

Sivulaitojen pehmusteet

Korotetut sivulaidat

Pehmusteet sivulaitojen korotuksille


ja paljon muita...

Turvallisuustakuu:

- Ensisijainen sulake sähköpistokkeessa
- Toissijainen sulake / monikytkin
- Virran vapautus / kuumenemisen esto
- Lukitustoiminto käsiohjaimessa (poistettavissa)
- Käsiohjaimessa single faulty -turvatoiminto
- Spiraalijohdot
- Vetovapautus ja taivuttamattomat johdot
- Kosteusluokitus IPX4
- Vääntymättömät, erittäin vakaat sivulaidat



CE -merkitty ja täyttää lääkitäiläisille laitteille asetut vaatimukset (719/2021, EU-direktiivi 629/2010, MDR 754/2017, standardi EN 60601-2-52)
Sopii käytettäväksi kotihoitoon ja hoivayksikköön.



.bock®