

Kotihoitosänkyjen **uusin** sukupolvi

domiflex® 3

.bock®

Kotihoidon uusi standardi

Uusi bock domiflex® 3 kotihoitosänkymallisto ottaa tärkeän askeleen tulevaisuuteen kohti parempaa kotihoitoa.

Yli 100 vuoden kokemuksella olemme kehittäneet klassikko-hoitosänkyjämme domiflex® ja domiflex® 2 ja yhdistäneet kaikki niiden hyvät ominaisuudet uuteen domiflex® 3 sänkymallistoon.

Jopa vakiomallissa on laajennettu korkeudensäätöalue 35–80 cm, siinä on laajempi max. käyttäjäpaino jopa 155 kg ja siten suurempi turvallinen työskentelykuorma 190 kg.

Voit valita kahdesta eri väristä: klassinen Steamed Beech eli pyökki (tilauksesta) tai moderni Sonoma Oak Light eli vaalea tammi (vakioväri).

Voidaan laskea 35 cm:iin: domiflex® 3 asettaa uudet standardit korkeudensäädölle ja mahdollistaa ergonomisen ja turvallisen sänkyyn menon- ja poistumisen.



Kaapelilla kytketty käsiohjain lukitustoiminnolla ja lukuisilla säätömahdollisuuksilla. Pehmeät painikkeet tarjoavat mukavan haptisen tunntuman ja turvallisen käsittelyn.




Valittavana kaksi väriä: Tässä kuvassa Steamed Beech.



Tulossa pian: HD-versio max.käyttäjapaino 185 kg

domiflex® 3: ominaisuudet



domiflex®3: tekniset tiedot

domiflex® 3

Mittatiedot

Ulkomitat	103 × 210.7 cm
Makuualusta	90 × 200 cm
Erikoismitat	Makuualustan pidennys 220 cm


Korkeudensäätöalue	35–80 cm
Maavara	> 15 cm

Painot


Max.käyttäjäpaino	155 kg
Max.kuormitus (SWL)	190 kg
Sängyn paino	78 kg
Painavin osa	< 18 kg

Moottori

Roiskevesitiivis IPX4-luokan kosteussuojaus, korkealaatuinen kierrekaapeli roiske- ja taittumissuojalla, SMPS-pistokemuuntaja erittäin alhaisella turvajännitteellä tarjoaa suojan pistorasiasta tulevilta iskuilta.



Värit



Sonoma Oak Light



Steamed Beech

Turvallisuutta & mukavuutta lisävarusteilla:

Makuualustan pidennys 220 cm



Sisältää:

- Rungon pidennysosat työkaluvapaalla liitântäiteknikalla
- 220 cm pitkät sivukaiteet
- Makuualustan pidennysosa

Sivulaita SR2



Turvallinen ja läpinäkyvä

- Voidaan asentaa jälkikäteen milloin tahansa
- Turvallinen ja kätevä sänkyynmeno ja poistuminen
- Moderni muotoilu, hyvä näkyvyys
- Alastaittava



Makuualustan pituuskompensaatio



mukava ja ergonominen istuma-asento ja
paine pisteiden vähentäminen

Virtsapulloteline



Virtsapussinpidike



Turvallisuutta & mukavuutta lisävarusteilla:

Vuodevalo F



LED, 35 V/5 W
– Voidaan käyttää painamalla käsihjaimesta

Käsihjain lisätoiminnoilla



Käsihjaimessa lisäksi Trendelenburg ja mukavan istuma-asennon säätö

Kulmikas tippateline




Korkeussäädettävä tippateline



Tippateline kohottautumistelineeseen



Kohottautumisteline



Turvallisuutta & mukavuutta lisävarusteilla:

Nousutuki



Sivulaidan korotus




Sivulaidan pehmusteet



Sivulaidan pehmusteet



Päätyjen puukotelointi





.bock[®] 

© registered trademark
Updated: 07 | 2022
Subject to technical changes.
Picture credits: creanimation, Münster, Germany
Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstrasse 12
33415 Verl
Germany

Phone: +49 (0) 5246 9205 0
Fax: +49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
Email: info@bock.net

domiflex[®] 3

Hermann Bock GmbH – 2022