

## Mukavuutta jopa 220 kg painoisille potilaille



Adiflex bariatric kotihoitosänky on suunniteltu turvalliseksi erityisen raskaille, jopa 220 kg painaville potilaille. Siinä on erittäin vankka nostopylväs ja mahdollisuus säätää sängyn korkeutta mihin tahansa korkeudelle 23- 83 cm välillä. Adiflex tarjoaa erinomaista turvallisuutta – myös levottomille nukkujille. Matalin asento, vain 23 cm:n korkeudella, estää potilaiden loukkaantumisen jos he putoavat sängystä – erityisesti käytettäessä yhdessä roll-down patjan kanssa. Sänky voidaan säätää sopivalle korkeudelle, jotta potilaat pääsevät sänkyyn ja pois sän-gystä itsenäisesti. Lisäksi kaikki makuualustan eri asennot ovat takaa turvallisuuden, autonomian ja mukavuuden myös painaville henkilöille.

### Perusvarustus

- SMPS (Switched Mode Power Supply) + extra-matalajännitteinen sähköjärjestelmä
- Väri: Sonoma Oak
- Vakiona puusäleypohja osiokohtaisilla vahvikkeilla (metallisäleypohja LI)
- Integroidut puiset sivulaidat
- Sisäpuolelta täysin yhtenäiset päätypaneelit
- Leveydet 120 cm tai 100 cm

### Tuotespesifikaatiot

- Kokonaispaino: 126 kg
- Makuualustan mitat: 120 x 200 – 220 cm
- Ulkomitat: 133 x 217 – 237 cm
- SWL turvallinen max.kuormitus: 255 kg
- Max. käyttäjäpaino: 220 kg

# .bock<sup>®</sup> ///

- Korkeudensäätö: 23 – 83 cm
- Vapaa nostotila sängyn alla: 15 cm
- Sivulaitojen korkeus: 37 cm puusivulaidoilla
- Moottorit: vedenkestävä IPX4 -luokitus, korkealaatuinen kierrekaapeli kiertymisen estävällä johdolla, sulake verkkopistokkeessa, SMPS & extra-matala jännitejärjestelmä.
- Makuualusta: 4-osainen

## Erikoismituus



## Makuualustat

### ***Vahvistettu puusäleppö (Standard)***

- Mukava
- Ergonominen
- Helppo puhdistaa

### ***Metallisäleppö irrotettavilla alumiinisäleillä (tilauksesta)***

- Extra kevyt
- Vakaa
- Pestävä
- Irrotettavat alumiinisäleet