



Täyttää  
IEC 60601-2-52  
vaatimukset



TÜV hyväksytty

### Invacare Octave XXL -kotihoitosänky 385 kg!



Invacare **Octave XXL** -kotihoitosänky on kehitetty erityisesti painaville käyttäjille. Octaven leveys on 119 cm, kokonaispituus 221 cm ja maksimikuormitus hulpeat 385 kg. Tukeva rakenteisessa sängyssä on 3 toimintoa ja 4-osainen makuualusta. Sängyn kuljettamisen helpottamiseksi mukana tulee aina kuljetusvaunu. Myös puiset sivulaidat ja kohottautumisteline sisältyvät hintaan. Tukikahvat ovat saatavana lisävarusteena. Makuualustaa voidaan pidentää 10-20 cm. Väri: Pyökki. Keskuslukittavat pyörät. Takuu 3 vuotta.



**Yes, you can.®**

## Ominaisuudet

### Suurenmoista mukavuutta

*Invacare Octave* on suunniteltu isokokoisille käyttäjille. Siinä on helppokäyttöinen kösiohjain, jonka avulla sängyn asentoa on, joko avustajan tai käyttäjän itse, helppo säätää.

### Kuljetus ja varastointi

*Invacare Octave* toimitetaan aina kätevän kuljetusvaunun päällä, jossa se on myös helppo varastoida



#### Makuualustan pidennys

Makuualustaa voidaan pidentää 10-20 cm.



#### Nousutuki

Nousutukea voidaan säätää sekä korkeus- että syvyyssuunnassa.



#### Tukikahva

Helpottaa sänkyyn ja sängystä siirtymisiä.

## Tekniset tiedot

	Kokonaisleveys	Kokonaispituus Patja-alustan pituus	Korkeuden säätö	Patja-alustan mitat	Selkäosan kulma	Reisikulma	Jalkaosan kulma	Kokonaispaino
<i>Invacare Octave</i>	1190 mm	2210 mm 2070 mm Patja: 2000 mm	400 - 800 mm Kokonaiskorkeus: 1720 - 2120mm	810-340- 330-520 mm (4-osainen)	0 - 57°	0 - 30°	0 - 30°	Teräs: 180 kg Puu: 199 kg

Max. käyttäjä-  
paino



Täyttää laatustandardin  
IEC 60601-2-52

#### HUOM:

Vuodetta ei tule käyttää alle 12v. lasten, eikä aikuisten, joiden koko vastaa 12 vuotiasta tai pienempää.

*Invacare Octave* kuormitus 385 kg  
käyttäjän paino 350 kg



## Runkovärit ja puuosat



Hopea  
(metalliosat)



Pyökki  
(puuosat)

Valmistaja:  
Invacare Rea AB  
Växjövägen 303,  
343 71 Diö, Ruotsi  
p. +46 476 535 00

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
Camp Mobility  
© 2019