

Invacare® | *Sängtillbehör*



Tillbehör som passar alla behov!

Invacare har ett brett sortiment av tillbehör, vilket ger möjlighet att anpassa de flesta sängar till aktuellt behov. Möjlighet finns att välja olika gavlar och sänggrindar, allt för att kunna designa sängen efter smak och tänkt behov.

Sänggavlar



Sänggavel Victoria

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Line och Britt V. Finns som standard alt. sänkt version i boknatur, vitpigmenterad samt körsbär. Bredd 85/90 cm till **SB750/755/400/440**.



Sänggavel Sophie

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Line och Britt V. Finns som standard alt. sänkt version i boknatur, vitpigmenterad samt körsbär. Bredd 85/90 cm till **SB750/755/400/440**. Sophie sänkt endast i 90 cm.



Sänggavel Susanne

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Line och Britt V. Finns som standard alt. sänkt version i boknatur, vitpigmenterad samt körsbär. Bredd 85/90 cm till **SB750/755/400/440**. Susanne sänkt endast i 90 cm.



Sänggavel Anita

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Line och Britt V. Finns som standard alt. sänkt version i boknatur, vitpigmenterad samt körsbär. Bredd 85/90 cm till **SB750/755/400/440**. Anita sänkt endast i 90 cm.



Sänggavel Emma

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med metallsänggrind Scala. Finns i boknatur, vitpigmenterad samt körsbär. Bredd 85/90 cm till **SB750/755/400/440**.



Sänggavel Sanne/Sanne Hög

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Britt III/IV. Sanne finns som standard alt. sänkt version i boknatur, vitpigmenterad, körsbär till 85/90/105/120 cm beroende på sängbredd/modell till **SB750/755/400/440**. Sanne Hög används endast i kombination med Lillygrind.



Sänggavel Maria Låg/låg

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Britt III/IV. Maria finns i sänkt version, bredd 90 cm till **SB750/755/400/440**.



Sänggavel Karin Hög/Hög

Används i kombination med Britt III/IV med skruvbeslag. Finns i boknatur och körsbär i bredd 85 och 90 cm till **SB750/400/440/Alegio**.



Sänggavel Karin Hög/Låg

Används i kombination med Britt III/IV med skruvbeslag. Finns i boknatur i bredd 85 och 90 cm till **SB750/400/440/Alegio**.



Sänggavel Flex

Används i kombination med Britt III/IV med skruvbeslag. Finns i boknatur/vitpigmenterad/körsbär i bredd 85 och 90 cm till **SB750/400/440/Alegio**.



Sänggavel Karin Hög/Flex

Används i kombination med Britt III/IV med skruvbeslag. Finns i boknatur i bredd 85 och 90 cm till **SB750/400/440/Alegio**.



Sänggavel Anita sänkt / Susanne sänkt

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Britt III/V / Line/Britt V. Finns i boknatur bredd 90 cm till **SB750/755/400/440**. Gavlarna finns även som Maria sänkt/Sanne sänkt passande Britt III/IV.

Sänggavlar



Sänggavel Karin Låg/Flex

Används i kombination med Britt III/IV med skruvbeslag. Finns i boknatur i bredd 85 och 90 cm till **SB750/400/440/Alegio®**.



Sänggavel Sanne Mix

Enkelt genom hakbeslag avtagbar gavel som används i kombination med sänggrind Britt III/IV. Finns i 85/90/105/120 cm beroende på till **SB750/755/400/440**.

Reservdelar



Sänggrind Britt IV

Integrerad sänggrind till sänggavel Sanne/Karin/Maria/Flex samt till **Octave 1** och **Etude Classic**. Sänggrinden är 2 cm högre än Britt III och finns i boknatur. Passar madrasshöjder 14-17 cm beroende på sängmodell. Sänggrinden finns i standardlängd.



Sänggrind Britt III

Integrerad sänggrind till sänggavel Sanne/Karin/Maria/Flex samt till **Octave 1** och **Etude Classic**. Sänggrinden finns i boknatur/vitpigmenterad/körslbar. Passar madrasshöjder 12-15 cm beroende på sängmodell. Sänggrinden finns i standardlängd samt förlängda 10 cm, 16 cm eller 20 cm.




Sänggrind Lilly III

Passar gavel Sanne Hög. Sänggrinden finns i boknatur och körslbar. Passar madrasshöjder 20-22 cm beroende på sängmodell. Sänggrinden finns i standardlängd samt förlängd 16 cm.

OBS!

Sänggrindarna Britt III/IV samt Lilly III säljs endast som reservdel från 1/4 -13.

Sänggrindar



Sänggrind Britt V

Sänggrind i trä enligt ny standard IEC60601-2-52 passar till Sänggavel Victoria/Sophie/Susanne och Anita samt säng **Etude® Plus** och **Octave® 2**. Max madrasshöjd 18-20 cm beroende på sängmodell. Finns i boknatur/vitpigmenterad/körslbar. Passande **SB750/755/400/440**.



Sänggrind Line/Line förlängningsbar

Integrerad sänggrind i aluminium enligt ny standard IEC60601-2-52 passar till Sänggavel Victoria/Sophie/Susanne och Anita samt säng **Etude Plus** och **Octave 2**. Förlängningsbar 0-20 cm. Max madrasshöjd 18-20 cm beroende på sängmodell. Finns i boknatur/vitpigmenterad/körslbar. Standardlängd passande **SB750/755/400/440**.



Grindförhöjning + 15 cm

till Sänggrind Line samt Britt III/IV/V. Monterbar förhöjningsribba som höjer sänggrinden med 15 cm, vilket innebär en max madrasshöjd för Britt 27-30 cm samt för Line 32-34 cm beroende på sängmodell. 2 modeller passande Sänggrind Line eller sänggrind Britt III/IV/V.

Sänggrindar



Sänggrind *Scala Basic 2*

Fällbar sänggrind i metall enligt ny standard IEC60601-2-52 passande **SB750/755/400/440/ Etude®** och äldre Invacaresängar med samma typ av sänggram. Passar madrasshöjder 15-17 cm beroende på sängmodell. Färg beige och alu-silver.



Sänggrind *Scala Basic Plus 2*

Fällbar sänggrind i metall med snabbkoppling enligt ny standard IEC60601-2-52 passande **SB750/755/400/440/Etude** och äldre Invacaresängar med samma typ av sänggram. Passar madrasshöjder 15-17 cm beroende på sängmodell. Färg beige och alu-silver.



Sänggrind *Scala Medium 2*

Fällbar sänggrind i metall enligt ny standard IEC60601-2-52 passande **SB750/755/400/440/ Etude** och äldre Invacaresängar med samma typ av sänggram. Passar madrasshöjder 20-22 cm beroende på sängmodell. Färg beige och alu-silver.



Sänggrind *Scala Decubi 2*

Fällbar sänggrind i metall enligt ny standard IEC60601-2-52 passande **SB750/755/400/440/ Etude** och äldre Invacaresängar med samma typ av sänggram. Passar madrasshöjder 29-30 cm beroende på sängmodell. Färg beige och alu-silver.

Grindskydd



Grindskydd polstrat till sänggrind *Line*

Grindskydd som kan sitta kvar på grinden då denna sänks. Finns som normalpolstrat, dubbelpolstrat i längderna standard, förlängt 10 alt. 20 cm. Tvättbart i 90 grader. Färg Duvblå.



Grindskydd i nät till sänggrind *Line*

Grindskydd som kan sitta kvar på grinden då denna sänks. Finns i längderna standard, förlängt 10 alt. 20 cm. Tvättbart i 60 grader. Färg vit.



Grindskydd polstrat till sänggrind *Britt III/IV* och *Lilly III*

Grindskyddet kan sitta kvar på grinden då denna sänks. Finns som normalpolstrat i standardlängd och förlängt 16 cm samt i dubbelpolstrat i längden standard. Tvättbart i 90 grader. Färg Duvblå.



Grindskydd i nät till sänggrind *Britt III/IV* och *Lilly III*

Grindskyddet kan sitta kvar på grinden då denna sänks. Finns i längd standard och förlängt 16 cm. Tvättbart i 60 grader. Färg vit.



Grindskydd polstrat till fällbar metallgrind

Grindskyddet kan sitta kvar på grinden då denna sänks. Finns som normalpolstrat och dubbelpolstrat. Tvättbart i 90 grader. Färg duvblå.



Grindskydd Extra säkerhet polstrat till sänggrind *Britt III/IV* och *Lilly III*

Grindskyddet finns som standard samt förlängt 16 cm. Grindskyddet rekommenderas till oroliga brukare. Tvättbart i 90 grader. Färg duvblå.



Grindskydd till grindförhöjning +15

Heltäckande grindskydd som spänns olika hårt beroende på om grindskyddet är monterat på Line, Britt V eller Britt III. Tvättbart i 90 grader. Färg duvblå.

Stöd- och vändhandtag



Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling

Stöd/vändhandtaget kan användas till vändning i säng eller som hjälp vid i/ur-stigning till/från säng. S/v-handtaget finns i färgerna beige och alu-silver och passar **SB750/755/400/440/Etude®** samt äldre Invacare sängmodeller.

Bild 1: Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling H40xB95 cm.

Bild 2: Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling H25xB80 cm.

Bild 3: Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling H40xB30 cm samt ej i bild H40xB50.

Bild 4: Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling H25xB30 cm.



Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling

H40xB30 cm passande **Octave®** sängen. Finns i silverfärg.



Stöd/urstignings-handtag svängbart

Kan användas ensamt eller i par för att underlätta vändning i säng eller som extra hjälp vid urstigning från säng. H16xB34 cm innebär att handtaget inte hindrar benen att passera ovan handtaget. Färg beige och alu-silver.



Situp-stöd


Används som hjälp att komma upp helt i sittande samt som extra hjälp att komma ur sängen. Situp-stödet är ställbart i längdled och det medföljande fästet kan monteras på höger eller vänster sida i fotändan. Färg beige och alu-silver.



Uppresningsstöd

Passar sängbottens lyftbågshylsor på höger eller vänster sida. Uppresningsstödet används som eget stöd vid förflyttning från/till säng och till/från rullstol/rollator eller till stående. Färg beige och alu-silver.

Lyftbågar



Lyftbåge standard

Handtaget kan ställas in i höjd och längdled. Färg beige och alu-silver.



Lyftbåge svängbar

Parallellt med sängens långsida och till ca 20 grader från huvudände. Lämplig om t ex taklyft skall användas. Handtaget kan ställas in i höjd och längdled. Färg beige och alu-silver.



Lyftbåge Octave®

Lyftbågen kan användas även till förlängd **Octave**. Handtaget kan ställas in i höjd och längdled. Färg silver.

Övriga tillbehör



Avståndsstöd

till sängens huvudände eller långsida. Avståndsstöden skyddar väggar och elektriska kontakter för ofrivillig skada. Olika utföranden beroende på sängmodell. Färg beige och alu-silver.



Avvisarhjul

Avvisarhjul passar Flexgavlar och monteras horisontellt under gaveln. Skyddar väggar vid förflyttning av sängen genom korridorer. Finns i 3 hjuldiametrar.



Alternativa hjulstorlekar

Ett flertal olika hjulstorlekar mellan hjulstorlek 80-150 mm, separat låsbara eller centrallåsta kan erbjudas vid nybeställning av säng eller till eftermontering. Vissa storlekar även med riktspärr.



Lågbyggnadssats

75 mm passande **SB750/755**. Finns i färgerna beige och alu-silver.




Täcksidor vid förlängning

Skydd för sängram vid förlängning av säng. Olika längder beroende på förlängning 5 cm, 10 cm, 16 cm eller 20 cm. Finns i färgerna beige eller alu-silver passande till **SB750/755/400/440** beroende på förlängningsmöjlighet.



Begränsningsbygel bendel

Begränsningsbygeln förhindrar bendelen på **SB750/755** att komma under horisontalplanet. Färg beige och alu-silver. Teleskopiskt ställbar i bredder 85-120 cm.



Transportbeslag till *Etude* sängen

Komplett transport och förvarings/lagringsbeslag för **Etude** sängen. 2 olika modeller passande **Etude Classic** och **Etude Plus**.



Ledningshållare

Ledningshållaren monteras utan verktyg och håller upp sängens nätledning och/eller manöverdosans ledning från golvet. Passar till **SB750/SB755**.



Förlängningsdelar till *Etude*

Förlängningsdelar 10 eller 20 cm som kan placeras i huvud och/eller fotände vilket ger max madrassmått 210 cm eller 220 cm.



Förlängningsdel *Octave*

Förlängningsdel 10 cm som kan placeras i huvud och/eller fotände vilket ger max madrassmått på 220 cm.



Hörnstolpar till *Octave*

om integrerade sänggrind Britt skall monteras på **Octave**.



Grindlås till integrerad sänggrind

Enkel fixering/låsning av grinden då oavsiktlig användning av grinden skall förhindras. Passar alla modeller av grindar.

Övriga tillbehör



Långsida i trä

Kosmetisk långsida istället för sänggrind. Passar alla sänggavlar med spår för integrerad grind. Fästen säljs separat. Finns i standardlängd.



Långsida i trä

långsida passande sänggavlar utan spår. Fästen säljs separat. Finns i standardlängd.




Lager/transportvagn till SB400/440

För lagring och transport av demonterad **SB400/440**.




Transportvagn

Transportvagn till 85/90 cm breda sängar. Passande lagring och transport av **SB750/755/400/440**.




Transportvagn till säng

För lagring och transport av 85-120 cm sängar.



Filtstöd

Placeras fristående i säng.



Droppställning

Droppställning till säng.



Fäste för droppställning

Fäste för droppställning till säng för hornhylsa eller långsida.

Alternativa manöverdosor och andra elektriska tillbehör



Manöverdosa HB85 och HL85

På HL85 kan varje funktion låsas individuellt. Passar **SB750/755**, 4-motors.



Manöverdosa HB74 och HB75

HB74 passar 3-motors **SB750** samt **SB400/440**. HB75 passar 4-motors **SB750/755**.



Manöverdosa Softcontrol

Manöverdosa Softcontrol passande **SB750** 3-motors samt **SB750/755** 4-motors.



Manöverdosa HL85 till **Octave**

Låsbar manöverdosa till **Octave**.

Alternativa manöverdosor och andra elektriska tillbehör



Reumatiker manöverdosa

RA-manöverdosan med lätttryckta knappar finns till **SB750/755/400/440/Etude®**.



Hållare för manöverdosa

Finns till manöverdosa modell HB70/HB80/Softcontrol. Färg beige eller alu-silver.



IR-styrning/mottagare till sängar

Passar **SB750/755/400/440**. System med mottagare och sändare samt förgreningskabel för anslutning av standard manöverdosa.



System med IR-mottagare

System med IR-mottagare inkl förgreningskabel exkl sändare passande **SB750/755/400/440/Etude**.



Förgreningskabel

Förgreningskabel för två manöverdosor passande elektronik till **SB750/755/400/440**.



Batterienhet

Batterienhet till elektronik förberedd för batteribackup passande **SB750/755/400/440/Etude**.



Förlängningskabel

Förlängningskabel till manöverdosa passande **SB750/755/400/440**.




ACP box

Stänger separat av en eller fler funktioner i sängen. Finns till **SB750/755/400/440** och **Etude**.



Manuell sänkningsdosa

Sänker valfri motorfunktion genom en batterienhet som kopplas direkt till aktuell motor på sängen. Passar **SB750/755/400/440**.



Sänglarm

Alarmet kan anpassas till behovet eller till aktuellt larm i byggnaden. Finns även med hjärtfrekvens/epileptikerfunktion.



Sänglampa halogen

Monteras i hörnhylsan på sängen med speciell adapter.



Sänglampa LED

Monteras i hörnhylsan på sängen.

Övrigt



Matbordsbricka

Stabil matbordsbricka passande sängbredd 85 cm och 90 cm. matbordsbrickan placeras på de integrerade grindarna.




Säng/läsbord Sonnet Basic

Mat/lässkivan höjdställbar 65-100 cm. Avlastningshylla samt vinklinsbar mat/lässkiva i 6 lägen. Max belastning mat/lässkiva 20 kg.



Sängbord/läsbord Pausa

Mat/lässkivan höjdställbar 72-116 cm. Vinklinsbar mat/lässkiva. Max belastning 10 kg.



Sängbord Sonnet Dual

Mat/lässkivan höjdställbart 75-105 cm. Vinklinsbar mat/lässkiva som kan ändras från höger till vänster sida om bordet. Sängbordet har 2 lådor, ett skåp och en hylla. Sängbordet finns i boknatur samt vitpigmenterad bok. Max belastning 6 kg.



Sängbord Sonnet Combi

Matskivan höjdställbart 31-93 cm. Matskiva kan enkelt ändras från höger till vänster sida om bordet. Sängbordet har en låda, ett skåp och två hyllor. Sängbordet finns i boknatur samt vitpigmenterad bok. Max belastning 4 kg.



Elektriskt sängryggstöd

Elektriskt sängryggstöd finns i fler versioner i bredderna 85 cm, 90 cm, 105 cm och 120 cm. Se även separat broschyr.

Kompatibilitetsschema
Invacare ScanBed 755, ScanBed 750, ScanBed 400/440

		Sänggavlar								
		Victoria Sophie Susanne Anita	Sophie Sänkt ¹ Susanne Sänkt ¹ Anita Sänkt ¹	Emma	Sanne Maria	Sanne Sänkt Maria Sänkt	Sanne Hög	Flex Karin ²	Grindför- höjning Line	Grindför- höjning Britt
Säng grindar	Line / Britt V									
	Line förlängningsbar	x	x						x	
	Britt V	x	x							x
	Britt III / Britt IV				x	x		x		x
	Lilly III				(x)*	(x)*	x	(x)*		
	Scala Basic 2									
	Scala Basic Plus 2	x	x	x	x	x	x	x		
	Scala Medium 2	x	x	x	x	x	x	x		
	Scala Decubi 2	x	x	x	x	x	x	x		

1/ NB: för 90 cm

2/ NB: passar endast **ScanBed 750** och **Scanbed 400/440** med flex beslag

(x)* högsta höjd = Brittgrind

Invacare Etude och Octave

		Sänggavlar				
		Etude Classic	Octave 1 gavel	Octave 2 gavel	Förhöjningsribba Britt	Etude Plus
Säng grindar	Line / Britt V			x		x
	Line förlängningsbar					
	Britt II/III/IV	x	x		x	
	Lilly III		x			
	Scala Basic 2	x				
	Scala Basic Plus 2	x				
	Scala Medium 2	x				
	Scala Decubi 2	x				

Invacare AB
Box 66 – 163 91 Spånga - Sweden
Kundservice: 08-761 70 90
Fax 08-761 81 08
sweden@invacare.com
www.invacare.se

© 2014 Invacare International Sàrl.
Alla rättigheter är reserverade för
Invacare.

All information i denna broschyr
stämmer vid tryckningstillfället.
Invacare förbehåller sig rätten att
ändra produktinformation utan
föregående meddelande.

Bed Accessories - SE - 03/2014

