




Täyttää
IEC 60601-2-52
vaatimukset



TUV hyväksytty

Lisävarusteita kaikkiin käyttötarpeisiin!

Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja parhaita mahdollisia tuotteita. Siksi olemme valinneet valikoimaamme Invacare ScanBed[®] -kotihoitosängyt.

Invacare kotihoitosänkyjen mallistoon kuuluu laaja valikoima erilaisia lisävarusteita, joiden avulla voit räätälöidä tuotteet oman makusi ja käyttötarpeidesi mukaan. Varusteiden avulla voit sovittaa sängyt ja sänkyjen päädyt sekä sivulaidat sopimaan muuhun sisustukseen tai asiakkaan yksilöllisiin käyttövaatimuksiin. Esitteen lopussa on kätevä yhteensopivuustaulukko, josta näet mitkä päädyt ja sivulaidat sopivat mihinkin sänkymalliin.

Lisäksi voit hankkia sänkyyn sopivat vuode- ja yöpöydät, nousutuet ja muut kalusteet.



Yes, you can.[®]

Sängynpäädyt



Victoria sängynpäädyt

Irrotettavat päädyt SB755, AlegioNG ja SB400 sänkyihin. Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi. Yhteensopiva Line ja Britt V täyspituisten sivulaitojen kanssa.



Sophie sängynpäädyt

Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi. Sekä vakio- että matalaan SB755, AlegioNG ja SB400 malleihin. Yhteensopiva Line ja Britt V täyspituisten sivulaitojen kanssa.



Susanne sängynpäädyt

Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi. Sekä vakio- että matalaan SB755, AlegioNG ja SB400 malleihin. Yhteensopiva Line ja Britt V täyspituisten sivulaitojen kanssa.



Anita sängynpäädyt

Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi. Sekä vakio- että matalaan SB755, AlegioNG ja SB400 malleihin. Yhteensopiva Line ja Britt V täyspituisten sivulaitojen kanssa.



Emma sängynpäädyt

Irrotettavat päädyt SB755, AlegioNG ja SB400 sänkyihin. Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi. Yhteensopiva terässivulaitojen kanssa.



Piggy sängynpäädyt

Irrotettavat päädyt SB755, AlegioNG ja SB400 sänkyihin. Saatavana värit pyökki, vaalea pyökki (kuva), kirsikka ja vaalea tammi. Yhteensopiva terässivulaitojen kanssa.



Olivia sängynpäädyt

Irrotettavat päädyt SB755, AlegioNG ja SB400 sänkyihin. Saatavana värit pyökki, vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi (kuva). Yhteensopiva puisten sivulaitojen ja Scala 2 sivulaitojen kanssa.



Sabrine sängynpäädyt

Sonata sänkyihin. Väri: kirsikka. Yhteensopiva terässivulaitojen kanssa.



VibekeNG sängynpäädyt

SB755, SB400, AlegioNG ja Sonata sänkyihin. Väri: kirsikka. Yhteensopiva terässivulaitojen kanssa.



Nadine sängynpäädyt

Pyörästetty metalliputki ja pyökki päätypaneeli Sonata sänkyihin. Yhteensopiva terässivulaitojen kanssa.



Valeria sängynpäädyt

Pyörästetty, maalattu tai kromattu metalliputki ja pyökki päätypaneeli Sonata sänkyihin. Yhteensopiva terässivulaitojen kanssa.



Camila sängynpäädyt

Sonata ja AlegioNG sänkyihin. Väri: kirsikka. Yhteensopiva Flora ja Lisa sivulaitojen kanssa.

Sivupaneelit



Puinen sivupaneeli

Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi.



Puinen sivupaneeli 2

Voidaan käyttää yhdessä Scala 2 sivulaitojen kanssa. Saatavana värit pyökki ja vaalea tammi (kuva).

Sivulaidat



Line sivulaidat

Täyspitkät alumiinisivulaidat. Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki ja kirsikka.

Sivulaidat



Line pidennettävät sivulaidat

Täyspitkät, alumiinisivulaidat. Saatavana värit pyökki (kuva), vaalea pyökki ja kirsikka. Säädettävä pituus 200–220 cm.



Britt V sivulaidat

Täyspitkät, puiset sivulaidat. Saatavana pituudet 200 cm, 210 cm ja 220 cm. Värit: pyökki (kuva), vaalea pyökki, kirsikka ja vaalea tammi.



Korotetut sivulaidat

Täyspitkien sivulaitojen korkeutta voidaan korottaa 15 cm.



Bella sivulaidat

Täyspitkät, puiset sivulaidat. Väri: pyökki.



Aria sivulaidat

Täyspitkät, teräksiset sivulaidat.



Verso II sivulaidat

Alaslaskettavat, teräksiset sivulaidat.



Flora ja Lisa sivulaidat

Täyspitkät, puiset sivulaidat. Väri: kirsikka.



Diana sivulaidat

Alaslaskettava, metalli-sivulaita.

Sivulaidat



Scala Basic 2

Alumiiniset, korotetut, alas-laskettavat, sivulaidat. Täyttää uuden IEC 60601-2-52 turvallisuusstandardin vaatimukset.

Scala Basic Plus 2

Alumiiniset, korotetut, alas-laskettavat, sivulaidat hiljaisilla muovikiinnikkeillä. Täyttää uuden IEC 60601-2-52 turvallisuusstandardin vaatimukset.

Scala Medium 2

Alumiiniset, korotetut, alas-laskettavat, sivulaidat paksummille patjoille. Täyttää uuden IEC 60601-2-52 turvallisuusstandardin vaatimukset.

Scala Decubi 2

Alumiiniset, korotetut, alas-laskettavat, sivulaidat erittäin paksuille patjoille. Täyttää uuden IEC 60601-2-52 turvallisuusstandardin vaatimukset.

Sivulaitojen päälliset



Päällinen Line ja Britt V

Pehmustettu päällinen Line ja Britt V sivulaidoille. Päällinen pysyy paikallaan, kun sivulaita lasketaan alas. Saatavana pehmustettu, extra pehmustettu ja pidennetty +10 cm tai +20 cm.

Verkkopäällinen Line ja Britt V

Verkkopäällinen Line ja Britt V sivulaidoille. Päällinen pysyy paikallaan, kun sivulaita lasketaan alas. Saatavana vakio- ja pidennetty +10 cm tai +20 cm.

Päällinen metallisivulaidoille

Päällinen metallisivulaidoille. Päällinen pysyy paikallaan, kun sivulaita lasketaan alas. Saatavana vakio-, extra pehmustettu ja pidennetty malli.

Pehmustettu päällinen metallisivulaidoille

Pehmustettu päällinen metallisivulaidoille. Päällinen pysyy paikallaan, kun sivulaita lasketaan alas. Saatavana vakio-, extra pehmustettu ja pidennetty malli.

Nousutuet ja tukikahvat



Tukikahvat

Erittäin tukevat tukikahvat auttavat sängystä ylösnousuissa ja sänkyyn siirtymisissä.

Koot (H korkeus x W leveys): H25 x W30 cm / W80 cm ja H40 x W30 cm / W50 cm / W95 cm.

Nousutuet ja tukikahvat



Kääntyvä tukikahva

Antaa hyvän tuen seisomaan nousutilanteissa. Heilauta jalat tukikahvan yli sängyn reunalle ja käännä vasta sitten tukikahva ulos. Voidaan käyttää yksittäin tai pareittain.



Tukikahva Octave®

Eriti vahva tukikahva Octave -sänkyyn. Antaa hyvän tuen seisomaan nousutilanteissa. Korkeus x leveys: 40 x 30 cm.



Nousutuki

Antaa hyvän tuen istumaan nousutilanteissa. Sopii SB755, SB400 ja Etude Plus sänkyihin.



Nousutuki

Antaa hyvän tuen seisomaan nousutilanteissa. Helppo käyttää ja asentaa. Sopii kaikkiin Invacare sänkyihin.



Kohottautumisteline

Antaa hyvän tuen istumaan nousutilanteissa. Korkeus- ja syvyyssäädettävä käsikahva.



Kääntyvä kohottautumisteline

Voidaan kääntää sivulle ja ottaa esiin tarvittaessa. Korkeus- ja syvyyssäädettävä käsikahva.



Kohottautumisteline Octave®

Eriti vahva kohottautumisteline Octave -sänkyyn. Korkeus- ja syvyyssäädettävä käsikahva.



Vapaasti seisova kohottautumisteline

Korkeussäädettävä, myös käsikahvaa voi säätää.

Muita lisävarusteita



Törmäsesteet

Törmäsesteet asennetaan sängyn alustaan joko päätyihin tai pitkille sivuille. Puskurit suojaavat seinää kolhuilta, jos sänkyä liikutellaan.



Pyöräpyörät

Pyörivät törmäspyörät voi asentaa pysty- tai vaakatasoon. Saatavana 3 eri kokoa.



Pyörät

Kaikkiin sänkyihin saatavana 75, 80, 100, 125 ja 150 mm pyörät.



Madallussetti

Madallussetin ja 75 mm:n pyörien avulla SB755 sängyn korkeutta voidaan madaltaa jopa 25 cm.

Muita lisävarusteita



Pidenyspalojen putkisuojat
SB755 ja SB400 pidennyspalojen putkien suojat.



SB755 tukitanko
Pidennettyyn SB755 sänkyyn asennettava tukitanko. Estää jalkaosan putoamisen vaakatason alapuolelle. Värit: maalattu ivory ja alumiini.



Etude Plus pidennysosa
Saatavana 10 cm ja 20 cm pidennyspalat.



Octave pidennysosa
Saatavana 10 cm ja 20 cm pidennyspalat.



AlegioNG makuu-alustan pidennysosa
Pidentää AlegioNG -sänkyä 15 cm.



Medley Ergo makuu-alustan pidennysosa
Pidentää Medley Ergo -sänkyä 15 cm.



Octave puiset kiinnitysadapterit
Puiset kiinnitysadapterit Octave -sivulaitojen kiinnittämiseen. Värit: pyökki ja kirsikka.



Sivulaidan kiinnitysremmi
Kiinnitysremmi, jolla kiinnitetään sivulaita ala-asentoon. Sopii kaikkiin sivulaitamalleihin.



SB400 Kuljetus- ja säilytysteline
Käytetään osiin puretun SB400 sängyn kuljettamiseen ja varastointiin.



Etude Plus kuljetuspalat
Etude Plus sängyn helppoon varastointiin ja kuljettamiseen.



SB755 Kuljetus- ja säilytysteline
Käytetään osiin puretun SB755 sängyn kuljettamiseen ja varastointiin.



Kuljetus- ja säilytysteline
Käytetään osiin puretun sängyn kuljettamiseen ja varastointiin.

Lisävarusteita ja ominaisuuksia




AlegioNG kuljetus- ja säilytysteline

Käytetään osiin puretun AlegioNG sängyn kuljettamiseen ja varastointiin. Voidaan purkaa osiin.




AlegioNG kuljetussetti

Käytetään kootun AlegioNG sängyn kuljettamiseen.



Medley Ergo kuljetuspalat

Medley Ergo sängyn helppoon varastointiin ja kuljettamiseen.



Kehikko

Kehikko voidaan asettaa sängyn jalkopätyyn. Helpottaa peitteen aiheuttamaa painetta/hankausta.



Tippateline

1. Vapaasti seisova tippateline. Korkeussäädettävä. Pyörät helpottavat liikuttelua.
2. Nousutuen telineeseen tai sängyn runkoon kiinnitettävä tippateline.



Tippatelineen kiinnikkeet

Kiinnitysosat tippatelineen kiinnittämiseen joko nousutuentelineeseen tai sängyn runkoon.

Sähköiset lisävarusteet



SB755 käsiohjain

HB80 ja HL80 käsiohjaimissa vihreä nappi -toiminto. HL80 -ohjaimen jokainen toiminto voidaan lukita erikseen.



SB400 käsiohjain

Käsiohjain HB70. Vihreä nappi -toiminto lisää potilaan käyttömukavuutta.



Soft control -käsiohjain

Toimintokohtainen käsiohjain, jossa helposti aktivoitavat painonapit. Sopii 3- tai 4-moottoriin sänkyihin.



Octave käsiohjain

HL85 käsiohjaimen jokainen toiminto voidaan lukita erikseen.

Sähköiset lisävarusteet



AlegioNG käsiohjain

Käsiohjain AlegioNG -sängyille. Saatavana lukitus-toiminnoilla tai ilman.



Medley Ergo ja Accent käsiohjain

Käsiohjain Medley Ergo ja Accent -sängyille. Saatavana lukitustoiminnoilla tai ilman.



Sonata käsiohjain lukitus-toiminnolla

Dewert -käsiohjain Sonata-sängyihin. Yksittäin lukittavat toiminnot.



Reuma-käsiohjain

Käsiohjain reumatismista kärsiville henkilöille.



Käsiohjaimen pidike

Helposti käyttäjän ulottuville asennettava joustava pidike käsiohjaimille. Sopii malleihin Soft control, HB70, HB80, HL80, HL85 ja Dewert -käsiohjain. Värit: Alumiini tai ivory.



IR-kauko-ohjain

Infrapunakauko-ohjain. Valitaan, kun normaalia ohjainta on vaikea käyttää. Sopii SB755 ja SB400 sängyihin.



IR-vastaanotin (ilman lähetintä)

Infrapunavastaanotin mahdollistaa useiden toimintojen käytön samalla kaukosäätimellä. esim. sänky, valot ja TV.



T-kaapeli

Tarvitaan, kun käytössä on kaksi eri käsiohjainta.



Akun varavirtalähde

Akun back up: Varavirtaa käytetään, jos normaalia akkuvirtaa ei ole saatavilla. Sänky voidaan toimittaa pakka varavirtalähteelle valmiina. Itse varavirtalähde voidaan asentaa jälkikäteen.



Jatkokaapeli

2.5 m jatkojohto Linak-käsiohjaimelle. Sopii SB755, SB400, Etude Plus ja Octave-sängyihin.



ACP-toiminto

Toiminnon avulla hoitohenkilökunta voi lukita yhden tai useamman motorisoidun toiminnon. Sopii SB755, SB400, Etude Plus ja Octave-sängyihin.



Varavirtalähde

Voidaan käyttää korkeudensäätöön tai muuhun motorisoiduun toimintoon, kun virtaa ei ole saatavilla. Vain huoltohenkilöstön käyttöön. Varavirtaa ei tule käyttää, kun asiakas on sängyssä.

Sähköiset lisävarusteet



Out of bed alarm

Sänkyhälytin sopii useimpiin vuoteisiin. Voidaan säätää yksilöllisesti. Saatavana perusmalli ja epileptikoille tarkoitettu malli.



LED lamppu

Tyylikäs, moderni muotoilu, (4W) erittäin alhainen virrankulutus. Voidaan asentaa nousutuen kiinnikkeeseen kaikkiin Inva-care-sänkyihin. Materiaali: Alumiini.

Kalusteet



Vuoteenpäädynkohottaja Areste

Mekaanisesti säädettävä vuoteenpäädynkohottaja päätuella. Voidaan asettaa 45°–60° kulmaan.

Kalusteet



Vuodepöytä / vuodetarjotin

Tukeva pöytä/tarjotin. Asetetaan sivulaiteiden väliin. Kaksi leveyttä 85 ja 90 cm.



Sonnet Basic

Vakaa vuode- ja lukupöytä. Korkeussäädettävä 65–100 cm. Työskentelytaso voidaan säätää kuuteen eri kulmaan.



Pausa

72–116 cm korkeudelle säädettävä vuodepöytä. Max.kuormitus: 10 kg.



Kauma

71–113.5 cm korkeudelle säädettävä vuodepöytä. Max.kuormitus: 10 kg.



Sonnet Dual

Yöpöytä, jossa ylimpänä avohylly, kaksi vetolaatikkoa ja pieni kaappi sekä kulmasäädettävä ja 75–105 cm korkeussäädettävä sivuuntaituttava pöytätaaso. Värit: pyökki, vaaleaa pyökki ja kirsikka.



Sonnet Combi

Yöpöytä, jossa ylimpänä avohylly, yksi vetolaatikko ja kaappi sekä 31–93 cm korkeussäädettävä sivutaso. Kaikki vaakapinnat muovilaminaattia. Värit: pyökki, vaaleaa pyökki ja kirsikka.



Tendance

Yöpöytä, vaaleaa pyökkiä. Yksi vetolaatikko ja ovellinen kaappi.



Vuoteenpäädynkohottaja

Sähköisesti säädettävä vuoteenpäädynkohottaja. Voidaan asettaa tavalliseen sänkyyn.

Yhteensopivuudet

Invacare **SB® 755, Alegio™_{NG}, SB® 400**

Sivulaidat	Sängynpäädyt				
	Victoria Sophie Susanne Anita	Sophie Low ² Susanne Low ² Anita Low ²	Emma Piggy Vibek _{NG} ²	Camila (vain Alegio_{NG})	Olivia
Line / Line pidennettävä / Britt V / Britt V pidennetty ¹	x	x			
Scala Basic 2	x	x	x		x
Scala Basic Plus 2	x	x	x		x
Scala Medium 2	x	x	x		x
Scala Decubi 2	x	x	x		x
Verso II (sis. kiinnityspala 50x20 putkeen)	x	x	x		
Lisa				x	

* Britt V pidennetty ei sovi **Alegio_{NG}**.

Invacare **Sonata®**

Laidat	Päädyt	
	Vibek _{NG} Nadine Sabrine Valeria	Camila
Verso II	x	
Diana	x	
Flora		x

1/ Britt V pidennetty ei sovi **Alegio_{NG}**

2/ Vain leveys 90 cm

Invacare **Etude® Plus (Low), Medley® Ergo, Accent™**

Sivulaidat	Etude Plus	Medley Ergo	Accent
Line / Line pidennettävä / Britt V / Britt V pidennetty	x		
Diana			x
Scala Basic 2	x	x	x
Scala Basic Plus 2	x	x	x
Scala Medium 2	x	x	x
Scala Decubi 2	x	x	x
Täyspitkä sivulaita, Bella puinen tai Aria teräs		x	x
Verso II (50x20)	x	x	x

Invacare **Octave®**

Laidat	Päädyt
Line	Sopivat Octave sängyn- päätyyn
Line Extendable	
Britt V	
Britt V Extended	

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196 Gland
Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland

Värit ja materiaalit



Pyökki




Vaalea tammi



Vaalea pyökki



Kirsikka



Ivory



Harmaa alumiini

