

floorline® 9.5|80

Uusi konsepti esteettömään hoitoon

Sopii täydellisesti myös kotihoitoon.

.bock®



Uudet mitat säädettävälle korkeudelle

- ihanteellinen asukkaille ja hoitajille

floorline® 9.5|80 voidaan laskea erittäin lähelle lattiatasoa: erittäin matalassa asennossa, vain 9,5 cm lattian yläpuolella, se suojaa putoamiselta ja antaa silti asukkaille liikkumisvapauden. Lisäksi asukkaiden kyky yksinkertaisesti kurottautua ja koskettaa lattiaa auttaa heitä tuntemaan olonsa turvallisiksi.

floorline® 9.5|80 helpottaa myös hoitajien jokapäiväistä toimintaa: erittäin matalassa asennossa ei tarvita muuten yleisiä lisäturvatoimenpiteitä, kuten patjojejn asettamista. Lisäksi tämä erityisesti kotihoitoon ja omaehtoiseen elämään suunniteltu sänky mahdollistaa asukkaiden liikkuvuuden helpottamalla sängylle nousemista ja sieltä poistumista ilman apua.

// Luotettava suoja putoamista vastaan

// Liukuminen putoamisen sijaan

// Nukkuvat saavat maata rajoituksetta ja miten haluavat

// Terve ja selkäystävällinen työskentelykorkeus tarvittaessa



Esteetön sänky – itsenäiseen liikkuvuuteen ja itsenäisyyteen

Esteetön madallettu asento lisää asukkaiden yksilöllistä turvallisuuden tunnetta ja mahdollistaa itsenäisen liikkumisen – sekä sängystä poistuttaessa että palatessa. Tämä on mahdollistaa liikkumisen jopa ilman apua liikuntarajoitteisille.

Käsiohjaimella asukkaat voivat valita mukavan sängyn korkeuden 37,5 cm sänkyyn siirtymistä varten.

Floorline® 9.5|80:lla putoamissuojaustoimenpiteet, jotka rajoittavat asukkaiden liikkumisvapautta, voidaan yleensä tehdä Werdenfelser-lähestymistavan mukaisesti.

Lisäksi bockin hoitosängyt tukevat liikkumisen ja tulevaisuuden asiantuntijastandardien vaatimuksia.

Erilaiset sivulaidat tarjoavat haluttaessa tukea asukkaiden auttamisessa sängystä ja lisää turvallisuutta ja vakautta.

- // Kätevä korkeus sisään- ja ulostuloon
- // Tukee liikkuvuutta
- // Turvallisesti nukkumaan paluu
- // Turvallisuus



Yksilöllisesti säädettävät mukavuusasennot tukevat asukkaiden aistiharjoittelua ja mahdollistavat osallistumisen päivittäiseen toimintaan.

Ergonominen ja toimiva makuualusta vaihteleviin hoito- ja mukavuusasentoihin





Makuu itsenäisesti – turvallisesti ja mahdollisimman mukavasti

Floorline® 9.5|80 tarjoaa erinomaisen valikoiman ominaisuuksia, ja se ei sovellu käytettäväksi vain matalana sängynä, vaan myös joustavana ja käteväenä hoitosängynä hoitajien erityistarpeisiin. Asukkaat, joilla on levoton motoriikka, hyötyvät erityisesti floorline® 9.5|80:n turvallisuudesta: matalassa makuu- ja lepoasennossa, vain 9,5 cm lattian yläpuolella, vahingossa sängystä pois liukumisen aiheuttama loukkaantumiseriski on lähes eliminoitu.

Lisäksi esteetön ultramatala-asento, jossa on madalletut sivulaidat, mahdollistaa sen, että monet asukkaat pääsevät omin voimin takaisin sänkyyn, jos he sattuvat liukumaan ulos.

Toinen ominaisuus, joka tarjoaa asukkaille ja hoitajille parhaan mahdollisen mukavuuden ja turvallisuuden, on sängyn kyky laskea alas 80 cm:stä 9,5 cm:iin. Esiasetettu rajoitin korkeudessa 37,5 cm sekä turvapsäykset 27,5 ja 15,5 cm korkeudessa.

Integroitu pituusjatkettavuus:
sivukaiteen jatke 220 cm:iin vedetään
ulos hetkessä.



floorline® 9.5|80 on saatavana eri
malleina ja erilaisilla
päätypaneelilla, ja se tarjoaa myös
tilaa nostimille ja muille
apuvälineille, jotka auttavat
asukkaita nousemaan sängystä.

Type 31



Type 32



Tekniset edut yhdellä silmäyksellä:

// Korkeussäätö: 9,5-80 cm

// Korkea sivuttaisvakaus

// Turvallinen kantavuus: SWL: 220 kg

// Ulkomitat: 102 × 240 cm

// Tasaisesti rullaavat tuplapyörät
(Ø 100 mm) integroidulla seinänsuojaus
järjestelmällä

// Uusi, ergonominen makuualusta

// Turvapysähdyksillä 37,5, 27,5 ja 15,5 cm //

Integroitu sängynpidennys sisältää sivulaitojen
pidennyspalat

.bock[®] ///



Haluatko lisätietoja?

Lisätietoja floorline® 9.5|80:stä löytyy helposti Internetistä. Skannaa vain näkyvä QR-koodi ja sinut ohjataan automaattisesti verkkosivustollemme.

Haluaisitko kysyä neuvoa ammattilaiselta? Silloin meidät tavoittaa myös puhelimitse tai sähköpostitse. Innostunut tiimimme auttaa sinua mielellään!

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germany

Phone: +49 5246 9205-0
Fax: +49 5246 9205-25
e-Mail: info@bock.net
Internet: www.bock.net