



Invacare ScanBed 755 kotihoitosängyt — parasta käyttömukavuutta!

Invacare **SB755** kotihoitosängyissä yhdistyvät miellyttävä käyttömukavuus niin potilaalle kuin hoitajalle, skandinaavinen ulkonäkö, helppokäyttöisyys ja turvallisuus. Näiden ansiosta ne soveltuvat täydellisesti suomalaiseen kotihoitoon, hoitokoteihin ja hoitolaitoksiin.

Keskuslukittava SB755 kotihoitosänky on 4-toiminen ja makuualusta 4-osainen. Istuma- ja makuuasento voidaan säätää monipuolisilla säädöillä jokaiselle käyttäjälle parhaaksi mahdolliseksi ja pidentää helposti myös pitkälle käyttäjälle sopivaksi. Makuualustan liukuma istuma-asentoon nostettaessa vähentää kudosvenytystä ja lisää käyttömukavuutta.

Saatavana optiona madallussarjalla, jolloin saadaan korkeudensäätöalue -10 cm matalemmalle. Vakioväri: Pyökki. Tilauksesta myös vaalea pyökki ja vaalea tammi. Leveysvaihtoehdot 85 cm ja 90 cm. Tilauksesta myös 105 ja 120 cm. Max.käyttäjäpaino 200 kg. SWL 235 kg.





Konepestävä erikoistilauksesta

SB 755 on entistä helpompi desinfioida ja puhdistaa. Optiona saatavana makuualusta vaihtoehto, jonka voi pestä laitospesukoneissa.

Myös sängyn kokoaminen ja purkaminen on tehty entistä helpommaksi, mikä helpottaa sängyn kuljettamista ja varastointia. Sänky voidaan koota alustalleen ja siirtää suoraan kuljetusautosta makuuhuoneeseen.

Kokoaminen ja siirtely onnistuu nyt helposti vain yhden henkilön voimin, sillä sängyn painavin osa on 25 kg.

Turvallisuus edellä

Tuotteiden turvallisuus on toiminassamme ensisijalla. SB755 kotihoitosänky itsessään ja sen sivulaidat, sekä pidennettävät että vakiomallit, ovat saaneet IEC 60601-2-52:n lääkinnällisten laitteiden turvallisuussertifiikaatit. Asiakkaamme voivat luottaa tuotteidemme luotettavuuteen ja käytettävyyteen – päivin ja öin – avustajan työergonomiasta ja työskentelyolosuhteista tinkimättä.

Mukavuutta unohtamatta!

SB755 kotihoitosängyissä on useita makuu- ja istuinmukavuutta lisääviä ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi makuualustan liukuma, -toiminto, joka vähentää kudosten venytystä eri asennoissa sekä säätöosan kulmansäätötoiminnot, jotka mahdollistavat jalkaosan laskun vaakatason ylä- ja alapuolelle.

Lisävarusteita ja ominaisuuksia



Pohjan liukuma -toiminto
Makuualustan liukuma istuma-asentoon nostettaessa vähentää kudosten venytystä ja lisää käyttömukavuutta.



Optimaaliset mittasuhteet
Makuualustan tieteellisesti tutkitut, optimaaliset mittasuhteet antavat käyttäjälle parhaan mahdollisen käyttömukavuuden.



Pidennettävällä makuualustalla
voi lisätä 100 mm pituutta pää- ja jalkopäähän. Pidennys 50, 100, 150 tai 200 mm.

Lisävarusteita ja ominaisuuksia



Olivia sängynpäädyt

Voidaan käyttää myös yhdessä puisen etulaidan kanssa.
Värit: vaalea tammi tai pyökki.



Victoria sängynpäädyt

Irrotettava paneeli.
Saatavana kaikissa väreissä.



Sophie sängynpäädyt

Saatavana kaikissa väreissä.



Emma sängynpäädyt

Irrotettavat päädyt.
Saatavana kaikissa väreissä.



Susanne sängynpäädyt

Saatavana kaikissa väreissä.



Anita sängynpäädyt

Värit: pyökki, vaalea tammi tai kirsikka.



Britt V kiinteä, puinen korotettu sivulaita

Pituudet 200, 210 tai 220 cm.
Saatavana kaikissa väreissä.



Line pidennettävä, korotettu sivulaita

Pituussäädettävä, alumiininen sivulaita. Värit: pyökki, vaalea pyökki tai kirsikka.



Scala 2 sivulaidat

Alumiiniset, korotetut sivulaidat. Saatavana 3 eri korkeutta.



Puinen sivulaita

Perusmalli saatavana kaikissa väreissä.



Puinen sivulaita 2

Malli, jota voidaan käyttää yhdessä Scala 2 sivulaitojen kanssa. Värit: Pyökki tai vaalea tammi.



Makuualusta

Kaikki mallit saatavana puisella tai alumiinisella makuualustalla.



Erilaisia käsiohjaimia

Saatavana Soft Control käsiohjaimella tai erilaisilla Linak Standard -ohjaimilla.



Kohottautumisteline

Korkeus- ja syvyyssäädettävä.



Kääntyvä tukikahva

Antaa hyvän tuen potilaan seisomaan nousutilanteissa.



Keskuslukitus

Saatavana 100, 125 ja 150 mm pyörillä.

Lisävarusteita ja ominaisuuksia



Helppo kuljettaa ja varastoida!

Sängyn osat, patja ja lisävarusteet voidaan kasata suoraan alustalle, jonka ansiosta varastointi ja kuljetus vaatii vain vähän voimia ja tilaa. Käsiteltävyyttä helpottaa myös se, että sängyn osat painavat enintään 25 kg.

Tekniset tiedot

SB 755	Ulkoleveys: 950 / 1000 mm Sisäleveys: 850 / 900 mm	Ulkopituus: 2130 mm Sisäpituus: 2080 mm Patja: 2000 mm	Korkeudensäätö: 350-820 mm Kokonaiskorkeus: 1600-2070 mm (-10 cm madallussarjalla)	Makuualustan mitat: 800 - 260 - 260 - 680 mm	Maavara: 170 mm (-10 cm madallussarjalla)	0° - 73° Selkäosan kulmansäätö	0° - 28° Reisikulma
SB 755 leveys 1050 mm	Ulkoleveys: 1150 mm Sisäleveys: 1050 mm	Ulkopituus: 2130 mm Sisäpituus: 2080 mm Patja: 2000 mm	Korkeudensäätö: 350 - 820 mm Kokonaiskorkeus: 1600 - 2070 mm	Makuualustan mitat: 800 - 260 - 260 - 680 mm	Maavara: 170 mm	0° - 73° Selkäosan kulmansäätö	0° - 28° Reisikulma
SB 755 leveys 1200 mm	Ulkoleveys: 1300 mm Sisäleveys: 1200 mm	Ulkopituus: 2130 mm Sisäpituus: 2080 mm Patja: 2000 mm	Korkeudensäätö: 350 - 820 mm Kokonaiskorkeus: 1600 - 2070 mm	Makuualustan mitat: 800 - 260 - 260 - 680 mm	Maavara: 170 mm	0° - 73° Selkäosan kulmansäätö	0° - 28° Reisikulma
	0° - 16° Sääriosan kulmansäätö alle vaakatason	0° - 18° Sääriosan kulmansäätö	25° (kulma rungon alle) 14° (kulma rungon yli)	Max. kuorm. 235 kg Max.käyttäjä- paino 200 kg	Tuotteen painavin osa: 25 kg	Bariatric SOLUTIONS	Bariatriseen käyttöön

Värit ja materiaalit



Harmaa alumiini



Pyökki



Vaalea tammi



Vaalea pyökki

Varasto-
väri

Valmistaja:
Invacare Rea AB
Växjövägen 303,
343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00
www.invacare.se

Pidättämme itsellämme
oikeuden muuttaa tarvittaessa
tässä esitteessä ilmoitettuja
tuotespesifikaatioita.
© 2022 Camp Mobility Finland