

Monoflex™ Rintavyö

Käyttäjille, jotka tarvitsevat vahvaamuttamukavaavatsa- tai rintatukea, Monoflex™ on täydellinen dynaaminen ratkaisu.

Monoflex™ 1-osainen

Yksiosainen pehmuste lisää pinta-alaa ja joustavuutta, vetosäätö edessä.

Patentoitu erittäin luja kääntyvä solki molemmilla puolilla tarjoaa luotettavan, turvallisen kiinnityksen ja kaksipuolisen säädön.



Erittäin vahva elastinen pehmuste tarjoaa juuri oikean määrän joustavuutta mukavuuden takaamiseksi samalla, kun se stabiloi jopa voimakkaan spastisuuden. Kaksinkertainen kartiomainen muoto jakaa paineen keskiosaan säilyttäen samalla käsivarren vapaan liikkeen. Kun sitä käytetään ylävatsalla, se voi parantaa hengityksen hallintaa ja puhetta. Kestävä, konepestävä materiaali, joka on suunniteltu vaativimmillekin käyttäjille.

Koot ja tuotenumerot

Size	1-osainen
XS	SH120XS
S	SH120S
M	SH120M
L	SH120L
XL	SH120XL

Kiinnitys

Vyön voi tilata joko B1- tai B2 - kiinnikkeellä.

Cinch-Mount™



206.405.4555 or 800.547.5716 | sales@bodypoint.com | bodypoint.com

Tutustu tuotevideoihin: [YouTube.com/BodypointInc](https://www.youtube.com/BodypointInc)

©2025Bodypoint.AllRights Reserved.BMM325 2021.2

