



Duet pyörätuolipyörä



Duet pyörätuolipyörät

Helppokäyttöinen ja vakaa Duet yhdistää polkupyörän ja pyörätuolin. Pyörätuoliosan saa helposti irti polkupyörästä käytettäväksi perinteisenä, työnnettävänä pyörätuolina. Tukityynyin ja lisävarustein Duet voidaan muokata sopivaksi pienikokoisellekin käyttäjälle.

Duet on kevyt, mutta tasapainoinen ajettava. Ohjaustangon erityisen rakenteen ansiosta Duetilla ajaminen on yksinkertaisen helppoa. Rumpujarrut lisäävät ajoturvallisuutta. Toimitus sisältää aina käsi-, jalka- ja seisontajarrut.

CAMP[®]
MOBILITY

Huka Duet pyörätuolipyörät

Liikkukaa yhdessä ulkoilmasta nauttien

Pyörätuolipyörä Duet on ainutlaatuinen polkupyörän ja pyörätuolin yhdistelmä, joka sopii sekä aikuisille että lapsille. Toinen pyöräilee ja toinen istuu etuosan pyörätuolissa. Duetin suunnittelun ja rakenteellisten ratkaisujen ansiosta polkeminen ja ohjaus onnistuvat kevyesti ja tasapainoisesti. Vakiona 7 vaihdetta, mutta muitakin vaihtoehtoisia vaihtoehtoja löytyy.


Monitoimisuutta ja ergonomiaa

Duetin ergonomisesti suunniteltu pyörätuoliosa on irrotettavissa polkupyörän rungosta, jolloin käytössä on myös erillinen, perinteinen pyörätuoli. Duet voidaan kustomoida käyttäjien olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivaksi. Käyttömukavuutta lisäävät mm. istuinosan sivupehmusteet, irrotettava jalkatuki, niskatuki ja lantiovyöt. Myös Duetiin saa lisävarusteena avustavan sähkömoottorin.

Vakioitointitus

- runko ja pyörien pinnat ruostumatonta terästä
- pintakäsittelynä epoksijauhemaalaus
- alumiinivanteet
- Schwalbe-renkaat
- soittokello, lukko
- iskunkestävät, joustavat, muovipinnoitetut lokasuojat
- umpinaiset ketjusuojat (muovia)
- korkeussäädettävä satula
- vakiotakuu 5 vuotta rungolle (10 vuoden takuu pyöränsä rekisteröiville)

Ominaisuus	polkupyörä	pyörätuoli
Kokonaispituus (H)		2350 mm
Kokonaisleveys (M)		650 mm
Paino		41 kg
Maksimikuorma		180 kg
Maksimikuorma	100 kg	100 kg
Poljinkampi	170 mm	-
Haaramitta (F)	780 - 930 mm	-
Jalan mitta (polvesta jalkapohjaan) (D)	-	100 - 550 mm
Satulan korkeus maasta	910 - 1060 mm	-
Pyörälle nousemisen tila	520 mm	-
Nousukorkeus	390 mm	-
Ohjaustangon korkeus (G)	810 - 1110 mm	-
Pyörätuoli-istuimen leveys (A)	-	450 mm
Pyörätuoli-istuimen syvyys (B)	-	400 mm
Pyörätuoli-istuimen selkänöja (C)	-	550 mm
Renkaat ETRTO / tuumat		47-559 / 26 x 1,75
Jarrut		käsi-, jalka- ja seisontajarrut
Värit	vakiovärinä metallinsininen, tilauksesta hopeanharmaa / metallinpunainen	istuin keltainen ja pehmusteet siniset, tilauksesta myös muita RAL-värejä



Huka Nederland
7575 ED Oldenzaal
Netherlands
Tel.: +31 541 572 472
www.huka.nl

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland

Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.