

[illegible]

Miten valitset oikean kokoisen kolmipyörän?

Valitse kolmipyörä käyttäjän jalan sisämitan, ns. haaramitan (A) mukaan
(kokonaisuus, suoritettu jalka, nivusista kantapäähän)



SAFARI	SPORTY	FREEDOM	LAGOON
Säären sisämitta 30 - 46 cm	Säären sisämitta 50 - 70 cm	Säären sisämitta 68 - 88 cm	Säären sisämitta 75 - 105 cm
Käyttäjän pituus 85-115cm	Käyttäjän pituus 105-145cm	Käyttäjän pituus 125-175cm	Käyttäjän pituus 145-200cm
malli SAFARI	malli SPORTY	malli FREEDOM tai E-VERSIO	malli LAGOON tai E-VERSIO

LAGOON - Kolmipyörä aikuisille

Edullinen ja tyylikäs, klassinen 24" kolmipyörä on saatavana tyylikkäällä bordeaux-punaisella tai neutraalimmalla harmaalla runkoväriillä. Lagoon soveltuu myös vähän pidemmille matkoille, tarjoten vakautta ja mukavuutta pyörällä ajoon.

Saatavana kattava valikoima lisävarusteita ja optioita

Saatavana myös **E-versio**, sähköapumootorilla.



LAGOON

LAGOON

Säären sisämitta 75-108 cm
(poljin-satula 64-88 cm)

- Ohjaavan etupyörän korkeus ja kulma on säädettävissä.
(saatavana eri ohjaustankoja)
- Tarjottava kokoonpano: 3-vaihteinen
(optiot vaihteeton ja 7-vaihteinen)
- Sis. jalkajarru, käsijarru ja seisontajarru
Lisävarusteena levyjarru takapyörille.
- Alennettu runko helpottaa pyörän päälle nousua ja
pyörästä laskeutumista (nousukorkeus n.19 cm)
- Korkeussäädettävä satula.
(saatavana erilaisia satuloita)
- Iso metallinen kuljetus-
tarakka takana.
- Etu- ja takavalot ja kori edessä
kuuluvat tarjottavaan kokoonpanoon
ks. muut optiot lisävarusteet sivulta.



Käyttäjän
pituus
145-200cm



V-käsijarrut



kokonais-
pituus
1808



kokonais-
leveys
768



satulan
korkeus
810-900



korkeus satu-
lasta polkimiin
640-880



nousu-
korkeus
194



ohjaustangon
korkeus
1121-1309



rengas-
koko
24" x 1.3/8



kokonais-
paino
27,8



käyttäjän
paino
125

Mitat mm, paino kg. Koko- ja painopoikkeamat (15 mm, 1,5 kg ja 1,5") ovat mahdollisia.

E-versio

E-Versio

Säärimitta
75 - 108 cm

Käyttäjän
pituus
145-200cm

Sähköavusteinen malli keventää polkuvastusta

E-versio on saatavilla FREEDOM, LAGOON- ja VINTAGE-malleihin. Sähkökäyttöisellä kolmipyörällä pääset pidemmälle, helpommin ja nopeammin.

Käyttöjärjestelmä on erittäin helppokäyttöinen. Yksinkertainen ON/OFF-kytkin akussa ja ohjaustangossa. Varustettu myös BOOSTER-painikkeella, joka antaa kolmipyörälle nopean kiihtyvyyden (esimerkiksi kun sinun on lähdettävä ylämäkeen).

Kolmipyörän takana oleva akkupaketti on kevyt ja irrotettava, joten voit ladata sen helposti kotona.

Sähköavustin lisää voimaa etupyörään.



17 km/h



36 V / 9 Ah



250 W

Ajomatka: riippuu käytöstä, tien kunnosta, korin ominaisuuksista ja valitusta käyttövoimasta.

K O N F I G U R A A T I O T

Ohjaustangot



S1 - Classic ohjaustanko



S2 - Suora ohjaustanko



S3 - City ohjaustanko



S4 - Suorakulmainen ohjaustanko



S5 - Ohjaustangon säätöadapteri (-10° +50°)



D1 - Ohjauskulman rajoitin

Ratas- ja jarruvaihtoehdot



O6 - Kiinteä napa



O1 + B1 - Vapaa napa



B1 - Levyjarrut takapyöriin



O2 - Jalkajarru



O3 - 3 vaihteinen
O7 - 7 vaihteinen



E13 - Kotitraineri

Vartalotuet



P1 - Lantiotuki



P2 - Selkätuki



P3 - Lantio- ja selkätuki



E9 - Käsihihnat



E10 - Käsituki hihnalla



E11 - Käsituki "hanskamalli"

J A O P T I O T

Muut



BAT 9 - BAT 13 - Extra akut E-bike (9A tai 13A)



P4 - Säädettyä satula (140 mm)



P5 - Satulaputki iskunvaimentimella



E12 - Comfort satula PU + muovi



E1 - Työntökahva (335 mm tai 605 mm)



E14 - Etukori

Polkimet



F1 - Polkimet remmillä



F2 - Polkimet, joissa varvaspidike ja hihna



F3 - Jalkatuki tarranauhalla



F4 - Jalkatuki tarranauhalla & nilkkatuki



F5 - Polkimet säädettävällä pituudella (22 mm)



E2 - Valot (sis. patterit)

Muut lisävarusteet



E3 - Matkamittari (sis. patterit)



E4 - Vintage kori



E5 - Lukittava takaboksi tilavuus: 30 litraa



E6 - Keppiteline



E7 - Juomapulloteline (ei sis. pulloa)



E8 - Sivupeili

YHTEENSOPIVUUSTAULUKKO

		Safari	Sporty	Freedom	Lagoon	Lagoon Vintage
S1	Classic ohjaustanko	•	•	•	•	-
S2	Suora ohjaustanko	•	•	•	•	-
S3	City ohjaustanko	-	-	•	•	standard
S4	Suorakulmainen ohjaustanko	•	•	•	-	-
S5	Ohjaustangon säätöadapteri	-	-	•	•	•
D1	Ohjauskulman rajoitin	•	•	•	•	•
06	Kiinteä napa	•	•	•	•	•
01 + B1	Vapaa napa	-	-	•	•	•
B1	Levyjarru takapyörään	-	-	•	•	•
02	Jalkajarru	•	•	•	•	•
03	3 - vaihteinen	-	•	•	•	•
07	7- vaihteinen	-	-	•	•	•
23	Tasauspyörästö (jakaa voimaa takapyörien välillä)	-	-	-	•	•
F1	Polkimet jalkapöytäremmillä	•	•	•	•	•
F2	Polkimet, joissa varvaspidike ja hihna	•	•	•	•	•
F3	Jalkatuki tarranauhalla	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Jalkatuki tarranauhalla & nilkkatuki	•	•	•	•	•
F5	Polkimet säädettävällä pituudella	-	•	•	•	•
E1	Työntökahva	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		Safari	Sporty	Freedom	Lagoon	Lagoon Vintage
E2	Valot	-	•	•	•	•
E3	Matkamittari	-	•	•	•	•
E4	Vintage kori	-	-	-	-	•
E5	Lukittava takaboksi	-	-	•	•	•
E6	Keppiteline	-	-	•	•	•
E7	Juomapulloteline	•	•	•	•	•
E8	Peili	•	•	•	•	•
E9	Käsihihnat	•	•	•	•	•
E10	Käsituki hihnalla	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Käsituki "hanskamalli"	•	•	•	•	•
E12	Comfort satula	-	-	•	•	•
E13-D	Kotitrainer	-	•	•	•	•
E14	Etukori	-	-	•	•	•
BAT 9 - 13	Akkukotelo E-versio	-	-	-	•	•
P1	Lantiotuki	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Selkätuki	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Lantio- + selkätuki (P1 +P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Säädettävä satula	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Satulaputki iskunvaimentimella	-	-	-	-	•
E-Tricycle	Sähköavustus	-	-	•	•	•

(S) : SMALL - (M) : MEDIUM

VERMEIREN N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout

Tel: +32 (0)3 620 20 20

Fax: +32 (0)3 666 48 94

website:

www.vermeiren.com

e-mail: info@vermeiren.com



Myynti Suomessa:
Camp Scandinavia Oy /
Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi

VERMEIREN
Opening up new horizons in mobility