

# FREEDOM



## 2217E



## 2217



### Vermeiren Freedom 20''

Vermeiren **Freedom** on tukeva kolmipyörä, joka on ihanteellinen terapiapyörä erityisesti nuorille ja pienille aikuisille. Täydellinen kolmipyörä kävelyille, pyöräretkelle tai maaseudulle. Satulan korkeutta ja ohjaustangon korkeutta ja kulmaa voidaan säätää (saatavana erilaisia ohjaustankoja). Madallettu runko helpottaa pyörälle nousua ja laskeutumista. V-jarrut ja käsijarrut edessä. Saatavana valinnaisena levyjarru takapyörää varten. Suuri metallinen kuljetustaso takana.

Paljon eri varustevaihtoehtoja ja optioita mm. 3- tai 7-vaihdetta, poljinpedaalit remmeillä, lantio- ja selkätuki, kotitreenauslaite jne.

Katso lisävaruste-esite.

Värit musta ja valkoinen.

Pyöräkoko 20" Max. 110 kg.

Saatavana myös Freedom E sähköavusteinen. Max. 17 km/h.

**CAMP**  
MOBILITY

## Ominaisuudet



Vaihtoehtoina  
3- tai 7 vaihteinen  
tai vaihteeton

Värit musta ja valkoinen  
saatavana myös Freedom E  
sähkömoottoriavusteinen nopeus max 17 km/h



Satulakorkeus  
72-88 cm

Säären sisämitta  
68-88 cm

Nousukorkeus  
vain 174 mm



Vartalogi



Manuaalivaihteet



Levyjarrut takapyöriin lisävarusteena



Akkukotelo (Freedom E)



Eri poljinpedaaleja saatavana



Lukittava takaboksi lisävarusteena



Juomapulloteline lisävarusteena



Tylykkäätkätket



Vartalogi

## Tekniset tiedot

kokonais- pituus	kokonais- leveys	satulan korkeus	korkeus satula-pedaali	nousu- korkeus	ohjaustangon korkeus	Rengas koko	kokonais- paino	Max. käyttäjä- paino
1599	670	720-860	590-780	174	986-1174	20" x 1,75	25,5	110

Mitat mm: toleranssi (15 mm, 1,5 kg ja 1,5°) mittatiedoissa ovat mahdollisia.



NV VERMEIREN BELGIUM  
Vermeirenplein 1/15  
2920 Kalmthout Belgium  
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20  
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94  
www.vermeiren.com

**CAMP**  
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu  
+358(0)9 350 76 310  
info@campmobility.fi  
Varaosapalvelu  
+358(0)9 350 76 312  
varaosat@campmobility.fi