

ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

BUG-rattaat



Ormesa BUG

- monikäyttöiset terapiarattaat ovat uudistuneet!

Valittavissa 2 eri kokoa S ja M ja 2 eri väriä; tumman- tai vaaleanharmaa, jossa pinkki, turkoosi tai mintunvihreä tehosteväri. Halutessa tehostevärejä voi valita myös ristiin Kallistettava (35° / 40°) istuin kasvaa lapsen mukana. Istuma-asentoa tukevat säädettävät vartalotuet ovat vakiona. Päällinen on konepestävä, paloturvallista ja kierrätettävää

materiaalia, jolla Öko-Tex 1. luokan laatusertifikaatti. Valittavissa erilaisia alustoja: Ulkokäyttöön kokoontaitettava 4-pyöräinen ratasalusta tai sisäkäyttöön syöttöalusta tai matala sittersalusta. Ratasalustassa koko S on istuimen kääntömahdollisuus.

CAMP®
MOBILITY

Ominaisuuksia



Ylösnouseva jalkatuki ja
ylöstaitettava jalkakouru



Säädettävä työntökahva
säädettävissä punaisilla painikkeilla.



Selkäosa
muotoiltu kaarevaksi, tukeva,
kallistettava ja korkeussäädettävä



Lukitus / avausjärjestelmä sis. turvapainike, jotta istuin ei irtoa vahingossa rungosta



Törmäystestattu ISO7176-19
soveltuu kuljetukseen ajoneuvossa.



ÖKO-tex. 1. luokan paloturvallinen päällinen + Niska-/päätuiki vakiona
pitää lapsen pään paikoillaan myös kallistetussa asennossa

Vaihtoehdot



869 4-pyöräinen ulkoalusta
Puhkeamattomat renkaat, suuntalukitus, rumpujarrut.
Renkaat: Etu 17 cm / Taka 25 cm (S) tai 30 cm (M).



856 syöttöalusta
10 cm renkaat ja yksittäislukittavat jarrut. Kaasujousellinen korkeudensäätö 34- 61 cm.



851 korkeussäädettävä alusta
7,5 cm renkaat ja jarrut. Kaasujousi-
korkeudensäätö 23 -39 cm.



850 sitterialusta
Mahdollistaa osallistumisen
lattiatason aktiiviteetteihin



869-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000



Lisävarusteet



863 Päätuki

mm. etu-taka, sivu-, kallistus- ja korkeussäätö



852 Päätuki



842 Ergonominen päätuki



854 Varjo alustaan 869 samaa materiaali kuin verhoilu



835 Muotoiltu päätuki



934 Jousitetun päätuen kiinnitys (vain 863 kanssa)



838 Sivu-/vartalotuet



922 Happipulloteline alustaan 869



868 Vartalotukivyö



834 Abduktiokiila pehmustettu, syvyyssäädettävä



834R Abduktiokiila pehmustettu, syvyyssä- ja säädettävä abduktio



892 jalkatuen pehmuste



853 4-pistevyöliivi



903 5-pistevyöliivi



906 5-pistevyö



921 jalkalauta sisarukselle min 15 kk / Max. 20 kg alustaan 869



894 45° lantiovyö



920 4-pistevyö



827 Nilkkaremmit



858 Verkkokori alustaan 869



839 Turvakaari kulmasäädettävä



824 Tarjotin/pöytälevy läpinäkyvä, syvennys ja reunat, kulmasäädettävä



824R Tarjotin/pöytälevy sisäalustoille hygieenisestä materiaalista, ei reunoja, tarttumaton pinta



891 taksikoukkuasetti alustaan 869



905 Käsijarru avustajalle alustaan 869



935 Happipullon pidike alustaan 869 max korkeus 600 mm (sis venttiili) x Ø 140 mm. Voidaan kokoonlaittaa irrottamatta lisävarustetta

Rattaat voi taittaa irrottamatta näitä lisävarusteita



911 Pidike lääketieteellisille laitteille alustaan 869



819 Kuomu




825 Sadesuoja alustaan 869 (tarvitsee myös kuomun 819)




818 Lämpöpussi alustaan 869

Tekniset tiedot


869



Kokoontaitettuna ja istuin asennettuna




	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (astetta)	J (astetta)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	Max. kuorm.	alustan paino	istuin paino	kok. paino
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg




856

näkymä ylhäältä



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (astetta)	J (astetta)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Max. kuorm.	alustan paino	istuin paino	kok. paino
Small	20-30	52-62	37	47-75	20-30	14-30	0°-35°	35°	95-132	56	34-61	80	40	25	90-120	35 kg	14,5 kg	8,5 kg	23 kg
Medium	25-36	60-75	46	47-75	30-40	20-38	0°-25°	40°	106-148	62	34-61	83	45	32	115-140	45 kg	16,2 kg	12,7 kg	28,9 kg



851

näkymä ylhäältä



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

ORMESA SRL
Via A. Da Sangallo, 1
06034 FOLIGNO (PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2022 Camp Mobility Finland

	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (astetta)	J (astetta)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Max. kuorm.	alustan paino	istuin paino	kok. paino
Small	20-30	52-62	37	34-50	20-30	14-30	0°-35°	35°	84-110	50	23-39	72	41	23	90-120	35 kg	8,8 kg	8,5 kg	17,3 kg
Medium	25-36	60-75	46	34-50	30-40	20-38	0°-25°	40°	95-126	55	23-39	76	46	28	115-140	45 kg	10 kg	12,7 kg	22,7 kg