

JOSI-pro



JOSI-pro terapiarattaat

JOSI-pro monitoimirattaat on Josi-Wismistä kehitetty, erityistarpeisiin ja maastoon soveltuvat monipuoliset ja toimivat terapia-/monitoimirattaat, jotka on suunniteltu tukemaan lievää asentotukea tarvitsevia lapsia.

Istuinsyvyyden, istuinkulman, selkänojan ja jalkatuen säätö- vaihtoehdot tarjoavat optimaalisen tuen ja mukavuuden työnnettävälle lapselle tai nuorelle ja säädettävä työntötanko mahdollistaa työntämisen juuri sopivalla korkeudelle.

Josi-pro:ssa on kuomu, ja sitä voidaan täydentää laajalla valikoimalla optioita ja lisävarusteita.

Räätälöi Josi-pro 6 kirkaalla eri väri vaihtoehdolla!

KOKEILE VUOKRAAMALLA!

- voit lunastaa tuotteen omaksi. Hyvitämme hinnassa jo maksetut vuokrat.



OMINAISUUDET:

- 3 eri kokoa, 6 eri väriyhdistelmää
- Jousitettu kokoontaitettava alumiinirunko
- Taitettava, monipuolisesti säädettävä pehmeä istuin
- Portaattomasti säädettävä selkäosa
- Istuinkulma säädettävissä 30° asti
- Rumpujarrut seisontajarruilla
- Korkeus- ja kulmasäädettävä jalkatuki
- 20" / 16" takapyörät / 12,5" etupyörä
- Max. käyttäjäpaino jopa 90 kg
- Max. käyttäjäpituus jopa 185 cm (koko L)

CAMP[®]
MOBILITY