



[www.johngmbh.com](http://www.johngmbh.com)

**JOSI-Bike**



**Josi-Bike**



**Helposti irrotettavat  
takaosa ja rattaat**



**JOSI-Wismi  
rattaat**

## **JOSI-Bike - JOSI-Wismin lisävaruste**

- 7-vaihteinen, napavaihteet, jalkajarruilla: Levyjarrut 2 x 160 mm (etuakselissa)
- Sisältää jousituksen ja taittomekanismin
- Käyttäjänpaino / kuormitus jopa 160 kg
- Pendix-sähköavustus
- Sisältää matkatavaratelineen ja pyörätelineen
- JOSI-Wismi terapiarattaita voidaan käyttää itsenäisesti - yhteensopiva kokojen S & M kanssa

Myynti Suomessa: Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility


Valmistaja: John GmbH

Ziddelrasen 1b - D-99830 Treffurt - Tel: +49 36923 8388-0 - Fax: +49 36923 8388-10 - [info@johngmbh.com](mailto:info@johngmbh.com)



## Tekniset tiedot

JOSI-Bike	Koko S	Koko M
Korkeus	112 cm	112 cm
I Pituus	252 cm	263 cm
Alustan leveys / kokonaisleveys	80 cm	80 cm
Istuinleveys	45 cm:iin asti	45 cm:iin asti
Istuinsyvyys	38 cm:iin asti	38 cm:iin asti
jalkamitta	44 cm:iin asti	44 cm:iin asti
Selkäosan korkeus	80 cm	80 cm
Kallistus	110°	110°
Kuormitus	35°	35°
Paino	160 kg	160 kg
(sis. kääntöpyörä & Pendix eDrive 500Wh)	istuiyksikkö max. 85 kg	istuiyksikkö max. 85 kg
Paino JOSI-Wismi	59 kg	60,5 kg
(istuiyksikkö)		
Takapyörä	33 kg	34,5 kg
etupyörä	26"	26"
camber	20"	20"
	4°	4°



John GmbH

Ziddelrasen 1b - D-99830 Treffurt - Tel: +49 36923 8388-0 - Fax: +49 36923 8388-10 - info@johngmbh.com

ENG/Rev00/09.2021