



Kangoo Classic & Vario

Kangoo monitoimirattaat lisäävät liikumisen riemua! Monipuolinen Kangoo toimii yhtälailla polkupyörän peräkärrynä, rattaina kuin autossa turvaistuimena. Mallistosta löytyy lukuisia lisävarusteita (jalkatuet, pehmusteet, vyöt, aurinko- ja hyttysuojat sekä lämpöasut).

Kevyesti rullaava Kangoo toimii ongelmitta haasteellisemmässäkin maastossa.

Tässä kyydissä erityislapsetkin pääsevät osaksi luonto- ja retkeilyelämyksiä.



Kangoo monitoimirattaat

Hyvä jousitus, portaaton korkeuden säätö, 5-pistevyöt ja rumpujarrut lukituksella ovat osa Kangoon turvallisuutta. Kangoo on aidosti 3in1-apuväline! Sitä voi käyttää polkupyörän peräkärrynä, rattaina sekä autossa turvaistuimena. Hyvien säätöominaisuuksiensa ansiosta Kangoo kasvaa lapsen mukana. Alumiininen, puuterimaalattu runko kestää kulutusta!

Haasteellisessa maastossa liikuttaessa moottoroidusta työntöavustimesta (lisävaruste) on paljon hyötyä. Kangoon osat saa helposti irrotettua eli kuljetukseen ja varastointiin tarvittavaa tila on oletettua pienempi.

Kangoo Classic

Classic soveltuu taaperosta teiniin. Saatavana 3 kokoa, joista koot 1 ja 2 ovat myös tyyppihyväksytyjä turvaistuinkäytössä. Illoiset värit ja kulutusta kestävä verhoilumateriaalit soveltuvat erinomaisesti lasten ja nuorten käyttöön.

Kangoo Vario

Variossa on käyttömukavuutta lisäävä jousitus ja monipuoliset säätömahdollisuudet. Koko 2 on suunniteltu yli 5-vuotiaille ja koko 3 toimii teini-ikästä asti. Teleskoopipisten jalkatukien kulmaa voi säätää portaattomasti. Polvien kulma on säädettävissä 85° - 123°. Tilauksesta Varioon saa rakenteellisia muutoksia, jotka lisäävät istuimen syvyyttä ja selkänöjan pituutta. Koko 2 on tyyppihyväksytty auton turvaistuimeksi.



Kangoo Classic

	Koko 1	Koko 2	Koko 3
Leveys (rattaat)	64 cm	64 cm	68 cm
Leveys (pyörän peräkärry)	74 cm	74 cm	78 cm
Pakkauksen koko (p x l x k)	78 x 53 x 42 cm	88 x 53 x 42 cm	88 x 58 x 42 cm
Tuotteen koko kasattuna (p x l x k)	125 x 64 x 111 cm	125 x 64 x 111 cm	140 x 71 x 120 cm
Työntöaisan leveys	90 - 111 cm	90 - 111 cm	100 - 120 cm
Rengaskoko	20"	20"	20"
Maksimikuorma	~ 40 kg	~ 40 kg	~ 60 kg
Tuotteen paino (ilman lisävarusteita)	14,5 kg	14,5 kg	16,5 kg
Istuimen syvyys (pehmustettu)	27 cm	33 cm	43 cm
Istuimen leveys (pehmustettu)	27 cm	35 cm	39 cm
Selkänöjan korkeus	58 cm	65 cm	80 cm

Kangoo Vario

	Koko 2	Koko 3
Leveys (rattaat)	64 cm	68 cm
Leveys (pyörän peräkärry)	74 cm	78 cm
Pakkauksen koko (p x l x k)	88 x 53 x 42 cm	88 x 58 x 42 cm
Tuotteen koko kasattuna (p x l x k)	125 x 64 x 111 cm	140 x 71 x 120 cm
Työntöaisan leveys	90 - 111 cm	100 - 120 cm
Jalkatuen säätövara	80°-120°	80°-120°
Rengaskoko	20"	20"
Maksimikuorma	~ 40 kg	~ 60 kg
Tuotteen paino (ilman lisävarusteita)	14,5 kg	16,5 kg
Istuimen syvyys (pehmustettu)	33 cm	43 cm
Istuimen leveys (pehmustettu)	35 cm	39 cm
Selkänöjan korkeus	65 cm	80 cm

Lisävarusteet



Lisävarusteet

Kangoo Classicin ja Varion lisävarustevalikoima on kattava. Monitoimirattaat saa helposti muokattua käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Erilaiset tuet ja tyynyt auttavat mukavan asennon löytämisessä. Ja lämpöasut tekevät liikkumisesta ja retkeilystä miellyttävää myös talvikeleillä.

- kääntyvä etupyörä
- aurinkovarjo hyttysuojalla
- sadesuoja
- polkupyörään kytkentäsetti
- tavaralaatikko
- jalakset
- jalkatukien pidennin tai lyhennin
- erilaisia turva- ja tukivöitä:
 - liikennekäyttöön hyväksytyt 5-pistevyöt
 - nivushihnat
 - rinta-olkahihnat
 - lantiovyöt
- jalkatuet tarranauhoin
- nostolaite kokoon 3
- tyynyjä ja tukia:
 - istuintyyny haaratapilla
 - selkätyyny
 - rintakehän tukityyny
 - skolioosituet
 - niskatuki (sivutuella tai ilman)
 - käsitetuet lannetyynyillä
- asut (koko 116–176):
 - helposti päällepuettavat lämpöhihat
 - helposti päällepuettavat housut
 - hupullinen lämpötakki sivuvetoketjuilla




Väriä elämään!

Kangoo monitoimirattaissa on käytetty iloista väripalettia. Verhoilun pintamateriaali on pehmustettua Cordura-kangasta, joka kestää moninkertaisesti enemmän kulutusta kuin tavallinen nylonkangas.

Rungon värit:



Verhoilun värit ja kangaskuosit:



Pyydä meiltä kustannusarvio!

Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan myyntineuvottelijoihimme, jotka tekevät kartoituksen ja tarjouksen, johon kuuluu kustannusarvio toimituskuluineen.



BoGeTec GmbH
Reha-Technik
Haldenstrasse 10
88515 Langenenslingen-Ittenhausen

Tel: +49 (0)7376 / 962269
Fax: +49 (0)7376 / 962270

<http://www.bogetec.de>

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2021 Camp Mobility Finland