

ALESIA

geriatrinen lepotuoli

palvelutaloihin
hoitokoteihin
sairaaloihin



CAMP[®]
MOBILITY

Aktivoivaa toiminnallisuutta:




Lepoasentoon ja takaisin aktiiviseen asentoon kallistettavaa istuinta voi säätää 12° ja selkäosaa 30°.

Helposti liikuteltava:



Yhteinäinen työntökahva ja helposti rullaavat pyörät mahdollistavat henkilön siirtämisen kevyesti paikasta toiseen. Päätuki tilataan lisävarusteena.

Kompakti koko:



Tuolin kokonaisleveys on vain 66 cm, jonka ansiosta se mahtuu ahtaistakin oviaukoista. Max. käyttäjäpaino 140 kg.

Pyydä tarjous!

info@campmobility.fi

Inspiroiva värikartasto:

ALESIA

geriatriinen lepotuoli



C32



C34



Materiaali: Helposti puhdistettava keino nahka



C35



C36



C33



C39



C38



C37

Käteviä
ominaisuuksia:

Keskus- ja suunta-
lukitus helposti
jalkapedaalilla >



Sivusuunnassa
alaslaskettavat
käsituet >>



Kallistus
työntökahvasta >



Tuolin alle työnnettävä
yhtenäinen jalkalauta >>



125 mm kalustepyörät
yksittäin-, keskus- ja suunta-
lukittavat pyörät takana >



CAMP[®]
MOBILITY

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi

Jälleenmyynti Suomessa
www.campmobility.fi

Valmistaja:
NVVERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
www.vermeiren.com

