

Klaimer® electric plus

UUSI

NYT AKULLA!

Ylös tai alas – nappia painamalla

Klaimer® electric plus auttaa paitsi nousemaan lattialta turvallisesti ylös, myös laskeutumaan alas lattialle esimerkiksi pyörätuolista, ilman avustajaa. Se avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia omatoimisuuteen ja aktiivisempaan elämään rajoittuneesta liikuntakyvystä huolimatta. Ladattava akku helpottaa käyttöä eri tilanteissa.



Apuväline

Kotiin ja hoitotyöhön

Klaimer® electric plus on akulla ja verkkovirralla toimiva henkilönostin. Istuin nousee ylös – ja myös laskeutuu alas – vakaasti ja turvallisesti painamalla kädessä pidettävän ohjaimen käyttökytkintä. Koska **Klaimer® electric plus** toimii myös tuolina, se ei vaadi ylimääräistä tilaa. Se on tyylikäs apuväline ja kaluste kaikkiin tiloihin.

- Helppo ja miellyttävä käyttää.
- Akkukäyttöinen – 1 lataus, 15 nostoa.
- Erittäin hiljainen, toimii lähes äänettömästi.
- Design-palkittu muotoilu.



Nostaa lattialta

Istuin nousee ylös 5 cm korkeudelta 55 cm saakka. Se myös laskeutuu alas vakaasti ja turvallisesti.



Ladattavaa vapautta

Akku lisää Klaimberin käytön joustavuutta. Lataus kerran kuukaudessa riittää 15 nostoon ilman verkkovirtaa.



Helppokäyttöinen

Kaksipainikkeinen ohjain on yksinkertainen käyttää. Automaattinen virrankatkaisu tuo käyttöturvaa.



Kätevä liikuttaa

Klaimer® on helppo siirtää paikasta toiseen, mikä tekee siitä sopivan isoonkin kotiin tai hoitoympäristöön.

Tekniset tiedot

L: 675 mm K: 924 mm S: 853 - 967 mm
Paino: noin 37 kg.
Istuimen nousukorkeus: 5 cm – 55 cm.
Käyttäjän maksimipaino: 130 kg.
Materiaalit: teräs, puu, muotoiltu muovi

Lisätietoja

klaimber.fi

Valmistaja

KAILAMED



Myynti

CAMP
MOBILITY

info@campmobility.fi
09 350 76 310
campmobility.fi