

KLAIMBER Electric

Sähkökäyttöinen nostotuoli

– nostaa ylös ja alas napin painalluksella



Klaimber[®]
electric



Support for Better Life!



OMINAISUUDET:

- Helppo ja miellyttävä käyttää
- Erittäin hiljainen
 - toimii lähes äänettömästi
- Ei vaadi valmisteluja
 - riittää, että kytket virtajohdon
- Design-palkittu muotoilu
- Max. 120 kg

Nostaa lattialta

Istuin nousee halutulle korkeudelle 55 cm saakka, joka sopii useimmille käyttäjille eri tilanteisiin.

Laskee lattialle

Istuin laskeutuu alas 5 cm korkeuteen. Siirtyminen lattialle ja lattialta tuoliin onnistuu vaivattomasti.

Helppo siirtyä

Käsituet nousevat ylös, joka helpottaa esim. pyörätuoliin tai sängylle siirtymistä.

Helppokäyttöinen käsiohjain

Kaksisuuntainen UP/ DOWN - käyttökytkin on intuitiivinen, yksinkertainen ja turvallinen käyttää.

Kätevästi liikuteltava pyörien avulla

Klaimber® on helppo siirtää paikasta toiseen, joka tekee siitä sopivan isoonkin kotiin tai hoitoympäristöön.



Nostotuoli nostaa ylös tai laskee alas nappia painamalla

KLAIMBER® ELECTRIC on verkkovirralla toimiva henkilönostin. Istuin laskeutuu alas - ja nousee ylös - vakaasti ja turvallisesti painamalla käsiohjaimen up/down napista.

Klaimber® electric toimii myös tuolina, joten se ei vaadi ylimääräistä varastointitilaa. Tyylikäs kaluste kaikkiin tiloihin.

Saatavana myös sähkötön versio **Klaimber®**, jossa nostotoiminto kehonpainolla keinuttelemalla.



KOKEILE VUOKRAAMALLA!

- jos toimii sinulla, voit lunastaa tuotteen omaksi.
Hyvitämme hinnassa jo maksetut vuokrat.



TEKNISET TIEDOT

Leveys: 675 mm Pituus: 853 - 967 mm Korkeus: 924 mm
Paino: noin 36 kg
Istuimen nousukorkeus: 5 cm - 55 cm.
Max. käyttäjäpaino: 120 kg.
Materiaalit: teräs, puu, muotoiltu muovi

Valmistaja:
KAILAMED OY
www.klaimber.fi



CE-hyväksytty luokan I lääkinällisenä
laitteena ja täyttää (EU) 2017/745
mukaiset vaatimukset

Support for Better Life!

Tilaukset:

info@campmobility.fi
09 350 76 310

Varaosat:

varaosat@campmobility.fi
09 350 76 312

Huolto:

huolto@campmobility.fi
09 350 76 313

CAMP TAMPERE

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
09 350 76 310

CAMP HELSINKI

Valimotie 17-19
00380 Helsinki (1.krs)
045 728 3040 /
040 1260 710

CAMP KUOPIO

Itkonniemenkatu 9
70500 Kuopio
0400 410 865
040 125 4046

CAMP Mobility TUUSULA

Mukulakuja 4B,
04300 Tuusula
045 7200 419

CAMP Mobility OULU

Kiviharjunlenkki 4
90220 Oulu (Rehapolis1,2.krs)
0400 185 078 /
040 1537 836

