



Stand Up - Moottoroitu, pystyynnostava nojatuoli



LivornoSalotti **Stand Up nojatuoli Paris** on pystyynnostava, moottoroitu nojatuoli kotikäyttöön tai kodinomaisiin olosuhteisiin, hoitokotiin tms.

3 toimintoa: selkäosan kulmansäätö, jalkaosan kulmansäätö ja istuinosan pystyynnosto / -lasku. Lepoasento 180° - laskeutuu siis lähes vaakatasoon asti! Toimintoja ohjataan helppokäyttöisestä käsiohjaimesta painamalla. Kaksoisnostomoottorit toimivat verkkovirralla, tarvitsee siis lähelle sähköpistokeliitännän.

- Malli: "Paris"
- Vakio verhoiluväri: "Light Taupe"
- Istuinleveys ja -korkeus 48 cm, -syvyys 52 cm
- Paino 44,5 kg
- Max. Käyttäjäpaino 140 kg
- Toimituspakkaus: 78x76x66 cm (47,5 kg)






Kysy myös vuokrausta tai osamaksua!

Toiminnot



Tekniset tiedot

Toiminnot: Pystyynnosto / -lasku, jalkaosan kulmansäätö ja selkäosan kulmansäätö lepoasentoon.



Runko:

- Massiivipuuta
- Vaneria

Selkäosa:

- Punosrakenne
- Polyuretaani vaahdo

Istuinosa:

- Metallijousitus
- Punosrakenne
- Polyuretaani vaahdo



Käsinojat:

- Polyuretaani vaahdo




Moottorit

- Kaksoismoottorit
- Max.nosto kapasiteetti 140 kg



Verhoilukangas

- 100% Polyester






Toimituspakkaus:

- Nettopaino 44,5 kg
- Kokonaispaino 47,5 kg
- Tilavuus 0,39 m³
- 78 x 76 x 66 cm (LxWxH)

Lisävarusteet:

- Pyöräsetti helpottaa siirtämistä:
- Vara-akkuasetti



Verhoiluvärit

Valmistaja:
Livorno Salotti Europe
info@livorvosalotti.com
www.livorvosalotti.com



Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2022 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Asiakaspalvelu
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi
Varaosapalvelu
+358(0)9 350 76 312
varaosat@campmobility.fi