



### **Vermeiren Alesia lepotuoli – hoivatuoli kotiin, hoitokotiin tai laitokseen**

Vermeiren **Alesia** hoivatuolissa on käyttäjäystävälliset perustoiminnot. Tuolin voi säätää lepoasentoon ja siinä on kallistettava istuin. Siirtymistä helpottavat tuolin alle työnnettävä jalkalauta, sivusuunnassa alaslaskettavat käsituet ja yhtenäinen työntökahva. Tuolissa on hyvin rullaavat keskuslukittavat pyörät ja takapyörien suunta- lukitus. Keinonahkaverhoilu. 8 eri väriä. Istuinleveys 54 cm. Maksimikuormitus 140 kg.

Lisävarusteena saatavana pää-/ niskatuki, vartalotuet, pöytälevy, happipulloteline, tippateline, virtsapussiteline ja asiakirjateline.



## Ominaisuudet ja lisävarusteet



**Kallistettava istuin**



**Alaslaskettavat käsituet**

Sivusuunnassa alaslaskettavat



**Lukittavat pyörät**

Suunta- ja keskuslukitus



**Työntökahva**

Kallistuskahvalla

**Asiakirjateline**



**Pöytälevy**



**Tippeteline**

**Pää- /  
niskatuki**

**Happipulloteline**



**Jalkalauta**

Tuolin alle työnnettävä

## Tekniset tiedot



66



54



0 - 27



53



133



78



50



80



30°



12°



140 kg

## Värit ja materiaalit



C32



C33



C34



C35



C36



C37



C38



C39

NV VERMEIREN BELGIUM  
Vermeirenplein 1/15  
2920 Kalmthout Belgium  
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20  
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94  
www.vermeiren.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2018 Camp Mobility Finland