



Coraille XXL 150 kg

### **Vermeiren Coraille / Coraille XXL hoivapyörätuoli – lepotuoli kotiin, hoitokotiin tai laitokseen**

Vermeiren **Coraille** hoivapyörätuolissa on suuret, keskuslukittavat takapyörät ja kääntyvät etupyörät, joten tuolia on helppo siirrellä tilasta toiseen ja se soveltuu niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Tuolin voi säätää lepoasentoon ja siinä on kallistettava ja korkeussäädettävä istuin. Käyttömukavuutta lisää tuoliin kuuluva, sivulle nostettava pöytälevy ja niskatuki. Verhoilu hengittävää ja kosteustaläpäisemätöntä Dartex-kangasta. Siirtymistä helpottaa yhtenäinen ja jousitettu jalkalauta, jonka saa nostettua ylös sääritukea vasten ja joka astuttaessa laskeutuu lattiaa vasten.

Istuinleveydet 38,5-48,5 cm,

Coraille XXL 55/60 cm.

Maksimikuormitus 120 kg / 150 kg.

Lisävarusteena saatavana tippateline.

## Ominaisuudet



**Kallistettava istuin ja jalkalauta**  
-istuinkulma -4°- +36°



**Pöytälevy**  
sivullekääntyvä



**Tippateline (LI)**



**Työntökahva**  
ja kokonaan irrotettavat  
päälliset













**Lukittavat pyörät**  
keskuslukitus  
jalkapedaalista



**Jousitettu jalkalauta tai  
jalkatuet**  
painuu lattiaa vasten  
tuoliin siirryttäessä

## Tekniset tiedot

										
720	385 405 425 445 485	235/ 255/ 275	465/ 490/ 515	1295 1320 1345	792/ 812/ 832	0°/ 40°	440/ 460/ 480	1090- 1640	36	120
XXL 790	550 600	230	520/ 540/ 560	1240	1120	-4°- 36°	500	780	37	150

## Värit ja materiaalit



Dartex Green



Dartex Praline



Dartex Purple



Keinonahka  
Light Purple

NV VERMEIREN BELGIUM  
Vermeirenplein 1/15  
2920 Kalmthout Belgium  
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20  
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94  
www.vermeiren.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden  
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä  
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2018 Camp Mobility Finland