



CLINNOVA Näytteenottotuoli 1



Ammattilaiskäyttöön suunniteltu näytteenottotuoli, jossa on helposäätöinen istuin esim. verinäytteenottoa varten. Kaikissa malleissa monisäädettävät käsivetimet ja rengasmalliset tukikahvat, jotka helpottavat tuoliin ja siitä pois siirtymisiä. Kallistettu istuinosa lisää potilasturvallisuutta.

Mallit

NV9456P Hydraulinen, kaasujousisääd. selkäosa (IBC)
NV9556P Hydraulinen, kaasujousisääd. selkäosa (RWD)
NV9656P Hydraulinen, kaasujousisääd. selkäosa (LMWD)

NV9466P Sähkökäyttöinen, kaasujousisääd. selkäosa (IBC)
NV9566P Sähkökäyttöinen, kaasujousisääd. selkäosa (RWD)
NV9666P Sähkökäyttöinen, kaasujousisääd. selkäosa (LMWD)



Malli NV9566P optiona saatavalla jalustan kuorella. Verhoiluväri: tummansininen.

Ominaisuudet

- Turvallinen työskentely- ja maksimikuormitus 265Kg (583lbs)
- Kaasujousisäädettävä selkäosan kulma 0° - +80°
- Rengasmalliset tukikahvat lisäävät potilasturvallisuutta siirtymisissä
- Monisäätöiset käsivarsivetimet molemmin puoliseen näytteenottoon
- Integroitu suoja-paperiteline vakiona
- Valittavana hydraulinen tai sähkösäätöinen korkeudensäätö
- Erinomainen korkeudensäätöalue 52cm - 106cm*
- Kompakti runko design valittavana eri rengasjärjestelmiä
- Säätöjalka, RWD malleissa, lisää stabiliteettia
- Tarkkuuslaakerit kaikissa nivelpisteissä
- Anti-bacterial pulverimaalattu runko
- Kallistettu istuinosa lisää potilasturvallisuutta
- Maavara jalustan alla helpottaa henkilönostimen vientiä mahd. lähelle
- Käsiohjain vakiona sähkösäätöisissä malleissa
- 70cm leveä helposti puhdistettava verhoilu
- Vakiona 15 eri verhoiluväri vaihtoehtoa.

Optiot ja lisävarusteet

- 9053** Jalustan suojakuori
6200 Jalkakytin, yhdelle jalalle, vain sähkökäyttöisiin malleihin
6057 Vara-akku
6054 Tippateline, irrotettava
6007 pää-/polvitukityyny



Yksittäislukittavat pyörät malleissa NV9456P & NV9466P



Malli NV9666P optiona saatavalla jalustan kuorella. Verhoiluväri: tummansininen.