

MC6154
50cm-64cm

MC6155
50cm - 64cm



46cm

49cm

Näytteenottotuoli



Hydraulisen korkeussäädettävän näytteenottotuolin avulla hoitaja voi helposti ja tarkasti sijoittaa potilaan optimaaliseen asentoon verinäytteenottoa varten. Tuoli on kompakti ja tilaa säästävä vaihtoehto sähkökäyttöisille tuoleille. Mukana tukeva tuolinjalka liukuvilla (staattisilla) jaloilla potilaan turvallisuuden varmistamiseksi. Integroidut käsitet vakiona potilaan auttamiseksi tuoliin ja siitä pois. Istuinkorkeus on 50-64 cm. Saatavana joko yhdellä tai kahdella näytteenottokäsituella.

Mallit

- MC6154** Hydraulinen näytteenottotuoli
1:llä näytteenottokäsituella
- MC6155** Hydraulinen näytteenottotuoli
2:lla näytteenottokäsituella



Täysin säädettävä
kourukäsituki
näytteenottoa
varten



Malli MC6155 Tummansininen