



Medema Niga lasten erityisistuin – tukee lapsen aktiivista istuma-asentoa

Medema Niga lasten erityisistuin on suunniteltu pienten, 1–4-vuotiaiden lasten ruokailun, pöydän ääressä istumisen ja aktiivisen istumisen harjoittelun avuksi. Puurunko, verhoilu ja nallesomisteiset pyörät sopivat hyvin kodinomaiseen ympäristöön. Tuolia voi säätää tukemaan niin aktiivista kuin lepäävää asentoa istuimen selkä- ja istuinosan kulmasäädöillä.

Tuolin vakiovarustukseen kuuluu puujalusta lukittavin pyörin (Ø 50 mm), istuin matalalla selkätuella, pehmusteet, kulmasäädettävä jalkatuki, lantio- ja rintavyö sekä polvituki. Takuu 3 vuotta. Väri: Tummanruskea/beige. Helposti irrotettavat päälliset ovat konepestäviä +40°C:ssa.

Lisävarusteena saatavana pöytälevy, rintatuki, korkea puinen selkätki, 3 erilaista päätukea (käytetään korkean selkätkin kanssa), kantapäätuki sekä käsituki avustajalle.



Ominaisuudet ja lisävarusteet



Kallistettava istuin ja jalkatuki

Koko istuinosa kallistuu +40° taaksepäin ja -45° eteenpäin, pelkkä selkäosa +40° taaksepäin. Lonkkakulmansäätö 80°-135°. Korkeus-, kulma ja syvyyssäädettävä jalkatuki 50 x 41 cm. Jalkatukeen saatavana lisävarusteena kantastopparit, jotka estävät lapsen taivuttamasta jalkaterää jalkatuen alle.



Pää-/niskatuki (LI)

Saatavana mallit Anatomic (kuva), Special ja Original. Käytetään korkean selkätuen kanssa.



Rintatuki (LI)

kiinnitetään pöytälevyyn



Pöytälevy (LI)

ruokailuun, aktiiviseen istumiseen ja päivittäisten askareiden avuksi



Polvituki

aktiivisen istumisen avuksi, suuntaa jalkoja oikeaan linjaan



Korkea selkäosa (LI)

puinen, korkeus 51cm



Sivupehmusteet

Kuminauhakiinnitys



Lukittavat pyörät

ø 50 mm nallesomisteilla

Tekniset tiedot



48cm



17-25cm



59cm



72cm



51cm



20cm



27/51cm



0° - -40°



-40° - +45°



20 kg



kg

13 kg

Värit ja materiaalit



Tummanruskea/ beige / puu
konepestävä +40°C

MEDEMA GROUP /
Medema Norge AS
Stamveien 6, 1481 Hagan
Postboks 133, 1483 Skytta
Telefon: 67 06 49 00
Faks : 67 06 49 90
E-post: firmapost@medema.no
www.medema.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2018 Camp Mobility Finland