



Täyttää
EN597-1 ja -2
laatustandardien
vaatimukset.

Kinéris[®] dynaamiset ilmakennoistuintyyntyt

Asklé Santé / WinnCare Kinéris[®] dynaamiset ilmakennoistuintyyntyt ehkäisevät painehaavaumia ja ne sopivat jopa kaikkein korkeimman riskiluokan omaaville käyttäjille. Kinéris tyyntjen sisus muodostuu useista ilmalla täytettävistä ilmakennoista. Tyyntyn kanssa toimitetaan aina kaksi päällistä ja painemittarilla varustettu ilmapumppu, joten tyyntyn ilmanpainetta voi muuttaa aina tarpeen mukaan.

1-venttiilinen malli on helppo säätää käyttäjän tarpeiden mukaan ja soveltuu henkilöille joilla ei ole tasapainoon liittyviä ongelmia.

2-venttiilinen malli on tarkoitettu henkilöille, joilla on tasapaino-ongelmia tai puolieroja. 2-venttiilisellä mallilla voidaan vaikuttaa lantion asentoon tyyntyn eri puoliskojen ilmanpainetta säätämällä.

2 korkeutta: 7 cm ennaltaehkäisevään käyttöön ja **10 cm** jo painehaavoja hoitavaan käyttöön. (Istuttaessa tyyntyn korkeus noin 2 cm ilmanpaineesta riippuen).

Kaikissa Kinéris[™]-istuintyyntyissä on hengittävä, joustava, vetoketjukiinnitteinen 100% neopreenipäällinen, joka on helppo poistaa puhdistamista varten ja jossa on luistamaton liukuestepinnoitettu alapuoli. Päällisen voi pestä koneessa +40° (ajoittain +90°) nurinpäin käännettynä vetoketjut kiinni.

Koot: 28.5 x 28.5 cm – 46.5 x 46.5 cm
Max.käyttäjätaino **40–150 kg** koosta riippuen.



Kinérís 1-venttiilinen



7 cm



1-venttiilinen

Korkeus 7 cm	Korkeus 10 cm	Leveys	Syvyys	Käyttäjätaino
804840048	804840060	28,5 cm	28,5 cm	40–45 kg
804840049	804840061	28,5 cm	33 cm	40–55 kg
804840050	804840062	33 cm	33 cm	50–60 kg
804840051	804840063	33 cm	37,5 cm	40–65 kg
804840052	804840064	36 cm	36 cm	
804840053	804840065	37,5 cm	37,5 cm	50–75 kg
804840054	804840066	37,5 cm	42 cm	50–85 kg
804840055	804840067	42 cm	42 cm	55–90 kg
804840056	804840068	42 cm	46,5 cm	85–120 kg
804840057	804840069	43 cm	36 cm	
804840058	804840070	43 cm	42 cm	
804840059	804840071	46,5 cm	46,5 cm	110–120* kg



Kinérís 2-venttiilinen



10 cm



2-venttiilinen

Korkeus 7 cm	Korkeus 10 cm	Leveys	Syvyys	Käyttäjätaino
804840072	804840081	28,5 cm	28,5 cm	40–45 kg
804840073	804840082	28,5 cm	33 cm	40–55 kg
804840074	804840083	33 cm	33 cm	50–60 kg
804840075	804840084	33 cm	37,5 cm	40–65 kg
804840076	804840085	37,5 cm	37,5 cm	50–75 kg
804840077	804840086	37,5 cm	42 cm	50–85 kg
804840078	804840087	42 cm	42 cm	55–90 kg
804840079	804840088	42 cm	46,5 cm	85–120 kg
804840080	804840089	46,5 cm	46,5 cm	110–120* kg

Tekniset tiedot



Koot**
28,5 x 28,5 -
46,5 - 46,5 cm



Korkeudet
7 ja 10 cm



40 -150 kg*



Päällinen***

* Soveltuvuus lääketieteellisen lausunnon mukaan 150 kg asti. Maksimikuormitus on määriteltä olettaen, että tyynyn leveys aiotulle käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.

** Katso kokotaulukko yllä

*** Pesusuositus +40°C, ajoittainen pesu +90°C mahdollista



WINCARE
g r o u p

Valmistaja:
WinnCare / Askle Santé
104, Avenue Albert 1er
Immeuble les passerelles
92 500 Rueil-Malmaison,
France
p +33 (0)4 66 02 15 15
winnCare.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland