

Nyt
myös
5 cm!

liris viskoelastiset istuintyynty

IIRIS on viskoelastinen, kosteutta läpäisemätön, kevyt istuintyynty, joka parantaa tehokkaasti istuinmukavuutta ja käyttäjän istuma-asentoa. Iiris istuintyynty on laadukasta omaa suunnittelua, josta huokuu vuosien kokemuksen tulos.

IIRIS istuintyynty on suunniteltu istuinmukavuutta parantamaan keski-suuren painehaavariskin omaaville käyttäjille. Pehmuste on vaahtomuovin ja memory foamin yhdistelmä. Päällinen on kosteutta läpäisemätön, hengittävä, neljään suuntaan venyvä ja konepestävä inkontinenssipäällinen, jossa on luistamaton pohja, kantokahva ja tarrakiinnikkeet.

Paksuudet 5 cm ja 7 cm. Koot 36 x 40 cm – 60 x 45 cm. Saatavana tilauksesta myös erikoiskokoja. Pesu 60°!

Ominaisuudet



Kevyt ja korkealaatuinen vaahtomuovi-memoryfoam -yhdistelmä

IIRIS istuintiynyn 2 cm paksu ylin kerros on valmistettu korkealaatuisesta tiheästä viskoelastisesta muistivaahdosta (tiheys 45 kg /m³). Materiaalilla on hyvät paineentasausominaisuudet ja se kestää hyvin pitkäaikaista käyttöä. Alin kerros on 3 cm tai 5 cm paksua vaahtomuovia (tiheys 40 kg /m³).

Koot

IIRIS 5 cm:

Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko
803900021	38 x 42 cm	803900023	43 x 42 cm	803900025	48 x 42 cm
803900022	40 x 42 cm	803900024	46 x 42 cm	803900026	51 x 42 cm
803900030	36 x 40 cm	803900031	38 x 40 cm	803900032	40 x 40 cm
803900033	43 x 40 cm	803900034	46 x 40 cm	803900035	48 x 40 cm
803900036	51 x 40 cm	803900041	38 x 45 cm	803900042	40 x 45 cm
803900043	43 x 45 cm	803900044	46 x 45 cm	803900045	48 x 45 cm
803900046	51 x 45 cm	803900051	38 x 50 cm	803900052	40 x 50 cm
803900053	43 x 50 cm	803900054	46 x 50 cm	803900055	48 x 50 cm
803900056	51 x 50 cm				

IIRIS 7 cm:

Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko
803900000	36 x 40 cm	803900005	48 x 40 cm	803900014	46 x 45 cm
803900001	38 x 40 cm	803900006	51 x 40 cm	803900015	48 x 45 cm
803900002	40 x 40 cm	803900011	38 x 45 cm	803900016	51 x 45 cm
803900003	43 x 40 cm	803900012	40 x 45 cm	803900017	55 x 45 cm
803900004	46 x 40 cm	803900013	43 x 45 cm	803900018	60 x 45 cm

Tekniset tiedot



25/15 kokoa*



Korkeudet
5 cm tai 7 cm



alk. 0,6 kg



150 kg**



Pesu 60°

Värit



Musta

Camp Mobility Finland pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2017 Camp Mobility Finland

* Tilauksesta myös erikoiskokoja
** Maksimikuormitus on määriteltävä olettaen, että tiynyn leveys aiotulle käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.