



Päällisen vetoketju aukeaa kolmelta sivulta.



Liukumista estävä
AntiSlip -pohjamateriaali

John GmbH Type VB100 vaahtomuovi-istuintyynt

John GmbH VB 100 on kevyt, erittäin tukeva ja vakaa, mutta samalla elastinen ja kiinteä vaahtomuovi-istuintyynt, joka parantaa istuinmukavuutta ja käyttäjän istuma-asentoa.

VB100 perusistuintyynt on tarkoitettu matalan painehaavariskin omaaville käyttäjille. Vaahtomuovityynyjen materiaali on tasatiheysistä polyuretaani (PU) rouhefoamia.

VB100 istuintyyntien päällinen on hengittävää, nesteitä-läpäisemätöntä, +60°C konepestävää, 100% polyesteriä, "bi-elastic moisture protection" -kangasta.

Paksuudet 3 cm ja 5 cm. Koot 36 x 38 cm – 50 x 46 cm.
Varastoväri: Musta.

Erikoistilauksesta saatavana myös muita kokoja ja värejä.

Ominaisuuksia:



**Liukumista estävä
AntiSlip -pohjamateriaali**



**Päällisen vetoketju
aukeaa kolmelta sivulta.**

Koot

John GmbH - Type VB100 - 3 cm + kosteutta läpäisemätön päällinen:

Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko
803000046	40 x 40 x 3 cm	803000051	44 x 43 x 3 cm	803000056	38 x 43 x 3 cm
803000047	40 x 46 x 3 cm	803000052	40 x 43 x 3 cm		
803000048	44 x 46 x 3 cm	803000053	42 x 43 x 3 cm		
803000049	48 x 46 x 3 cm	803000054	42 x 46 x 3 cm		
803000050	50 x 46 x 3 cm	803000055	48 x 43 x 3 cm		

Saatavana myös vakiopäällisellä ja tilauksesta myös muita kokoja ja erikoisvärejä.

John GmbH - Type VB100 - 5 cm + kosteutta läpäisemätön päällinen:

Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko	Tuotenro	Koko
803000030	40 x 40 x 5 cm	803000036	42 x 43 x 5 cm	803000041	46 x 46 x 5 cm
803000031	36 x 38 x 5 cm	803000037	42 x 46 x 5 cm	803000042	48 x 43 x 5 cm
803000032	38 x 38 x 5 cm	803000038	44 x 43 x 5 cm	803000043	48 x 46 x 5 cm
803000033	38 x 43 x 5 cm	803000039	44 x 46 x 5 cm	803000044	50 x 43 x 5 cm
803000034	40 x 43 x 5 cm	803000040	46 x 43 x 5 cm	803000045	50 x 46 x 5 cm
803000035	40 x 46 x 5 cm				

Saatavana myös vakiopäällisellä ja tilauksesta myös muita kokoja ja erikoisvärejä.

Tekniset tiedot



**36 x 38 –
50 x 46 cm**



**Korkeudet
3 cm tai 5 cm**



alk. 0,6 kg



120 kg**



**Päällinen
konepesu +60°C**

Värit

CE



Musta

Camp Mobility Finland pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland

* Tilauksesta myös erikoiskokoja

** Maksimikuormitus on määriteltävä olettaen, että tyynyn leveys aiottu käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.