

matrx[®]
SEATING SERIES

Contour Visco^{NG}



**Muotoutuu käyttäjän
vartalon muotojen
mukaan**



Invacare **Matrix Contour Visco^{NG}** istuintyyny on anatomisesti muotoiltu 100 % viskoelastinen vaahtomuovityyny. Siinä on erinomaiset paineen uudelleenjakautumis- istuinmukavuuden parantamis- ja lantion vakauttamisominaisuudet. Sen matalaprofiilinen muotoilu helpottaa jaloilla potkuttelua ja se mahdollistaa pääsyn matalampienkin pöytien ääreen.

Kaareutuva takaosa

► Kaareutuva tyynyn takaosa tarjoaa lisätukea lantion taakse ja auttaa optimaalisen lantion asennon saavuttamista. Tyynyn kaareva muoto mahtuu selkänöiden verhoiluun tai muotoillun jäykän selkätuen alle ja täyttää raon, joka tavallisesti näkyy käytettäessä takaosastaan neliömäisiä tyynyjä. Kosketuspinta-alan maksimointi parantaa paineen jakautumista ja ihosuojaa.

Waterfall etureuna

► Viistoetureuna tarjoaa maksimaalisen tuen reisille, paremman jalkojen asennon ja paineen uudelleenjakautumisen, vaarantamatta polvinivelen ja polvitaiteen aluetta. Viisto etureuna sopii myös niille, joilla on kireyttä takareisilihaksissa, mikä mahdollistaa jalan asennon 90° kulmassa tai alle ja mahdollistaa jaloilla potkuttelun.



► **Matrix Contour Visco^{NG}** tarjoaa erinomaisen upotuksen ja peittävyuden. Istuessaan tyynyllä käyttäjä tuntee viskoelastisen vaahtomuovin hitaasti mukautuvan vartalon muotoihinsa, joka lisää kosketuspinta-alaa ja jakaa siten painetta uudelleen.

Matrix Contour Visco^{NG} on saatavana laaja valikoima kokoja ja eri painokapasiteeteilla, mikä tarjoaa parhaan istuvuuden käyttäjälle.

Sisältää 2 päällistä ja 2 vetoketjua; helppo irrottaa puhdistusta ja huoltoa varten. Päälliset ovat inkontinenssipäällisiä ja bielastisia eli kahteen suuntaan joustavia, mikä mahdollistaa käyttäjän kehon tehokkaan upotuksen tyynyyn. Liukumaton pohja varmistaa, että tyyny pysyy hyvin paikoillaan ja kantokahva mahdollistaa tyynyn helpon siirtämisen paikasta toiseen.

Tekniset tiedot ▼

Lisätietoja tästä tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohje, löydät paikallisen jälleenmyyjän verkkosivuilta: www.campmobility.fi

	Leveys ▼	Syvyys ▼	Korkeus ▼	Korkeus ▼	Kokonais- paino ▼	Max. käyttäjä- paino ▼	Max. pesu- lämpötila ▼	
Matrix Contour Visco^{NG}	355 mm 380 mm 405 mm 430 mm 455 mm 480 mm 505 mm	405 mm 430 mm 455 mm 530 mm	A=80mm B=75mm	70mm	1.3kg	140 kg*	90°	

Valmistettu EN1021-1 Cig- ja EN1021-2 vaatimusten mukaisesti.

* Tyynyt joiden istuinleveys on 380 ja 405 mm - käyttäjän vähimmäispaino on 40 kg
Tyynyt, joiden istuinleveys on 430 mm tai enemmän - käyttäjän vähimmäispaino on 60 kg

Tel: +41 61 487 70 70
hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland