

matrix[®]
SEATING SERIES

Flo-tech™ Lite Visco



**Matalaprofiilinen, muotoiltu, viskoelastinen
memory foam -painehaavatyyny
tarjoaa poikkeuksellisen mukavuuden**



Invacare **Matrx Flo-tech Lite Visco** istuintyyntyy on valmistettu tiheästi viskoelastisesta vaahtomuovista, mikä mahdollistaa sen mukautumisen käyttäjän muotoihin. Tämä tarjoaa poikkeuksellisen mukavuuden ja lisää paineen jakautumista. Matalaprofiilinen tyyntymuoto on ihanteellinen pyörätuolikäyttöön ja helpottaa sivuttaissiirtymisiä.



Ominaisuudet ja optiot



Matala memoryfoam vaahto on suunniteltu maksimoimaan kosketuspinta-ala

Viskoelastinen vaahto mukautuu käyttäjän vartaloon, maksimoi kosketusalueen, tarjoaa poikkeuksellisen mukavuuden ja optimoi paineen uudelleenjakautumisen.

Kosteussuojattu päällinen

Päällinen on kaksisuuntainen, vedenpitävä ja höyryä läpäisevä. Päällisessä on liukumaton pohja ja kantokahva.

Saatavana 61 kokoa

Saatavana jopa 61 kokoa, 250 x 250 - 480 x 530 mm. (Katso tarkemmat tiedot kokotaulukosta).

3 eri kovuutta

Saatavilla kolme tiheyttä eri käyttäjien painoille – pehmeä (32 kg asti), keskikokoinen (jopa 51 kg) ja kiinteä (jopa 100 kg).

Muotoiltu istuinpinta haara- ja sivutuilla

Tarjoaa lievän sivutuen ja lantion vakauden ja siten parantaa käyttäjän istuma-asentoa.

Tekniset tiedot

Saat kattavammat myyntitiedot tästä tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohjeet, paikalliselta Invacaren verkkosivustolta.


Paljon kokoja	Korkeus	Tuotteen paino	Max.käyttäjä-paino	Max. pesu-lämpötila
61 kokoa	78 mm	1.26 kg	100 kg	80°

Valmistettu eurooppalaisten standardien mukaan: Sisävahto: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852: 1982 GRIB 5

Matrx Flo-tech Lite Visco

- Ohjeet käyttäjän enimmäispainorajoitukset on asetettu olettaen, että valittu tyyntyy on sopiva käyttäjälle tai aiotuille käyttäjille.

Väri



QR Code

Invacare Ltd
Pencoed Technology Park - Pencoed
Bridgend CF35 5AQ - United Kingdom
Tel +44 1 656 776 222
E-mail: uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Invacare Ireland Ltd
Unit 5 - Seatown Business Campus
Seatown Road - SWORDS, County Dublin - Ireland
Tel. +353 1 8107084
Email: Ireland@invacare.com
www.invacare.ie

