



Matrx® Flo-tech™-istuintyynt

Invacare Matrx® Flo-tech™-istuintyynt ovat kevyitä, muotoiltuja istuintyyntä, jotka parantavat poikkeuksellisen tehokkaasti istuimukavuutta ja käyttäjän istuma-asentoa. Tyynyt on suunniteltu aina matalasta keskisuuren, korkean ja erittäin korkean painehaavariskin omaaville käyttäjille asento-hoitoon ja istuimukavuutta parantamaan.

Koot 25 x 25 cm:stä aina 50 x 50 cm:iin tai 61 x 61 cm:iin asti, mallista riippuen, jonka ansiosta tyynyt sopivat erityisen hyvin myös lapsille ja pienille aikuisille sekä myös kookkaimmille käyttäjille. Painorajoitus kasvaa tyynyn koon mukaan.



Kevyt ja korkealaatuinen vaahtomuovi

Istuintyynyjen vaahtomuovikerros on valmistettu korkealaatuisesta, muotoonvaletusta, tiheästä vaahtomuovista. Uniikilla valmistusmateriaalilla on hyvät paineentasausominaisuudet ja se kestää hyvin pitkäaikaista käyttöä. Muotoonvalettu valmistustapa mahdollista 3D-muodot, mitä ei pystytä saavuttamaan perinteisillä vaahtomuovin leikkaustekniikoilla. Tyynyjen etuosan haara-kiila pitää reidet erillään, tukee hyvää istuma-asentoa ja mahdollistaa ilman vaihtumisen.

Muotoiltu istuin

Muotoiltu istuinpinta parantaa ja tukee käyttäjän istuma-asennon vakautta. Muotoiltu istuinpehmuste jakaa myös painetta tehokkaammin ja suuremmalle alueelle, suoriin istuintyynyihin verrattuna. Tyynyn uramuodostelma mahdollistaa pienen liikkeen, mikä puolestaan vähentää hankaumien ja painaumien syntymistä.

Ominaisuuksia



Ultra-fresh™ antimikrobiaalinen hajunestokäsittely

Kaikki Flo-tech -istuintyynyt ovat antimikrobiaalisesti käsitellyt, mikä ehkäisee hajua muodostavien bakteerien kasvua ja pidentää tyynyn käyttöikää.



Nesteitä läpäisemätön päällinen

Kahteen suuntaan joustava, nesteitä läpäisemätön, mutta kosteuden läpäisevä ja hengittävä päällinen sisältää liukumattoman pohjamateriaalin ja kantokahvan.



Jopa 83 kokoa!

Saatavana koot 25 x 25 – 61 x 61 cm riippuen mallista. (kysy erillistä kokokarttaa).



Integroitu paineentasaus

Pinaumien tasaus -ominaisuus tasaa pyörätuolin istuinkankaan venymisestä johtuvaa painumista ja pitää istuintyynyn paikallaan ja oikeassa muodossaan.

Flo-tech™ Lite Visco



Lite Visco on korkeatiheyksinen, käyttäjän muotojen mukaan lämpömuovautuva, matalaprofiilinen tyyny, joka tarjoaa erinomaisen mukavuuden ja samalla keventää painetta. Sopii käytettäväksi sekä tuolissa että pyörätuolissa ja mahdollistaa sivuilta siirtymiset. 61 kokoa. Korkeus 7,8 cm, paino 1,26 kg, pesu 80°, Max. 100 kg.

Flo-tech™ Contour Visco



Contour Visco on muotoonvalettua viscoelastista vaahtomuovia, joka lämpömuovautuu kehon muotojen mukaisesti. Kun vaahtomuovi lämpenee, muotoiltu pinta-ala muotoutuu käyttäjän kehon mukaiseksi, joka parantaa asentoa, lisää mukavuutta ja maksimoi pinta-alan, mikä on kosketuksissa käyttäjän ihon kanssa, mikä taas optimoi paineen jakautumista. 51 kokoa. Korkeus 12 cm, paino 1,6 kg, pesu 80°, Max. 127 kg.

Flo-tech™ Flo-Shape



Painehaavojen ehkäisyyn, erityisesti Comfort-tuoleihin, tarkoitetussa **Flo-shape**-istuintyynyssä on suosittu Dartex®-verhoilu. Flo-shape on suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka viettävät kerralla useita tunteja pyörätuolissa ja vaativat pehmustetta optimaalisella painojakaumalla

painehaavojen estämiseksi. Flo-shape-tyyny todella parantavat elämänlaatua ja mukavuutta. Flo-shape-tyynyn yläosa on voimakkaasti muotoiltu istuin-asennon parantamiseksi. Korkeus 10,3 cm, pesu 80°, Max. 191 kg.

Flo-tech™ Lite



Lite -tyyny on ohut, muotoiltu tyyny, joka soveltuu erinomaisesti käyttäjille, joilla on vähäinen riski saada painehaava ja haluavat vain erinomaista istuinmukavuutta. Muotoiltu istuin tarjoaa paremman vakauden ja asentotuen. Koot alkaen 25x25cm, joten tyyny sopii erityisen hyvin lapsille ja nuorille. 61 kokoa. Korkeus 7,8 cm, paino 1,5 kg, pesu 80°, Max. 127 kg.

Flo-tech™ Image



Image-tyynyssä on yhdistetty ohut, muotoiltu vaahtotyyny ja suuri geelipussi, joka peittää sakraalialueen. Geelipussi lisää painojakaumaa ja keventää koko istuinkyhmyjen alueen. Image-tyyny tarjoaa korkeatasoisen suojan korkean riskin painehaavapotilaille. 50 kokoa. Korkeus 7,8 cm, paino 1,82 kg, pesu 80°, Max. 140 kg. Sopii sekä tuolissa että pyörätuolissa käytettäväksi.

Flo-tech™ Contour



Contour -tyynyn pinta on jaettu yksittäisiin osastoihin. Tämä ainutlaatuinen muotoilu parantaa asentoa ja lisää tukipinta-alaa, joka tehokkaasti jakaa painon tiettyihin painepisteisiin. Paremman asennon ja lisääntyneen tukipinnan yhdistelmä myötävaikuttaa merkittävästi painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Tämä korkea tyyny soveltuu raskaammille käyttäjille. 83 kokoa. Korkeus 10,3 cm, paino 1,38 kg, pesu 80°, Max. 152 kg, koot 56x56cm-61x61cm Max. 191 kg.

Flo-tech™ Solution



Solution-tyynyssä on yhdistetty ohut, muotoiltu vaahtotyynypohja ja kaksikerroksiset suuret geelipussit, jotka peittävät koko ischias- ja sakraalialueen. Kaksikerroksiset geelipussit ja ainutlaatuinen muotoonvalettu vaahtomuovi lisäävät tukipinta-alaa. Solution-tyyny tarjoaa korkeatasoisen suojan erittäin korkean riskin painehaavapotilaille ja potilaille, joilla on jo todettu kudosaivaurio. 44 kokoa. Korkeus 7,8 cm, paino 3,08 kg, pesu 80°, Max. 140 kg.

Flo-tech™ Plus



Plus -tyyny sisältää geelipussin, joka sijaitsee istuinalueen takana. Geelipussi keventää tehokkaasti istuinkyhmyjen alueen, mikä auttaa merkittävästi vähentämään painetta tällä haavoittuvalla alueella. Plus-tyyny tarjoaa korkeatasoisen suojan korkean riskin painehaavapotilaille. 80 kokoa. Korkeus 10,3 cm, paino 2,5 kg, pesu 80°, Max. 152 kg, koot 56x56 cm-61x61 cm Max. 191 kg.

Flo-tech™ Solution Xtra



Solution Xtra -tyyny ja sen moduuleista yksilöllisesti koottava rakenne on kehitetty yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, jotta voidaan rakentaa vaativien pyörätuolin käyttäjien yksilöllisiin asentovaatimuksiin soveltuva istuintyyny. Käyttämällä modulaarista järjestelmää terapeuttisia toimenpiteitä voidaan tehokkaammin räätälöidä loppukäyttäjien posturaalihoidon mukaisesti ja rakentaa tyyny, joka parantaa potilaan toiminnallisuutta, säilyttää ihon eheyden ja maksimoi istuinmukavuuden. 44 kokoa. Korkeus 7,8 cm, paino 3,08 kg, pesu 80°, Max. 140 kg.

Tekniset tiedot

	Koot:	Korkeus:	Paino:	Max. käyttäjäpaino*:	Pesu:
Matrx Flo-tech™ Lite Visco	61 kokoa	7.8 cm (78 mm)	1.26 kg	100 kg	80°
Matrx Flo-tech™ Visco Contour	51 kokoa	12 cm (120 mm)	1.6 kg	127 kg	80°
Matrx Flo-tech™ Lite	61 kokoa	7.8 cm (78 mm)	1.5 kg	127 kg	80°
Matrx Flo-tech™ Contour	83 kokoa	10.3 cm (103 mm)	1.38 kg	152 / 191 kg	80°
Matrx Flo-tech™ Plus	80 kokoa	10.3 cm (103 mm)	2.5 kg	152 / 191 kg	80°
Matrx Flo-tech™ Image	50 kokoa	7.8 cm (78 mm)	1.82 kg	140 kg	80°
Matrx Flo-tech™ Solution	44 kokoa	7.8 cm (78 mm)	3.08 kg	140 kg	80°
Matrx Flo-tech™ Solution Xtra	44 kokoa	7.8 cm (78 mm)	3.08 kg	140 kg	80°

* Suurin kuormitus raja on asetettu olettaen, että tyynyn leveys ja syvyys aiotulle käyttäjälle on valittu asianmukaisesti.

Manufactured to European Standards:
BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match
BS 7176 (Crib 5)

Päällisvaihtoehdot



Black Spacer



Baltic Blue



Black Smooth



Black Wipedown

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2021